

RCN Douche- transport brancard

UDW 2500 VRW



Zekerheid, comfort en het gemak zijn de juiste woorden om deze douche- en transport brancard te omschrijven. Het roestvrijstalen frame en de materialen van hoogwaardige kwaliteit garanderen duurzaamheid.

De UDW2500VRW douche- en transportbrancard is het speciale douche- en transport hulpmiddel om zorgbehoevenden mee te transporteren. Het ligoppervlak is hydraulisch verstelbaar van een hoogte van 50cm tot 92cm door middel van de voetpedalen. Het gevoerde ligplateau biedt een hoog ligcomfort en is gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten.

De voet- en armsteunen zijn volledig inklapbaar en daardoor aan te passen op de zorgbehoefte. Het ligvlak kan door middel van de hoofdsteun met 20 cm verlengd worden. De helling van het ligvlak kan worden ingesteld door middel van een gasveer in een positieve en negatieve Trendelenburg positie.

De afsluitbare afvoer staat in verbinding met een 90cm lange slang die zorgen voor een gecontroleerde drainage. Het rug gedeelte kan trapsgewijs worden ingesteld. De dubbele zwenkwielen (4 met rem) maken een soepele en wendbare beweging mogelijk.

Eigenschappen van de UDW 2500 VRW brancar

Gevoerde wanden

Opklapbaar hoofdeind

Opklapbaar voeteneind

Handel om het ruggedeelte omhoog te laten komen

Gasdrukveer om het ligvlak positief of negatief te kantelen

Afsluitbare afvoer incl. slang

Hydraulische versteller om gemakkelijk in hoogte te verstellen ook bij hoge belasting

Poedergecoate roestvrijstalen frame

Tweezijdig voetpedaal voor hydraulische hoogteverstelling

Dubbele zwenkwieien Ø 100 mm, waarvan 4 met rem

Afmetingen

Brancar:

Lengthe: 200 cm
Breedte: 78 cm
Hoogte: 67 - 108 cm

Ligvlak:

Lengthe: 180/190 cm
Breedte: 60 cm
Hoogte: 50 - 92 cm

Belastbaar tot 150 kg



Positieve en negatieve Trendelenburg positie



In hoogte verstelbaar van 50 cm tot 92 cm



Verstelbaar rugsteun en opklapbare hoofd- en voeteneind en zijcanten



Hebben wij uw interesse gewekt of heeft u nog vragen?
Neem dan contact met ons op via:

E: info@medimpex.nl
T: +31 (0)344 615300

www.rcn-medizin.com

Medimpex
MEDIMPEX SYSTEMS BV
Tel. 0344 - 615300
www.medimpex.nl

