

Onderzoekstafel elektronisch verstelbaar 200x70 cm

Deze behandelbank MMEN heeft als groot voordeel, dat met name door de driedelige constructie, deze bank naast ruimte besparend is, ook voor alle voorkomende onderzoeken en behandelingen kan worden gebruikt. De MMEN is standaard voorzien van twee traploos verstelbare voetsteunen voor gynaecologisch onderzoek, houders en kniesteunen zijn als accessoires leverbaar. Een ruimtebesparende papierrolhouder voor papierrollen tot een breedte van 60 cm behoort tot de standaard uitrusting.

Technische gegevens

- afmetingen met neergeklapt voetendeel 150 x 70 cm
- afmetingen met opgeklapt voetendeel 200 x 70 cm
- elektrische hoog-laag verstelling van 60 tot 100 cm
- verstel snelheid bij een belasting van 100 kg 1,4 cm per seconde.
- elektrisch verstelbare korte rugsteun tot 60 graden. Of lange rugsteun verstelbaar doormiddel van een gasveer.
- Op hoge kwalitatieve wielen, centraal op rem te zetten d.m.v. voetpedaal
- model MMEN is CE gecertificeerd
- Tot 300kg belastbaar
- Lage opstap
- Zeer stabiel
- Gebruik vriendelijk
- Hoogwaardig kwaliteit
- Geïntegreerde gynaecologische stepjes
- Centraal geremde wielen
- Hoofd ondersteunende rugleuning



Onderzoekbank	MMEN
Afmeting (lengte x Breedte)	200x70cm
Hoogte minimaal	50 cm
Hoogte maximaal	95 cm
Afmeting korte rug	65x70cm
Afmeting lange rug	80x70cm
Electrische voetbediening	optie
Electrische handbediening	ja
CE gecertificeerd	ja
Traploos verstelbare rugsteun	standaard
Papierrolhouder	standaard
Belastbaarheid	300kg
Centraal geremde wielen	standaard
Houder voor kniesteunen	optie
Voetensteunen	standaard

Te verkrijgen in diverse kleuren..

Tegen een geringe meerprijs kunnen we ook uw logo in de rug drukken.

Vraag naar de mogelijkheden.