

Onderzoekstafel elektronisch verstelbaar 200x70 cm

Bij de ontwikkeling van de MME onderzoekbank is optimaal rekening gehouden met de werksituatie en de beschikbare ruimte in de gemiddelde Nederlandse huisartsenpraktijk.

Dit model heeft een traploos uitschuifbaar voetengedeelte zodat de afmeting kan worden terug gebracht naar 150x70 cm. Het uitschuifgedeelte is zodanig geconstrueerd, dat een patiënt hierop kan plaatsnemen zonder gevaar voor kiepen van de bank.

De standaard papierrol is onder het hoofdvlak weggewerkt en biedt plaats voor een papierrol tot een breedte van 60 cm.

Technische gegevens

- afmetingen met uitgeschoven voetendeel 200 x 70 cm
- afmetingen met ingeschoven voetendeel 150 x 70 cm
- elektrische hoog-laag verstelling van 60 tot 100 cm
- verstel snelheid bij een belasting van 100 kg 1,4 cm per seconde.
- elektrisch verstelbare korte rugsteun tot 60 graden. Of lange rugsteun verstelbaar doormiddel van een gasveer.
- Keuze uit poot, wiel of wiel/poot verstelling
- model MME is CE gecertificeerd
- Tot 300kg belastbaar
- Lage opstap
- Zeer stabiel
- Gebruik vriendelijk
- Hoogwaardig kwaliteit
- Centraal geremde wielen
- Hoofd ondersteunende rugleuning

Onderzoekbank	MMEZL
Afmeting (lengte x Breedte)	200x70cm
Hoogte minimaal	50 cm
Hoogte maximaal	95 cm
Afmeting langerug	65x70cm
Afmeting korte rug	80x70cm
Electrische voetbediening	ja
Electrische handbediening	Optie
CE gecertificeerd	ja
Traploos verstelbare rugsteun	standaard
Papierrolhouder	standaard
Belastbaarheid	300kg
Centraal geremde wielen	standaard



Te verkrijgen in diverse kleuren..

Tegen een geringe meerprijs kunnen we ook uw logo in de rug drukken.

Vraag naar de mogelijkheden