

Het RCN douche- en badkamerprogramma – veilig en comfortabel



Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof:

- Roest niet
- stabiel
- draagkracht tot 300 kg
- snel en makkelijk te reinigen

Neem geen genoegen met minder!




Douchehockers van RCN – simpelweg de beste keuze

Comfortabel design, duurzame fabricage!



DH 49 RL
Douchehocker met beklede rugsteun voor meer comfort en veiligere zithouding. Draagkracht 150 kg. Afgebeelde kleur: laguna.



DH 49 PRS PA
Zeer comfortabele hocker met rugleuning en zitkussen in polyurethaanschuim. Draagkracht 150 kg. Afgebeelde kleur: blauw.



DH 49 A PA
Douchehocker met stevige armleuningen. Draagkracht 150 kg. Afgebeelde kleur: felblauw.



DH 49 A RL PA
Douchehocker met armleuningen, beklede rugsteun en zitkussen. Draagkracht 150 kg. Afgebeelde kleur: laguna.

DH 49
Het basismodel douchehocker. Licht in gewicht maar toch zeer stevig (draagkracht tot 200 kg). Comfortabel design, met centrale opening in de zitting.

Uitstekende verhouding prijs/kwaliteit!

Optioneel verkrijgbaar: zitkussen (PA) voor bedekking van de opening en meer comfort (verkrijgbaar in kleuren grijs, blauw, laguna en felblauw).



DH 49 PA
Douchehocker, met bekleed zitkussen in grijs. Draagkracht 200 kg.



DH 49 R
Het basismodel douchehocker voor op reis. Dit model kan in- en uit elkaar gehaald worden zonder gebruik van gereedschap (opbergtas bijgeleverd). Afmetingen: 43x43x19. Gewicht: 3,8 kg. Draagkracht 150 kg.



DH 55
Klassieke douchehocker met afneembare, voorgevormde zitting. Draagkracht 300 kg.



DH 56
De XL-douchehocker met geperforeerde zitting, voorzien van sanitaire opening. Draagkracht 300 kg.



DH 90 PP
Douchehocker met armleuningen en rugsteun en een comfortabele zitting met sanitaire opening. Afgebeelde kleur: laguna. Draagkracht 150 kg.



DH 100 PP
Douchehocker (zie DH90 PP) voorzien van 4 blokkeerbare wielen. Afgebeelde kleur: felblauw. Draagkracht 150 kg (ook verkrijgbaar in XXXL versie met draagkracht 200 kg).

- roest niet
- stevig
- eenvoudig te reinigen en desinfecteren
- anti-slip
- bestand tegen uv-stralen
- met CE markering



DH 80 HV

Douchehocker, in hoogte verstelbaar, met toiletzitting. De armleuningen bieden ondersteuning bij het opstaan. Eenvoudige plaatsing over het toilet. Draagkracht 150 kg.



DH 80 PP HV SKV

Hoogteverstelbare douchehocker met comfortabele zitting voorzien van een sanitaire opening. Afgebeelde kleur: grijs. Draagkracht 150 kg.



SC 100 PP HV PPE PRS

De comfortabele douchestoel voorzien van een zitting met sanitaire opening, afdichting, schoudersteun in polyurethaanschuim en wielen. Hoogteverstelbaar. Afgebeelde kleur: blauw. Draagkracht: 150 kg.



DT 100 HM

Toiletverhoging en douchehocker in één. Hoogteverstelbaar. Geleverd met toilet-emmer en spatscherm.



Zitkussen SPW

Waterdicht zitkussen. De combinatie van foam en lucht kan worden aangepast (door middel van een ventiel) voor optimaal zitcomfort.



Zitting PUS

Zitting in polyurethaanschuim voor meer comfort.

RCN. Gemaakt naar uw noden.

Het modulaire systeem van RCN biedt mogelijkheden voor aanpassing aan uw noden. Breder of dieper, met of zonder sanitaire opening, zithoogte, ... Nagenoeg alles is mogelijk!



Neem gerust met ons contact op voor een vrijblijvende offerte!



DWH 86

Dé douchehocker voor in douchekabines! Geen montage!

- brede geperforeerde zitting met sanitaire opening
- past makkelijk in elke hoek (optimaal: 90°)
- onbelemmerde toegang en voldoende beenruimte
- draagkracht 120 kg
- gepatenteerd door RCN

De “zelfrijder” als doucherolstoel

DR 100 PPG

- ROEST NIET
- sanitaire opening
- comfortabele zitting en rugleuning
- uitschuifbare voetensteun
- geschikt voor gebruik in zwembaden
- toiletemmerhouder optioneel



nieuw



Meerrollende voetensteun met aanpasbare hoekverstelling. Zowel links als rechts te gebruiken. Voor alle RCN stoelen verkrijgbaar als optie **BADR**.

SCC 250 R Travel

Multifunctionele douche/toiletrolstoel. Hoogteverstelbaar en voorzien van uitzwenkbare armleuningen. Monteren en demonteren zonder gereedschap. Reizzak optioneel. Afmetingen: 63x60x34cm.

Verkrijgbaar zonder ophanging voor toiletemmer als **SC 100 R Travel**.

Model	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Draagkracht	Zitdiepte	Zithoogte	Zitbreedte	Vrijloophoogte
DH 49	480	420	420	3,4	200	420	465	420	-
DH 49 A PA	635	530	420	5,5	150	420	480	420	-
DH 49 A RL PA	800	530	460	6,0	150	420	480	420	-
DH 49 PA	495	420	420	4,4	200	420	480	420	-
DH 49 PRS PA	800	420	535	8,0	150	420	480	420	-
DH 49 R	480	420	420	3,4	150	420	465	420	-
DH 49 RL	675	420	495	4,9	150	420	465	420	-
DH 55	500	400	400	4,5	300	400	500	400	-
DH 56	510	440	445	6,9	300	445	510	440	-
DH 80 HV	675-825	545	510	8,0	150	500	500-650	440	440-590
DH 80 PP HV SKV	675-825	545	520	9,8	150	500	525-675	440	440-590
DH 90 PP	675	540	520	9,5	150	470	535	440	435
DH 100 PP	815	550	545	10,5	150	490	550	440	465
DR 100 PPG	1035	720	820	28,0	150	450	540	440	465
DT 100 HM	675-825	540	510	9,4	150	500	500-650	440	435-585
DWH 86	615	570	480	6,5	120	345	510	435	-
SC100PP HV PPE PRS	935-1085	545	605	12,5	150	470	535-685	440	435-585
SCC 250 R	890	560	550	11,0	150	490	475-550	440	410-485

Alle afmetingen in mm resp. kg

Douchetoiletstoelen van RCN

Een betere stoel vindt u simpelweg niet! Door de dubbele wielen manoeuvreerbaar in kleine ruimtes, rolt gemakkelijk over toilet en roest niet. **RCN past gratis de hoogte voor u aan!**



SC 100

De originele douchestoel met comfortabele zitting. De ovale opening vergemakkelijkt de hygiënische verpleging.



SC 100 RPW SPW SB

Douchestoel met waterdichte zitting en rugsteun voor patiënten met zeer gevoelige huid. Kleur enkel lichtblauw.



SC 100 PR PUS

Douchestoel met stevige comfortabele zitting en zachte rugsteun.



SC 100 PZG SB

Douchestoel met gespleten zitting voor optimale hygiëne.



Gespleten zitting uit PUR-schuim, rustend op het frame, optie **PZ**



Voor meer comfort: verklein de opening door de helften dicht bij elkaar te schuiven.



SC 100 OS PPG PPE

De douchestoel voor bariatrische patiënten. Comfortabele zitting en rugsteun in PUR-schuim. Draagkracht 200 kg.

opties



Veiligheidsbeugel **SB**



Uitzwenkbare armleuning **ASA**



Uitschuifbare voetsteun **FT**



Waterdicht spatscherm **SW**



Afhellende zitting (3cm lager) **NH**



Toiletemmer in roestvrij staal. **TE**

Alle douchestoelen zijn standaard zonder toiletemmer en opanging.

Kies uw kleur:

Textilene® "Sunsure" in wit en...



blauw



grijs-blauw



oud-rose



laguna



geel



fantasie

PUR-schuim zittingen en rugleuningen



grijs



blauw



laguna



felblauw

Model	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Draagkracht	Zitdiepte	Zithoogte	Zitbreedte	Vrijloophoogte
SC 100	1005	555	605	9,5	150	470	500	440	435
SC 100 OS PPG PPE	1065	720	605	31,0	200	450	565	600	475
SC 100 PR PUS	1045	555	605	16,0	150	450	520	440	435
SC 100 PZG SB	1045	555	605	18,0	150	450	550	440	465
SC 100 RPW SPW SB	1005	555	605	13,0	150	450	530*	440	435

Alle afmetingen in mm resp. kg

*hoogte onder druk lager dan opgegeven

De RCN douche- en transportstretchers

Voor een patiëntvriendelijke lichaamsverzorging

- licht
- stabiel
- zeer wendbaar
- veilig




UDL 1500

- Stretcher met douchebak met bekleding.
 - Neerklapbare zijhekken.
 - Voorzien van slang voor gecontroleerde waterafvoer.
- Andere afmetingen op aanvraag!



PTB

Patiënten transfer board. Geschikt voor gebruik bij MRI-scanners, x-ray scanners en radiografie.



Waterdichte hoofdsteun. DK



Verstelbare rug- en hoofdsteun voor meer comfort VR



Drainagedarm, 90 cm. Andere lengte op aanvraag.



TL 500 S

De eenvoudige stretcher, voorzien van een poreus dek uit vochtongevoelig Textilene®. Aan beide kanten voorzien van neerlaatbare zijhekken en duwhandgrepen aan hoofd- en voeteneinde. Draagkracht 200 kg

TL 500 Hetzelfde model als S-serie, maar zonder zijhekken.

Model	Hoogte	Breedte	Diepte	Gewicht	Draagkracht	Lengte van het dek	Hoogte	Breedte
TL 500	880	700	1950	30	150	1860	800	610
TL 500 S	880	820	1950	35	150	1860	800	610
UDL 1500	980	880	1960	39	150	1820	800	610
PTB	7	595	1800	5,9	150	1800	-	595

Alle afmetingen in mm resp. kg

Uw verdeler:

Medimpex

Medimpex Systems BV
Lingewei 41
4004 LK Tiel
Tel: +31 (0) 344-615300
Fax: +31 (0) 344-623784
info@medimpex.nl
www.medimpex.nl

RCN Medizin- und
Rehatechnik GmbH
Hauptstraße 4
D-55471 Sargenroth
Tel +49 - 67 61 - 91 97 - 0
Fax +49 - 67 61 - 91 97 70
info@rcn-medizin.de



www.rcn-medizin.com