

Presto - multifunctionele wagen



De gangbare configuraties zijn Small, Medium en Large. Double is op aanvraag ook leverbaar.

De lijst met accessoires helpt u bij het samenstellen van de wagen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Code omschrijving



PS	4	0	4	W	M
Betekent Persocar	Structuur	Linker zijde	Aantal lades		Overbridge
	<i>Lades 400 mm</i> T4 = Small 4 = Medium 8 = Double (Op aanvraag) <i>Lades 600 mm</i> 6 = Large	0 = 3 uitneembare bakken 1 = 3 planken 2 = met docs opslagruimte 3 = plat 4 = met 2 uitneembare bakken en 1 plank	0 = zonder lades 4 = met 4 lades 3 x H. 156 mm 1 x H. 236 mm 5 = met 5 lades 2 x H. 76 mm 2 x H. 156 mm 1 x H. 236 mm 6 = met 6 lades 3 x H. 76 mm 3 x H. 156 mm	BL = Electric Blauw W = Wit AL = Aluminium grijs GR = Electric Groen RO = Roze OR = Oranje	M2 = met 2 rails M3 = met 3 rails

PRESTO 400 SMALL - multifunctional trolleys - drawers 400 mm

Algemene omschrijving	Afbeelding
Het frame en de lades zijn gemaakt van aluminium en de zij- en achterwanden zijn van kunststof en verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren, te weten in groen, roze, blauw, wit, grijs en oranje. Aan de voorzijde is er ruimte voor in totaal een maximum van 9 lades van H. 76mm. Afm. laden 417 x 470 mm in robuust ABS kunststof. De lades zijn voorzien van handgrepen over de gehele breedte compleet met labelhouder en gekleurde label (verkrijgbaar in 9 kleuren: rood, groen, geel, blauw, paars, grijs, oranje, roze en wit). Kunststof telescopische geleiding met zelfsluitende systeem, draagvermogen 45 kg per lade. Centraal sluitsysteem voor alle lades. Als alternatief ook verkrijgbaar met een elektronisch slotsysteem. Ruim ABS kunststof werkblad met voorgevormde 3 zijdes opstaande rand H. 48 mm en 1 frontale anti-drop kleine rand en ergonomische ingebouwde duwbeugels aan drie zijdes met afgeronde hoeken. Linkerzijde: - Vlak. Geschikt voor diverse accessoires en accessoires rails. Rechterzijde: - Vlak. Geschikt voor diverse accessoires en accessoires rails. Achterzijde: - Vlak. 4 Hoogwaardige dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geleidend en 2 geremd. Niet markerend. De onderzijde is rondom voorzien van bumpers. Laadvermogen: 300 kg.	 

Frame voor lades met een telescopische geleiding				
	PST434-XX	Afmetingen	Lades	
		571 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PST435-XX	Afmetingen	Lades	
		571x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 2 x 76 mm / 2 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PST436-XX	Afmetingen	Lades	
		571x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 76 mm / 3 x 156 mm	

PRESTO 400 MEDIUM - multifunctional trolleys - drawers 400 mm

Algemene omschrijving	Afbeelding
Het frame en de lades zijn gemaakt van aluminium en de zij- en achterwanden zijn van kunststof en verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren, te weten in groen, roze, blauw, wit, grijs en oranje. Aan de voorzijde is er ruimte voor in totaal een maximum van 9 lades van H. 76mm. Afm. laden 417 x 470 mm in robuust ABS kunststof. De lades zijn voorzien van handgrepen over de gehele breedte compleet met labelhouder en gekleurde label (verkrijgbaar in 9 kleuren: rood, groen, geel, blauw, paars, grijs, oranje, roze en wit). Kunststof telescopische geleiding met zelfsluitende systeem, draagvermogen 45 kg per lade. Centraal sluitsysteem voor alle lades. Als alternatief ook verkrijgbaar met een elektronisch slotsysteem Ruim ABS kunststof werkblad met voorgevormde 3 zijdes opstaande rand H. 48 mm en 1 frontale anti-drop kleine rand en ergonomische ingebouwde duwbeugels aan drie zijdes met afgeronde hoeken. Inclusief uitschuifbaar werkblad. Linkerzijde: - 3 Transp. uitneembare bakken (alternatief 3 ingebouwde schappen in kleur grijs). Rechterzijde: - Vlak. Geschikt voor diverse accessoires en accessoires rails. Achterzijde: - Vlak. 4 Hoogwaardige dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geleidend en 2 geremd. Niet markerend. De onderzijde is rondom voorzien van bumpers. Laadvermogen: 300 kg.	




Frame voor lades met een telescopische geleiding				
	PS404-XX	Afmetingen	Lades	
		662 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PS405-XX	Afmetingen	Lades	
		662 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 2 x 76 mm / 2 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PS406-XX	Afmetingen	Lades	
		662 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 76 mm / 3 x 156 mm	




PRESTO 600 LARGE - multifunctional trolleys - drawers 600 mm


Algemene omschrijving	Afbeelding
Het frame en de lades zijn gemaakt van aluminium en de zij- en achterwanden zijn van kunststof en verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren, te weten in groen, roze, blauw, wit, grijs en oranje. Aan de voorzijde is er ruimte voor in totaal een maximum van 9 lades van H. 76mm. Afm. laden 610 x 470 mm in robuust ABS kunststof. De lades zijn voorzien van handgrepen over de gehele breedte compleet met labelhouder en gekleurde label (verkrijgbaar in 9 kleuren: rood, groen, geel, blauw, paars, grijs, oranje, roze en wit). Kunststof telescopische geleiding met zelfsluitende systeem, draagvermogen 45 kg per lade. Centraal sluitsysteem voor alle lades. Als alternatief ook verkrijgbaar met een elektronisch slotsysteem Ruim ABS kunststof werkblad met voorgevormde 3 zijdes opstaande rand H. 48 mm en 1 frontale anti-drop kleine rand en ergonomische ingebouwde duwbeugels aan drie zijdes met afgeronde hoeken. Inclusief uitschuifbaar werkblad. Linkerzijde: - 3 Transp. uitneembare bakken (alternatief 3 ingebouwde schappen in kleur grijs). Rechterzijde: - Vlak. Geschikt voor diverse accessoires en accessoires rails. Achterzijde: - Vlak. 4 Hoogwaardige dubbele zwenkwielen Ø 125 mm, waarvan 2 geleidend en 2 geremd. Niet markerend. De onderzijde is rondom voorzien van bumpers. Laadvermogen: 300 kg.	

Frame voor lades met een telescopische geleiding				
	PS604-XX	Afmetingen	Lades	
		855 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PS605-XX	Afmetingen	Lades	
		855 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 2 x 76 mm / 2 x 156 mm / 1 x 236 mm	
	PS606-XX	Afmetingen	Lades	
		855 x 594 x H 1020 mm	PC-ABS parel grijze lade met handvat en labelhouder. Inclusief mauve gekleurd frame met telescopische geleiding. >Aan te vullen met een Kleurlabel	
			Uitgerust met 3 x 76 mm / 3 x 156 mm	


Ladeverdelers


Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm circa		Afbeelding
V6-1M	Plastic tray. Lage variant.	82x403x H. 60		
V6-2M	Plastic tray. Hoge variant.	80x400x H. 138		
V4-1M	Plastic tray. Lage variant.	125x403x H.60		
V4-2M	Plastic tray. Hoge variant.	125x400x H.138		
V42-1M	Plastic tray. Lage variant.	125x264x H. 60		
V42-2M	Plastic tray. Hoge variant.	125x261x H. 138		

PC-K1V62V4-1M	Set bestaande uit: - 1x tray mod. V6-1M - 2X trays mod. V4-1M	H.60		
PC-K1V62V4-2M	Set bestaande uit: - 1x tray mod. V6-2M - 2X trays mod. V4-2M	H.138		
PC-K4V6-1M	Set bestaande uit: - 4x trays mod. V6-1M	H. 60		
PC-K4V6-2M	Set bestaande uit: - 4x trays mod. V6-2M	H.138		
PC-K1V63V42-1M	Set bestaande uit: - 1x tray V6-1M - 3x trays mod. V42-1M	H. 60		
PC-K1V63V42-2M	Set bestaande uit: - 1x tray V6-2M - 3x trays mod. V42-2M	H.138		

10DIV6-1M	Verdeler voor tray mod V6-1M.	10 stuks		
10DIV6-2M	Verdeler voor tray mod V6-2M.	10 stuks		
10DIV4-1M	Verdeler voor tray mod V4-1M and V42-1M.	10 stuks		
10DIV4-2M	Verdeler voor tray mod V4-2M and V42-2M.	10 stuks		
ET10	Verstelbare labelhouder inclusief fixatiesysteem	10 stuks		
VSC-ET2-E	Overschrijfbaar witte PVC labels.	59x39,5 mm 100 stuks		
SOPPY-1CP4	Verdeelset 2 lang- + 2 dwarsverdelers	H.60		
SOPPY-2CP4	Verdeelset 2 lang- + 2 dwarsverdelers	H.140		

Lades 400 mm met lade geleiders

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding
				
CP4-1MG	PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.	H.76		
CP4-2MG	PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.	H.156		
CP4-3MG	PC-ABS Parelgrijze lade met handvat en labelhouder. >Aan te vullen met een kleurlabel.	H.236		

IDV	Mint Green	Per stuk.		
IDG	Cadmium Yellow.	Per stuk.		
IDB	Gentian Blue.	Per stuk.		
IDVI	Lily Violet.	Per stuk.		
IDGR	Vaio Gray.	Per stuk.		
IDAR	Traffic Orange.	Per stuk.		
IDBI	Cream White.	Per stuk.		
IDRO	Pale Pink.	Per stuk.		
IDR	Ruby Red.	Per stuk.		


Overbridge

Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding
Presto Small				
PT4-M2	Overbridge: 2 rails (Zonder accessoires)	H.650		
PT4-M3	Overbridge: 3 rails (Zonder accessoires)	H.650		
Presto Medium				
P4-M2	Overbridge: 2 rails (Zonder accessoires)	H.650		
P4-M3	Overbridge: 3 rails (Zonder accessoires)	H.650		

Accessoires t.b.v. alle wagens


Artikelnr.	Omschrijving	Afmetingen L X B X H mm		Afbeelding	Overbridge	Rail
LUP	Klein nachtlampje om aan de rails of buis te bevestigen doormiddel van een klem. Inclusief klem.				ja	nee
PF4	Roestvrij stalen flessenhouder met 4 gaten Ø 80 mm en 4 kleine anti-slip rubberen doppen.	405x100x65			nee	nee
CLCS-G	RVS katheter mand met dubbele opening voor korte en lange katheters.	80x80x430			ja	ja
CLT34	Afneembare mand in plastic gecoat staal. Om op te hangen aan de accessoires rail.	350x120x120 (int. H. 135)			nee	ja

PI-PT4 PI-P4 PI-P6 PI-P8	Roestvrij stalen plaat om het werkblad te beschermen (Small, Medium, Large, Double)				ja	n.v.t.
PT-PT4 PT-P4 PT-P6 PT-P8	Doorzichtige PVC mat voor werkblad (Small, Medium, Large, Double)				n.v.t.	n.v.t.
PRE-NS175	Medicatie kluis van gelakt staal met slot. Wordt met schoefgaten geleverd om het kluisje van binnenuit te bevestigen.	340x200x170			n.v.t.	n.v.t.
PRE-NS	Medicatie kluis van gelakt staal met slot. Voorzien van schroefgaten om het kluisje van binnenuit te bevestigen.	340x200x100			n.v.t.	n.v.t.


PRE-SABU	Accessoires rail aan de zijkant. Compleet met ophangstelsysteem.	L 10x25			n.v.t.	n.v.t.
MWAL	Maxi WALLY - Ophangbare kniebedienbare prullenbak met uitneembare binnenbak en haakjes om de afvalzak te fixeren. Verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties: grijs-blauw (1-7), grijs-grijs (1-3), grijs-groen (1-6) en wit (1-8). Capaciteit ca. 20 liter.	350x250x520			n.v.t.	ja (op twee rails)
WAL	WALLY - Ophangbare kniebedienbare afvalbak met uitneembare binnenbak en haakjes om de afvalzak te fixeren. Verkrijgbaar in 4 kleurencombinaties: grijs-blauw (1-7), grijs-grijs (1-3), grijs-groen (1-6) en wit (1-8). Capaciteit ca. 8 liter.	220x220x360			n.v.t.	ja (op twee rails)
SB-WAL	WALLY steun om de afvalbak aan de accessoires rail te bevestigen.				nee	ja

BS-Wal	Baxterslot op Wally afvalbak 8 liter.				n.v.t.	n.v.t.
TPR	Gecoate afvalzakhouder voor 10 liter zak. Op te hangen aan de accessoires rail.				nee	ja
PR2	Gecoate afvalzakhouder voor 10 of 12 liter zak. Op te hangen aan de accessoirerail. Kleur grijs.	180x195x310			nee	ja
PR4	Gecoate afvalzakhouder voor 20 of 25 liter zak. Op te hangen aan de accessoires rail. Kleur grijs.				nee	ja

PCMSC	Set van 2 kunststof cassettes met transparante deksel. Compleet met roestvrij stalen ondersteuning.	200x160x75			ja	nee
VA	Plastic tray.	390x290x45			ja	nee
VA-D	Plastic tray met 3 interne lage verdelers.	390x220x50 (int. 350x160x35)			ja	nee
BIN42-1M	Plastic bakje met aan de voorkant een hangreep en etikethouder. Compleet met 2 verstelbare tussenschotten en 3 labelhouders.	130x310x60			ja	nee
BIN42-2M	Plastic bakje met aan de voorkant een hangreep en etikethouder. Compleet met 2 verstelbare tussenschotten en 3 labelhouders.	130x310x138			ja	nee

PS	Tape/etiketten dispenser met roestvrij stalen ondersteuning.	160x123x60			ja	ja
PCMDS	Desinfectie zeep dispenser compleet met houder voor rail. 500 ml.	85x75x240			ja	ja
P-PRB	Uitklapbaar werkblad voorzien van HPL (Trespa) bovenplaat	530x487			n.v.t.	n.v.t.
PCMPBC	Beker dispenser compleet met ondersteuning. Wordt geleverd met adapters voor verschillende beker maten.				ja	ja
PCMCR3C	3 grote kantelbare bakken op een rij voorzien van support LCO om aan de rail te hangen	600x140x370			ja	nee
PCMCR4C	4 grote kantelbare bakken op een rij voorzien van support LCO om aan de rail te hangen	600x170x250			ja	nee

PCMCR5C	5 kleine kantelbare bakken op een rij voorzien van support LCO om aan de rail te hangen	600x130x165			ja	nee
PCMCR6C	6 kleine kantelbare bakken op een rij voorzien van support LCO om aan de rail te hangen	600x100x110			ja	nee
19010-00007	Universele ondersteuning voor naaldcontainers in geëpoxeerd staal (incl. fixeerband).				ja	ja
SPG1	Gecoat metalen ondersteuning voor 1 handschoendispenser doos Kleur grijs.	150x100x260			ja	ja
SPG30	Gecoat metalen ondersteuning voor 3 handschoendispenser dozen horizontaal. Kleur grijs.	750x100x140			ja	nee

SPG3	Ondersteuning voor 3 handschoendozen verticaal. RvSl. Kan op de rails worden bevestigd. Kleur grijs. Kan ook in een horizontale positie worden bevestigd met 2 klemmen. Klemmen zijn op aanvraag verkrijgbaar - Mod MSSR.	270x120x440			ja	ja
KSPRE-EK	Elektronisch cijfer slot. 4-cijferige code. -Noodsleutel als backup				n.v.t.	n.v.t.
LS400DHW	Elektronisch RFID/cijfer slot. 4-cijferige code. RFID, programmeerbaar met druppels/tags en pasjes systemen. Salto compatible.				n.v.t.	n.v.t.
LS400PSA	Programmeerset A "gebruikers" -Pincode toevoegen -Personeelspas/tag toevoegen				n.v.t.	n.v.t.

LS400PSB	Programmeerset B "TD/Manager" -Herprogrammeren -Codes/tags verwijderen				n.v.t.	n.v.t.
LSBATTOOL	Batterij vervangingssetje t.b.v. LS400 slot. -Torx schroevendraaier -Batterijklem				n.v.t.	n.v.t.
LSBATLI	Batterijpack met stekkertje voor LS400 slot. Li-ion batterij voor ca. 50.000 openingen.				n.v.t.	n.v.t.
ME-SALTO	Salto slot -Incl. beschermkapje -Incl. constructiekaart				n.v.t.	n.v.t.

SP-Laptop	Laptophouder	480X300			n.v.t.	n.v.t.
ERGOTKI	Tablethouder Prijs afhankelijk van type (€ 359-€409)				n.v.t.	n.v.t.