



# Medimpex Care Design

medicijnwagens  
huiselijke stijl

Productbrochure 2026





## Over Medimpex Care Design

De medicijnwagens in huiselijke stijl zijn onderdeel van het kernassortiment van Medimpex: Medimpex Care Design. Deze lijn is opgericht om in zorginstellingen een huiselijke sfeer te creëren, zonder in te leveren op kwaliteit of veiligheid.

De Medimpex Care Design-lijn wordt vervaardigd op Nederlandse bodem en is uniek vanwege de houtbouw en huiselijke uitstraling, maar ook vanwege de uitgebreide configuratiemogelijkheden. Alle producten van Medimpex Care Design kunnen volledig naar wens worden samengesteld, zowel qua kleur als qua inrichting. De inrichting van alle producten van deze lijn is bovendien uitwisselbaar. Dat maakt kasten van Medimpex Care Design passend voor iedere locatie en voor iedere zorgtoepassing.

In dezelfde lijn zijn ook bijpassende medicijn- en verbandkasten, wandkasten, individuele medicijnkastjes verkrijgbaar.



# Medimpex medicijnwagen huiselijke stijl

De medicijnwagens in huiselijke stijl vallen op, juist omdat ze minder opvallen. Dankzij het houtbouw-design dragen deze medicijnwagens bij aan een prettige ambiance. De medicijnwagens zijn daarnaast multi-inzetbaar. Zo zijn ze geschikt voor de opslag van medicatie, maar ook goed inzetbaar als verbandkar. De multi-inzetbaarheid van deze wagen is te danken aan de uitgebreide keuzemogelijkheden. De medicijnwagen is in twee breedte-maten verkrijgbaar en is dankzij de modulaire inrichting en de vele accessoires volledig naar wens in te richten.

## Productspecificaties

- Unieke uitstraling dankzij het gebruik van duurzame materialen
- Vervaardigd met hoogwaardig plaatmateriaal met krasvaste toplaag
- Gemakkelijk te reinigen met de meest voorkomende schoonmaakmiddelen
- Vierdubbele, streeploze zwenkwielen, waarvan twee geremd
- Deuren zijn standaard afsluitbaar met een codeslot of elektronische sluiting
- 270 graden draaibare deuren die aan de buitenzijde zijn vast te zetten
- In te richten met onder andere ISO-modules, (opiaten)lades, legplateaus en cliëntmedicatiebakken



- ✓ In 2 formaten verkrijgbaar
- ✓ 12 kleuren designs (zie bijgevoegde kleurenkaart)
- ✓ Keuze uit diverse opties en uit te breiden met diverse accessoires



# Medicijnwagen huiselijke stijl

De medicijnwagens in huiselijke stijl is verkrijgbaar in twee breedtematen. Het standaardmodel heeft een formaat van 690 mm x 534 mm x 1140 mm (lxbxh) en is verkrijgbaar in een variant mét en een variant zonder opiatenlade. De medicijnwagens huiselijke stijl zijn naar wens in te richten medicijnbakken en ABS-modules. Ook is deze compatibel met alle accessoires uit de accessoirelijst.



## Medicijnwagen huiselijke stijl

MWW270923



Medicijnwagen huiselijke stijl 2 deuren,  
inclusief rasterwand

Afmeting

Uitgerust **zonder** geïntegreerde  
opiatenlade

690 mm x 534 mm x 1140 mm

## Medicijnwagen huiselijke stijl

MWW270923LA



Medicijnwagen huiselijke stijl 2 deuren,  
inclusief rasterwand

Afmeting

Uitgerust **met** geïntegreerde  
opiatenlade

690 mm x 534 mm x 1140 mm



# Medicijnwagen huiselijke stijl breed

De medicijnwagens in huiselijke stijl is verkrijgbaar in twee breedtematen. De brede variant is voorzien van twee extra vakken ten behoeve van flessen. Deze medicijnwagen heeft een formaat van 940 mm x 534 mm x 1140 mm (lxbxh) en is verkrijgbaar mét en zonder geïntegreerde opiatenlade. De medicijnwagens huiselijke stijl zijn naar wens in te richten medicijnbakken en ABS-modules. Ook is deze compatibel met alle accessoires uit de accessoirelijst.



## Medicijnwagen huiselijke stijl

MWW270923B



Medicijnwagen huiselijke stijl 2 deuren,  
inclusief rasterwand.

Afmeting

Uitgerust met een extra vak ten  
behoefte van flessen

Uitgerust **zonder** geïntegreerde  
opiatenlade

940 mm x 534 mm  
x 1140 mm

## Medicijnwagen huiselijke stijl

MWW270923BLA



Medicijnwagen huiselijke stijl 2 deuren,  
inclusief rasterwand

Afmeting

Uitgerust met een extra vak ten  
behoefte van flessen


Uitgerust **met** geïntegreerde opiatenlade

940 mm x 534 mm  
x 1140 mm



## Modulaire inhoud

| Productnr. | Productomschrijving          | Afmeting of stuks (lxbxh) |
|------------|------------------------------|---------------------------|
| MWE231422  | Plateau voor medicijnlaatjes | 600mm x 400mm             |
| LB4010E    | Medicijnlade Grijs smal      | 400mm x 91mm x 81mm       |
| LB4020D    | Medicijnlade Grijs breed     | 400mm x 183mm x 81mm      |
| LBETD      | Etiketten voor LB4020 (100)  | 100 stuks                 |
| LBETE      | Etiketten voor LB4010 (100)  | 100 stuks                 |
| LBTWD      | Verdeelschotjes voor LB4020  | 1 stuk                    |
| LBTWE      | Verdeelschotjes voor LB4010  | 1 stuk                    |
| LBAS       | Eindstop voor medicijnbakjes | 1 stuk                    |



LB4020D


LB4010E





## ABS Modules

| Productnr. | Productomschrijving                         | Afmeting of stuks (lxbxh) |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 7011050    | ABS Bak grijs                               | 600mm x 400mm x 50mm      |
| 7012100    | ABS Bak grijs                               | 600mm x 400mm x 100mm     |
| 7012200    | ABS Bak grijs                               | 600mm x 400mm x 200mm     |
| 7810104    | Verdeler grijs                              | 600mm x 50mm              |
| 7810105    | Verdeler grijs                              | 400mm x 50mm              |
| 7811204N   | Verdeler grijs                              | 600mm x 100mm             |
| 7811205N   | Verdeler grijs                              | 400mm x 100mm             |
| 7811304    | Verdeler grijs                              | 600mm x 200mm             |
| 7811305    | Verdeler grijs                              | 400mm x 200mm             |
| 7910201    | Eindstop per stuk                           |                           |
| 7900040    | ISO roller voor profielwand,<br>kleur groen |                           |
| 100072     | Klemlabels houder transparant               | 55mm x 90mm               |
| 100187     | Insert voor klemlabel wit beschrijfbaar     |                           |





# Meest bestelde accessoires

De medicijnkarren van Medimpex Huiselijke Stijl zijn naar wens in te richten met meer dan 40 accessoires. Deze accessoires zijn op alle modellen van deze lijn te gebruiken en zijn onderling uitwisselbaar. Bent u op zoek naar een accessoire die niet in het onderstaande overzicht staat? Neem dan contact met ons op.



## ■ Opbouw RVS voor houten bovenblad

Productcodes: MWREK



## ■ Accessoiresrail 360 mm Medimpex Care Design

Productcodes: PCVTD



## ■ Elektronisch codeslot met noodslot

Productcodes: KSPRE-EK



## ■ Salto Locker slot

Productcodes: XS4Salto



## ■ Tablethouder

Productcodes: ERGOTKI



## ■ Naaldcontainerhouder

Productcodes: 19010-00007



## ■ Desinfectiespray dispenser

Productcodes: PCMDS



## ■ Handschoenboxhouder voor drie dozen

Productcodes: SPG3




## ■ Opiatenkluis

Productcodes: Pre-NS



# Kleurenkaart

Hieronder vindt u de meest courante kleuren. Op verzoek en in overleg zijn andere kleurstellingen mogelijk.




■ **Romantic Oak Light**

*Productcode: 0H780*




■ **Eiger walnut**

*Productcode: 0H842*



■ **Romantic Oak Dark Grey**

*Productcode: 0H783*



■ **Heritage Oak Dark**

*Productcode: 0H439*




■ **Dainty Oak Pure**

*Productcode: 0H266*




■ **Atlas Oak**

*Productcode: 0H851*




■ **Robinson Oak Beige**

*Productcode: 0H785*




■ **Oak Rustique**

*Productcode: 0H327*




■ **Italian walnut**

*Productcode: 0H561*




■ **Arabica Walnut**

*Productcode: 0H562*



■ **Robinson Oak Brown**

*Productcode: 0H786*



■ **Torino Oak**

*Productcode: 0H335*



# Meer weten of bestellen

Veel van onze producten zijn volledig naar wens samen te stellen. De beschikbare offerteformulieren zijn vaak niet voldoende om alle mogelijkheden af te vangen. Komt u er niet helemaal uit met de offerteaanvraag of heeft u wensen die niet worden benoemd? Neem dan contact met ons op. Onze accountmanagers staan voor u klaar en denken graag met u mee. Dankzij onze ervaring kunnen we u uitgebreid adviseren over de beste oplossing voor uw situatie.

## Medimpex Care Solutions

Wattstraat 10, 4004 JS Tiel

Tel. 0344 - 615 300

E-mail: [info@medimpex.nl](mailto:info@medimpex.nl)

website: [www.medimpex.nl](http://www.medimpex.nl)

## Levering en voorwaarden

**Leveringen:** Medisch meubilair Franco vrij vanaf € 675,00 op 1 adres in Nederland, daaronder bedragen de verzendkosten € 16,00

**Levertijd:** 6-8 weken, na schriftelijke opdracht.

**Prijzen:** Genoemde stuksprizen zijn netto, excl. 21 % BTW.

**Geldigheid:** tot en met 31 december 2026





## Over Medimpex Care Solutions

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Dankzij jarenlange ervaring hebben we alle kennis in huis om u te adviseren over passende oplossingen voor medicijndistributie en de opslag van medicatie en verbandmiddelen binnen uw organisatie.

Wattstraat 10, 4004 JS Tiel

0344 - 615 300

[info@medimpex.nl](mailto:info@medimpex.nl)

[www.medimpex.nl](http://www.medimpex.nl)