



## Preciso

Multifunction modular trolley  
Carro multifuncional modular

Creativity, innovation, imagination and precision come together in one extremely versatile and original product.

La creatividad, la innovación, la imaginación y la precisión se unen en un producto extremadamente versátil y original.

- Structure made of anodized extruded aluminium
- Worktop and base in injection-moulded ABS
- ABS injection-moulded drawers
- Closure also by rolling shutters
- Wide range of heights for both trolleys and columns
- Estructura de aluminio extruido anodizado
- Encimera y base en ABS moldeado por inyección
- Cajones moldeados por inyección de ABS
- Cierre también por persiana enrollable
- Amplia gama de alturas para los carros y las columnas



### Light, robust and hygienic

Panels and posts in anodized extruded aluminium combine with an injection-moulded ABS plastic top and bottom to form a single, extremely sturdy and lightweight body. Precious materials, measured volumes and essential lines for a unique design. Perfect coupling of materials to ensure easy sanitization.

### Ligero, robusto e higiénico

Las paredes y montantes de aluminio anodizado extruido que se combinan con la parte superior e inferior de plástico ABS moldeado a inyección para formar un cuerpo único extremadamente resistente y ligero. Materiales preciosos, volúmenes medidos y líneas esenciales para un diseño único. La combinación perfecta de materiales para asegurar una fácil higienización.

PRECISO colours for side panels:  
Colores PRECISO para las paredes laterales:



## Preciso n°9

Treatment trolley  
Carro de medicación  
Cod. PRE9AAA-G-MED

**Dimensions**  
1150x650x1050 / 1560 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- 4 FH-Drawers
- Right: 2 baskets on rails and pull-out surface
- Left: Maxiwall wastebin on 2 rails
- Syringes/needles dispensers
- Double IV hook (on request)

**Dimensiones**  
1150x650x1050 / 1560 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- 4 Cajones-FH
- Derecha: 2 cestas sobre barras y mesa extensible
- Izquierda: basurero Maxiwall sobre barras
- Dispensadores de jeringas/aguja
- Soporte de suero (bajo pedido)



## Preciso n°9

Anaesthesia trolley  
Carro de anestesia  
Cod. PRE9AEV-G-ANE

**Dimensions**  
900x650x1050 / 1760 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- 5 FH-Drawers
- Right: 2 accessory rails and pull-out surface
- Left: 2 baskets on rails
- Overbridge: syringes/needles dispensers, glovebox holder, plastic tray and double IV hook

**Dimensiones**  
900x650x1050 / 1760 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- 5 Cajones-FH
- Derecha: 2 barras de accesorios y superficie de trabajo extensible
- Izquierda: 2 cestas en barras de accesorios
- Sobrepunte: dispensadores de jeringas/aguja, soporte para caja de guantes, bandeja de plástico y soporte de suero con doble gancho



## Preciso n°9

Therapy trolley  
Carro de terapia  
Cod. PRE9AAA-G-TER

**Dimensions**  
1080x650x1050 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- 4 FH-Drawers
- Right: 2 baskets on rails and pull-out surface
- Left: Maxiwall wastebin on 2 rails

**Dimensiones**  
1080x650x1050 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- 4 Cajones-FH
- Derecha: 2 cestas sobre barras y superficie de trabajo extensible
- Izquierda: basurero Maxiwall sobre 2 barras



## Preciso n°9X

Patient files trolley  
Carro de visitas  
Cod. PRE9XAEB-S-VIS

**Dimensions**  
830x650x1150 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- Rolling shutter
- 2 shelves, each with 5 adjustable vertical dividers (12 spaces available in total for holding folders and/or patient files)

**Dimensiones**  
830x650x1150 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- Persianas enrollable de cierre
- 2 estantes, cada uno con 5 divisores verticales ajustables (12 espacios disponibles en total para guardar carpetas y/o archivos de pacientes)





## Preciso n°10X

Therapy trolley  
Carro de terapia  
Cod. PRE10XAEB-G-TEB

**Dimensions**  
900x650x1230 / 1630 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- Rolling shutter
- 20 patient/medication bins on sliding trays
- Right: pull-out surface
- Left: 1 basket on accessory rail
- Stainless steel tube with tablet holder

• Find more therapy distribution trolleys on page 160

**Dimensiones**  
900x650x1230 / 1630 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- Persiana enrollable
- 20 cajetines de medicación/pacientes sobre bandejas deslizantes
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Izquierda: cesta sobre barra de accesorios
- Tubo de acero inoxidable con soporte para tablet

• Ver más carros de distribución de terapia en la página 160



## Preciso n°9

Infusion trolley  
Carro de infusión  
Cod. PRE9AAA-G-IV

**Dimensions**  
1090x650x1050 / 1750 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- 4 FH-Drawers
- IV pole with 2 hooks
- Glovebox holder
- Disinfectant dispenser
- Rails and accessories

**Dimensiones**  
1090x650x1050 / 1750 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- 4 Cajones-FH
- Tubo porta suero con 2 ganchos
- Soporte para caja de guantes
- Dispensador de desinfectante
- Barras y accesorios



## Preciso n°8

Multifunction trolley with doors  
Carro multifunción con puertas  
Cod. PRE8APV-A-GEN

**Dimensions**  
830x650x970 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- Closed by doors and key lock
- 2 removable shelves
- Right side: pull-out surface
- Other accessories available upon request

**Dimensiones**  
830x650x970 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- Cerrado por puertas y cerradura con llave
- 2 estantes removibles
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Otros accesorios disponibles sobre pedido



## Preciso n°9

Intensive care trolley  
Carro de cuidados intensivos  
Cod. PRE9XAER-SPC-S

**Dimensions**  
940x650x1150 / 1660 H mm

**Materials**  
Aluminium  
ABS plastic

**Configuration**

- Rolling shutter
- Laptop drawer
- ISO 600x400 baskets and drawers
- Overbridge with accessories

**Dimensiones**  
940x650x1150 / 1660 H mm

**Materiales**  
Aluminio  
Plástico ABS

**Configuración**

- Persiana enrollable
- Cajón para portátil
- Cestas y cajones ISO 600x400
- Sobrepuente con accesorios



# Preciso Details

## Preciso Detalles

To meet every need and create the trolley that best suits a particular ward or function, Preciso is available in a range of heights from 840 to 1080 mm.

Base dimensions 830x650 mm.


Para satisfacer todas las necesidades y crear el carro que mejor se adapte al servicio o a la función, Preciso está disponible en una gama de alturas de 840 a 1080 mm. Dimensiones de la base 830x650 mm.



• video



N° 7  
830x650x840 H mm



N° 8  
830x650x920 H mm



N° 9  
830x650x1000 H mm



N° 10  
830x650x1080 H mm



### Rolling shutter or doors

Can be equipped internally with ISO compliant accessories. The mauve coloured rolling shutter opens from the bottom upwards: this ensures no dirt builds-up when it stays open; it has handles at various heights and removing the shutter is a simple operation: this ensures easy cleaning of the trolley.

• ISO accessories on page 92

### Persiana enrollable o puertas

Puede equiparse internamente con accesorios conformes a la norma ISO. La persiana enrollable de color malva se abre desde abajo hacia arriba: esto garantiza que no se acumule la suciedad cuando permanece abierta; tiene asas a varias alturas y quitar la persiana es una operación sencilla: esto garantiza una fácil limpieza del carro.

■ Accesorios ISO a página 92



### Side drawer for a laptop or for narcotics

For secure storage of narcotics or a laptop, it has an independent key lock. The drawer runs on ball-bearing guides and features a self-closing system.

### Cajón lateral para un portátil o para narcóticos

Para guardar de forma segura narcóticos o un portátil, dispone de una cerradura con llave independiente. El cajón funciona con guías de cojinetes de bolas y tiene un sistema de auto cierre.



### Worktop and pull-out surface

Broad worktop that features 3 tall containment rims and a smaller front facing anti-spill lip. Push handles integrated on 3 sides of the trolley protect the hands and the trolley itself. Handy ABS injection-moulded pull-out surface with stopper.

### Encimera y superficie adicional extensible

Amplia encimera que cuenta con 3 bordes de contención altos y un pequeño borde frontal antiderrame. Asas de empuje integradas en los 3 lados del carro protegen las manos y el carro mismo. Práctica superficie adicional de extracción moldeada por inyección de ABS, tiene un bloqueo.



### Drawer versatility

Preciso trolleys can be configured with drawers

- On telescopic ball-bearing rails or
- On ISO plastic guides.

### Cajones versátiles

Los carros Preciso pueden ser configurados con cajones:

- Sobre guías telescópicas a esfera o
- En guías de plástico estándar ISO.

• configurato







■ Medication management  
Gestión de medicamentos

Solutions that help caregivers make their daily tasks safer and easier, while improving patient service.

Soluciones que ayudan a los cuidadores a hacer sus tareas diarias más seguras y fáciles, mejorando el servicio al paciente.

## Therapy trolleys Carros de terapia

For medication storage and distribution  
Para distribución y almacenamiento  
de medicamentos

A range of trolleys addressing medication  
distribution in hospitals and nursing homes.

Una gama de carros para la distribución de  
medicamentos en hospitales y residencias de  
ancianos.

- Unit dose or personalised distribution
- Daily or weekly therapy dispensers
- Storage in various bins
- Effectiveness and error reduction
- Dosis unitarias o distribución personalizada
- Dispensadores de terapia diarios o semanales
- Almacenamiento en varios recipientes
- Eficacia y reducción de errores

• See page 92-93 for a selection of ISO 600x400 accessories that can be used with the PRECISO trolleys.

• Véase en la página 92-93 una selección de accesorios ISO 600x400 que pueden utilizarse con los carros Preciso.



## Preciso n°9X

Therapy distribution trolley  
Carro distribución de terapia  
Cod. PRE9XAEV-SPC-MED54

### Dimensions

830x650x1150 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- Closed with rolling shutter
- 54 BIN6-1M bins
- 9 bin holder trays
- Side drawer for narcotics or laptop

### Dimensiones

830x650x1150 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 54 cajetines BIN6-1M
- 9 bandejas porta cajetines
- Cajón lateral para narcóticos o laptop



## Preciso n°10X

Therapy distribution trolley  
Carro distribución de terapia  
Cod. PRE10XAAA-OT

### Dimensions

830x650x1230 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- Closed with rolling shutter
- 120 OTTAVIO dispensers (\*)
- 15 trays for dispensers

### Dimensiones

830x650x1230 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 120 dispensadores OTTAVIO (\*)
- 15 bandejas para dispensadores



(\*) OTTAVIO  
Therapy dispenser  
Dispensador terapia

Cod. OTV





## Preciso n°10X

Therapy distribution trolley  
Carro distribución de terapia

Cod. PRE10XAEB-G-TEB

### Dimensions

900x650x1230 / 1630 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- Closed with rolling shutter
- 20 bins and 5 trays
- Right: pull-out surface
- Left: 1 basket on accessory rail
- Stainless steel tube with tablet holder

### Dimensiones

900x650x1230 / 1630 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- Cierre con persiana enrollable
- 20 cajetines y 5 bandejas
- Derecha: superficie de trabajo extensible
- Izquierda: cesta sobre barra de accesorios
- Tubo de acero inox con soporte para tablet



## Preciso TRS

Transfer column  
Columna para transferencia

Cod. TRS140D-TCA

### Dimensions

1390x570x1450 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- Multiple combinations of cassettes and bins
- Closed with rolling shutter
- Digicode or Next-lock (NFC) locking systems available
- Push handle in stainless steel

### Dimensiones

1390x570x1450 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- Múltiples combinaciones de cajoneras y cajetines
- Cierre con persiana enrollable
- Sistemas de bloqueo Digicode o Next-lock (NFC) disponibles
- Manija de empuje en acero inox



## Preciso n°10X

Therapy distribution trolley  
Carro distribución de terapia

Cod. PRE10XAPS-CA45

### Dimensions

830x650x1230 / 1630 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- 1 FH-Drawer 76 H mm
- 1 cassette with:  
6 bins BIN6-1M  
4 bins BIN4-2M
- 1 cassette with:  
24 bins BIN6-1M
- Cup dispenser and bottle holder
- More therapy trolleys on page 24

### Dimensiones

830x650x1230 / 1630 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- 1 Cajón-FH 76 H mm
- 1 cajonera con:  
6 contenedores BIN6-1M  
4 contenedores BIN4-2M
- 1 cajonera con:  
24 contenedores BIN6-1M
- Dispensador de vasos y portabotellas

• Más carros de terapia en la página 24



## Preciso TRS

Transfer column  
Columna para transferencia

Cod. TRS180D-APR-AS

### Dimensions

Single 830x650x1855 H mm  
Double 1390x570x1820 H mm

### Materials

Aluminium  
ABS plastic

### Wheels

Twin Ø 125 mm, 2 with brake

### Configuration

- Closed with rolling shutter and transparent door
- Upon request:  
• Cassettes, FH-Drawers and baskets
- ISO baskets  
600x400x50/100/200 H mm
- Label holders, labels and dividers for ISO baskets

• See page 92 for compatible accessories

### Dimensiones

Singular 830x650x1855 H mm  
Doble 1390x570x1820 H mm

### Materiales

Aluminio  
Plástico ABS

### Ruedas

Gemelares Ø 125 mm, 2 con freno

### Configuración

- Cierre con persiana enrollable y puerta transparente
- A petición:  
• Cajoneras, Cajones-FH y cestas
- Cestas ISO  
600x400x50/100/200
- Porta etiquetas, etiquetas y separadores para cestas ISO

• Ver página 92 para accesorios compatibles





## Preciso Trs

### Transport columns Columnas de transporte

From the modest gauze to the expensive titanium prosthesis, from the simple syringe to the pacemaker: everything can comfortably travel in these elegant and solid columns.

Desde la modesta gasa hasta la costosa prótesis de titanio, desde la simple jeringa hasta el marcapasos: todo puede viajar cómodamente en estas elegantes y sólidas columnas.

- Rolling smoothness thanks to twin wheels
- Rolling shutter with keylock
- Convenient transshipment thanks to the transportable FH-Drawer
- Solidity and sturdiness thanks to the combination of extruded aluminium and ABS
- Suavidad de rodadura gracias a las ruedas gemelares
- Persiana enrollable con llave
- Cómodo transbordo gracias al Cajón-FH transportable
- Solidez y robustez gracias a la combinación de aluminio extrusionado y ABS



#### Modular

Thanks to their modularity and ISO 600x400 compatibility, **Preciso Trs** columns allow maximum flexibility when used as storage elements and optimisation of transport when used for handling.

#### Modular

Gracias a su modularidad y a la compatibilidad con ISO 600x400, las columnas **Preciso Trs** permiten la máxima flexibilidad cuando se utilizan como elementos de almacenamiento y la optimización del transporte cuando se utilizan para la logística.

Colours for side panels  
Colores para los paneles laterales





## Preciso Trs 110

Single logistics column  
Columna logística singular  
Cod. TRS110

**Dimensions**  
830x650x1070 H mm

**Type**  
1 module

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
27

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
830x650x1070 H mm

**Tipo**  
1 columna

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
27

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 110

Triple logistics column  
Columna logística triple  
Cod. TRS110T

**Dimensions**  
2040x570x1080 H mm

**Type**  
3 modules

**Wheels**  
6 twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
27 + 27 + 27

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
2040x570x1080 H mm

**Tipo**  
3 columnas

**Ruedas**  
6 gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
27 + 27 + 27

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 110

Double logistics column  
Columna logística doble  
Cod. TRS110D

**Dimensions**  
1395x570x1080 H mm

**Type**  
2 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
27 + 27

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
1395x570x1080 H mm

**Tipo**  
2 columnas

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
27 + 27

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 140

Single logistics column  
Columna logística singular  
Cod. TRS140

**Dimensions**  
830x650x1470 H mm

**Type**  
1 module

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
41

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
830x650x1470 H mm

**Tipo**  
1 columna

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
41

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 140

Double logistics column  
Columna logística doble  
Cod. TRS140D

**Dimensions**  
1395x570x1450 H mm

**Type**  
2 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
41 + 41

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
1395x570x1450 H mm

**Tipo**  
2 columnas

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
41 + 41

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 180

Single logistics column  
Columna logística singular  
Cod. TRS180

**Dimensions**  
830x650x1855 H mm

**Type**  
1 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
55

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
830x650x1855 H mm

**Tipo**  
1 columna

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
55

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 140

Triple logistics column  
Columna logística triple  
Cod. TRS140T

**Dimensions**  
2040x570x1450 H mm

**Type**  
3 modules

**Wheels**  
6 twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
41 + 41 + 41

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
2040x570x1450 H mm

**Tipo**  
3 columnas

**Ruedas**  
6 gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
41 + 41 + 41

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 180

Double logistics column  
Columna logística doble  
Cod. TRS180D

**Dimensions**  
1395x570x1830 H mm

**Type**  
2 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
55 + 55

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
1395x570x1830 H mm

**Tipo**  
2 columnas

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
55 + 55

**Cierre**  
Persiana enrollable





## Preciso Trs 180

Triple logistics column  
Columna logística triple  
Cod. TRS180T

**Dimensions**  
2040x570x1830 H mm

**Type**  
3 modules

**Wheels**  
6 twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
55 + 55 + 55

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
2040x570x1830 H mm

**Tipo**  
3 columnas

**Ruedas**  
6 gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
55 + 55 + 55

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 110

Workstation/procedure table  
Estación de trabajo/mesa de procedimientos  
Cod. TRS110D-S

**Dimensions**  
1395x570x1080/1700 H mm

**Type**  
2 modules with overbridge and  
accessories

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
27 + 27

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
1395x570x1080/1700 H mm

**Tipo**  
2 columnas con sobrepunte y  
accesorios

**Ruedas**  
Double galets Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
27 + 27

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 85 Corian®

Mobile workstation with Corian® worktop and rear riser  
Estación de trabajo móvil con encimera de Corian® y pared de contención  
Cod. TRS85D

**Dimensions**  
1395x570x845 H mm

**Type**  
2 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
18 + 18

**Closing**  
Rolling shutter

**Dimensiones**  
1395x570x845 H mm

**Tipo**  
2 columnas

**Ruedas**  
Gemelares Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
18 + 18

**Cierre**  
Persiana enrollable



## Preciso Trs 180

Mixed double logistics column  
Columna logística doble mixta  
Cod. TRS180D-AS

**Dimensions**  
1395x570x1830 H mm

**Type**  
2 modules

**Wheels**  
Twin Ø 125 mm,  
2 with brake, 1 directional

**ISO rails**  
55 + 55

**Closing**  
Rolling shutter + transparent door

**Dimensiones**  
1395x570x1830 H mm

**Tipo**  
2 columnas

**Ruedas**  
Double galets Ø 125 mm,  
2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
55 + 55

**Cierre**  
Persiana enrollable + puerta  
transparente



## Preciso Trs 180

Column with ISO rails drawers  
 Columna con cajones sobre guías ISO  
 Cod. TRS180-CI

**Dimensions**  
 830x650x1855 H mm

**Type**  
 1 module with drawers

**Wheels**  
 Twin Ø 125 mm,  
 2 with brake, 1 direccional


**ISO rails**  
 54

**Dimensiones**  
 830x650x1855 H mm

**Tipo**  
 1 columna con cajones

**Ruedas**  
 Gemelares Ø 125 mm,  
 2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
 54



## Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers  
 Columna con cajones sobre guías ISO  
 Cod. TRS110T-CI

**Dimensions**  
 2040x570x1090 H mm

**Type**  
 3 modules with drawers.  
 Also available on telescopic slides

**Wheels**  
 6 twin Ø 125 mm,  
 2 with brake, 1 direccional

**ISO rails**  
 30 + 30 + 30

**Dimensiones**  
 2040x570x1090 H mm

**Tipo**  
 3 columnas con cajones. También  
 disponible con guías telescópicas

**Ruedas**  
 6 gemelares Ø 125 mm,  
 2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
 30 + 30 + 30



## Preciso Trs 110

Column with ISO rails drawers  
 Columna con cajones sobre guías ISO  
 Cod. TRS110D-CI

**Dimensions**  
 1395x570x1090 H mm

**Type**  
 2 modules with drawers.  
 Also available on telescopic slides

**Wheels**  
 Twin Ø 125 mm,  
 2 with brake, 1 direccional

**ISO rails**  
 30 + 30

**Dimensiones**  
 1395x570x1090 H mm

**Tipo**  
 2 columnas con cajones. También  
 disponible con guías telescópicas

**Ruedas**  
 Gemelares Ø 125 mm,  
 2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
 30 + 30



## Preciso Trs 140

Column with ISO rails drawers  
 Columna con cajones sobre guías ISO  
 Cod. TRS140D-CI

**Dimensions**  
 1395x570x1450 H mm

**Type**  
 2 modules with drawers.  
 Also available on telescopic slides

**Wheels**  
 Twin Ø 125 mm,  
 2 with brake, 1 direccional

**ISO rails**  
 42 + 42

**Dimensiones**  
 1395x570x1450 H mm

**Tipo**  
 2 columnas con cajones. También  
 disponible con guías telescópicas

**Ruedas**  
 Gemelares Ø 125 mm,  
 2 con freno, 1 direccional

**Guías ISO**  
 42 + 42





# Preciso Trs Details


## Preciso Trs Detalles

The versatility of **Preciso Trs** also lies in the variety of sizes available: single, double and triple in 3 heights: 110, 140 and 180 cm, with different configurations.


La versatilidad de **Preciso Trs** reside también en la variedad de tamaños disponibles: singular, doble y triple en 3 alturas: 110, 140 y 180 cm, con diferentes configuraciones.




configurator



**Single | Singular**  
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



**Double | Doble**  
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm



**Triple | Triple**  
H: 110 cm | 140 cm | 180 cm

### Removable rolling shutter

This is not a simple rolling shutter, but a thorough research on colours, materials, shapes and meticulous engineering of mechanical parts. Its mauve colour is elegant and relaxing. The full width aluminium handle is pleasant to the touch. Handles at various heights mean no bending over is necessary while opening. The shutter opens upwards: removing it is effortless, cleaning the interior is made easier and, while open, it collects less dust.

### Persiana enrollable desmontable

No se trata de una simple persiana enrollable, sino de una minuciosa investigación sobre colores, materiales, formas y una meticulosa ingeniería de las piezas mecánicas. Su color malva es elegante y relajante. La manilla de aluminio de ancho completo es agradable al tacto. Los tiradores a distintas alturas hacen que no sea necesario agacharse para abrirla. La persiana se abre hacia arriba: se extrae sin esfuerzo, se facilita la limpieza del interior y, mientras está abierta, acumula menos polvo.



### Rolling shutter and transparent door version

The Preciso TRS columns can be closed by

- a) a rolling shutter
- b) a transparent door

and equipped internally by choosing among a broad range of ISO compliant accessories.

• See the ISO accessories on page 92

### Versión con persiana enrollable o puertas transparentes

Las columnas Preciso TRS pueden configurarse con un cierre frontal

- a) con persiana enrollable
- b) con una puerta transparente

y equipadas internamente con una amplia gama de accesorios compatibles ISO.

• Ver lista de accesorios ISO a pagina 92

# The FH-Drawer

## El Cajón-FH

This is the shared transport element for FH's range of trolleys, transport and storage columns (see page 78), MOSYS-ISO shelving system (see page 106) and others such as Picking Stations (see page 102).

The FH-Drawer is made of high-quality, injection-moulded ABS plastic, which means that it is seamless and has a smooth surface. It is easy to clean and can withstand temperatures from -30 °C to +85 °C.

Se trata del elemento de transporte compartido para la gama FH de carros, columnas de logística y almacenamiento (véase la página 78), el sistema de estanterías MOSYS-ISO (véase la página 106) y otros como las estaciones de trabajo (véase la página 102). El Cajón-FH está fabricado en plástico ABS de alta calidad moldeado a inyección, lo que significa que no presenta costuras y tiene una superficie lisa, es fácil de limpiar y soporta temperaturas de -30 °C a +85 °C.

### Modular - Spacious

FH-Drawers come in two sizes: 610x470 mm and 410x470 mm, and in different heights:

76 mm - 1 module, 156 mm - 2 modules, 236 mm - 3 modules, 316 mm - 4 modules.

The FH-Drawer has 4 sides of the same height, ensuring true capacity and preventing products from falling sideways.

### Modular - Espacioso

Los Cajones-FH están disponibles en dos tamaños: 610x470 mm y 410x470 mm y en diferentes alturas: 76 mm - 1 módulo; 156 mm - 2 módulos; 236 mm - 3 módulos; 316 mm - 4 módulos. El Cajón-FH tiene 4 lados de la misma altura, asegurando una capacidad efectiva y evitando la caída lateral de los productos.



### Coloured

Each drawer comes with a coloured identification tag, available in 10 colours, for immediate identification of the contents, and a label holder. Tags are interchangeable and can be swapped at any time.

### Colorido

Cada cajón está completo con etiqueta de identificación de color, disponible en 10 colores, para la identificación inmediata del contenido, y porta etiquetas. Las etiquetas de identificación son intercambiables en cualquier momento.



### Mobile

The FH-Drawer is unique because it can be pulled out, becoming mobile. It rests on a frame that incorporates the telescopic slides: lifting it is easy.

The FH-Drawer:

- Allows the rapid exchange of drawers between trolleys
- Allows perfect cleaning and sanitizing thanks to rounded inner edges and corners
- Ensures a load capacity of 45 kg
- Guarantees 110% opening and closing with automatic retraction

The telescopic slides are quiet and damped.

### Transportable

El Cajón-FH es único porque puede extraerse, convirtiéndose en móvil. El cajón descansa sobre un marco plástico que incorpora las guías telescópicas, haciéndolo de fácil extracción.

El Cajón-FH:

- Permite el rápido intercambio de cajones entre los carros
- Permite una perfecta limpieza y desinfección gracias a los bordes internos redondeados
- Garantiza una capacidad de carga de 45 kg
- Garantiza un 110% de apertura y cierre con retracción automática

Las guías telescópicas son silenciosas y amortiguadas.



### Transparent

Great for seeing the contents at a glance, even when the trolley is closed. Suitable for use on both telescopic and ISO guides, the transparent FH-Drawer is made of ABS plastic.

### Transparente



Excelente para ver inmediatamente el contenido incluso cuando el carro está cerrado. Apto tanto en guías telescópicas como ISO, el Cajón-FH transparente está fabricado en plástico ABS.



# Organize an FH-Drawer Organizar un Cajón-FH

For the internal organization of FH-Drawers we have developed handy injection-moulded ABS plastic bins in mauve colour. Available in two widths, two heights and two lengths, these bins allow more than a dozen combinations to organize the contents of the drawers in an optimal and efficient way. The bins can be equipped with adjustable dividers and adjustable label holders. As an alternative to the bins, slot-in dividers are also available. These can be combined at will.


Para la organización interna de los Cajones-FH hemos desarrollado prácticos cajetines de plástico ABS moldeadas a inyección, de color malva. Disponibles en dos anchuras, dos alturas y dos longitudes, estas bandejas permiten más de una docena de combinaciones para organizar el contenido de los cajones de forma óptima y eficiente. Los cajetines pueden equiparse con divisores ajustables y porta etiquetas ajustables. Como alternativa a los cajetines, también están disponibles separadores de peinetas. Se pueden combinar a voluntad.



**The bins**  
The bins have adjustable dividers (Cod. 10DIVxxx) and unique adjustable label holders (Cod. ET10)


**Los cajetines**  
Los cajetines tienen divisores ajustables (Cod. 10DIVxxx) y originales porta etiquetas ajustables (Cod. ET10).

Kit of dividers | Kit de separadores  
600 mm



SOPPY-1CP / 2CP

Kit of dividers | Kit de separadores  
400 mm




SOPPY-1CP4 / 2CP4

Kit of bins | Kit de cajetines  
600 mm




K6V6-1M / 2M


Kit of bins | Kit de cajetines  
400 mm



PC-K1V62V4-1M / 2M




K4V4-1M / 2M



PC-K4V6-1M / 2M



K6V42-1M / 2M



PC-K1V63V42-1M / 2M

# Accessories for all trolleys

## Accesorios para todos los carros

A selection of the most popular accessories that can be installed on all our trolleys. They are installed on accessory rails mounted on the overbridge or sides of the trolleys, or on the tube of the overbridge itself.

Una selección de los accesorios más populares que pueden instalarse en todos nuestros carros. Se instalan en barras de accesorios montadas en el sobrepunte o en los laterales de los carros, o en el tubo del propio sobrepunte.




**Overbridge mount for accessory rail**  
Sistema de fijación barra de accesorios sobre el sobrepunte

Cod. SERPA



**Side accessory rail**  
Barra de accesorios lateral

Cod. SABU



**Paper roll holder for accessory rail**  
Portarrollos de papel para barra

Cod. PR-BU



**Bottle holder for accessory rail**  
Soporte de botellas para barra

Cod. SUPUN



**2 hook adjustable IV pole**  
Porta suero ajustable con 2 ganchos

Cod. APF




**Stainless steel catheters holder**  
Soporte de catéteres en acero inox

Cod. CLCS-G



**Triple glovebox holder vertical or horizontal**  
Portaguantes triple horizontal o vertical

Cod. SPG3



**Single glovebox holder**  
Portaguantes simple

Cod. SPG1



**Triple glovebox holder**  
Portaguantes triple

Cod. SPG30



**2 hook IV holder**  
Porta suero con 2 ganchos

Cod. PCMF



**Grid basket**  
Cesta de rejilla

Cod. CLT34



**3 tilt-out dispensers**  
3 cajetines abatibles

Cod. PCMCR3C



**4 tilt-out dispensers**  
4 cajetines abatibles

Cod. PCMCR4C



**5 tilt-out dispensers**  
5 cajetines abatibles

Cod. PCMCR5C



**6 tilt-out dispensers**  
6 cajetines abatibles

Cod. PCMCR6C





6 tilt-out dispensers  
6 cajones abatibles pequeños

Cod. PCMSC



Stainless steel shelf with 3 removable dividers  
Estante de acero inox con 3 separadores extraíbles

Cod. PCMMI2



Stainless steel shelf  
Estante de acero inox

Cod. PRE-ML



Disinfectant dispenser tube mount  
Dispensador de desinfectante para tubo

Cod. DSU



Cups dispenser  
Dispensador de vasos

Cod. PCMPBC



Instrument hook for rail or tube  
Gancho para instrumentos para barra o tubo

Cod. HYPP0



ABS plastic shelf  
Estante de plástico ABS

Cod. VA



ABS shelf with 3 dividers  
Estante de ABS con 3 divisores

Cod. VA-D



Bins for accessory rail  
Cajetines para barra  
(H 58 / 138 mm)

Cod. BIN42-1M / BIN42-2M



Infectious waste cartons holder  
Soporte para cartón material infectado

Cod. PRC



Plaster and adhesive roll dispenser  
Dispensador de cinta adhesiva o de curación

Cod. PS



Stainless steel basin and holder  
Recipiente y soporte de acero inox  
Ø 150x70 H mm

Cod. UCBCCT



Kidney tray holder  
Soporte para riñonera

Cod. PCMA



Disinfection basin and holder  
Contenedor desinfección con soporte

Cod. PCMVD



Disinfectant dispenser rail mount  
Dispensador de desinfectante para barra

Cod. PCMDS



Rectangular stainless steel basin and holder  
Recipiente rectangular y soporte de acero inox  
Dim. 295x235x45 H mm

Cod. BRT



Oxygen cylinder holder  
Soporte para tanque de oxígeno

Cod. SPB-150



Night light  
Luz nocturna

Cod. LUP



Vertical stainless steel tube for accessories  
Tubo vertical en inox para accesorios

Cod. APVD



Narcotics box  
Caja para narcóticos

Cod. NS



Stainless steel bottle holder with anti-slip rubbers  
Porta botellas en inox con gomas antideslizantes

Cod. PF4



Paediatric graphics  
Gráfica pediátrica

Cod. GP



Maxiwally wastebin  
Basurero Maxiwally  
- pag. 198

Cod. MWAL



Double waste container, open, removable  
Doble contenedor de residuos abierto y extraíble

Cod. DTB



Hanging folder A4 / A3 formats  
Carpeta colgante A4 / A3

Cod. C-A4 / C-A3



Files insert for 4 modules drawer  
Inserto para carpetas para cajón 4 módulos

Cod. CP400TEC



Plastic container for hanging folders  
Recipiente en plástico para carpetas colgantes

Cod. TPC



Steel rod basket  
Cesta de varilla en acero

Cod. PR2/PR4



Foldable side-table  
Mesa lateral plegable

Cod. PRE-PRB/P-PRB



Universal holder for sharps containers  
Soporte universal para contenedores de punzocortantes

Cod. KOBITE



PVC worktop cover  
Cubre encimera en PVC

Cod. PT-xxx



Stainless steel worktop cover  
Cubre encimera en inox

Cod. PI-xxx



ISO compliant narcotics box  
Casete para narcóticos estándar ISO

Cod. NRC-xx



Wally wastebin  
Basurero Wally  
- pag. 198

Cod. WAL



Holder for containers  
Soporte para contenedores

Cod. PRC



Adult diapers holder  
Porta pañales para adultos

Cod. PBOX



# Accessories ISO

## Accesorios ISO

A selection of ISO 600x400 compatible accessories. These can be used on Preciso trolleys and columns, as well as on other ISO compatible products.

Una selección de accesorios compatibles con ISO 600x400. Pueden utilizarse en los carros y columnas Preciso, así como en otros productos compatibles con ISO.



**FH-Drawer in 3 heights**  
Cajones-FH en 3 alturas  
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO

Cod. CP-1M / 2M / 3M



**Transparent FH-Drawer in 3 heights**  
Cajones-FH transparentes en 3 alturas  
Dim: 3/6/9 ISO rails | guías ISO

Cod. CPT-1M / 2M / 3M



**Narcotics drawer, key lock, 2 heights**  
Cajón narcóticos, cerradura, 2 alturas  
Dim: 3/6 ISO rails | guías ISO

Cod. NRC-1M | NRC-2M



**Smooth coated steel shelf**  
Estante liso de acero pintado  
Dim.: 1 ISO rail | guía ISO

Cod. PRE-RMSD



**Shelf with rear wall**  
Estante con pared posterior  
Dim.: 13 ISO rails | guías ISO

Cod. PRE-RMSD20



**Shelf with vertical dividers for files and folders**  
Estante con separadores verticales para carpetas  
Dim.: 13 ISO rails | guías ISO

Cod. PRE-RM



**ISO baskets and trays in ABS**  
Bandejas y cestas ISO en ABS  
Dim: 3/5/8 ISO rails | guías ISO

Cod. VP50 | VP100 | VP200 | CP100 | CP200



**Chrome-plated steel grating shelf**  
Estante con rejilla de acero cromado  
Dim: 2 ISO rails | guías ISO

Cod. RW64 | D04-H120 (dividers | separadores)



**Dispenser with lid and 3 dividers**  
Dispensador con tapa y 3 divisores  
Dim.: 2 ISO rails | guías ISO

Cod. OTTAVIO | OTV-RIP (tray | bandeja)



**Smooth shelf for keyboard/mouse**  
Estante liso para teclado/mouse

Cod. PRE-RIP-L



**ABS bin-cassette with handle and lock**  
Cajonera ABS con asa y cerradura

Cod. CA-2M/3M



**Medication bins, 2 widths and 2 heights**  
Cajetines medicamentos, 2 anchuras y 2 alturas

Cod. BIN4-1M/2M | BIN6-1M/2M



■ [francehopital.com](http://francehopital.com)