



# Computer on Wheels (COWS)

Productbrochure 2025





## Over Medimpex

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Dankzij jarenlange ervaring hebben we alle kennis in huis om u te adviseren over passende oplossingen voor medicijndistributie en de opslag van medicatie en verbandmiddelen binnen uw organisatie.



# Computer on wheels (COWS)

De Computer On Wheels (COWS) zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. Middels deze IT-wagens zijn computers en laptops eenvoudig te verrijden en daardoor altijd en overal beschikbaar. De meeste modellen zijn in hoogte te verstellen, waardoor ze zowel zittend als staand te gebruiken zijn. De IT-wagens kunnen daarnaast worden gekanteld en gedraaid om zo de kijkhoek en privacy te verbeteren. Dankzij de zwenkwielen (waarvan twee geremd) en het lichte gewicht zijn de wagens gemakkelijk te manoeuvreren, van locatie te wisselen en te fixeren. Alle COWS eenvoudig te bedienen met verpleegkundige klompen.

Medimpex biedt COWS in verschillende uitvoeringen aan, van een budget cart tot een duurzame high-end cow, allen met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De wagens zijn daarnaast naar wens uit te breiden met diverse accessoires. Denk aan een afneembare medicijncassette, ladeblok, naaldcontainerhouder, afvalbakje, flessenhouder en een desinfectiedispenser, voorzien van een DIN-rail.

## Productspecificaties

- In hoogte verstelbaar
- Uittrekbaar muisplateau, zowel links als rechts
- Lichtgewicht en gemakkelijk manoeuvreerbaar
- Geschikt voor laptops, tablets en all-in-one PC's die over interne accucellen beschikken
- Voorzien van 4 streeploze zwenkwielen, waarvan 2 geremd
- Uit voorraad leverbaar
- Ook verkrijgbaar in een variant met vaste hoogte



- ✓ Verkrijgbaar in meerdere varianten
- ✓ Uit te breiden met diverse accessoires



# S-COW

De S-COW is een in hoogte verstelbare IT-wagen met een extra groot werkblad van 55x58 cm. De wagen is daardoor geschikt voor zittend en staand werk. De wagen is uitgerust met voorgevormde handgrepen en is daardoor gemakkelijker te manoeuvreren. Het ergonomische design zorgt er bovendien voor dat armen en polsen minder snel vermoeid raken.

De S-COW is geschikt voor laptops en tablets en is uit voorraad leverbaar. Belastbaarheid 10 kilo, optioneel 20 kilo.

Vanuit voorraad leverbaar, met zeer gunstig prijsniveau.



| Afbeelding                                                                          | Productnr.  | Product                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|   | ITAMSCOWLAP | S-COW laptop hoog/laag          |
|  | ITAMSCOWVES | S-COW met vesa houder hoog/laag |





# Non Powered COW

De NON Powered COW is een zeer stevige, hoogte verstelbare IT-wagen, uitgerust met verstelbare monitorhouder. De wagen is daardoor geschikt voor zittend en staand werk. De wagen is uitgerust met voorgevormde handgrepen en is daardoor gemakkelijker te manoeuvreren. Het ergonomische design zorgt er bovendien voor dat armen en polsen minder snel vermoeid raken. Deze COW komt met een zowel links als rechts uitschuifbaar muispad.

Geschikt voor onder andere laptops en all-in-one PC's met interne accucellen. Belastbaarheid 15 kilo, optioneel tot 50 kilo.

Vanuit voorraad leverbaar, met zeer gunstig prijsniveau.



| Afbeelding | Productnr.       | Product                       |
|------------|------------------|-------------------------------|
|            | ITAMNPLAPTOPCOW  | Laptop COW hoog/laag          |
|            | ITAMNPDISPLAYCOW | COW met vesa houder hoog/laag |





# Meest bestelde accessoires

De COWS zijn naar wens in te richten met diverse accessoires. Bent u op zoek naar een accessoire die niet in het onderstaande overzicht staat? Neem dan contact met ons op.



## Vloeistofhouder

Productcode: ITAMCOWZD



## -Accessoirerail

Productcode: ITAMDINRAIL



## Keyboard tray (S-COW)

Productcode: ITAMSCOWKT




## Draadmand wit 440 mm x 160mm x 190 mm

Productcode: 23000008



## Afvalbak met desinfectieflaconhouder

Productcode: 230000009



## Casettebox 12 lades

Productcode: ITAMCOWCB12



## Kunststof lade 7,5 cm hoog

Productcode: ITAMCOWKL



## Kunststof lade 15 cm hoog

Productcode: ITAMCOWKLG



## Kunststof lade met 4 Medicijnbakjes

Productcode: ITAMCOWKLMED





# Meer weten of bestellen

Veel van onze producten zijn volledig naar wens samen te stellen. De beschikbare offerteformulieren zijn niet altijd voldoende om alle mogelijkheden af te vangen. Komt u er niet helemaal uit met de offerteaanvraag of heeft u wensen die niet worden benoemd? Neem dan contact met ons op. Onze accountmanagers staan voor u klaar en denken graag met u mee. Dankzij onze ervaring kunnen we u uitgebreid adviseren over de beste oplossing voor uw situatie.

## Medimpex Care Solutions

Faradaystraat 14-01,  
4004 JZ Tiel

Tel. 0344-615300

E-mail: [info@medimpex.nl](mailto:info@medimpex.nl)

website: [www.medimpex.nl](http://www.medimpex.nl)

## Levering en voorwaarden

**Leveringen:** Medisch meubilair Franco vrij vanaf € 675,00 op 1 adres in Nederland, daaronder bedragen de verzendkosten € 16,00

**Levertijd:** 2-4 weken, na schriftelijke opdracht.

**Prijzen:** Genoemde stuksprijzen zijn netto, excl. 21 % BTW.

**Geldigheid:** tot en met 31 december 2025





## Over Medimpex Care Solutions

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Dankzij jarenlange ervaring hebben we alle kennis in huis om u te adviseren over passende oplossingen voor medicijndistributie en de opslag van medicatie en verbandmiddelen binnen uw organisatie.

Faradaystraat 14-01,  
4004 JZ Tiel

0344-615300  
[info@medimpex.nl](mailto:info@medimpex.nl)  
[www.medimpex.nl](http://www.medimpex.nl)