

Medische koelkasten

permanente opslag medicatie

Opslag vaccins



HC302 29L



Compacte medicijnkoelkast voor ziekenhuizen, zorgcentra en huisartspraktijken om op locaties, voor permanente opslag, temperatuurgevoelige medicijnen op een temperatuur van 5 graden Celsius te houden. Prijs op aanvraag

Volume (literinhoud): 29 · Buitenafmetingen (hxbxd in mm): 580 x 422 x 450 · Binnenafmetingen (hxbxd in mm): 438 x 290 x 213/183

HC502 43L



Medicijnkoelkast om in te zetten binnen ziekenhuizen, zorgcentra en huisartspraktijken. Geschikt voor zowel de opslag van vaccins als de permanente opslag van temperatuurgevoelige medicijnen op een temperatuur van 5 graden Celsius. Prijs op aanvraag

Volume (literinhoud): 43 · Buitenafmetingen (hxbxd in mm): 592 x 486 x 494 · Binnenafmetingen (hxbxd in mm): 444 x 338 x 244

MKUV1610 109L



De MKUv koelkast heeft een zelfsluitende deur met slot, dynamische ventilator koeling en een akoestisch temperatuuralarm. Verder is de MKUv serie onder andere uitgerust met een potentiaalvrij contact, een deur en temperatuuralarm en is de interne temperatuur afgesteld op 5 graden Celsius met minimale fluctuaties. Prijs op aanvraag

Volume (literinhoud): 109 · Buitenafmetingen (hxbxd in mm): 820 x 597 x 615 · Binnenafmetingen (hxbxd in mm): 670 x 440 x 435

Medicijnkoelbox CF16 15L



Lichte compressorkoelbox eenvoudig in gebruik en uitgerust met schouderriem, draagbeugel of draaggrepen. Koelen en vriezen tot -18 graden Celsius. Prijs op aanvraag

Volume (literinhoud): 15 · Buitenafmetingen (hxbxd in mm): 366 x 260 x 549,5 · Netto gewicht (kg): 9,5

Bovenstaande artikelen zijn veelal in meerdere maten en/of uitvoeringen leverbaar. Voor een nauwkeurige temperatuur registratie is optioneel ook een datalogger mee te leveren. Informeer naar alle mogelijkheden of neem contact met ons op via onderstaande gegevens.