

HENROCUP®

GEBRUIKERSHANDLEIDING

HENROCUP® INSTITUTION EN DEKSEL

Juni 2026

Inhoudsopgave

Belangrijke informatie.....	3
Beoogd gebruik.....	3
Opslag.....	3
Gebruiksaanwijzing.....	4
Voorzorgsmaatregelen.....	4
Dagelijks gebruik.....	4
Waarschuwingen.....	5
Milieuvriendelijke afvalverwijdering.....	5
Technische gegevensblad HenroCup® Institution.....	6
Technisch gegevensblad Deksel	7

Belangrijke informatie

Lees deze instructies aandachtig door voordat u HenroCup® Institution gebruikt.

Beoogd gebruik

HenroCup® Institution is uitsluitend ontworpen en bedoeld voor drank en voedsel.

HenroCup® Institution is ontwikkeld door Deense ergotherapeuten om een hoogwaardige beker te maken voor mensen met kracht- en coördinatieverlies. HenroPlate® Institution is BPA-vrij en kan zonder gevaar worden gebruikt door kinderen jonger dan 3 jaar.

HenroCup® Institution is ontworpen met 2 brede handvatten voor een stevige grip, de vorm van de beker en de handvatten zorgen ervoor dat u kunt drinken dat u uw nek niet hoeft te buigen. De onderkant van de beker is breed, zodat deze stevig op tafel staat en niet morst.

HenroPlate® Institution kan daarom uitstekend worden gebruikt in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en speciale instellingen.

Opslag

Droog, op kamertemperatuur en buiten direct zonlicht bewaren.

Gebruiksaanwijzing

Inhoud: 1 HenroCup® Institution kan met of zonder deksel geleverd worden.

1. Pak de beker en het deksel uit en gooi de verpakking weg.
2. Was de beker en deksel vóór gebruik.
3. HenroCup® is nu klaar voor gebruik.

Voorzorgsmaatregelen

Was de HenroCup® Institution na het uitpakken voor gebruik.

De beker is bedoeld voor drinken.

Warme dranken kunnen verkleuring veroorzaken en de levensduur van de beker verkorten.

Verwarm de beker niet boven kaarslicht of vuur.

Wees voorzichtig met hete/warme vloeistof.

Als u de deksel gebruikt, controleer dan vóór gebruik of de deksel er goed opzit en niet los is geraakt.

Dagelijks gebruik

HenroPlate® Institution kan gewassen worden in de vaatwasmachine tot 65°C en in de industriële vaatwasmachine tot 80°C gedurende 3 minuten.

De beker kan echter dof worden en de kwaliteit gaat achteruit, dus het is aan te raden deze met de hand af te wassen.

HenroCup® Institution is geschikt voor temperaturen van -20° C tot 95° C.

Klachten van klanten

Neem bij incidenten contact op met henrotek@henrotek.com en vermeld de volgende informatie:

Apparaatidentificatie (apparaatnaam, productiedatum op de onderkant van de beker, referentienummer, lot-/serienummer en UDI-nummer).

Een gedetailleerde beschrijving van wat er is gebeurd en hoe het apparaat op dat moment werd gebruikt.

Waarschuwingen

Gebruik geen vloeistof in de HenroCup® Institution die warmer is dan 95°C.



**HOUD ER REKENING MEE DAT BEPAALDE DRANKEN DE
BINNENKANT VAN DE BEKER KUNNEN VERKLEUREN.**

Gooi de HenroCup® Institution weg als het oppervlak niet glad aanvoelt en een melkwitte kleur heeft.

Milieuvriendelijke afvalverwijdering

Voer de beker milieuvriendelijk en neutraal af.



HenroCup® Institution is gemaakt van materiaal dat gerecycled moet worden. Voer de oude HenroCup® Institution daarom af via geschikte inzamelsystemen.



**ALS U TWIJFELT OVER WANNEER U DE HENROCUP® INSTITUTION
MOET WEGGOOIEN, DAN KUNT U EEN E-MAIL STUREN NAAR
HENROTEK@HENROTEK.COM**

Technische gegevensblad HenroCup® Institution	
Materiaal Beker	Copolyester
Gewicht	139,2 Gr
Hoogte	9 cm
Breedte	15 cm
BPA = Bisfenol A	HENROCUP® Institution is BPA-vrij
Gemarkeerd	CE
Kleur	Transparant met ml Transparant Blauw Groente Rood
Milliliters	230 ml
Vaatwasser	65° C graden Industriële vaatwasmachine tot 80°C gedurende 3 minuten
Magnetron	Ja
BASIC UDI-DI Nr.	57048312BW
UDI-DI HENROCUP institution Transparant	05704831128845
UDI-DI HENROCUP institution Blauw	05704831170615
UDI-DI HENROCUP institution Groente	05704831170653
UDI-DI HENROCUP institution Rood	05704831170660
UDI-DI HENROCUP institution Transparant met ml	05704831128852
Standaarden en Regelgeving	Verordening (EG) 1935/2004 van 27 oktober 2004 Verordening (EG) 2023/2006 van 22 december 2006 Deens uitvoeringsbesluit, BEK nr 681 van 25/05/2020 Verordening (EG) 10/2011 van 14 januari 2011 Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017

Technisch gegevensblad Deksel	
Materiaal Deksel	LLDPE (polyethyleen)
Gewicht	13 Gr
Gemarkeerd	CE
Vaatwasser	Vaatwasser 65° C 80°C graden in de Industriële vaatwasmachine tot 3 minuten De beker zal echter dof worden en de kwaliteit gaat achteruit, dus het is aan te raden deze met de hand af te wassen.
Magnetron	Nee
BASIC UDI-DI Nr.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Deksel klein	5704831000271
UDI-DI HENROCUP® Deksel Groot	5704831000011
Gefabriceerd in	Vestermarksvej 5, 6630 Roedding, Denemarken
Standaarden en Regelgeving	Verordening (EG) 1935/2004 van 27 oktober 2004 Verordening (EG) 2023/2006 van 22 december 2006 Deens uitvoeringsbesluit, BEK nr 681 van 25/05/2020 Verordening (EG) 10/2011 van 14 januari 2011 Verordening (EU) 2017/745 van 5 april 2017