

Medicijnwagen in huiselijk stijl

Onze multifunctioneel inzetbare houtbouw wagens hebben een huiselijke uitstraling en zijn geschikt voor de opslag van medicatie, maar ook goed inzetbaar als verbandkar binnen zorginstellingen en kleinschalige zorg.

Deze productlijn wordt in eigen beheer vervaardigd met een breed spectrum aan specifieke mogelijkheden en wensen qua indelingen. Het is mogelijk om de medicijnkar geheel op maat samen te stellen.

De wagens worden vervaardigd van hoogwaardig plaatmateriaal met een krasvaste toplaag, die goed te reinigen is met de meest voorkomende reinigingsmiddelen. De 270 graden draai-bare deuren zijn vast te zetten aan de buitenzijde van de wagen middels magneten en zorgen ervoor dat de inhoud goed uitgenomen kan worden.

Door de profielwanden aan de binnenkant van de wagen is deze volledig naar eigen wens in te richten met ISO modules (60-40 verhouding) en (opiaten) lade, als ook legplateaus met cliëntmedicatie bakken. De deuren zijn standaard afsluitbaar met een sleutelslot en kunnen optioneel ook uitgerust worden met een codeslot of elektronische sluiting met passysteem afgestemd op het op de locatie in gebruik zijnde sluitplan (o.a. SALTO, DOM, Dormakaba).

De wagens zijn standaard voorzien van 4 zwenkwielen Ø125mm waarvan 2 geremd. Het loopvlak van de wielen is van thermoplastisch rubber en laat geen strepen na.

Uiteraard is het mogelijk om de wagen naar wens uit te rusten met diverse accessoires. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een prullenmand, desinfectiedispenser, naaldcontainerhouder, hand- schoenenhouder, retourmedicatie , laptop- of tablethouder.

We bieden deze wagens in 2 breedtes aan. De bredere variant is voorzien van 2 extra vakken tbv flessen etc.

