



Medimpex

Laboratorium vriezers

Productbrochure 2025





Introductie Medimpex Care Solutions

Betrouwbare opslagoplossingen voor laboratoria en zorginstellingen

- Medimpex Care Solutions richt zich op het ontwikkelen en leveren van hoogwaardige vriezers voor laboratoria, onderzoeksinstellingen en zorgorganisaties.
- Onze vriezers zijn ontworpen om medicijnen, vaccins, biologische monsters en andere waardevolle materialen veilig en stabiel te bewaren.
- Betrouwbare temperatuurregeling is cruciaal voor het behouden van de integriteit en effectiviteit van opgeslagen stoffen.
- Wij begrijpen de specifieke eisen van de gezondheidszorg en wetenschappelijk onderzoek door jarenlange ervaring en nauwe samenwerking met de sector.
- Onze oplossingen dragen bij aan betrouwbare onderzoeksresultaten en veilige medische toepassingen door optimale opslagcondities te garanderen.
- Het belang van betrouwbare opslag in laboratoria en zorginstellingen kan niet worden onderschat, omdat het direct invloed heeft op patiëntveiligheid en onderzoeksvaliditeit.

“Medimpex Care Solutions” levert gespecialiseerde laboratorium vriezers die essentieel zijn voor het veilig bewaren van medicijnen, vaccins en onderzoeksmonsters in diverse zorg- en onderzoeksomgevingen.





Toepassingen van Onze Laboratorium Vriezers

TOEPASINGEN

De laboratorium vriezers van Medimpex bieden betrouwbare opslag voor medicijnen en vaccins, biologische monsters en de ondersteuning van medisch en wetenschappelijk onderzoek. Zo dragen onze oplossingen bij aan veiligheid, kwaliteit en betrouwbare onderzoeksresultaten.



Opslag van Medicijnen en Vaccins



Bewaring van Biologische Monsters



Ondersteuning van Medisch en Wetenschappelijk Onderzoek

TEMPERATUUR

Temperatuuropties voor Optimale Opslag

-25 °C Vriezers

- Temperatuurstelling ideaal voor algemene laboratoriumopslag van medicijnen en standaardmonsters.
- Beschikbaar in capaciteiten van 50 tot 355 liter, geschikt voor diverse opslagvolumes.
- Efficiënte en stabiele koeling met betrouwbare prestaties voor dagelijkse laboratoriumbehoeften.

- -25 °C vriezer specificaties
- Capaciteit: 50 – 355 liter
- Toepassing: Algemene opslag

-45 °C Vriezers

- Geschikt voor opslag van gevoelige monsters die strengere temperatuureisen hebben.
- Capaciteiten variërend van 130 tot 416 liter, voor middelgrote tot grote opslagbehoeften.
- Geavanceerde isolatie en temperatuurregeling garanderen optimale bescherming van kwetsbare materialen.

- -45 °C vriezer specificaties
- Capaciteit: 130 – 416 liter
- Toepassing: Gevoelige monsters

-60 °C Vriezers

- Ontworpen voor langdurige opslag van uiterst gevoelige biologische materialen en vaccins.
- Capaciteiten van 91 tot 481 liter, voor flexibele opslagopties afhankelijk van de behoefte.
- Biedt de strengste en stabielste temperaturomstandigheden voor maximale bewaring.

- -60 °C vriezer specificaties
- Capaciteit: 91 – 481 liter
- Toepassing: Langdurige en uiterst gevoelige opslag

Onze laboratorium vriezers bieden drie temperatuurstellingen: -25 °C, -45 °C en -60 °C, elk afgestemd op verschillende opslagbehoeften. Deze opties garanderen dat medicijnen, vaccins en monsters onder de best mogelijke condities worden bewaard, passend bij de gevoeligheid en duur van de opslag.



-25 °C Vriezers: Efficiënt en veelzijdig

De -25 °C vriezers zijn ideaal voor de opslag van routinematige monsters, reagentia, vaccins en klinische materialen. Dankzij het brede inhoudsbereik van **50 tot 355 liter** vindt u altijd een model dat aansluit bij uw laboratorium of medische praktijk.

Belangrijkste kenmerken


- ✓ Temperatuurbereik: -10 °C tot -25 °C
- ✓ Inhoud: 50 – 355 liter
- ✓ Compacte modellen voor kleine laboratoria én grotere uitvoeringen voor intensief gebruik
- ✓ Energiezuinige en stille werking
- ✓ Digitale temperatuurweergave en nauwkeurige regeling
- ✓ Visueel en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurschommelingen
- ✓ Robuuste behuizing met geïntegreerd slot voor sample-veiligheid

TOEPASSINGEN




Medische Laboratoria

Onze vriezers waarborgen de veiligheid van medicijnen, vaccins en bloedmonsters in ziekenhuizen en diagnostische centra.



Onderzoeksfaciliteiten

In onderzoeksinstellingen ondersteunen onze vriezers langdurige opslag van biologische samples en experimentele materialen.



Industriële Omgevingen

Onze vriezers zijn robuust en betrouwbaar voor gebruik in farmaceutische productie en andere industriële toepassingen.

► Onze laboratorium vriezers bieden betrouwbare en geavanceerde opslagoplossingen die perfect zijn afgestemd op medische laboratoria, onderzoeksfaciliteiten en industriële omgevingen.



Laboratorium vriezers -25°C

Afbeelding	Artikelcode	Productomschrijving
	MC60L-CD	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -12°C tot -24°C •Capaciteit: 60 liter •Dimensies (bxdxh): 450 x 510 x 740 mm •Aantal draagroosters: 3
	MC140L-CD	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -12°C tot -24°C •Capaciteit: 140 liter •Dimensies (bxdxh): 600 x 600 x 835 mm •Aantal draagroosters: 3
	MC450L-CD	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -12°C tot -24°C •Capaciteit: 440 liter •Dimensies (bxdxh): 600 x 700 x 1875 mm •Aantal draagroosters: 3

 3 jaar volledige garantie

 Geproduceerd in Europa

 Green Label producten



-45 °C Vriezers: Voor gevoelige monsters

De -45 °C vriezers van zijn ontwikkeld voor laboratoria en onderzoeksinstellingen die werken met gevoelige materialen waarvoor een lager temperatuurbereik noodzakelijk is. Met een capaciteit van 130 tot 416 liter bieden deze vriezers betrouwbare prestaties voor de veilige opslag van hoogwaardige samples..

Belangrijkste kenmerken


- ✓ Temperatuurbereik: -25 °C tot -45 °C
- ✓ Inhoud: 130 – 416 liter
- ✓ Uitstekend geschikt voor gevoelige monsters zoals enzymen, eiwitten en chemische reagentia
- ✓ Digitale temperatuurregeling met hoge precisie
- ✓ Alarmsysteem voor afwijkingen (visueel en akoestisch)
- ✓ Robuust ontwerp voor intensief dagelijks gebruik
- ✓ Optioneel: datalogging en externe monitoring

TOEPASSINGEN




Medische Laboratoria

Onze vriezers waarborgen de veiligheid van medicijnen, vaccins en bloedmonsters in ziekenhuizen en diagnostische centra.



Onderzoeksfaciliteiten

In onderzoeksinstellingen ondersteunen onze vriezers langdurige opslag van biologische samples en experimentele materialen.



Industriële Omgevingen

Onze vriezers zijn robuust en betrouwbaar voor gebruik in farmaceutische productie en andere industriële toepassingen.

► Onze laboratorium vriezers bieden betrouwbare en geavanceerde opslagoplossingen die perfect zijn afgestemd op medische laboratoria, onderzoeksfaciliteiten en industriële omgevingen.



Laboratorium vriezers -45°C

Afbeelding	Artikelcode	Productomschrijving
	MFL130	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -10°C tot -45°C •Capaciteit: 130 liter •Dimensies (bx dxh): 725 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters (optioneel): max 2
	MFL230	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -10°C tot -45°C •Capaciteit: 226 liter •Dimensies (bx dxh): 1055 x 655 x 865mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFL300	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -10°C tot -45°C •Capaciteit: 300 liter •Dimensies (bx dxh): 1305 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFL360	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -10°C tot -45°C •Capaciteit: 360 liter •Dimensies (bx dxh): 1505 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFL400	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -10°C tot -45°C •Capaciteit: 416 liter •Dimensies (bx dxh): 1705 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel

 3 jaar volledige garantie

 Geproduceerd in Europa

 Green Label producten



-60 °C Vriezers: Ultieme bescherming

De -60 °C vriezers zijn speciaal ontwikkeld voor de meest veeleisende laboratorium- en onderzoeksomgevingen. Ze garanderen stabiele, extreem lage temperaturen voor de veilige en langdurige opslag van uiterst kwetsbare materialen. Met een inhoudsbereik van 91 tot 481 liter bieden deze vriezers de ideale oplossing voor biobanken, farmaceutische R&D en academische onderzoeksinstellingen.

Belangrijkste kenmerken


- ✓ Temperatuurbereik: -40 °C tot -60 °C
- ✓ Inhoud: 91 – 481 liter
- ✓ Speciaal voor opslag van plasma, celculturen, virale monsters, RNA/DNA en vaccins
- ✓ Geavanceerde koeltechnologie voor langdurige stabiliteit
- ✓ Meervoudig alarmsysteem (akoestisch/visueel, inclusief temperatuurbewaking)
- ✓ Robuuste constructie voor intensief dagelijks gebruik
- ✓ Optioneel: datalogging, externe monitoring en noodvoeding

TOEPASSINGEN




Medische Laboratoria

Onze vriezers waarborgen de veiligheid van medicijnen, vaccins en bloedmonsters in ziekenhuizen en diagnostische centra.



Onderzoeksfaciliteiten

In onderzoeksinstellingen ondersteunen onze vriezers langdurige opslag van biologische samples en experimentele materialen.



Industriële Omgevingen

Onze vriezers zijn robuust en betrouwbaar voor gebruik in farmaceutische productie en andere industriële toepassingen.

► Onze laboratorium vriezers bieden betrouwbare en geavanceerde opslagoplossingen die perfect zijn afgestemd op medische laboratoria, onderzoeksfaciliteiten en industriële omgevingen.



Laboratorium vriezers -60°C

Afbeelding	Artikelcode	Productomschrijving
	MFLC130	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -30°C tot -60°C •Capaciteit: 130 liter •Dimensies (bx dxh): 725 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters (optioneel): max 2
	MFLC230	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -30°C tot -60°C •Capaciteit: 226 liter •Dimensies (bx dxh): 1055 x 655 x 865mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFLC300	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -30°C tot -60°C •Capaciteit: 300 liter •Dimensies (bx dxh): 1305 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFLC360	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -30°C tot -60°C •Capaciteit: 360 liter •Dimensies (bx dxh): 1505 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel
	MFLC400	Uitgerust met: •Zelfsluitende deur •Temperatuurbereik: -30°C tot -60°C •Capaciteit: 416 liter •Dimensies (bx dxh): 1705 x 655 x 865 mm •Aantal draagroosters: Optioneel

 3 jaar volledige garantie

 Geproduceerd in Europa

 Green Label producten



Meer weten of bestellen

Veel van onze producten zijn volledig naar wens samen te stellen. De beschikbare offerteformulieren zijn niet altijd voldoende om alle mogelijkheden af te vangen. Komt u er niet helemaal uit met de offerteaanvraag of heeft u wensen die niet worden benoemd? Neem dan contact met ons op. Onze accountmanagers staan voor u klaar en denken graag met u mee. Dankzij onze ervaring kunnen we u uitgebreid adviseren over de beste oplossing voor uw situatie.

Medimpex Care Solutions

Faradaystraat 14-01,
4004 JZ Tiel

Tel. 0344-615300

E-mail: info@medimpex.nl

website: www.medimpex.nl

Levering en voorwaarden

Leveringen: Medisch meubilair Franco vrij vanaf € 675,00 op 1 adres in Nederland, daaronder bedragen de verzendkosten € 16,00

Levertijd: 2-3 weken, na schriftelijke opdracht.

Prijzen: Genoemde stuksprijzen zijn netto, excl. 21 % BTW.

Geldigheid: tot en met 31 december 2025

Let op: Bestelde specials kunnen niet geannuleerd of retour genomen worden.





“Scan de QR-code voor meer informatie”

Over Medimpex Care Solutions

Medimpex Care Solutions is importeur en indirect producent van innovatieve producten ten behoeve van de totale zorgsector. Dankzij jarenlange ervaring hebben we alle kennis in huis om u te adviseren over passende oplossingen voor medicijndistributie en de opslag van medicatie en verbandmiddelen binnen uw organisatie.

Faradaystraat 14-01,
4004 JZ Tiel

0344-615300
info@medimpex.nl
www.medimpex.nl