

ADL catalogus

2024-2025



Inhoudsopgave

Mobiliteit

Rolstoelen	03	Wandelstokken	15	Rolstoel- en rollatoraccessoires	33
Rollators	04	Loophulpmiddelen accessoires	22	Hulpmiddelen voor de auto	34
Looprekken	09	Rolstoel-, rollator- en		Transferhulpmiddelen	36
Elleboogkrukken	10	Scootmobieltassen	26	Drempelhulpen	40
Wandelstokken met zitje	12	Regenkleding en -bescherming	30		

Keuken

Bestek	41	Keukenhulpmiddelen	48	Anti-slip materialen	58
Accessoires	46	Scharen	55	Borden en snijplanken	62
Slabben	47	Grijpers	56	Drinkbekers	67

Bad, douche en toilet

Douchezitjes	75	Gipshoezen	84	Toiletverhogers	96
Douchestoelen en -krukjes	76	Bad- en doucheaccessoires	86	Toiletstoelen	98
Badlift, -beugels en -planken	81	Hygiënische opvangsystemen		Overige ondersteuning	100
Anti-slip bad- en		en -producten	91	Wandbeugels	101
Douchematten	82	Hulpmiddelen voor toilet	94		

Slaapkamer

Bedhekken en -steunen	108	Verzwaarde dekens	112	Hoofdkussens	117
Bedleestafels en verhogers	110	Satinsheet glijlakens	113	Kussens	118
Warmtedekens	111	Matrasbescherming	114	Aankleden	120

Wonen en Comfort

Hobby	124	TV accessoires	132	Zitten	135
Lezen en schrijven	126	Lampen	133	Zitkussens	139
Klokken en horloges	128	Sleutelkluisen	134		

Gezondheid

Medicatie	143	Comfortschoenen	150	Orthopedische ondersteuning	158
Oordopjes	148	Pantoffels	152	Therapie	166
Hipshield	149	Voetbescherming	155	Oefening	169

Communicatie

Alarmering	172	Doro telefonie	174
Doro	173	Low Vision	177

ABLE2 TRANSPORTROLSTOEL

Eenvoudige transportrolstoel met compacte achterwielen. Ideaal om gemakkelijk mee te nemen. Blauw stalen frame met zwarte nylon bekleding.

Afmetingen:

Zitbreedte	46 cm
Zithoogte	50 cm
Gewicht	18 kg

De armsteunen zijn afneembaar en wegklapbaar om de transfer te vergemakkelijken. Wegklapbare en afneembare voetensteunen inclusief hielband.

Afneembare volle kern achterwielen (12") met twee blokkeerremmen.



110 kg

PR32100

€ 279,95



ABLE2 OPVUWBARE ROLSTOEL

Opvouwbare rolstoel met een blauw stalen frame en zwarte nylon bekleding. Voorzien van grote achterwielen met hoepel zodat de gebruiker zelf de rolstoel in beweging kan brengen. De armsteunen zijn afneembaar en wegklapbaar om de transfer te vergemakkelijken.

Wegklapbare en afneembare voetensteunen inclusief hielband.

Afneembare grote hoepelwielen (24") met twee blokkeerremmen.



110 kg

PR32150

€ 299,95



COMFORT BEENSTEUNEN

De Comfort beensteunen zijn geschikt voor zowel de Able2 opvouwbare rolstoel als de Able2 transportrolstoel. Traploos in hoogte verstelbaar en voorzien van een wegklapbare kuitplaat. Instelbare lengte. Per paar.

PR32100-B5

€ 94,95



Exclusieve Design Rollators

Neptune
by Able2

NEPTUNE ROLLATOR

Specificaties:

Lengte: 65 cm
Breedte: 60 cm
Breedte opgevouwen: 22 cm
Verstelbare hoogte: 82 – 100 cm
Zithoogte: 60 cm
Gewicht: 7,1 kg



120 kg


PR30265-BK	mat-zwart	€ 221,95
PR30265-CH	champagne	€ 221,95



Inclusief zwenkbare 8" PU voorwielen en 7" PU achterwielen, fleshouder, stokhouder, afneembare comfortabele rugband en een standaard rollatortas met schouderband.



Fleshouder



Stokhouder



Afnembare zachte rugband

Able2
EXCLUSIVE

- *Moderne uitstraling*
- *Lichtgewicht design*
- *Indoor & outdoor*
- *Eenvoudig in te klappen*
- *Neemt weinig ruimte in*

Saturn
by Able2

SATURN ROLLATOR

Specificaties:

Lengte: 64 cm
 Breedte: 60 cm
 Breedte opgevouwen: 22 cm
 Verstelbare hoogte: 82 – 100 cm
 Zithoogte: 60 cm
 Gewicht: 7,3 kg



136 kg

PR30264-BK	mat-zwart	€ 239,95
PR30264-CH	champagne	€ 239,95



Inclusief zachtere, zwenkbare 8" PU voorwielen en 7" PU achterwielen, fleshouder, stokhouder, afneembare comfortabele rugband en een luxe moderne rollatortas met schouderband.

Exclusief voor Saturn rollator:



Luxe moderne tas met schouderband



Zachte PU wielen

ROLLATOR LICHTGEWICHT



Lichtgewicht aluminium rollator met een zitting die op drie hoogtes ingesteld kan worden, afhankelijk van de lengte van de gebruiker. Afhankelijk van de ingestelde zithoogte is de hoogte van de handgrepen verstelbaar van 75 tot 99 cm. Inclusief tas onder de zitting.

- Parkeerrem
- Eenvoudig in te klappen
- Metallic blauw
- Gewicht 6,4 kg



113 kg

PR30282-BL

€ 169,95

ALUMINIUM 3-WIEL ROLLATOR



Een lichtgewicht aluminium 3-wiel rollator van hoge kwaliteit. Eenvoudig op te klappen dus makkelijk te vervoeren en op te bergen. Inclusief tas. Verkrijgbaar in 2 kleuren.

- Parkeerrem
- In hoogte verstelbaar van 78 - 94 cm
- Totale breedte 68 cm
- Gewicht 4,7 kg



114 kg

PR30275-BL blauw

€ 174,95

PR30275-SL zilver

€ 174,95

FOLD N GO ROLLATOR



De Fold N Go rollator is de meest compacte opvouwbare rollator. Ideaal voor gebruik in kleine ruimtes en om mee te nemen op reis. Met de klik-sluiting aan de rugband is de rollator vast te zetten.

Inclusief stevige zitting, 2-vaks organizer en flexibel mandje.

In hoogte verstelbaar van 83 - 91 cm.
Afmeting ingeklapt: 90 x 33 x 25 cm.
6" zwenkbare voorwielen.
Gewicht 6 kg.
Verkrijgbaar in twee kleuren.



113 kg

PR30183-CB blauw

€ 269,95

PR30183-BW antraciet

€ 269,95

LET'S GO OUT

Een wereldwijd succes.

Let's Go Out is een stabiele, lichtgewicht rollator. Weegt slechts 6,2 kg. Compact opvouwbaar tot 20 cm breed en eenvoudig op te bergen. Voorzien van grote voorwielen om makkelijk een drempel te kunnen nemen. De achterwielen hebben een comfortabele vering die schokken opvangt en spatborden ter bescherming. Inclusief zachte rubberen handgrepen met remsysteem. Remkabels zijn geïntegreerd in het frame. Comfortabele kunstleren zitting.

Lengte: 67 cm
Breedte: 58,5 cm
Breedte zitting: 40,5 cm
Hoogte zitting: 59,5 cm
Handgrepen in hoogte
verstelbaar van 78 - 96 cm

TRUST
CARE


Inclusief praktische
boodschappentas.



130 kg

PR30278-RD	Let's Go Out rood	€ 389,95
PR30278-BE	Let's Go Out beige/zilver	€ 389,95
PR30278-ALLBK	Let's Go Out zwart	€ 389,95

PR30278-TRAY	dienblad	€ 49,95
PR30278-CH	stokhouder	€ 27,95
PR30278-BKSTRAP	rugband zwart	€ 44,95
PR30278-BKSTRAP	rugband bruin	€ 44,95

De comfortabele vering
in de achterwielen vangt
schokken op.



LET'S GO INDOOR

De Let's Go indoor rollator is een lichtgewicht rollator.

Makkelijk manoeuvreerbaar in kleinere ruimtes. Biedt ondersteuning en is veilig in alle situaties. Speciaal ontworpen voor gebruik binnenshuis, zoals bijvoorbeeld in de keuken of badkamer als trolley of tafeltje. De rembeugel is met één hand te bedienen. Door de rembeugel omlaag te drukken staat de rollator op de parkeerrem. Inclusief dienblad.

Handgreep in hoogte verstelbaar van 79 - 90 cm

Hoogte dienblad: 68 cm

Lengte: 63 cm

Breedte: 52 cm

Gewicht 6 kg



130 kg



PR30285-WA Let's Go Indoor walnoot/chroom € 249,95

PR30285-SL Let's Go Indoor zilver € 249,95

PR30285 Let's Go Indoor beuken/zilver € 249,95

PR30285-FB stoffen mandje € 24,95



**TRUST
CARE**

ACTIMO® HOME BINNENROLLATOR

De Actimo® Home is een lichtgewicht binnenrollator die door het compacte ontwerp en zijn smalle wielen makkelijk wendbaar is.

Hierdoor is het een ideale rollator om thuis te gebruiken. Het comfortabele handvat is volledig met PU-schuim bedekt. De parkeerrem kan met één hand worden bediend. Makkelijk op te vouwen en op te bergen. Inclusief dienblad en mandje. Kleur zwart.

In hoogte verstelbaar van 78 – 86 cm

Breedte 58 cm

Lengte 60 cm

Gewicht 6,2 kg



100 kg

PR30263

€ 199,95



OPVOUWBAAR LOOPREK LUXE



Een lichtgewicht, opvouwbaar aluminium looprek. In hoogte verstelbaar van 78,7 tot 96,5 cm. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen (slechts 10 cm breed). Kleur zilver. Maat stokdop 27 mm.



120 kg

PR30180-SL

€ 69,95

LOOPREK



Lichtgewicht aluminium looprek. Stevig schuin model met kunststof handgrepen en rubberen doppen voor extra steun. In hoogte verstelbaar van 81 - 91,5 cm. Breedte voorkant 45,7 cm. Breedte achterkant 66 cm.



120 kg

PR30195

€ 59,95

FOLD N GO LOOPREK MET 2 WIELEN



- 's Werelds meest compacte inklapbare looprek
- Eenvoudig en snel inklapbaar met een simpele vingerbeweging
- Door het compacte formaat ideaal voor gebruik in smallere ruimtes
- Premium draaiwieltjes – manoeuvreerbaar in kleine ruimtes
- Easy-glide pootjes – beweeg probleemloos over ieder oppervlak
- Weegt slechts 3,2 kg, dus makkelijk op te tillen
- Afmeting ingeklapt: H 91 x B 13 x D 20 cm
- In hoogte verstelbaar van 81 - 98 cm
- Verkrijgbaar in twee kleuren



180 kg

PR30182-CB

blauw

€ 152,95

PR30182-BW

antraciet

€ 152,95

ELLEBOOGKRUUK LET'S TWIST AGAIN

Ergonomische elleboogkrukken in een stijlvol design en verkrijgbaar in 5 moderne kleuren. Aluminium materiaal, dus licht en praktisch in gebruik. De anatomische handgreep is gemaakt van zacht rubber materiaal en zorgt voor een stabiele en comfortabele greep. In hoogte verstelbaar van 80 - 100 cm.



TRUST
CARE



130 kg

PR30090-BB2	zwart/zwart	€ 79,95
PR30090-SB2	zilver/zwart	€ 79,95
PR30090-BG2	groen/zwart	€ 79,95
PR30090-BY2	geel/zwart	€ 79,95
PR30090-BO2	oranje/zwart	€ 79,95

Leverbaar per paar.

PR30090-FER	vervangbare dop	€ 14,95
--------------------	-----------------	---------

Leverbaar per stuk.

Een wereldwijd
design succes



ELLEBOOGKRUUK DUBBEL VERSTELBAAR

Deze elleboogkrukken met gesloten manchet hebben een comfortabele anatomische handgreep. De kruk en de armsteun zijn afzonderlijk in hoogte te verstellen.

Hoogte van handgreep is verstelbaar van 66 tot 89 cm.
Verkrijgbaar in 2 kleuren.
Maat stokdop 21 mm.
Leverbaar per paar.



100 kg

PR30081-BZ	brons metallic	€ 64,95
PR30082-BL	blauw metallic	€ 64,95



ELLEBOOGKRUUK PROGRESS

Lichtgewicht elleboogkruk met open of gesloten manchet. In hoogte verstelbaar van 76 tot 101 cm. De elleboogsteun is in hoogte verstelbaar van 22 tot 29 cm. Kleur grijs. Leverbaar per stuk. Maat stokdop 19 mm.



150 kg

PR30086	Progress 1	met open manchet	€ 24,95
PR30087	Progress 2	met gesloten manchet	€ 24,95



ONDERARMKRUK GANYMED

De Ganymed onderarmkruk is niet alleen een blikvanger, door het unieke design wordt een rechtopstaande houding gegarandeerd. Het bovenste gedeelte van de kruk is qua hoek en vorm aangepast aan de bovenarm en zorgt voor een ideale gewichtsverdeling. Voorzien van een 180° draaibare rubber dop met 2 hardheden. Kan gemakkelijk worden opgehangen en is daardoor altijd bij de hand. In hoogte verstelbaar van 77 - 99 cm. Verkrijgbaar met een soft handvat en een anatomisch soft handvat. Leverbaar per paar.



120 kg

OS1006-Z	soft zwart	€ 182,95
OS1001-G	soft grijs	€ 182,95
OS1008-Z	anatomisch zwart	€ 214,95
OS1003-G	anatomisch grijs	€ 214,95



OS1006-Z

OS1008-Z

ELLEBOOGKRUK BIG XL

Hoogwaardige elleboogkrukken met een gesloten manchet en een anatomisch zacht handvat. Gemaakt van aluminium met kunststof onderdelen. Dubbel verstelbaar. Inclusief reflector. In hoogte verstelbaar van 78 - 108 cm. Leverbaar per paar.



150 kg

OS332-AB	aubergine	€ 94,95
OS332-MB	metallic blauw	€ 94,95



OS332-AB

OS332-MB

KINDERKRUK


Sterke lichtgewicht aluminium elleboogkruk voor kinderen. Kleur blauw/rood. Open manchet.

De kruk is in hoogte verstelbaar van 55 tot 75 cm en de armsteun van 11 tot 21 cm. Leverbaar per stuk.



75 kg

HE200520	€ 22,95
-----------------	---------



WANDELSTOKKEN MET ZITJE

Deze lichtgewicht aluminium wandelstokken bieden optimale steun tijdens het lopen. Moe geworden? In een handomdraai verandert u de wandelstok in een zitje zodat u kunt uitrusten waar u maar wilt. De wandelstokken met zitje zijn bedoeld voor personen die hun evenwicht kunnen bewaren. Voor meer balans gebruikt u het zitje met drie of vier poten.

ELITE SEAT STROLLER

Wandelstok met een vaste hoogte, opklapbaar zitje en rubberen anti-slip dop voor gebruik op een harde ondergrond.
Maat stokdop 25 mm.
Hoogte 82,5 cm.
Zithoogte 75,5 cm.



125 kg

LLS005-BK	zwart	€ 62,95
LLS005-GN	groen	€ 62,95

ELITE SEAT WALKER

In hoogte verstelbare wandelstok met opklapbaar zitje inclusief rubberen anti-slip dop voor gebruik op een harde ondergrond.
Maat stokdop 22 mm. In hoogte verstelbaar van 85,5 – 93,5 cm.
Zithoogte 77,5 - 85 cm.



125 kg

LLW010-BK	zwart	€ 72,95
LLW010-GN	groen	€ 72,95



SUPASEAT OBSERVER

Wandelstok met extra breed uitklapbaar zitje. In hoogte verstelbaar en inclusief rubberen anti-slip dop voor gebruik op een harde ondergrond.
Maat stokdop 22 mm.
In hoogte verstelbaar van 85 – 103 cm.
Zithoogte 65 – 83 cm.



125 kg

LL0001-BK	zwart	€ 86,95
LL0001-GN	groen	€ 86,95

SUPASEAT EXPLORER

De Supaseat Explorer is vergelijkbaar met de Supaseat Observer. Dit model heeft een plaatje met punt aan de onderkant voor gebruik op een zachte ondergrond.
In hoogte verstelbaar van 85 – 103 cm.
Zithoogte 65 – 83 cm.



125 kg

LLE001-BK	zwart	€ 94,95
LLE001-GN	groen	€ 94,95

DOPPEN VOOR WANDELSTOKKEN MET ZITJE



LLF19B	dop 19 mm	€ 2,95
LLF19S	dop 19 mm set van 4 stuks	€ 9,95
LLF22C	dop 22 mm	€ 2,95
LLF25C	dop 25 mm	€ 2,95

ELITE SEAT PACKAWAY



Opvouwbaar wandelstok met zitje inclusief twee verschillende doppen voor gebruik op zowel een zachte als harde ondergrond. Inclusief waterdichte schoudertas om de wandelstok mee te nemen. Maat stokdop 22 mm. In hoogte verstelbaar van 81,5 – 92,5 cm. Zithoogte 73,5 – 81,5 cm.



125 kg

LLP001-BK	zwart	€ 119,95
LLP001-GN	groen	€ 119,95

TRIO POPULAR

Deze wandelstok met zitje heeft drie poten en is geschikt voor personen die langere tijd willen zitten en meer balans nodig hebben. Eenvoudig in gebruik en heeft een comfortabele ovaalvormige zitting. Het gebogen handvat van de wandelstok kan aan de arm gehaakt worden zodat beide handen gebruikt kunnen worden. Gemaakt van lichtgewicht gepolijst aluminium met een sterke nylon zitting. Maat stokdop 19 mm. Zithoogte 45,5 cm. Vaste lengte van 84,5 cm.



125 kg

LLT040-BK	zwart	€ 72,95
LLT040-GN	groen	€ 72,95

QUATTRO

De Quattro is een wandelstok met zitje voorzien van vier poten. Ingeklapt te gebruiken als een handige wandelstok en uitgeklapt als een comfortabel zitje om op uit te rusten. Gemaakt van lichtgewicht gepolijst aluminium met een sterke canvas zitting in de kleur groen. Maat stokdop 19 mm. In twee hoogtes verkrijgbaar:



Quattro 34:
hoogte handgreep: 86,5 cm
hoogte zitting: 52,5 cm
Quattro 37:
hoogte handgreep: 94 cm
hoogte zitting: 59 cm.



125 kg

LLQ034-GN	zithoogte 52,5 cm	€ 109,95
LLQ037-GN	zithoogte 59 cm	€ 111,95

TRIO MAXI

De Trio Maxi is vergelijkbaar met de Trio Popular. De Trio Maxi heeft een langere lengte en hogere zithoogte. Ideaal voor langere personen of personen die moeite hebben om omhoog te komen of te gaan zitten. Maat stokdop 19 mm. Zithoogte 57 cm. Vaste lengte van 86 cm.



125 kg

LLT050-BK	zwart	€ 74,95
LLT050-GN	groen	€ 74,95

FLIPSTICK

Wandelstokken met een opklapbare zadelzitting. Ideaal om mee te nemen naar evenementen en handig op reis. Verkrijgbaar in vaste, verstelbare en opvouwbare uitvoering. De opvouwbare versie wordt geleverd met een schouderdas met draagband. Kleur zwart.



130 kg

PR30127	origineel	87,5 cm	€ 56,95
PR30129-BK	verstelbaar	87,5 - 91,5 cm	€ 61,95
PR30131-BK	opvouwbaar	87,5 cm	€ 82,95
PR30128-BK	opvouwbaar en verstelbaar	87,5 - 91,5 cm	€ 91,95

WANDELSTOK MET ZITJE



Deze aluminium wandelstok kan gebruikt worden als steun bij het lopen en als zithulp om uit te rusten. Het is van belang dat de handgreep zich aan uw voorzijde bevindt wanneer u gaat zitten. Eenvoudig in te klappen. Zithoogte 50 cm. Hoogte handgreep 87 cm. Diameter zitting 21 cm. Afmeting: H 44 x B 46 cm.



120 kg

PR30149 € 42,95

WANDELSTOK 4-POOT VERSTELBAAR



Stalen vierpoot wandelstok met een gebogen bovendeeel waardoor het gewicht van de gebruiker direct boven de steel zit voor meer veiligheid. Voorgevormd handvat. Voor zowel links- of rechtshandig gebruik. In hoogte verstelbaar van 75 tot 93 cm. Kleur zwart/zilver. Maat stokdoppen 16 mm.



100 kg

PR30148SB € 33,95

WANDELSTOK FLUORISEREND MET DERBY HANDVAT



Deze chique lichtmetalen wandelstok is niet alleen een blikvanger, maar beschikt ook over een fluoriserende laag. Als er lichtstralen op de stok vallen, gloeit de wandelstok vanzelf op in het donker. Zo is de stok duidelijk zichtbaar. Het mooie gebogen Derby handvat is gemaakt van acryl in de kleur wit-zwart. Verstelbaar van 75 - 96 cm. Maat stokdop 19 mm.



100 kg

OS11639 € 74,95

OPVOUWBARE WANDELSTOKKEN

Deze opvouwbare aluminium wandelstokken zijn in hoogte verstelbaar en hebben een houten handvat in T-vorm. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen in de bijgeleverde plastic hoes. Maat stokdop 19 mm. Inclusief plastic clip.



Zwart



Blue Ice



Paisley



Geruit



Gebloemd



Burgundy



Etched Black



Bubble



114 kg

PR30120-BKS	zwart	74 - 84 cm	€ 21,95
PR30121-FICES	blue ice	74 - 84 cm	€ 24,95
PR30120-PASS	paisley	74 - 84 cm	€ 24,95
PR30120-TS	geruit	74 - 84 cm	€ 24,95
PR30120-BPS	gebloemd	74 - 84 cm	€ 24,95
PR30120-BFS	burgundy	74 - 84 cm	€ 24,95

PR30120-BK	zwart	79 - 89 cm	€ 21,95
-------------------	-------	------------	---------

PR30121-BK	zwart	84 - 94 cm	€ 21,95
PR30121-FICE	blue ice	84 - 94 cm	€ 24,95
PR30120-PAS	paisley	84 - 94 cm	€ 24,95
PR30120-T	geruit	84 - 94 cm	€ 24,95
PR30120-BP	gebloemd	84 - 94 cm	€ 24,95
PR30120-BF	burgundy	84 - 94 cm	€ 24,95

Onderstaande wandelstokken worden geleverd inclusief een polsbandje:

PR30135	etched black	76 - 89 cm	€ 24,95
PR30137	bubble	76 - 89 cm	€ 26,95

OPVOUWBARE WANDELSTOK COMFORTGRIP

Opvouwbare aluminium wandelstok met klein anatomisch comfort handvat voor een aangename ondersteuning van de handpalm. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen in bijgeleverde plastic hoes.

Inclusief plastic clip.
Maat stokdop 19 mm. Kleur zwart.
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm.



114 kg

PR30107FS-BK	rechts	€ 19,95
PR30108FS-BK	links	€ 19,95



WANDELSTOK COMFORTGRIP

Wandelstok met anatomisch gevormd comfort handvat. In hoogte verstelbaar van 76 tot 99 cm. Kleur zwart.
Maat stokdop 19 mm.



114 kg

PR30107S-BK	rechts	€ 19,95
PR30108S-BK	links	€ 19,95



OPVOUWBARE WANDELSTOK ANATOMISCH

Opvouwbare aluminium wandelstok met groot anatomisch voorgevormd handvat voor ondersteuning van de handpalm. Geschikt voor reumatische klachten. Eenvoudig op te vouwen en op te bergen in bijgeleverde plastic hoes.

Inclusief plastic clip.
Maat stokdop 19 mm. Kleur zwart.
In hoogte verstelbaar van 84 - 94 cm.



114 kg

PR30107F-BK	rechts	€ 21,95
PR30108F-BK	links	€ 21,95



WANDELSTOK ANATOMISCH

Wandelstok met groot anatomisch gevormd handvat. In hoogte verstelbaar van 76 tot 99 cm. Kleur zwart.
Maat stokdop 19 mm.



114 kg

PR30107-BK	rechts	€ 19,95
PR30108-BK	links	€ 19,95



WANDELSTOK ALUMINIUM

Lichtgewicht aluminium verstelbare wandelstok met T-vormig houten handvat. In hoogste verstelbaar van 78,5 - 99 cm. Diameter stokdop 19 mm.



114 kg

PR30090-E	mahonie	€ 24,95
PR30090-EBK	zwart	€ 24,95



CARBON WANDELSTOKKEN

Een serie luxe wandelstokken gemaakt van carbon. De Carbon wandelstokken zijn ultralicht, sterk en ondersteunen veilig en betrouwbaar het lichaamsgewicht. Verkrijgbaar in een standaard of opvouwbaar model en er is keuze uit verschillende handvatten. De opvouwbare wandelstokken worden geleverd met een plastic clip en opberghoes.



Standaard Carbon wandelstokken

artikelnr	handvat	verstelbare hoogte	kleur	gewicht	maat stokdop	max. gebruikersgewicht	
① OS14601-Z	soft derby	79 – 95 cm	carbon zwart	236 gr	16 mm	120 kg	€ 82,95
② OS14801-Z	soft recht	77 – 96 cm	carbon zwart	280 gr	19 mm	120 kg	€ 82,95
③ OS16001-B	soft	79 – 96 cm	geruit zwart	285 gr	19 mm	120 kg	€ 94,95

Opvouwbare Carbon wandelstokken

④ OS13601-Z	soft derby	85 – 95 cm	carbon zwart	285 gr	16 mm	100 kg	€ 89,95
⑤ OS13801-Z	soft recht	75 – 96 cm	carbon zwart	290 gr	19 mm	100 kg	€ 89,95

LUXE WANDELSTOKKEN

Deze luxe wandelstokken zijn gemaakt van aluminium. Verkrijgbaar in een standaard of opvouwbaar model en er is keuze uit verschillende kleuren en handvatten. De opvouwbare wandelstokken worden geleverd met een plastic clip en opberghoes.



Luxe standaard wandelstokken

artikelnr	handvat	verstelbare hoogte	kleur	gewicht	maat stokdop	max. gebruikersgewicht	
① OS685-SZ	soft derby	75 – 96 cm	structuur zwart	440 gr	18 mm	100 kg	€ 31,95
② OS691-SZ	soft recht	75 – 96 cm	structuur zwart	370 gr	16 mm	120 kg	€ 31,95

Luxe opvouwbare wandelstokken

③ OS17611-B	soft derby	83 – 95 cm	brons	370 gr	16 mm	100 kg	€ 42,95
④ OS17610-Z	soft recht	83 – 95 cm	zwart	370 gr	16 mm	100 kg	€ 42,95

FLEXYFOOT WANDELSTOKKEN

Er is keuze uit diverse flexyfoot aluminium wandelstokken met verschillende handvatten. De wandelstokken zijn voorzien van de revolutionaire Flexyfoot stokdop en een polsbandje. Verkrijgbaar in een standaard en opvouwbaar model en in diverse kleuren. De opvouwbare wandelstok is eenvoudig op te bergen in de bijgeleverde tas.

flexyfoot

FLEXYFOOT WANDELSTOKKEN MET DERBY HANDVAT

Deze verstelbare wandelstok heeft een Derby handvat gemaakt van soft-touch materiaal. Het zachte handvat biedt extra comfort en past comfortabel in de hand.

Verstelbare hoogte standaard model: 70 – 96 cm.

Verstelbare hoogte opvouwbaar model:

83,7 – 93,7 cm.

Maat stokdop 19 mm.



130 kg

PR30047-BK	standaard	zwart	€ 52,95
PR30047-BL	standaard	blauw	€ 52,95
PR30048-BK	opvouwbaar	zwart	€ 56,95
PR30048-BL	opvouwbaar	blauw	€ 56,95



FLEXYFOOT WANDELSTOKKEN MET OVALEN HANDVAT

Deze verstelbare wandelstok heeft een soft-grip ovalen handvat wat ervoor zorgt dat de impact van een schok wordt verspreid zodra de wandelstok de grond raakt. Hierdoor wordt de belasting op de gewrichten sterk geminimaliseerd en ervaart de gebruiker een verhoogd comfort tijdens het lopen. Biedt ook een neutrale positie van de hand en een groot contactoppervlak.

Verstelbare hoogte standaard model: 70 – 96 cm.

Verstelbare hoogte opvouwbaar model:

83,7 – 93,7 cm.

Maat stokdop 19 mm



130 kg

PR30045-BK	standaard	zwart	€ 52,95
PR30045-BL	standaard	blauw	€ 52,95
PR30046-BK	opvouwbaar	zwart	€ 56,95
PR30046-BL	opvouwbaar	blauw	€ 56,95



flexyfoot

FLEXYFOOT WANDELSTOKKEN MET KURKEN HANDVAT

Verstelbare wandelstok met een handvat gemaakt van kurk. Het kurken handvat is ademend en heeft een verkoelende werking. Hierdoor ontstaat er altijd een goede en comfortabele grip.

Verstelbare hoogte standaard model: 70 – 96 cm.

Verstelbare hoogte opvouwbaar model:

83,7 – 93,7 cm.

Maat stokdop 19 mm.

flexyfoot



130 kg

PR30049-BK	standaard	zwart	€ 52,95
PR30049-BL	standaard	blauw	€ 52,95
PR30050-BK	opvouwbaar	zwart	€ 56,95
PR30050-BL	opvouwbaar	blauw	€ 56,95



FLEXYFOOT STOKDOPPEN

De Flexyfoot schokabsorberende anti-slip dop is geschikt voor alle wandelstokken en krukken. Het unieke geribbelde tussenstuk is schokabsorberend en voorkomt pijnklachten in het bovenlichaam. Het flexibele tussenstuk zorgt ervoor dat de Flex foot altijd volledig op de grond blijft staan. En doordat het onderste stuk onafhankelijk 360° van het loophulpmiddel kan draaien, geldt dit zelfs bij verandering van richting. Dit zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid zelfs op een ongelijke ondergrond.



130 kg

€ 19,95

PR30040-B	16 mm	zwart
PR30041-B	19 mm	zwart
PR30042-B	22 mm	zwart
PR30043-B	25 mm	zwart
PR30040-G	16 mm	grijs
PR30041-G	19 mm	grijs
PR30042-G	22 mm	grijs
PR30043-G	25 mm	grijs

De Flexyfoot is duurzaam en gaat ongeveer drie keer langer mee dan een standaard stokdop. Daarnaast bestaat de dop uit twee losse onderdelen zodat het onderste stuk bij slijtage of beschadiging eenvoudig te vervangen is. Verkrijgbaar in grijs of zwart en in vier maten.



STEUNSTOKKEN

Een steunstok is naast een handig hulpmiddel ook geschikt om de zichtbaarheid als blinde of slechtziende te verhogen door de witte kleur en de rode markering. Gemaakt van aluminium. De opvouwbare en het telescopische model worden geleverd met hoesje. Inclusief polsbandje.



PRE10000



BOR00102



PRE10100

PRE10000	vaste stok	verstelbare hoogte	72 - 95 cm	€ 41,95
BOR00102	telescopisch en opvouwbaar	verstelbare hoogte	83 - 96 cm	€ 46,95
PRE10100	opvouwbaar	verstelbare hoogte	87 - 98 cm	€ 42,95

HERKENNINGSSTOKKEN

Herkenningsstokken zijn witte stokken met rode reflectiestrepen, die gebruikt worden om te laten zien dat iemand slechtziend is. Gemaakt van aluminium en hebben een nylon punt. Voorzien van witte reflectietape en 2 rode reflectie bandjes.



AMB10102



AMB10103



AMB10105

	lengte	lengte gevouwen	opvouwbaar	
AMB10102	95 cm	25 cm	in 4 delen	€ 44,95
AMB10103	80 cm	29 cm	in 3 delen	€ 34,95
AMB10105	95 cm	21 cm	in 5 delen	€ 34,95

HERKENNINGSSTOK TELESCOPISCH



Herkenningsstok gemaakt van 100% carbonfiber met een afschroefbare kunststof punt en polsbandje. Telescopisch uitschuifbaar in acht delen. Wit van kleur en voorzien van 2 rode reflectiebandjes. Zeer licht van gewicht en gemakkelijk mee te nemen. Inclusief zwart opberghoesje. Lengte 95 cm, inschuifbaar tot 22,5 cm.

KUN40958	€ 59,95
-----------------	---------

TASTSTOKKEN EN ACCESSOIRES

Een taststok is een hulpmiddel dat wordt gebruikt door mensen met een visuele beperking om zich zelfstandig te verplaatsen. De juiste lengte kan bepaald worden door de afstand te meten vanaf de grond tot de hoogte van de oksel/borstbeen.



TASTSTOK OPVOUWBAAR ALUMINIUM


Deze taststok is gemaakt van aluminium en opvouwbaar in 5 delen. Voorzien van witte reflectietape en 2 rode reflectie bandjes. Exclusief punt. De punt wordt bevestigd door middel van een haak. Lengte gevouwen circa 34 cm. Gewicht circa 310 gram.

AMB31105	110 cm	€ 49,95
AMB31155	115 cm	€ 49,95
AMB31205	120 cm	€ 49,95
AMB31255	125 cm	€ 49,95
AMB31305	130 cm	€ 49,95
AMB31355	135 cm	€ 49,95
AMB31405	140 cm	€ 49,95
AMB31455	145 cm	€ 49,95
AMB31505	150 cm	€ 49,95
AMB31555	155 cm	€ 49,95



De lengte is berekend inclusief stokpunt.

JUMBO ROLLERBALLEN



Rollerbal

Rollerbal massief

De jumbo rollerbal is gemaakt van nylon. Bij de massieve rollerbal bestaat de onderste helft uit massief ultrahoog Moleculair Polyetheen en de bovenste helft uit nylon. De levensduur van het massieve gedeelte is langer dan van een normale rollerbal. Bevestiging door middel van een haak.

Ø 55 mm

AMB04060	①	€ 17,95
AMB04260	②	€ 32,95

TASTSTOK OPVOUWBAAR CARBONFIBER

Deze taststok is gemaakt van zeer licht en sterk carbonfiber en opvouwbaar in 5 delen. Voorzien van witte reflectietape en 2 rode reflectie bandjes. Exclusief punt. De punt wordt bevestigd door middel van een haak. Lengte gevouwen circa 28 cm. Gewicht circa 235 gram.

AMB41105	110 cm	€ 74,95
AMB41155	115 cm	€ 74,95
AMB41205	120 cm	€ 74,95
AMB41255	125 cm	€ 74,95
AMB41305	130 cm	€ 74,95
AMB41355	135 cm	€ 74,95
AMB41405	140 cm	€ 74,95
AMB41455	145 cm	€ 74,95
AMB41505	150 cm	€ 74,95
AMB41555	155 cm	€ 74,95



De lengte is berekend inclusief stokpunt.

ROLPUNT



Rolpunt gemaakt van extra harde kunststof (ultra-hoog Moleculair Polyethyleen) voor een extra lange levensduur. Bevestiging door middel van een haak.

Ø 34 mm

AMB04090	€ 19,95
-----------------	---------

MYSLEEVE ELLEBOOGKRUK HANDGREEPHOES MAGNETISCH



MySleeve is een siliconen hoes met een gelpad om de druk op uw handen, polsen en schouders gelijkmatig te verdelen. Minder pijnlijk en meer comfort en grip. De hoes is vuilafstotend, huidvriendelijk, latexvrij en gemakkelijk schoon te maken. De geïntegreerde magneet houdt de elleboogkrukken bij elkaar en voorkomt dat ze vallen. Past ook op smartcrutches. Niet geschikt voor elleboogkrukken met anatomische handvatten, kinderkrutchen en mensen met een pacemaker.



MYS10000	zwart	€ 34,95
MYS20000	turquoise	€ 34,95
MYS40000	oranje	€ 34,95

MYROLLERSLEEVE ROLLATOR HANDGREEPHOES



MyRollatorSleeve heeft net als de MySleeve schok-absorberende gelpad om de druk op uw handen gelijkmatig te verdelen. Vangt schokken in pols en schouders op. Wordt geleverd met een button die kan worden gepersonaliseerd met een foto, naam of logo. Zo is de rollator herkenbaar voor bijvoorbeeld mensen met dementie. Past op elke rollatorhandgreep. Niet geschikt voor mensen met een pacemaker.



MYR10000	zwart	€ 34,95
MYR20000	turquoise	€ 34,95
MYR40000	oranje	€ 34,95

MYGELBOW GELPADS VOOR ARMSTEUNEN KRUK EN ROLSTOEL

MyGelbow is een zelfklevende gelpad die zorgt voor een comfortabele ondersteuning van de onderarm tijdens het gebruik van elleboogkruk. De druk wordt verdeeld en pijn en irritatie in de onderarm wordt voorkomen. De gelpad is zelfklevend, eenvoudig schoon te maken en oneindig opnieuw te gebruiken zonder lijmresten. Huidvriendelijk en latexvrij. Kan ook gebruikt worden in een arm- of neksteun voor rolstoelen. Afmeting: 4,5 cm x 15 cm x 0,4 cm.



MYG10000	transparant	€ 14,95
-----------------	-------------	---------



MYVELOGRIPS FIETS HANDVATHOES



Last van tintelende vingers bij het fietsen? De My VeloGrips heeft schokabsorberende gelpads om de druk op uw handen gelijkmatig te verdelen. U schuift ze over de bestaande handvatten van uw fiets, e-bike of handbike. Past op elke handvat, rond of ergonomisch. De siliconen hoës is vuilafstotend, huidvriendelijk, latexvrij en gemakkelijk schoon te maken. Het materiaal ademt en voelt zacht en comfortabel aan. Niet geschikt voor mensen met een pacemaker.



MYV10000	zwart	€ 34,95
MYV20000	turquoise	€ 34,95
MYV50000	roze	€ 34,95

MYCOVER AFNEEMBARE STOKHOES



Een stijlvol accessoire voor over uw wandelstok of elleboogkruk. MyCover is gemaakt van een kwaliteitsvolle elastische stof die zich aanpast aan de dikte van de kruk of wandelstok. Ook geschikt voor een opvouwbare stok. Gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen.



MYC1000	luipaard	€ 12,95
MYC11001	bloemen	€ 12,95
MYC11002	dieren	€ 12,95
MYC11003	stippen	€ 12,95

SCHOENSPIKE

Met de SchoenSpike kunt u veilig en vertrouwd op pad bij sneeuw, ijs en gladheid

De SchoenSpike past over bijna alle schoenen en is in verschillende maten verkrijgbaar. De SchoenSpike wordt alleen aan de hak bevestigd. Hierdoor kunt u, in vergelijking met andere anti glij-ijsers, de SchoenSpike ook gebruiken op de fiets en in de

auto. Eenvoudig te bevestigen door middel van een leren bevestigingsband voorzien van klittenband. Het bijzondere profiel van de zool inclusief de geharde robuuste metaalnagels zorgen voor extra grip. Inclusief reflector. De SchoenSpike garandeert geen absolute zekerheid. Blijf altijd alert bij gladheid! De SchoenSpike is uitsluitend buiten te gebruiken.



DE010	S	schoenmaat 34 - 36	hak 4 à 5 cm	€ 32,95
DE020	M	schoenmaat 37 - 39	hak 6 à 7 cm	€ 32,95
DE030	L	schoenmaat 40 - 44	hak 7 à 8 cm	€ 32,95
DE040	XL	schoenmaat 45 - 50	hak 9 cm	€ 32,95

STOKKIKKER



Met de stokkikker houdt u uw wandelstok en krukken binnen handbereik. Klem de stokkikker om de stok. Het rubberen kussentje voorkomt dat de stok van tafel glijdt. Past op stokken met een diameter tussen 16 - 25 mm.

PR30158		€ 2,95
PR30163	set stokkikker & polsbandje	€ 4,95

POLS BANDJE TBV WANDELSTOK



Polsbandje met elastische bevestiging. Past op diverse wandelstokken.

PR30150	zwart	€ 2,95
PR30150-BR	bruin	€ 2,95

MOBILITEIT ACCESSOIRES ET



Met deze 3 in 1 set zijn zaklampen, bekers en wandelstokken aan allerlei hulpmiddelen te bevestigen. De set bestaat uit houders en klemmen in verschillende maten voor een veilige bevestiging. Volledig verstelbaar. Geschikt voor wandelstokken, rollators en looprekken met een frame van ronde buizen.

PR30294		€ 44,95
----------------	--	---------

JIVE WANDELSTOKKLEM

De Jive is een wandelstokklem waarmee de wandelstok of elleboogkruk eenvoudig aan een tafelblad (maximaal 45 mm) geklemd kan worden. Dankzij het klittenband is de klem makkelijk en zonder gereedschap op iedere stok of kruk met een diameter van 19 tot 25 mm te monteren. Inclusief haak om de stok op te hangen.



J11000	1 stuk	€ 17,95
J12000	display 10 stuks	€ 179,95



EASY CLICK MAGNETISCHE STOKHOUDER



De Easy Click houder bestaat uit een manchet met klittenbandsluiting, geïntegreerde magneten en een losse magneetclip. Dankzij het 2-magneetsysteem kan de houder worden gebruikt om de wandelstok aan uw tas, kleding of aan een magnetisch oppervlak te bevestigen.

OS4018

€ 24,95

HOOKIT MULTIFUNCTIONELE STOKHOUDER

Multifunctionele houder voor loophulpmiddelen of wandelstokken. Wikkel de flexibele siliconenband om de buis en bevestig de houder door één van de sleuven zodat deze een stevige grip heeft. De siliconen houder met metalen plaatjes is als haak te vormen, zodat deze aan een rand kan hangen. Ook in horizontale positie te gebruiken, bijvoorbeeld door de houder op een tafelblad te plaatsen. Geschikt voor een diameter van 10 - 26 mm.


OS4016

€ 11,95

IJSDOP MET 5 PINNEN

Vermindert het risico op uitglijden. Gemakkelijk te bevestigen en kan eenvoudig door middel van een hendeltje omhoog worden geklapt wanneer u deze niet gebruikt.


PR30010

€ 8,95

TRI-TIP STOKDOP

Biedt meer balans en stabiliteit. Met drie steunpunten voor meer grip. Uw wandelstok blijft zonder steun rechtop staan. Gemaakt van rubber. Geschikt voor stokken met een diameter van 19 mm.


PR30020

€ 12,95

KRUK- EN STOKDOPPEN

PR30017-BK	16 mm	zwart	€ 3,95
PR30018-BK	19 mm	zwart	€ 3,95
PR30034-BK	19 mm	zwart	€ 3,95
PR30034-GR	19 mm	grijs	€ 3,95
PR30034-PK	19 mm	roze	€ 5,95
PR30034-BL	19 mm	blauw	€ 5,95
PR30035-BK	21 mm	zwart	€ 3,95
PR30035-GR	21 mm	grijs	€ 3,95
PR30037-BK	16 mm	zwart	€ 3,95
PR30039-BK	27 mm	zwart	€ 3,95
PR30039-GR	27 mm	grijs	€ 3,95



Splash

Rolstoel-, rollator- en
scootmobielaccessoires

Able²
EXCLUSIVE

De ideale outdoor tassen voor scootmobielen & rolstoelen

Twee luxe tassen voorzien van praktische extra's. Een wandelstok of elleboogkruk is gemakkelijk mee te nemen in de speciale uitvouwbare vakken. En door de onderkant los te ritsen ontstaat er extra ruimte. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

- Wandelstokvakken kunnen uit- en ingevouwen worden
- Expand Fit: extra opberg ruimte kan los- en dichtgeritst worden
- Waterdicht: bescherm uw eigendommen onder alle weersomstandigheden
- Ritssluiting met lus: ideaal voor personen met een beperkte fijne motoriek
- Reflecterende strips: veilig onderweg in het donker
- Geribbeld handvat: easy-grip voor extra houvast



Expand Fit

TORBAGo



B 40 x D 20 x H 40/52 cm

TORBALuxe



B 38 x D 20 x H 48/60 cm



Wandelstokvakken



PR34060-BK-GD zwart/geel € 82,95

PR34060-BK-GR zwart/grijs € 82,95

PR34060-GR-BK grijs/zwart € 82,95

PR34061-BK zwart € 79,95

PR34061-GR-BK grijs/zwart € 79,95



HiVis: • Fluorescerend • Veilig • Reflecterend • Hoge zichtbaarheid

SPLASH TAS & KRUKHOUDER IN ÉÉN



Hi Vis



Stevige tas voor rolstoel of scootmobiel met aan twee zijden houders voor loopkrukken of wandelstokken. Eén groot opbergvak en een klein voorvakje met rits aan de voorkant. Reflecterende veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in de kleur zwart, grijs, HiVis en XL versie.

Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.
XL: H 52 x B 40 x D 15 cm.

PR34051	zwart	€ 54,95
PR34051-GR	grijs	€ 54,95
PR34051-HV	HiVis	€ 54,95
PR34051-XL	zwart	€ 56,95

SPLASH ROLSTOEL- & SCOOTMOBIELTAS



Hi Vis



Stevige en duurzame tas voor rolstoel of scootmobiel met of zonder hoofdsteun. Eén groot opbergvak, een klein voorvakje met rits en twee zijnetjes. Reflecterende veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in de kleur zwart, grijs, HiVis en in een XL versie.

Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.
XL: H 52 x B 40 x D 15 cm.

PR34052	zwart	€ 42,95
PR34052-GR	grijs	€ 42,95
PR34052-HV	HiVis	€ 42,95
PR34052-XL	zwart	€ 52,95

SPLASH SCOOTMOBIELTAS OVER RUGSTEUN



Hi Vis



Deze scootmobieltas schuift u eenvoudig over de rugleuning van kleine scootmobielen zonder hoofdsteun. Slijtvast. Heeft één groot opbergvak. Met de twee hengsels is de tas ook te gebruiken als boodschappentas. Inclusief reflecterende naad voor extra veiligheid. Verkrijgbaar in de kleur zwart, grijs en HiVis.

Afmeting: H 36 x B 43 x D 15 cm.

PR34057	zwart	€ 32,95
PR34057-GR	grijs	€ 32,95
PR34057-HV	HiVis	€ 32,95

SPLASH ROLLATOR TAS



Deze rollatortas hangt u eenvoudig aan het frame van uw rollator. Voorzien van verstelbare bandjes met een kliksysteem. Heeft één groot opbergvak met ritsluiting aan de bovenzijde. Ideaal om boodschappen en dergelijke mee te nemen. Kleur zwart. Afmeting: B 38 cm (bovenzijde), 28 cm (onderzijde) x H 32 cm x D 9 cm.

PR34062 € 31,95

SPLASH ROLLATOR MANDTAS



Deze tas plaatst u in het metalen rechthoekige mandje van een standaard rollator. Ideaal om boodschappen droog en onzichtbaar mee te nemen. Door de twee hengsels is de tas gemakkelijk mee te nemen. Heeft één groot hoofdvak met een stevige klittenbandsluiting. Kleur zwart. Afmeting: B 38 cm (bovenzijde), 33 cm (onderzijde) x H 18 cm x D 27 cm.

Splash

PR34064 € 47,95

SPLASH ROLSTOEL TAS STANDAARD



Stevige en duurzame rolstoeltas die met lussen te bevestigen is aan de handvaten van de rolstoel. Eén groot opbergvak, een klein voorvakje met rits en twee zijnetjes. Reflecterende veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in de kleur zwart en grijs. Afmeting: H 45 x B 40 x D 10 cm.



PR34053	zwart	€ 44,95
PR34053-GR	grijs	€ 39,95

SPLASH ROLSTOEL ARMLEUNING TAS



Dit tasje plaatst u over de armleuning van uw rolstoel. Ideaal voor het opbergen van uw portemonnee, telefoon en sleutels. Te bevestigen met klittenband. Heeft één hoofdvakje met een stevige klittenbandsluiting. Gemaakt van verstevigd polyester. Kleur zwart. Afmeting: B 21 x H 15 x D 8 cm.

PR34063 € 29,95

SPLASH SCOOTMOBIEL ARMLEUNING TAS



Deze compacte armleuningtas plaatst u over de armleuning van uw scootmobiel. Past op de meeste scootmobielen. Te bevestigen met klittenband. De tas heeft één hoofdvak. Aan de achterkant zit een afneembaar tasje met handige rits. Afmeting: H 32,5 x B 26 x D 8,5 cm.

PR34055 € 71,95

BOODSCHAPPENNETJE



Dit nylon boodschappennetje is met clips aan een looprek of rolstoel te bevestigen. Afmeting: H 38 x B 30 cm.

ALS226

€ 17,95

TAS VOOR ONDER DE ROLSTOELZITTING



Een vernuftige opbergruimte onder de zitting waar de rolstoelgebruiker via de voorkant bij kan. Gemaakt van duurzaam nylon. Eenvoudige en stevige bevestiging met riempjes. Afmeting: H 30 x B 40 x D 28 cm.

PR35077

€ 39,95

SPLASH SCOOTMOBIEL MANDTASJE



Dit flexibele tasje past in vrijwel elke scootmobielmand. De bovenzijde is waterdicht af te sluiten. Beschermt uw spullen tegen regen en vuil. Door de 2 hengsels makkelijk mee te nemen. Reflecterende veiligheidsstrip. Verkrijgbaar in 2 maten:
Medium: afmeting 30 x 16 cm, hoogte 40 cm.
Large: afmeting 33 x 25 cm, hoogte 44 cm.

PR34059-M medium € 19,95

PR34059-L large € 19,95

Able2
EXCLUSIVE

Harley zitkussens



Drukverlagend
en ondersteunend
Verkrijgbaar in/met verschillende:

- maten
- uitvoeringen
- materialen
- hoezen

Zie ook pagina 139 t/m 142

Raadpleeg voor meer informatie www.able2.nl

SPLASH PONCHO MET MOUWEN



Deze poncho heeft ruime mouwen en zachte comfortabele manchetten. Een ideale bescherming tegen neerslag en wind. De rits loopt over de hele lengte zodat u de poncho makkelijk aan- en uit kunt trekken. Inclusief opvallende reflecterende strips. De deluxe versie heeft een zachte katoenen binnenvoering. Inclusief capuchon. Lengte 100 cm.

PR34028	ongevoerd	€ 62,95
PR34028-D	deluxe	€ 81,95

SPLASH POWER CAPE

De Power Cape beschermt de gebruiker en de rolstoel. Geschikt voor elektrische rolstoelen met het bedieningspaneel aan de linker- of rechterkant. Het bedieningspaneel blijft zichtbaar middels een doorzichtige strook. Inclusief zachte katoenen binnenvoering. Aan de onderzijde sluit de Power Cape af met een elastische band over de voetenplaat. Lengte 152 cm.



PR34029	€ 96,95
----------------	---------

SPLASH PONCHO

De Splash poncho trekt u eenvoudig over uw hoofd aan en biedt bescherming tegen neerslag en wind. Volledig waterdicht. De deluxe versie heeft een zachte katoenen binnenvoering voor extra warmte en comfort. Lengte 100 cm.

PR34027	ongevoerd	€ 47,95
PR34027-D	deluxe	€ 79,95

Splash



SPLASH WHEELY APRON

Deze Wheely Apron plaatst u over de bovenkant van uw benen en houdt u droog en warm. Kan met een eenvoudige gesp om uw middel of om een armsteun bevestigd worden. Heeft aan de onderzijde een elastische basis voor over de voetplaten. Volledig waterdicht. De deluxe versie heeft een blauwe synthetische binnenvoering. Lengte 100 cm.

PR34020	ongevoerd	€ 39,95
PR34020-D	deluxe	€ 59,95



SPLASH WHEELY COSY

De Wheely Cosy biedt warmte en bescherming aan uw onderlichaam (fungeert als een slaapzak). Inclusief dichte onderzijde. Volledig waterdicht en inclusief een warme, synthetische binnenvoering. De praktische, stevige rits loopt over de gehele lengte en door het koordje aan de rits trekt u deze eenvoudig naar boven. Verkrijgbaar in medium en large.

PR34021-M	L 102 x B 59 cm	€ 79,95
PR34021-L	L 114 x B 59 cm	€ 79,95



SPLASH SCOOTER CAPE



Deze praktische Scooter Cape beschermt de scooter en de gebruiker. Door de transparante voorzijde blijft de verlichting zichtbaar en kunt u de besturingsdisplay zien. Uw spiegels kunnen via een opening aan de zijkant van de cape naar buiten steken. Inclusief solide ritssluiting over de gehele lengte. Reflecterende strips aan zij- en achterkant. Verkrijgbaar in 2 maten.

PR34003-M L 125 x B 65 cm € 86,95
PR34003-L L 135 x B 65 cm € 86,95

SPLASH SCOOTER LEG CAPE



De Scooter Leg is een praktische en comfortabele beenbedekking die u warm houdt. Waterafstotend en winddicht. Inclusief gewatteerde vachtvoering. Met bretels aan het lichaam te bevestigen. Snel en eenvoudig aan te trekken. Universele maat. Afmeting: L 100 x B 138 cm.

PR34001 € 64,95

SPLASH SCOOTER COSY



De Scooter Cosy beschermt uw onderlichaam tegen wind en regen (fungeert als een slaapzak). De Scooter Cosy is open aan de onderkant waardoor u uw voeten makkelijk kunt positioneren. Inclusief solide ritssluiting over de gehele lengte en gewatteerde vachtvoering. Lengte voorzijde 110 cm, achterzijde 150 cm. Breedte 134 cm.

PR34002 € 82,95

SPLASH WHEELY MAC ZONDER MOUWEN

De Wheely Mac biedt u en uw rolstoel totale bescherming. Aan de onderzijde sluit de Wheely Mac af met een elastische band over de voetengreep. Inclusief capuchon en een stevige rits. Volledig water- en winddicht. Inclusief twee openingen voor de handgrepen. Verkrijgbaar in twee maten. De deluxe uitvoering heeft een zachte katoenen binnenvoering voor extra warmte. Lengte maat M 152 cm, maat L 165 cm.

Splash



PR34022-M M € 54,95
PR34022-L L € 54,95
PR34024-M M deluxe € 84,95
PR34024-L L deluxe € 84,95

SPLASH WHEELY MAC MET MOUWEN



De Wheely Mac met mouwen heeft dezelfde specificaties als de Wheely Mac zonder mouwen. Verkrijgbaar in medium en large en in de deluxe versie.

PR34023-M M € 57,95
PR34023-L L € 57,95
PR34025-M M deluxe € 96,95
PR34025-L L deluxe € 96,95

SPLASH SCOOTMOBIEL ZITTINGBESCHERMER



Deze elastische scootmobiel zittingbeschermer trekt u over de zitting en rugleuning. Met klittenband onder de zitting te bevestigen. Volledig waterdicht.

PR34007 € 24,95

SPLASH DISPLAY-BESCHERMER



Beschermt de elektronica tegen neerslag. Past op nagenoeg alle scootmobielen. Door het elastiek aan de zijken eenvoudig om de stuurhendels te bevestigen.

PR34006-S	S	€ 19,95
PR34006	M/L	€ 19,95

SPLASH VEILIGHEIDSGRIEM VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS



Veiligheidsgordel voor om de taille met een sterke gesp. Aan beide zijken van de rolstoel te bevestigen met een extra sterk getaagd klittenband. Maximale lengte 120 cm.

SP97551 € 21,95

SPLASH SCOOTMOBIEL-BESCHERMER DELUXE

Splash



De scootmobielbeschermer deluxe is van stevige, duurzame kwaliteit en beschermt de scootmobiel gedurende het hele jaar tegen neerslag en vuil. Eenvoudig aan te trekken met de fixeerbands. In drie maten verkrijgbaar.

PR34005-S	H 105 x B 48 x L 120 cm	€ 79,95
PR34005-L	H 113 x B 67 x L 136 cm	€ 81,95
PR34005-XL	H 130 x B 80 x L 160 cm	€ 89,95

SPLASH SCOOTMOBIELBESCHERMER



Deze lichtgewicht scootmobielbeschermer heeft elastische randen en is eenvoudig over uw scootmobiel te trekken. Volledig waterdicht. Past op nagenoeg alle drie- en vierwiel scootmobielen. In drie maten verkrijgbaar.

PR34004-S	H 105 x B 48 x L 120 cm	€ 54,95
PR34004	H 105 x B 68 x L 136 cm	€ 64,95
PR34004-XL	H 130 x B 80 x L 160 cm	€ 69,95

MYBLANKET SCHOOTSKLEED ZOMER EN WINTER

Gemakkelijk zittend en met één hand aan te trekken!

Een water- en windbestendige regenhoes ontworpen voor rolstoelgebruikers. Verkrijgbaar in een zomer en winter uitvoering. De zomer editie heeft een licht katoen/polyester binnenvoering en de winter editie een warme fleece. Door de T-vorm gemakkelijk aan te trekken terwijl men zit. Het onderste gedeelte is door een rits en aantrekkooorden rond de onderbenen te bevestigen. Licht van gewicht en compact op te bergen, de regenhoes is tegelijkertijd de tas. Inclusief gesp, handige zakken en een geheim zakje voor waardevolle spullen. Kleur navy blauw. **Inclusief afneembare voetkap.**



Winter



MYB10100	S/M	B 110 x H 90 cm	€ 169,95
MYB10200	L/XL	B 130 x H 95 cm	€ 169,95
MYB10300	KIDS	B 70 x H 73 cm	€ 149,95

Zomer

MYB20100	S/M	B 110 x H 90 cm	€ 169,95
MYB20200	L/XL	B 130 x H 95 cm	€ 169,95
MYB20300	KIDS	B 70 x H 73 cm	€ 149,95

SCHAPENVACHT VOOR ROLSTOEL

Deze synthetische schapenvacht voelt zacht en comfortabel aan en absorbeert transpiratie. Hierdoor wordt de huid niet klam en kan blijven ademen wat zeer belangrijk is ter voorkoming van drukpunten. Geschikt voor in de rolstoel, scoot-mobiel of andere zittingen.

PR20137	zitting 46 x 41 cm	€ 31,95
PR20138	zitting/rug 91 x 41 cm	€ 47,95



FLESHOUDER VOOR ROLSTOEL

Plastic houder voor bekers, flessen en blikjes. Eenvoudig aan de rolstoel te bevestigen. Inklapbaar.



PR35199	€ 12,95
----------------	---------

STOK- EN KRUKHOUDER



Stok- en krukhouder compleet met bevestigingschroeven. Door de houder kunnen wandelstok of kruk eenvoudig meegenomen worden. Past op de meeste rollators met een frame van ronde buizen.

PR30283CC	€ 8,95
------------------	--------



Handybar®

Uw eigen veiligheids- en ondersteunings-
handgreep voor in de auto.

Able2
EXCLUSIVE



**Met de Handybar®
stapt u makkelijk
in en uit uw auto!**



- Meer zelfvertrouwen
- Onafhankelijkheid
- Voorkomt blessures
- Comfortabele anti-slip handgreep
- Sterk metalen binnenwerk
- Gepatenteerd ontwerp
- Extra veiligheid
- Roestvrijstalen gordelsnijder
- Ruitenbreker

PR40013

€ 32,95



HANDYBAR® MET DRAAISCHIJF COMBI

De Handybar® samen met de Flexibele Draaischijf in één verpakking

Heeft u problemen bij het in- en uitstappen van uw auto, dan biedt deze combinatie de perfecte oplossing. De flexibele draaischijf zorgt voor een soepel draaiende beweging om de transfer te vergemakkelijken. De Handybar® biedt extra ondersteuning bij het in- en uitstappen van uw auto.



PR40014

€ 74,95



FLEXIBELE DRAAISCHIJF

Een gewatteerde flexibele draaischijf. Ideaal voor gebruik in de auto of op stoel en bed. De zachte draaibare schijf zorgt voor een soepel draaiende beweging om de transfer te vergemakkelijken.



43 cm

PR41021 € 34,95

HARLEY SLIMLINE WIGKUSSEN

Dit wigvormig zitkussen voor in de auto biedt extra comfortabele ondersteuning tijdens het rijden. Het Coccyx kussen heeft een uitsparing aan de achterzijde. Afmeting: L 36 x B 36 x H 5 cm.

SP24010	wigkussen	€ 32,95
SP24010-S	met band	€ 36,95
SP24052	coccyx	€ 32,95

HARLEY AUTOSTOELSTEUN

Een anatomisch gevormd kussen voor optimale rugondersteuning. Ideaal voor de autostoel. Het Designer kussen is gemaakt van visco-elastisch foam voor een juiste drukverdeling. Het Original kussen is gemaakt van polyurethaan schuim. Inclusief bevestigingsband. Afmeting: L 30 x H 21 cm.

SP24018	original	€ 50,95
SP24081	designer	€ 59,95

STAYPUT ANTI-SLIP DASHBOARD MATJE

Dit soepele anti-slip dashboard matje voorkomt dat kleine voorwerpen gaan schuiven of van het dashboard vallen. Handig voor in de auto, vrachtwagen, boot etc. Afmeting: 19 x 22 cm. Kleur zwart.



PR61714 € 3,95

SEAT BELT REACHER

Een handig hulpmiddel om uw gordel te pakken en vast te zetten. Eenvoudig te bevestigen.

PR40015 € 8,95

NEKKUSSEN OPBLAASBAAR

Dit opblaasbaar kussen van velours ondersteunt de nek en houdt het hoofd in positie. Ideaal voor op reis, in bad of op het strand.

PR20089 € 6,95

HANDGREEP VOOR AUTO

Biedt extra ondersteuning bij het in- en uitstappen van de auto. Laat het raam zakken en bevestig de nylon riem rond het portier. Anti-slip rubberen handvat.

PR40016 € 24,95

TILKUSSEN



Deze compacte tilkussens zijn speciaal ontworpen voor zorgverleners om personen op een veilige en waardige manier van de grond te tillen. De gevallen persoon kan op het kussen schuiven of worden gerold, wordt vervolgens geholpen om rechtop te gaan zitten en weer op te kunnen staan. De tilkussens werken op een accu en kunnen eenvoudig worden opgeblazen. Het tilkussen vermindert de risico's van het verplaatsen en tillen van patiënten en verlaagt de kans op letsel voor professionele zorgverleners. Na gebruik het kussen leeg laten lopen, opvouwen en opbergen. Makkelijk mee te nemen. Geschikt voor gebruik binnen- en buitenshuis. Met behulp van de main adapter is het tilkussen te gebruiken wanneer deze is aangesloten op stroom netwerk.

PR46080-24MA main adapter € 350,00

ELK TILKUSSEN



De ELK is een compact tilkussen en ontworpen om een persoon van de grond te tillen. Handig voor gebruik in kleine ruimtes. De ELK heeft geen ruggensteun en de zorgverlener geeft rug ondersteuning gedurende de lift. Afmeting zitting: 50 x 57 cm.



450 kg

PR46080-ELK € 2399,95

EAGLE TILKUSSEN



De Eagle is een compleet tilkussen met ruggensteun. Hiermee kan een persoon tot zit worden gebracht en volledig ondersteund worden opgetild. Door het smalle formaat van de Eagle kan deze gebruikt worden in kleine ruimtes zoals de badkamer. Ideaal voor gebruik in de thuissituatie, begeleid wonen en thuiszorg. Afmeting zitting: 47 x 57 cm.



190 kg

PR46080-EAG € 3299,95

CAMEL TILKUSSEN



De Camel is een compleet tilkussen met ruggensteun. Hiermee kan een persoon tot zit worden gebracht en volledig ondersteund worden opgetild. De Camel wordt gebruikt in verzorgingstehuizen, spoeddiensten, woonzorgcentra, ziekenhuizen, hulp-diensten en gemeenschapzorg. Afmeting zitting: 47 x 70 cm.



320 kg

PR46080-CAM € 4100,00

ETAC TURNER PRO

De Etac Turner Pro is een praktisch hulpmiddel die de gebruiker ondersteunt en activeert bij de transfer van de ene naar de andere zittende positie. Voorkomt valpartijen en vermindert de belasting van de hulpverlener. De handgreep en kniesteun zijn eenvoudig in hoogte verstelbaar. Makkelijk mee te nemen, compact en eenvoudig te verplaatsen door de transportwieltjes.



etac
Creating Possibilities



200 kg

ALM16090106

€ 609,95

BUFFALO TRANSFERPLANK

Deze felgekleurde transferplank kan worden gebruikt om zittende transfers te maken. Inclusief een dubbele inkeping voor meer stabiliteit en om maximale veiligheid te garanderen tijdens de transfer. Afmeting 77 x 32,5 x 0,4 cm.



150 kg

ATB15001

€ 129,95

ATB150-G met anti-slip € 149,95

HANDY HANDLE

De Handy Handle maakt het makkelijker om iemand naar een staande positie te tillen vanuit een bank, auto, bed of toilet. Ergonomisch design met comfortabele anti-slip handgreep. Voorkomt onhandig vastpakken of trekken aan de armen. Makkelijk mee te nemen.



STANDER
BE INDEPENDENT

PR41026-R	rood	€ 27,95
PR41026-W	creme	€ 27,95
PR41026-B	blauw	€ 27,95

MOBILITEIT

ASSURE TRANSFER DRAAISCHIJF



Compacte draaischijf voorzien van handvat. Geschikt voor personen die kunnen staan, maar niet zelfstandig kunnen draaien tijdens een transfer. Beide zijden zijn voorzien van een anti-slipplaat.



33 cm

PR40000

€ 299,95

DRAAISCHIJF



Comfortabel kunststof hulpmiddel voor het maken van transfers, bijvoorbeeld van stoel naar bed. Voor een vloeiende draaibeweging tot 360° in iedere richting. Lichtgewicht en makkelijk te vervoeren.



125 kg

40 cm

SU46800

€ 38,95

GLIJZEIL



Verplaatst patiënten in bed of stoel zonder te hoeven tillen. Wasbaar, autoclaveerbaar en chemisch steriliseerbaar.

PR41008	70 x 72 cm	€ 32,95
PR41009	80 x 110 cm	€ 94,95


GRIPO GRIJPPAAL



Eén systeem – talloze mogelijkheden

GRIPO is een solide grijppaal die u helpt bij het opstaan en ondersteuning biedt waar en wanneer u die nodig heeft. Past in ieder huis en is eenvoudig te installeren. De grijppaal functioneert goed op zichzelf, maar kan ook worden aangevuld met diverse praktische accessoires.

- Biedt ondersteuning wanneer u deze nodig heeft
- Gemakkelijk te installeren, verplaatsen en demonteren
- Geen schroeven, spijkers of gereedschap nodig voor installatie
- Grote selectie aan praktische en flexibele accessoires
- Te gebruiken in talloze ruimtes



Papegaai



Dubbele horizontale handgreep




Combi greep

GR35200	Gripo standaard	plafondhoogte 210 - 300 cm	€ 539,95
GR35105	Gripo lang	plafondhoogte 260 - 320 cm	€ 529,95

GRIPO ACCESSOIRES


GR35145	Triangel handgreep	€ 119,95
GR35148	Papegaai	€ 266,95
GR35196	Dubbele horizontale handgreep	€ 279,95
GR35255	Armsteun	€ 529,95
GR35159	Horizontale handgreep	€ 119,95
GR35154	Opklapbaar douchezitje (40 x 40 cm)	€ 544,95
GR35208	Combi greep	€ 161,95

GR35153	Topplaat voor systeemplafonds	€ 169,95
GR35298	Zachte greep (met rits)	€ 89,95




Triangel handgreep


GRIPO ACCESSOIRES



Horizontale handgreep



Opklapbaar douchezitje



Armsteun

GRIJPPAAL MET HANDGREEP



Deze grijppaal met hand-greep maakt opstaan vanuit een bank, toilet of bed makkelijk! De handgreep is op vier verschillende hoogtes vast te pakken zodat u tot staande positie kunt komen. De zwenkbare handgreep klikt iedere 45 graden vast. De grijppaal kan in vrijwel elke gewenste ruimte geïnstalleerd worden. Monteerbaar, maar ook te klemmen tussen plafond en vloer. In hoogte verstelbaar van 200 tot 305 cm. Kleur wit.



PR60228

€ 314,95

PRIMA OUTDOOR WANDBEUGEL



Deze wandbeugel biedt extra veiligheid bij het betreden en verlaten van de woning. Ontworpen voor outdoor gebruik en volledig weersbestendig. Voorzien van zacht anti-slip materiaal voor een betere grip, ook als het nat is. Lengte 45 cm. Kleur groen/zwart.



160 kg


PR60287

€ 34,95

SECUCARE MODULAIRE DREMPELHULP



De modulaire drempelhulp bestaat uit verschillende onderdelen die snel en gemakkelijk in elkaar gezet kunnen worden. Gemaakt van duurzaam, slijtvast UV bestendig kunststof en is zowel binnen als buiten toepasbaar. Het systeem wordt geleverd inclusief alle benodigde montagemiddelen. Voor het monteren is alleen een hamer nodig. Op verschillende manieren aan de ondergrond te bevestigen en is ijzersterk. De maximale belasting is 850 kg/m². Er zijn vier standaard uitvoeringen. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden voor maatwerk: afwijkende hoogtes, breedtes, hoeken, zijwaarts afrijden enz.



PR30330	Drempelhulp	1 laags	84 x 21 cm hoogte: 2 cm is aanpasbaar naar 1,5 cm of 1 cm	€ 48,95
PR30331	Drempelhulp	2 laags	84 x 33 cm hoogte: 4 cm is aanpasbaar naar 3,5 cm, 3 cm of 2,5 cm	€ 87,95
PR30332	Drempelhulp	3 laags	84 x 45 cm hoogte: 6 cm is aanpasbaar naar 5,5 cm, 5 cm of 4,5 cm	€ 142,95
PR30333	Drempelhulp	4 laags	84 x 57 cm hoogte: 8 cm is aanpasbaar naar 7,5 cm, 7 cm of 6,5 cm	€ 199,95
PR30335-GR	Vuldoppen set grijs (14 stuks)			

ROLSTOELHELLING OPROLBAAR



Trappen zijn toegankelijk met deze eenvoudige aluminiumconstructie. Oprolbaar en makkelijk mee te nemen. Lengte 91 cm. Breedte 75 cm. Gewicht 7 kg.



227 kg

PR30297

€ 199,95

ROLSTOELHELLING INSCHUIFBAAR



De 2 inschuifbare hellingen van lichtgewicht geanodiseerd aluminium zijn speciaal ontworpen om makkelijk mee te nemen. Inclusief opbergtas. Geschikt voor rolstoelen en mini scootmobielen. Afmetingen: Lengte 1,5 m. Breedte 16,5 cm. Gewicht 7 kg.



300 kg

PR30298B

€ 224,95

HENRO-GRIP® BESTEK

Bestek voor personen met een zwakke spiercontrole tijdens het eten.

- ligt comfortabel in de hand
- door de kromme vorm is eten eenvoudig naar de mond te brengen
- anti-slip greep voor zowel rechts- als linkshandigen
- het rode bestek is speciaal ontwikkeld voor personen die lijden aan autisme en dementie

Henro-Grip kind®

Speciaal ontwikkeld voor kinderen tot 8 jaar.
Gewicht 39 gr, lengte 14,5 cm.



PR65550-R	vork	rechtshandig	blauw	€ 17,95
PR65550-L	vork	linkshandig	groen	€ 17,95
PR65551-R	lepel	rechtshandig	blauw	€ 17,95
PR65551-L	lepel	linkshandig	groen	€ 17,95



HENRO·TEK

PR65551-R PR65550-R



PR65550-L PR65551-L



PR65552-R



PR65552-DG

Henro-Grip®

Voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar.
Gewicht 41 gr, lengte 16,5 cm



PR65550-RL	lepel	linkshandig	rood	€ 17,95
PR65550-DGL	lepel	linkshandig	zwart	€ 17,95
PR65551-RL	vork	linkshandig	rood	€ 17,95
PR65551-DGL	vork	linkshandig	zwart	€ 17,95
PR65550-RR	lepel	rechtshandig	rood	€ 17,95
PR65550-DGR	lepel	rechtshandig	zwart	€ 17,95
PR65551-RR	vork	rechtshandig	rood	€ 17,95
PR65551-DGR	vork	rechtshandig	zwart	€ 17,95
PR65552-R	mes	gehoekt	rood	€ 17,95
PR65552-DG	mes	gehoekt	zwart	€ 17,95



PR65551-DGL PR65550-DGL



PR65550-RR PR65551-RR

GEHOEKTE MESSEN

Serie gehoepte messen die ontworpen zijn voor personen met verminderde mobiliteit in hun handen en armen. De handgreep is ergonomisch en staat gehoept op het gekartelde mes waardoor de gebruiker efficiënt gebruikmaakt van de kracht in hand en arm tijdens het snijden.



etac
Creating Possibilities

- ① **ALM80402102** mes klein (blad 6 cm) € 39,95
 ② **ALM80501101** broodmes (blad 11,5 cm) € 34,95

- ③ **ALM80402101** mes (blad 9 cm) € 39,95

LICHTGEWICHT BESTEK DUNNE HANDGREEP

Lichtgewicht bestek met dunne lange handgrepen. Geschikt voor personen die bij voorkeur het bestek als een pen in de hand houden waardoor minimale inspanning en beweging nodig is.



- ALM80401001** mes € 22,95
ALM80401003 vork € 22,95
ALM80401005 lepel € 22,95
ALM80401007 dessertlepel € 22,95

LICHTGEWICHT BESTEK DIKKE HANDGREEP

Lichtgewicht bestek met dikke handgreep.

Ontziet de gewrichten en verlaagt de druk op de vingers.



- ALM80402002** vork € 23,95
ALM80402004 lepel € 23,95
ALM80402006 mes € 23,95
ALM80402007 dessertlepel € 23,95

AMEFA BESTEK

Het Amefa bestek ligt comfortabel in de hand. Ideaal voor personen met een beperkte hand- en polsfunctie. Verkrijgbaar met een recht en een gebogen, taps toelopend handvat.



- ① **NC36057** lepel gebogen linkshandig € 11,95
NC36058 lepel gebogen rechtshandig € 11,95
 ② **NC36055** vork gebogen linkshandig € 11,95
NC36056 vork gebogen rechtshandig € 11,95
 ③ **NC36060** mes gehoept 90 gr. € 14,95



- NC36056R** vork recht € 11,95
NC36058R lepel recht € 11,95
NC36060R mes recht € 11,95

KEUKENMESSEN MET GEHOEKT HANDVAT

Keukenmessen met een comfortabel gehoeft handvat. Voorzien van zacht anti-slip materiaal wat gemarkeerd is met een felgroene kleur. De hoek van het handvat is 90° en houdt hand en pols in een natuurlijke positie. Lichtgewicht, en gemaakt van roestvrijstaal.

PR63016	broodmes	€ 27,95
PR63017	vorkmes	€ 27,95
PR63018	vleesmes	€ 27,95



PR63016



PR63018

TREMOR HULPMIDDEL VOOR EETLEPEL

Zelfstandig eten ondanks sterke tremoren! Dit hulpmiddel zorgt ervoor dat soep of ander voedsel op de lepel blijft liggen.

Past op standaard lepels en is eenvoudig te bevestigen. Ideaal voor personen met MS en Parkinson.

OR710TR € 19,95



3 stuks




ORNAMIN FLEXIBEL BESTEK



ORNAMIN

Speciaal bestek met een flexibel en verlengd handvat. Kan worden gebruikt voor elke handvorm en motoriek en is geschikt voor rechts- en linkshandigen. Het bestek is gemaakt van roestvrij staal. Het handvat is gemaakt van siliconen, waardoor deze gemakkelijk in elke gewenste vorm gebogen kan worden. Hierdoor zijn er veel posities mogelijk voor het vasthouden van het bestek, waardoor zelfstandig eten weer mogelijk wordt voor mensen met allerlei aandoeningen. Lengte 44 cm. BPA-vrij.



OR971ZW	mes	zwart	€ 39,95
OR971RO	mes	rood	€ 39,95
OR971GR	mes	grijs	€ 39,95
OR972ZW	vork	zwart	€ 39,95
OR972RO	vork	rood	€ 39,95
OR972GR	vork	grijs	€ 39,95
OR973ZW	lepel	zwart	€ 39,95
OR973RO	lepel	rood	€ 39,95
OR973GR	lepel	grijs	€ 39,95



NORCO® BIG-GRIP™ BESTEK

Norco® Big-Grip™ bestek heeft zachte, verdikte en schok-absorberende handvaten die ook bij vochtigheid een goede houvast hebben. De lepels en vorken kunnen in iedere gewenste hoek gebogen worden. Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik. Ideaal voor personen met reuma, Parkinson, spasticiteit en beperkte handcontrole. De soeplepel heeft een opstaande rand zodat het eten goed in de lepel blijft tijdens het bewegen van bord naar mond.



①	PR65591	vork	€ 22,95
②	PR65595	kleine lepel	€ 22,95
③	PR65593	theelepel	€ 22,95
④	PR65594	eetlepel	€ 22,95
⑤	PR65592	mes	€ 22,95
⑥	PR65590	soeplepel	€ 22,95
⑦	PR65592S	gekarteld mes	€ 24,95



NORCO® BIG-GRIP™ VERZWAARD

Het verzwaarde bestek heeft dezelfde specificaties als het Norco® Big-Grip™ bestek. Het extra gewicht zorgt voor meer controle en helpt tremoren te minimaliseren tijdens het eten. Ideaal voor mensen met reuma, Parkinson, spasticiteit en beperkte handcontrole. Gewicht 170 gram.

①	PR65560	vork	€ 27,95
③	PR65561	theelepel	€ 27,95
④	PR65562	eetlepel	€ 27,95
⑤	PR65565	mes	€ 29,95
⑥	PR65564	soeplepel	€ 29,95

CARING AANGEPAST BESTEK

Caring bestek heeft kunststof anatomische handgrepen die comfortabel in de hand liggen. Lengte van de handgrepen 12,7 cm.



①	PR65671-K	mes	€ 7,95
②	PR65671-F	vork	€ 7,95
③	PR65671-S	lepel	€ 17,95
④	PR65671-TS	theelepel	€ 21,95

CARING AANGEPAST BESTEK JUNIOR

Caring bestek speciaal ontworpen voor kinderen. Met anatomische handgrepen van 10,2 cm.



①	HCAA5575	mes	€ 11,95
②	HCAA5576	vork	€ 11,95
③	HCAA5577	lepel	€ 11,95

BESTEKSET ROOD



Deze rode bestekset kan gebruikt worden ter bevordering van de eetlust bij Alzheimer patiënten en is ook ideaal voor personen met een beperkte mobiliteit in pols en vingers. De buigbare bestekset bestaat uit een lepel, theelepel, mes en vork. De lepel, theelepel en vork zijn in de gewenste stand te buigen tot een hoek van 90°. Inclusief zachte, comfortabele handgreep.

PO4200	€ 46,95
---------------	---------

LEPELS KUNSTSTOF



Duurzame kunststof lepels ontzien tanden en tandvlees tijdens het voeden. Lichtgewicht en bestand tegen intensief gebruik. De lepels hebben een kleine kom om zorgvuldig de hoeveelheid te kunnen doseren. L 15 cm B 1,3 cm.



10 stuks

PR65010	klein	2,5 cm	€ 39,95
PR65011	groot	3,2 cm	€ 44,95

GOOD GRIPS DUNSCHILLER



Inclusief horizontaal, draaibaar, roestvrijstalen mes dat weinig beweging van de pols of elleboog vereist. Inclusief Good Grips handvat voor vaste grip.

PR63020	€ 12,95
----------------	---------

GOOD GRIPS AARDAPPELSCHILLER



De Good Grips aardappelschiller schilt makkelijk en vereist minimale polsbeweging. Inclusief roestvrijstalen mes en comfortabel Good Grips handvat.

PR63021	€ 12,95
----------------	---------

BORDRAND GROOT

Deze sterke kunststof bordrand omklemt de rand van het bord. Geschikt voor borden met een diameter van 19 tot 25 cm.



PR65071 € 4,95



BORDRAND STANDAARD

Deze transparante bordrand is eenvoudig te gebruiken op bijna elk bord en is bijzonder geschikt voor personen die bij het eten wat extra hulp behoeven. Past op borden met een diameter van 21 tot 25 cm.



PR65029-N € 17,95



BESTEKHOUDER

Ergonomische en verstelbare houder met klittenband. Geschikt voor bestek, pennen en potloden. Gemaakt van comfortabel katoen. Geschikt voor handpalmomtrek van 18 - 20 cm. Opening 7,6 cm.

PR65058 € 21,95



HENRO STRAP

Flexibele strap voor bestek of schrijfgerei. Eenvoudig om de hand te draaien en zorgt ervoor dat items niet weg kunnen glijden. Aan beide kanten verstelbaar. Geschikt voor kinderen en volwassenen.



PR65554 € 9,95



HENRO·TEK

FOAM VERDIKKERS



Deze anti-slip foam verdickers zijn ideaal voor het verdikken van bestek, balpennen enz. Eenvoudig op maat te knippen. Lengte 30 cm.



- | | | |
|----------------|--------------------------|---------|
| PR65007 | crème,
opening 6,4 mm | € 39,95 |
| PR65008 | rood,
opening 9,5 mm | € 39,95 |
| PR65009 | blauw,
opening 19 mm | € 39,95 |
| PR65069 | assortiment | € 39,95 |

GOODIE RIEM



De elastische riem is verkrijgbaar in twee maten en zijn geschikt voor diverse handvaten. De normale riem past rondom de handen van de meeste volwassenen. De kinderriem past op een handomtrek van 4 tot 7,6 cm en heeft een handvatlengte van 7,6 cm.



- | | | |
|----------------|---------|---------|
| PR65599 | normaal | € 12,95 |
| PR65589 | kind | € 9,95 |

SLABBEN

Absorberende slab met waterdichte achterzijde.
Afmeting: 45 x 90 cm.



PR65645	klittenbandsluiting	€ 24,95
PR65645-DR	drukknoopsluiting	€ 17,95

PR65645



PR65645-DR



DISPOSABLE SLABBen

Absorberende en waterdichte wegwerpslab
voor praktische bescherming van kleding.
Inclusief opvangbakje.
Vast te strikken achterop de nek.
Afmeting: 64 x 36 cm.



50 stuks

PR65664	€ 12,95
----------------	---------



ABLE2 SLABHOUDER



PO9010



PO9020

Slabhouders om uw servet of slab op zijn plaats te houden. Ideaal
om uw kleding te beschermen. Lengte 55 cm. Keuze uit een metalen
slabhouder en verstelbaar nylon koord.

PO9010	metaal	€ 13,95
PO9020	nylon	€ 13,95

BADSTOF / VINYL SLAB



Bescherming tegen morsen.
Badstof voorzijde en een vinyl
achterkant.
Afmeting: L 68 x B 40 cm.

PR65002	€ 14,95
----------------	---------

VLOEISTOFNIVEAU INDICATOR



De vloeistofniveau indicator wordt gebruikt om aan te geven dat het vloeistofniveau in een glas, beker of kopje hoog genoeg is en er gestopt kan worden met schenken. Met 2 verschillende geluidsignalen en trilfunctie.

RNI10127

€ 24,95

UCCELLO VLOEISTOFNIVEAU INDICATOR



Deze indicator is ontworpen om personen met een beperkt zicht te helpen bij het vullen van een beker, glas of kopje met vloeistof. Er gaat een pieptoon en trilling wanneer de vloeistof het eerste niveau bereikt. Wanneer het tweede niveau wordt bereikt wordt de pieptoon en trilling luider en intenser. Dit geeft aan dat het tijd is om te stoppen. Magnetisch dus kan aan een koelkast of andere magnetische oppervlakken worden bevestigd. Luid geluidsniveau.

PR60113

€ 24,95

KOGELRIETJES MET TERUGLOOPBEVEILIGING



Set van 2 rietjes met terugloopbeveiliging. Voorkomt dat de gebruiker lucht zuigt, want de vloeistof blijft in het rietje. Te bevestigen aan bekertjes met de bijgeleverde clips.

 2 stuks

PR65059

€ 7,95

RIETJESHOUDER STRAWBERI



De Strawberi houdt het rietje stevig tegen de zijkant van het glas, beker of op de bovenkant van flessen. Kleur rood. Geschikt voor rietjes met een diameter tot 6 mm.

 5 stuks

PR65076

€ 6,95

TRAVELSTRAW OPVOUWBAAR SILICONEN RIETJE



Milieuvriendelijk, herbruikbaar en opvouwbaar siliconen rietje inclusief opbergdoosje. Ideaal voor onderweg. Eenvoudig uit te klappen en weer op te vouwen. Gemaakt van BPA-vrij siliconen materiaal geschikt voor voedingsmiddelen. Inclusief handig borsteltje. Variabele kleuren.



BR6031

€ 6,95

UCCELLO WATERKOKER

Probleemloos en veilig heet water inschenken

Door het ergonomische ontwerp van de Uccello waterkoker schenkt u probleemloos en veilig heet water in. Het handige kantelmechanisme is uitermate geschikt voor personen met beperkte kracht en mobiliteit.

De Uccello waterkoker heeft een rond design en is voorzien van een uniek kantelmechanisme. Hierdoor onderscheidt de Uccello zich van andere waterkokers en inschenkhulpen.

Door het ronde design wordt het water als het ware naar de meest optimale schenkpositie verplaatst. Het ingenieuze kantelsysteem zorgt ervoor dat er weinig kracht is vereist voor het maken van de kantelbeweging. Dankzij de ingebouwde gewichtsverdeling kan de ketel met één vinger worden gekanteld. Het gewicht

wordt verdeeld over de hele arm in plaats van op de vingers en polsen. Door de taps toelopende schenktuit loopt het water er geleidelijk uit en is er minder kans op spetteren of 'er naast schenken'. De anti-slip voetjes houden de waterkoker veilig op zijn plek. Inclusief easy touch knopje om het deksel te openen en sluiten.

De praktische contrasterende kleuren helpen personen met dementie en slechtzienden bij het onderscheiden van de verschillende delen van de waterkoker.



Inhoud 1,5 liter (6 kopjes)

PR60106

€ 69,95

JARKEY POTTENOPENER



's Werelds makkelijkste pottenopener! Plaats de Jarkey tegen het deksel van de pot. Met

een kleine inspanning laat u het vacuüm uit de pot ontsnappen waardoor het deksel gemakkelijk te openen is. Variabele kleuren.

BR2111 € 6,95

BR2121 frost € 6,95

BR2126-D frost display 30 st. € 204,95

J-POPPER RING-BLIK OPENER

Een eenvoudig en effectief hulpmiddel om blikken met ringdeksel te openen.

Plaats de top van de J-popper onder de ring en trek aan het handvat. Het deksel gaat veilig los. Kleur wit.



BR2141 € 6,95

CANPOP DRINKBLIK OPENER



2 stuks

Gemakkelijk en zeer effectieve blikjesopener. Plaats de voorgestelde CanPop eenvoudig onder de ring van het blikje en til deze omhoog. Voorkomt gebroken vingernagels en zere vingers.

BR3311 € 6,95

CANKEY RING-BLIK OPENER



De CanKey is vergelijkbaar met de J-popper maar heeft een moderner design. Kleur transparant blauw.



BR3331 transparant blauw € 6,95

MULTIGRIP FLESSEN & POTTENOPENER



BRIX

Universeel hulpmiddel om diverse schroefdoppen open te draaien. Zeer geschikt om 'veiligheidsdoppen' mee te openen. Naar beneden drukken en draaien zonder veel kracht te gebruiken.

BR5111 € 6,95

TIPTOP PAKOPENER



Speciaal hulpmiddel om melkverpakkingen open te maken. Haal de TipTop eerst omhoog om de verpakking open te maken. Gebruik daarna het haakje om de 'flappen' open te trekken.

BR3211 € 6,95

TURNKEY SCHROEFDOP OPENER

Een speciaal hulpmiddel om schroefdoppen te openen. Licht naar beneden drukken en draaien. Met de kleine haak aan de zijkant van de opener is de dop eenvoudig te verwijderen. Kleur wit.



BR3411 € 6,95



**CAPOFF
SCHROEFDOP OPENER**

De CapOff is een opener voor alle soorten kartonnen verpakkingen en flessen met plastic schroefdoppen. De CapOff over de plastic schroefdop plaatsen, dichtknijpen en aan het handvat draaien.

BR3431 € 13,95

**GOOD GRIPS
BLIKOPENER**

Deze blikopener met Good Grips handvat heeft een vergrendelknop en een extra grote draaiknop voor een betere grip. Hierdoor wordt het makkelijker om blikken te openen. Geschikt voor één-handig gebruik.



PR60041 € 29,95

FLES- EN BLIKOPENER

Opener voor blikjes, draaidoppen, flessen en kroonkurken. Gebruik deze multifunctionele opener om gemakkelijk aluminium lipjes, hersluitbare flessen en vacuümflessen te openen.

PR60039 € 6,95

TUBE KNIJPER

De originele en gepatenteerde tube knijper. Haal alles uit de tube door eenvoudig de TubeMaster voorwaarts te schuiven.



2 stuks

BR5211 wit € 6,95
BR5226 frost € 6,95

TOPHAT

Insecten in het blikje fris? Koolzuurgehalte uit het blikje? Deze blikafsluiter voorkomt het. De Tophat is eenvoudig op het blikje te plaatsen. Hygiënisch en ideaal voor kinderen.

BR5321 € 4,95

TOPLOCK PAKAFSLUITER

Eenvoudig hulpmiddel om pakken af te sluiten door de Toplock over het pak te schuiven. De inhoud is langer houdbaar.



3 stuks

BR4211 € 4,95

FLEXIBEL AFGIETDEKSEL

Ideaal voor het snel en eenvoudig afgieten van al uw pasta, groente, rijst etc. Plaats het afgietdeksel op de pan, trek de ring tot aan de rand en fixeer deze over de rand van de pan. Het flexibele afgietdeksel past op pannen met een diameter van 18 - 24 cm.



KO41712 afgietdeksel siliconen € 15,95

PANNENHOUDER VOOR STEELPANNEN

Hulpmiddel om met 1 hand in de pan te roeren zonder de pan vast te houden. Bevestig de pannenhouders op de kookplaat met de zuignappen en plaats de steel van de steelpan in de gleuf van het frame.



PR60012 € 29,95

STIRR AUTOMATISCHE GARDE

Met een simpele druk op de knop begint de Stirr automatisch met roeren. Ideaal voor het mixen en inbinden van saus. Handsfree roeren. Ideaal voor personen met een zwakke grip of die slechts één hand kunnen gebruiken. 3 snelheden. Werkt op 4 AA batterijen (niet inbegrepen).



BR3895 € 42,95

OXO MAATBEKER

Kunststof maatbeker voorzien van een uniek systeem zodat men van bovenaf de maatvoering kan aflezen. Inclusief maatvoering aan de buitenkant. Voorzien van een soft-grip handvat. In verschillende maten verkrijgbaar.



PR63037-S	250 ml	€ 12,95
PR63037-M	500 ml	€ 13,95
PR63037-L	1000 ml	€ 19,95

IERDOP OP ZUIGNAP

De zuignap houdt de eierdop op zijn plek. Ideaal bij éénhandig gebruik. Kleur wit.



PR65659 € 9,95

APPELSCHILLER

Met deze appelschiller kunt u in één handeling appels schillen, in mooie spiralen snijden en van het klokhuis ontdoen. Alleen schillen is ook mogelijk door het 2e mes te verwijderen. Door de zuignap staat de appelschiller stevig vast.



PO4100 € 59,95

WRINGER MET EMMER

Een uniek hulpmiddel voor het uitwringen van werkdoekjes. Met behulp van de wringer verkrijgt u een werkdoek die precies de juiste klamvochtigheid heeft. Ter vermindering en voorkoming van lichamelijke klachten. Inclusief 5 liter emmer.



AL520517

€ 189,95

HANDWRINGER

Met deze handwringer kunt u gemakkelijk werkdoekjes uitwringen. Zet de wringer in uw spoelbak, stop het natte doekje in de buis en druk met de stamper het water eruit.



AL520000

€ 54,95

LOCKAID



De LockAid is geschikt voor elk cilinderslot in en om het huis. De vorm van de LockAid vergemakkelijkt het vinden van het sleutelgat en het openen van het slot. Ideaal voor mensen met een visuele handicap of verminderde fijne motoriek. Gemaakt van kunststof. Zelfklevend en eenvoudig te bevestigen. Kleur grijs, inclusief 6 verschillende pasringen.

PR60087

€ 19,95



SLEUTELHOUDER

De grote gebogen handgreep zorgt voor het gemakkelijk draaien

van een sleutel. Geschikt voor 3 sleutels. U vouwt de sleutels in het handvat als u de sleutelhouder niet gebruikt. L 12 X B 2,2 cm. Omtrek 10 cm.



PR60026

€ 10,95

WASKNIJPER GROOT MODEL

Speciaal ontwikkelde grote wasknijper waardoor de knijpfunctie niet meer nodig is. Zeer geschikt voor personen met reumatische aandoeningen.


 20 stuks

AL520050

€ 19,95

MUGGI HOUDER VOOR BEKERS



De Muggi houder voor bekers is een unieke houder waarmee u maximaal 4 mokken, bekers, glazen of flessen veilig en gemakkelijk kunt vervoeren. Ideaal voor rolstoelgebruikers, bij tremor of als u beide handen nodig heeft om bekers te vervoeren. In elke bekerhouder is een opening voor het handvat van de beker.



Eventueel gemorste vloeistoffen worden opgevangen. Inclusief vinger- en duimgrepen en anti-slipvoetjes. Ook ideaal voor gebruik op een boot-, caravan- of camper. Gemaakt van lichtgewicht en supersterk gerecycled plastic. Afmeting: 20 x 20 x 7 cm.

PR60114 € 34,95

KEUKENBOXEN EENHANDIG



Set van 3 keukensboxen met verschillende afmetingen. Eenvoudig en snel te openen. Druk op de geribbelde knop op de rand en de box is open. Druk op het midden van het deksel om de box weer te sluiten. Ideaal voor personen met weinig tot geen kracht in de handen.

PR60050 € 32,95

OXO BOXEN POP



Met één hand te openen en te sluiten met één druk op de knop! De Oxo boxen zijn luchtdicht en stapelbaar. Het unieke drukknop mechanisme creëert een luchtdichte afsluiting.



PO4110	rechthoek	0,6 L	€ 14,95
PO4112	rechthoek	1,6 L	€ 17,95
PO4114	vierkant	0,6 L	€ 16,95
PO4116	vierkant	0,6 L	€ 17,95

ZELFOPENENDE HUISHOUDSCHAAR



Deze stevige huishoudschaar is geschikt om vlees, vis, botten van gevogelte, pizza en kruiden in kleine stukjes te snijden. De schaar is verend en opent automatisch. Grote comfortabele handgrepen met zacht anti-slip materiaal voor een goede grip. Gekartelde roestvrij stalen snijbladen. Door de veiligheidsspal blijft de schaar gesloten wanneer deze niet in gebruik is. Lengte 23,3 cm.

PR63054 € 24,95

COOKING'PODS KOOKMANDJES



Deze éénpersoons kookmandjes hangt u simpelweg aan de binnenzijde van een grote pan met kokend water. Bespaar tijd en minimaliseer de afwas door verschillende pasta's of groentes tegelijkertijd te koken. Perfect voor éénhandig gebruik en kleine porties. Ook handig om als stoommandjes te gebruiken. Hittebestendig tot 220°C. Afmeting H 14,5 x B 15 x D 11 cm.



274 grs



3 pièces

PO4120 € 29,95

ZELFOPENENDE KEUKENSCHAAR



Knippen, vervolgens de hand ontspannen zodat de grip opengaat voor de volgende knipbeweging. Roestvrijstalen bladen met een lengte van 9 cm.

PR63011 € 24,95

ZELFOPENENDE SCHAAAR MET 1 GROOT OOG EN 1 KLEIN OOG



Zelfopenende schaar met veer waarbij de volledige handkracht om te knippen gebruikt kan worden. Roestvrijstalen bladen.

PR63LPR1SO rond 45 mm R € 23,95
PR63LPL1SO rond 45 mm L € 23,95
PR63051-R punt 75 mm R € 23,95
PR63051-L punt 75 mm L € 23,95

TAFELSCHAAR

Deze tafelschaar beschikt over T-vormige uiteinden en vereist geen grijpfunctie. Tijdens het gebruik glijdt de schaar over de tafel. De schaar heeft afgeronde bladen. Bladlengte 45 mm.

PR63050 € 28,95

LUSSCHAAR



Eenvoudig knippen door zachtjes te knippen. Roestvrijstalen bladen. Zelfopenend handvat. Keuze uit afgeronde of gepunte uiteinden.

PR63008 rond 45 mm R € 18,95
PR63008-L rond 45 mm L € 17,95
PR63009 punt 45 mm R € 18,95
PR63010 punt 75 mm R € 18,95
PR63010-L punt 75 mm L € 18,95

SCHAAR MET DUBBEL OOG




Scharen ontwikkeld om te leren knippen met een begeleider. Perfect voor personen met een beperkte motoriek. Roestvrijstalen bladen.

PR63PTR1 rond 45 mm R € 17,95
PR63PTL1 rond 45 mm L € 17,95



HANDWERKSCHAAR



Lichtgewicht klein schaar met lusvormig zelfopenend handvat. Ideaal voor personen met reuma of zwakke handen en polsen. Geschikt voor fijn knipwerk. Inclusief beschermhoes.

PR63003 rond € 13,95
PR63003-Adult punt € 12,95

TAFELSCHAAR OP PLASTIC VOET



Ideaal voor personen met beperkte kracht en controle en geschikt voor éénhandig gebruik. De plastic basis geeft een optimale stabiliteit en heeft anti-slip voetjes. Het grote T-vormige handvat van de schaar geeft een goede greep. Zelfopenende schaar met gepunte uiteinden. Bladlengte 75 mm.

PR63052 € 72,95

HELPING HAND GRIJPERS

De Helping Hand is een ideaal hulpmiddel voor personen die moeite hebben bij het oppakken van allerlei voorwerpen in en rond het huis.

Verkrijgbaar in verschillende modellen en lengtes:

Classic: 's werelds best verkochte gripper

- anti-slip klem
- magneet aan de top
- haakje

Handi-grip: de precisie gripper met roterende klem

- 90° roterende klem
- zacht materiaal voor de kleinste voorwerpen

Arthri-Grip Pro: ideaal voor personen met artritis of verminderde spierkracht

- comfort grip trekker handvat
- met hele hand indrukken
- 90° roterende klem van zacht materiaal

Alle grippers hebben een levenslange garantie.



Helping Hand Classic Pro

HH1065	standaard	65 cm	€ 29,95
HH1082	lang	82 cm	€ 31,95
HH2053	opvouwbaar, kort	53 cm	€ 37,95
HH2065	opvouwbaar	65 cm	€ 37,95
HH2082	opvouwbaar lang	82 cm	€ 39,95

Helping Hand Classic Max

HH3065	standaard	65 cm	€ 43,95
HH3082	lang	82 cm	€ 48,95

Helping Hand HandiGrip Pro

HH4065	standaard	65 cm	€ 35,95
HH4082	lang	82 cm	€ 37,95

Helping Hand HandiGrip Max

HH5065	standaard	65 cm	€ 47,95
HH5082	lang	82 cm	€ 52,95

Helping Hand Arthri-Grip Pro

HH7065	standaard	66 cm	€ 45,95
HH7082	lang	81 cm	€ 48,95

GRIJPER



Standaard uitvoering

Deze standaard lichtgewicht gripper met pistoolgreep is gemakkelijk in gebruik. De gripper heeft een magneet aan de top om kleine metalen voorwerpen op te pakken.

PR60208	kort 67 cm	€ 13,95
PR60209	lang 82,5 cm	€ 14,95

Opvouwbare uitvoering

Deze opvouwbare gripper vouwt gemakkelijk in van 67 tot 34 cm. De gripper heeft een magneet aan de top om kleine metalen voorwerpen op te pakken. Lengte 67 cm (gevouwen 34,3 cm).

PR60205	€ 15,95
----------------	---------

GRIJPER MET ROTERENDE KLEMMEN



Deze gripper heeft een roterende klem waarmee een voorwerp vanuit iedere hoek optimaal opgepakt kan worden. Voorzien van een pistoolgreep. Lengte 79 cm.

PR60214	€ 32,95
----------------	---------

GRIJPER HAND GRIP



Lichtgewicht, maar sterke gripper. Comfortabele greep is met vier vingers te bedienen. De rubberen grijpknop heeft extra grip op voorwerpen. De klem is roterend. Inclusief magneet en handig haakje. Lengte 81,3 cm.

PR60204-32	€ 24,95
-------------------	---------

ETAC AKTIV GRIJPER

De gebogen handgreep van de Aktiv gripper benut de kracht in de hand en zorgt voor een effectieve grip. Inclusief magneet. Zowel horizontaal als verticaal te gebruiken dankzij de roterende klem.

etac®
Creating Possibilities



ALM80505004	45 cm	€ 34,95
ALM80505007	60 cm	€ 34,95
ALM80505008	80 cm	€ 36,95

TENURA ANTI-SLIP PRODUCTEN



Able2 biedt een reeks anti-slip materiaal voor gebruik in huis en zorginstellingen. Houdt grip op droge, gladde en glibberige oppervlakken zoals tafels, werkbladen, dienbladen, handgrepen en gladde vloeren. Het materiaal is vervaardigd uit siliconenrubber en is anti-bacterieel. Overal te gebruiken en zeer duurzaam.

De belangrijkste kenmerken van Tenura anti-slip producten:

- stevige grip en houvast
- anti-bacterieel
- niet-toxisch
- bevat geen plastificeermiddelen
- latexvrij

ABLE2 ANTI-SLIP POT- EN FLESOPENERS

Anti-slip pot- en flesopeners zijn handig voor het openen van potten en flessen in verschillende maten. Geeft een uitstekende grip. Gecombineerd met een anti-slip mat onder de fles of pot ook éénhandig te gebruiken.



PR61650-B	blauw	€ 6,95
PR61650-R	rood	€ 6,95
PR61650-Y	geel	€ 6,95
PR61650-O	oranje	€ 6,95

PR61651-B	blauw	€ 9,95
PR61651-R	rood	€ 9,95
PR61651-Y	geel	€ 9,95

ABLE2 ANTI-SLIP ONDERZETTERS

Deze anti-slip onderzetters hechten zich aan de oppervlakte, maar kunnen gemakkelijk worden verwijderd en laten geen residu achter. Voorkomt verschuiven van kopjes, servies, snijplanken enz. Afmeting: 9 x 9 cm.



4 stuks

PR61652-B	blauw	€ 16,95
PR61652-R	rood	€ 16,95
PR61652-Y	geel	€ 16,95



ABLE2 ANTI-SLIP STRIP



De anti-slip strips zijn dun en flexibel en kunnen eenvoudig op maat geknipt worden. De strips zorgen voor een vaste grip door ze rond een voorwerp te draaien zoals bijvoorbeeld bestek en handgrepen. Afmeting: 1 m x 2 cm.

PR61666-B	blauw	€ 5,95
-----------	-------	--------

ABLE2 BESTEK GRIP



Een universele, grote anti-slip greep, geschikt om over bestek en pennen te schuiven. Hierdoor heeft u een betere grip.



2 stuks

PR65675	grijs	€ 48,95
PR65675-KBL	kind blauw	€ 24,95
PR65675-KRD	kind rood	€ 24,95
PR65675-KGR	kind grijs	€ 24,95

ABLE2 ANTI-SLIP MATTEN RECHTHOEKIG

PR61655-B	L 25,5 x B 18,5 cm	blauw	€ 19,95
PR61655-R	L 25,5 x B 18,5 cm	rood	€ 19,95
PR61655-Y	L 25,5 x B 18,5 cm	geel	€ 19,95

PR61656-B	L 35,5 x B 25,5 cm	blauw	€ 31,95
PR61656-R	L 35,5 x B 25,5 cm	rood	€ 31,95
PR61656-Y	L 35,5 x B 25,5 cm	geel	€ 31,95

PR61657-B	L 45 x B 38 cm	blauw	€ 54,95
PR61657-R	L 45 x B 38 cm	rood	€ 54,95
PR61657-Y	L 45 x B 38 cm	geel	€ 54,95

ABLE2 ANTI-SLIP ROLLEN

De anti-slip rollen zijn dun en flexibel en kunnen eenvoudig op maat geknipt worden. De anti-slip rol kan plat gebruikt worden of rond voorwerpen gedraaid worden voor extra grip. Ook in grotere maten leverbaar.

PR61660-B	L 1 m x B 20 cm	blauw	€ 32,95
PR61660-R	L 1 m x B 20 cm	rood	€ 32,95

PR61661-B	L 1 m x B 30 cm	blauw	€ 42,95
PR61661-R	L 1 m x B 30 cm	rood	€ 42,95

ABLE2 ANTI-SLIP MATTEN ROND

PR61653-B	14 cm blauw	€ 9,95
PR61653-R	14 cm rood	€ 9,95
PR61653-Y	14 cm geel	€ 9,95

PR61654-B	19 cm blauw	€ 14,95
PR61654-R	19 cm rood	€ 14,95
PR61654-Y	19 cm geel	€ 14,95

ABLE2 CUP CAPS

De Cup Caps trekt u over de bovenkant van een kopje, glas of beker om morsen te voorkomen, zelfs als het kopje, glas of beker omvalt. U kunt drinken door een rietje te gebruiken. Het materiaal is rekbaar en sluit goed aan. Beschermst tegen stof en bacteriën en houdt uw drankjes langer fris. Diameter 6 en 8 cm.



PR65081	€ 20,95
----------------	---------

ABLE2 ANTI-SLIP KEUKENSET

Set van drie handige anti-slip hulpmiddelen voor een betere grip: anti-slip mat (diameter 19 cm), potopener en flesopener.

PR61672	€ 31,95
----------------	---------



StayPut

StayPut™
Anti-slip materiaal

Able2
EXCLUSIVE

- Multifunctioneel
- Houdt voorwerpen stevig op zijn plek
- Milieuvriendelijk
- Veilig te gebruiken op alle oppervlakken
- Brandvertragend
- Beschermt oppervlakken tegen krassen
- Makkelijk in de gewenste afmeting te knippen, rafelt niet
- UV bestendig
- Anti-slip materiaal blijft effectief, ook als het nat wordt
- Biologisch afbreekbaar
- Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren
- Hygiënisch en eenvoudig te reinigen



Het PER®formance materiaal (Polymer Environmental Resin) is niet schadelijk en is rubber- en latexvrij. Vrij van nare geurtjes en giftige chemicaliën of gassen. Succesvol getest op schadelijke stoffen; Oeko-Tex Standard 100 – Product Class 1.



ANTI-SLIP NET ROL

Eenvoudig op maat te knippen. Verkrijgbaar in twee verschillende breedtes: 30,5 cm en 51 cm. Lengte 183 cm.

Afmeting 30,5 x 183 cm

PR61700-1	wit	€ 12,95
PR61700-2	crème	€ 12,95
PR61700-3	beige	€ 12,95
PR61700-4	lichtblauw	€ 12,95
PR61700-5	donkerblauw	€ 12,95
PR61700-6	groen	€ 12,95
PR61700-7	rood	€ 12,95
PR61700-8	geel	€ 12,95
PR61700-9	grijs	€ 12,95
PR61700-10	zwart	€ 12,95

Afmeting 51 x 183 cm

PR61701-1	wit	€ 15,95
PR61701-2	crème	€ 15,95
PR61701-3	beige	€ 15,95
PR61701-4	grijs	€ 15,95
PR61701-5	lichtblauw	€ 15,95
PR61701-6	donkerblauw	€ 15,95
PR61701-7	rood	€ 15,95
PR61701-8	geel	€ 15,95
PR61701-9	groen	€ 15,95
PR61701-10	zwart	€ 15,95





StayPut

StayPut™
Anti-slip materiaal

Able2
EXCLUSIVE

ANTI-SLIP PLACEMAT



Afmeting 40 x 30 cm

PR61702-1	wit	€ 4,95
PR61702-2	crème	€ 4,95
PR61702-3	beige	€ 4,95
PR61702-4	lichtblauw	€ 4,95
PR61702-5	donkerblauw	€ 4,95
PR61702-6	rood	€ 4,95
PR61702-7	geel	€ 4,95
PR61702-8	groen	€ 4,95
PR61702-9	grijs	€ 4,95
PR61702-11	zwart	€ 4,95


ANTI-SLIP PLACEMAT EN ONDERZETTERSET



Inhoud set: 6 placemats en 6 onderzetters.
Placemat: 40 x 30 cm. Onderzetter: diameter 10 cm.

PR61703-1	wit	€ 32,95
PR61703-2	crème	€ 32,95
PR61703-3	beige	€ 32,95
PR61703-4	lichtblauw	€ 32,95
PR61703-5	donkerblauw	€ 32,95
PR61703-6	rood	€ 32,95
PR61703-7	geel	€ 32,95
PR61703-8	groen	€ 32,95
PR61703-9	grijs	€ 32,95

ANTI-SLIP DIENBLAD



Stijlvol anti-slip dienblad met verhoogde grip en anti-slip noppen op de bovenzijde en een anti-slip laag op de onderzijde. Afmeting: 41,5 x 29,5 cm.

PR61704-5	wit	€ 14,95
PR61716-5	zwart	€ 14,95

ANTI-SLIP GRIP/ONDERZETTER



Te gebruiken als onderzetter en als hulpmiddel voor een betere grip. Bijvoorbeeld bij het openen van een vastzittend schroefdeksel of bij gebruik van een schroevendraaier of ander gereedschap.



4 stuks 14 cm

PR61705-1	wit	€ 3,95
PR61705-2	crème	€ 3,95
PR61705-3	donkerblauw	€ 3,95
PR61705-4	zwart	€ 3,95

BEAT IT MULTIFUNCTIONELE KLEM



Met deze multifunctionele klem kunnen potten, flessen en blikjes in allerlei soorten en maten op zijn plaats worden gehouden. De klem is een slot met schuifmechanisme. Het voorwerp wordt tussen 2 elementen geplaatst. Schuif het handvat naar het voorwerp toe en draai het handvat in een willekeurige richting om het vast te zetten.

BO2000

€ 59,95

DERBY POTTENHOUDER



Potten blijven op hun plek en kunnen makkelijk worden geopend. De houders met anti-slip basis (3 verschillende maten) zorgen ervoor dat potten met een diameter van 2,5 cm tot 10 cm stabiel en rechtop blijven staan. De drie kegelvormige, rubberen openers helpen de gebruiker om een schroefdeksel makkelijker te openen.

PR60006

€ 44,95

MULTIFUNCTIONEEL KEUKENWERKBLAD



Ideaal voor personen met verminderde grijpkracht en voor éénhandig gebruik. De klem houdt voedsel, potten, flessen of schalen stevig vast. Met de rasp, borstel en roestvrijstalen pinnen kunt u voedsel snijden, rasp, schillen en schoonmaken. En de verhoogde hoek houdt het brood op zijn plaats tijdens het smeren. Inclusief vier anti-slip zuignappen. Afmeting: L 50 x B 30 x H 3,5 cm.



PR60091

€ 134,95

FIXEERPLANK

etac
Creating Possibilities



Een nuttig hulpmiddel voor iedereen die maar één hand kan gebruiken of die weinig kracht in de handen heeft. Met de klemsteunen kan een schaal, een rasp of een ingrediënt gemakkelijk op zijn plaats worden gehouden. Het gedeelte met 2 cm hoge roestvrijstalen pinnen fixeert kleine voedingsmiddelen. Wanneer een vlakke werkplank nodig is, kan dit gedeelte worden verwijderd of met de punten naar beneden worden aangebracht. Vier zuignappen houden de snijplank op zijn plaats. Afmeting: 30 x 28 cm.

ALM80501004

€ 92,95

SNIJPLANKEN HJÄLP



DA2000



DA2010

DA2020

Snijplanken met een verhoogde hoek die voedsel bij het snijden en smeren op zijn plek houdt. Op de pinnetjes zet/prikt u objecten vast. Inclusief rubberen anti-slip rand aan de onderzijde.

- Varna: basismodel
- Hybro: basismodel voor grotere objecten
- Kinno: basismodel met hogere pinnetjes

Afmeting: 35 x 25 x 1 cm.



DA2000	Varna	€ 59,95
DA2010	Hybro	€ 64,95
DA2020	Kinno	€ 69,95

ORNAMIN SMEERPLANK



Smeer en snijd uw boterham makkelijk op dit snijbord met één hand. Heeft een opstaande rand aan drie zijden en een anti-slip rand aan de onderzijde. Gemaakt van sterk hoogwaardig kunststof en is BPA vrij. De clip met pinnetjes is eenvoudig op de rand van het bord te plaatsen. Kleur rood. Afmeting 28 x 21 cm.



OR910RE	bord	€ 27,95
OR960W	clipje met pinnetjes	€ 9,95

NOPPENBORD



Het kunststof noppenbord is ideaal voor éénhandig gebruik, heeft 8 noppen aan de bovenzijde en 4 rubberen anti-slipdopjes aan de onderzijde. Afmeting: 18 x 18 cm.

PO1000	€ 74,95
---------------	---------

SMEERPLANK



Smeer de boterham makkelijker op de kunststof plank. De plank blijft op zijn plaats met de anti-slipvoetjes en door de hoek tegen het werkblad te plaatsen. Ideaal voor éénhandig gebruik. Afmeting: 22 x 22 cm.

PR60003	€ 19,95
----------------	---------

FRAU KETTNER BORD



Dit multifunctionele bord voor eenhandig gebruik helpt u bij het snijden, smeren en eten van elke maaltijd. Dankzij de pinnen kan voedsel worden vastgeklemd. Voorzien van hoge rand en schuin aflopende bodem. Anti-slip, stapelbaar, breuk- en krasvast. BPA-vrij. Het materiaal voldoet aan alle hygiëne-eisen voor ziekenhuizen en revalidatiecentra. Niet geschikt voor oven of magnetron.




25,5 cm

PR65131

€ 49,95

THEOMATIK MULTIFUNCTIONEEL BORD



Hét hulpmiddel om personen met één functionele arm weer zelfstandig te laten eten.

Het multifunctionele bord heeft spievormige anti-slip vakjes waarin allerlei producten passen en vastgeklemd blijven. Hierdoor kunnen de producten éénhandig geopend worden. Het afneembare bord met opstaande rand zorgt ervoor dat een boterham op zijn plaats blijft en door de openingen aan de zijkant is de boterham eenvoudig door te snijden. Met het afneembare mes kunnen zakjes beleg, suiker e.d. geopend worden. Anti-slip onderzijde. Ideaal voor thuisgebruik, revalidatiecentra en zorginstellingen. Ook gemakkelijk mee te nemen. Stapelbaar. Afmeting: 36,5 x 18,8 x 3 cm.



BO1000

€ 56,95

HENRO BORD

HENRO·TEK



Het Henro bord is gemaakt van wit polypropyleen. Het bord is ovaal met aan één kant een opstaande rand en een afgeronde rand aan de andere kant. Het opscheppen van voedsel wordt hierdoor vergemakkelijkt. Inclusief 4 afneembare dopjes aan de onderkant die het bord stevig op zijn plek houden. Afmeting: 28 x 20 cm.



PR65553

€ 29,95

WARMHOUBBORD



Het 2-vaks warmhoudbord houdt uw maaltijd langer warm door het reservoir te vullen met heet water. De knop is ook als eierdop te gebruiken.



22 cm

PR65110-N

€ 16,95

GRIPWARE VERDEELBORD



3-vaks kunststof bord met opstaande rand. Ideaal om het eten gescheiden te houden. Inclusief rubberen anti-slip dopjes om te voorkomen dat het bord wegglijdt.



22 cm

PR65601

€ 14,95

GRIPWARE ROND SCHEPBORD PLASTIC



Een plastic bord met lage voorkant en hoge achterkant. Ideaal voor éénhandig gebruik en personen met beperkte motorische coördinatie. Inclusief rubberen anti-slip dopjes.



20 cm

PR65006

€ 14,96

GRIPWARE BORD MET OPSTAANDE RAND



Bord met opstaande rand en een groef in de rand voor het bestek. Gemaakt van melamine (sterke maar lichte kunststof). Inclusief rubberen anti-slip dopjes. Niet geschikt voor de magnetron.



23 cm

PR65627

€ 32,95

SCHEPBORD MET ZUIGNAP



Schepbord met een hoge achterkant in de kleur rood. Ideaal voor éénhandig gebruik. De afneembare zuignap houdt het bord op zijn plek. De zuignap is niet geschikt voor de vaatwasser.



23,5 cm

PR65658-W

wit

€ 22,95

PR65658-R

rood

€ 22,95

SCOOPER BOWL



Eetkom met hoge randen helpt om te eten zonder te morsen. De zuignap voorkomt verschuiven van het bord. De zuignap is niet geschikt voor de vaatwasser.



13 cm

PR65004-W

wit

€ 22,95

PR65004-R

rood

€ 22,95

ORNAMIN SERVICES




Vergroot uw zelfstandigheid tijdens het eten en drinken. Ornamin biedt een uitgebreid en kleurrijk assortiment innovatieve hulpmiddelen voor eten en drinken die zijn ontwikkeld door gebruikers en deskundigen. De producten zien er net zo uit als normaal servies. De speciale eigenschappen zijn echter verborgen in het design.



BORDEN MET HANDIGE EIGENSCHAPPEN

De borden en kommen met handige eigenschappen maken eten makkelijker door:

- Een schuin aflopende bodem
- Een onopvallende naar binnenvallende rand
- Een anti-slip ring aan de onderkant
- Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine)



Het bord groot is, in tegenstelling tot de andere borden, gemaakt van onbreekbaar hoogwaardig kunststof (BPA vrij) waardoor het bord ook magnetronbestendig is.

Art. nr.	product	diameter	kleur	gewicht	prijs
OR921WW	bord groot	27 cm	wit	270 gr	€ 24,95
OR921WR	bord groot	27 cm	wit / rood	270 gr	€ 26,95
OR921WA	bord groot	27 cm	wit / antraciet	270 gr	€ 26,95
OR921WN	bord groot	27 cm	wit / linnen grijs	270 gr	€ 26,95

OR902WW	bord klein	20 cm	wit	300 gr	€ 29,95
OR902WR	bord klein	20 cm	wit / rood	300 gr	€ 34,95
OR902WA	bord klein	20 cm	wit / antraciet	300 gr	€ 34,95
OR902WN	bord klein	20 cm	wit / linnen grijs	300 gr	€ 34,95

OR903WW	kom	15,5 cm	wit	155 gr	€ 21,95
OR903WR	kom	15,5 cm	wit / rood	155 gr	€ 24,95
OR903WA	kom	15,5 cm	wit / antraciet	155 gr	€ 24,95
OR903WN	kom	15,5 cm	wit / linnen grijs	155 gr	€ 24,95



OR903LN



OR902AN



OR921LN

WARMHOUDSERIE

Borden en kommen:

Houden uw maaltijd smakelijk warm of koud. Gemaakt van schokbestendig kunststof (melamine/PP/TPE).

Vaatwasmachinebestendig.

- Door de grote vulgaten gemakkelijk te vullen met warm of koud water
- De anti-slip handgrepen zijn veilig en gemakkelijk aan te pakken en sluiten de vulgaten af
- Door de anti-slip ring aan de onderkant staan ze stevig op tafel



OR201RO	warmhoudbord	25,5 cm	rood	270 ml	€ 34,95
OR201BL	warmhoudbord	25,5 cm	blauw	270 ml	€ 34,95
OR201AN	warmhoudbord	25,5 cm	antraciet	270 ml	€ 34,95
OR201LN	warmhoudbord	25,5 cm	linnen grijs	270 ml	€ 34,95

OR203RO	warmhoudkom	19 cm	rood	200 ml	€ 31,95
OR203BL	warmhoudkom	19 cm	blauw	200 ml	€ 31,95
OR203AN	warmhoudkom	19 cm	antraciet	200 ml	€ 31,95
OR203LN	warmhoudkom	19 cm	linnen grijs	200 ml	€ 31,95



OR201RO



OR203BL



OR203LN



OR201AN

Bekers:

De thermofunctie houdt warme dranken warm en koude dranken koud. Dubbelwandig met een isolerende werking. Voorzien van een ergonomisch handvat. Gemaakt van schokbestendig kunststof (PP).

Vaatwasmachine- en magnetronbestendig.

- De beker met conische vorm zorgt ervoor dat u kunt drinken zonder het hoofd naar achteren te kantelen.
- De Glow in the dark beker licht op in het donker zodat de beker gemakkelijk te vinden is.



OR206RO	warmhoudbeker	180 ml	rood	€ 10,95
OR206BL	warmhoudbeker	180 ml	blauw	€ 10,95
OR206AN	warmhoudbeker	180 ml	antraciet	€ 10,95
OR206LN	warmhoudbeker	180 ml	linnen grijs	€ 10,95
OR206GD	warmhoudbeker	180 ml	glow in the dark	€ 12,95

OR207RO	conische warmhoudbeker	160 ml	rood	€ 10,95
OR207BL	conische warmhoudbeker	160 ml	blauw	€ 10,95
OR207AN	conische warmhoudbeker	160 ml	antraciet	€ 10,95
OR207LN	conische warmhoudbeker	160 ml	linnen grijs	€ 10,95
OR207GD	conische warmhoudbeker	160 ml	glow in the dark	€ 12,95



Glow in the dark

BEKERS MET CONISCHE VORM

- Door de conische vorm van de binnenkop kunt u drinken zonder het hoofd naar achteren te kantelen
- Door het ergonomisch ontwerp en het extra grote handvat kan de beker veilig gebruikt worden
- Gemaakt van schokbestendig kunststof (PP)
- Vaatwasmachine- en magnetronbestendig



OR905RO



OR905AN



OR815BL



OR815LN



OR905RO	conische beker	160 ml	rood	€ 10,95
OR905BL	conische beker	160 ml	blauw	€ 10,95
OR905AN	conische beker	160 ml	antraciet	€ 10,95
OR905LN	conische beker	160 ml	linnen grijs	€ 10,95

OR815RO	conische ergobeker	160 ml	rood	€ 11,95
OR815BL	conische ergobeker	160 ml	blauw	€ 11,95
OR815AN	conische ergobeker	160 ml	antraciet	€ 11,95
OR815LN	conische ergobeker	160 ml	linnen grijs	€ 11,95

ORNAMIN DEKSELS

Geschikt voor alle bekera uit ons Ornamin assortiment. Gemaakt van onbreekbaar plastic (BPA vrij). Het drinkdeksel heeft een kleine opening waardoor de drinkinname gedoseerd kan worden. Door het drinkdeksel met gaatjes en het drinkdeksel met gleuven is van iedere kant te drinken, zonder hierover na te hoeven denken. Bovendien zit het deksel verzonken in de drinkbeker en is hierdoor nagenoeg niet zichtbaar.



ORNAMIN



①



②



③



④



①	OR806LID	tuitdeksel	5 mm opening	€ 4,95
	OR807LID	tuitdeksel	13 mm opening	€ 4,95
②	OR811LID	drinkdeksel		€ 4,95
③	OR812LID	transportdeksel		€ 4,95
④	OR813LID	drinkdeksel met gleuven		€ 4,95
⑤	OR814LID	drinkdeksel met gaatjes		€ 4,95



⑤

SASSCUP DRINKBEKER

Deze beker is speciaal ontwikkeld voor personen die problemen ervaren bij het drinken door trillende handen of een verminderde motoriek.

De beker ziet er uit zoals elke andere beker en er kan normaal uit gedronken worden, zonder gebruik van rietjes, tuitjes of deksels. Dankzij het innovatieve inzetstuk blijft vloeistof eenvoudig in de beker. De gaatjes aan de zijkant van het inzetstuk zorgen ervoor dat vloeistof kan doorstromen. De beker heeft een comfortabel groot handvat en is gemakkelijk vast te pakken of over de hand te klemmen. De Sasscup wordt geleverd met inzetstuk en is verkrijgbaar in diverse stijlvolle kleuren.

De SASScup is géén anti-lek beker!



SAS200-AN	antraciet	€ 22,95
SAS300-ZW	zwart	€ 22,95
SAS400-GR	groen	€ 22,95
SAS700-RO	rood	€ 22,95
SAS800-BL	blauw	€ 22,95
SAS850-TR	transparant	€ 22,95
SAS900-LOS	inzetstuk	€ 16,95
SAS900	inzetstuk 6 stuks	€ 94,95

HANDYCUP MET DEKSEL

Ideale schuine, transparante beker met grote handgrepen. U kunt drinken zonder uw hoofd naar achteren te kantelen.

Geschikt voor kinderen en volwassenen met coördinatieproblemen en personen met een beperkte grip. Makkelijk vast te houden door zijn stevige handgrepen. Inclusief tuitdeksel. De HandyCup met deksel is geschikt voor hete dranken tot 65°C. De HandyCup Institution is geschikt voor hete dranken tot 80°C en voor de industriële vaatwasser in zorginstellingen: 3 minuten op 80°C.

HENRO·TEK



PR65646	transparant	€ 21,95
PR65646-B	blauw	€ 21,95
PR65646-G	groen	€ 21,95
PR65646-R	rood	€ 21,95
PR65646-M	transparant met maatvoering	€ 22,95
PR65646-HD	Institution met maatvoering 12 st.	€ 289,95



HANDSTEADY DRINKBEKER

De HandSteady is een drinkbeker met een draaibaar handvat waardoor de beker met behulp van de zwaartekracht recht blijft, zelfs bij tremoren.

De drinkbeker kantelt eenvoudig zonder uw elleboog omhoog te brengen of uw pols te buigen. Het ergonomische handvat is groot genoeg voor vier vingers. Deze lichtgewicht drinkbeker heeft een deksel met een drinkopening waar ook een rietje in geplaatst kan worden. Door het gebruik van het deksel morst u minder, drinkt u makkelijker en blijft uw drank langer warm.

De HandSteady is geschikt voor gebruik bij: tremoren, spierverslapping, gewrichtspijn, stijfheid, spierpijn, slikproblemen, verminderde motoriek.



250 ml

PR65680

€ 36,95



RIJE CUP

RiJe Cup, de enige drinkbeker met instelbare slokregulatie

Speciaal voor personen met ernstige slikproblemen (dysfagie) en motorische stoornissen. Het gepatenteerde slokregulatiesysteem zorgt er voor dat de van te voren ingestelde hoeveelheid vloeistof automatisch vrijgegeven wordt in de beker. Als de portie uit de beker gedronken is en de beker wordt weer rechtop gezet, dan vult de beker zich binnen 2 - 3 seconden. Grote ergonomische handgrepen, instelbare slokgrootte van 3 ml tot 15 ml, neusuitsparing en te gebruiken met een rietje.



250 ml

RIJE010 rood € 72,95

RIJE020 aqua € 72,95

HYDRANT



Transparante drinkbeker met een flexibele drinkslang. Een eenvoudige manier om te allen tijde toegang te bieden tot vloeistof aan een patiënt. Voorzien van maatvoering en een handige bevestigingsclip. Lengte slang 1,20 cm.



PR65222

€ 44,95

DRINKBEKER MET NEUSUITSPARING



Speciaal ontworpen voor personen met beperkte hoofd- en nekbewegingen. Door de neusuitsparing kunt u drinken zonder het hoofd naar achteren te kantelen. Ergonomisch gevormd waardoor de beker gemakkelijk vast te houden is. Geschikt voor zowel warme als koude dranken. Transparant wit.



PR60114

€ 34,95

UPCUP DRINKBEKER



Een innovatieve beker die speciaal is ontworpen voor ouderen en personen met een kracht-, coördinatie- of slikstoornissen. De UpCup heeft een stabiele basis en een veilige grip zodat u kunt drinken zonder morsen of knoeien.



BO3000

€ 19,95



De tulpvormige bovenkant helpt om morsvrij te drinken. Door de geribbelde buitenzijde en de 'geveugelde' handgrepen kan de beker op verschillende manieren vastgehouden worden. De brede basis zorgt voor voldoende stabiliteit. En door de wijde opening en conische binnenzijde kunt u drinken zonder het hoofd naar achteren te kantelen. Dubbelwandig, dus veilig vast te houden bij warme dranken. Maataanduidingen per 50 ml. Hoogte 14,5 cm, grip diameter 8,4 cm.

BEKER MET NEUSUITSPARING

Ideaal voor personen die het hoofd niet naar achteren kunnen kantelen. De neus past in de opening tijdens het drinken. Gemaakt van onbreekbaar plastic.



230 ml

PR65051	blauw	€ 6,95
PR65067	transparant groen	€ 7,95

DRINKBEKERSET MET LANGE TUITDEKSELS

Transparante drinkbeker inclusief 2 lange tuitdeksels. Het tuitje is groot genoeg voor een rietje.



200 ml

PR65666	transparant	€ 9,95
PR65666-G	groen	€ 9,95
PR65666-B	blauw	€ 9,95
PR65666-R	rood	€ 9,95

DRINKBEKER NOVO CUP



Met deze beker kunt u probleemloos liggend drinken en houdt u de controle over het drinktempo. Voor zowel warme als koude dranken.



250 ml

PR65075		€ 5,95
PR65075-R	rietjes 250 stuks	€ 22,95

KNICK CUP

Kunststof beker met maatvoering. Het tuitdeksel is eenvoudig in de juiste drinkpositie te knikken.



200 ml

AL720101	drinkbeker los	€ 2,00
AL720501	deksel kleine opening 4 mm	€ 2,00
AL720701	deksel grote opening 8 mm	€ 2,00

ANTI-SLIP BEKER MET BLOEMMOTIEF

Herbruikbare kunststof beker met anti-slip oppervlak, ideaal voor natte of trillende handen. Stapelbaar en te combineren met de Ornamin deksels. Gemaakt van recyclebaar plastic, BPA-vrij, breukbestendig en duurzaam.



ORNAMIN



250 ml

OR830RO	rood	€ 6,95
OR830RO	blauw	€ 6,95

BEKERHOUDER MET TWEE HANDVATEN

Diverse bekere en glazen kunnen met behulp van deze houder gemakkelijk vastgepakt worden. Diameter onderzijde 5 cm.



PR65667		€ 7,95
----------------	--	--------

SURE GRIP RIBBELBEKER

Deze transparante stapelbare beker heeft diepe groeven waardoor de beker comfortabel in de hand ligt en u een goede grip heeft. Geschikt voor zowel warme als koude dranken. Het temperatuurregulerend deksel voor de ribbelbeker verkleurt wanneer de vloeistof te warm is. Deksel niet standaard bijgeleverd.

Losse beker- en rietjeshouder leverbaar.



PR65571	transparant	€ 4,95
PR65571G	groen	€ 6,50
PR65571O	oranje	€ 6,50
PR65571V	violet	€ 6,50
PR65571Y	geel	€ 6,50
PR65572	blauw	€ 6,50
PR65573	roze	€ 6,50
PR65571D	los deksel	€ 4,95
PR65580	deksel met temp.indicatie	€ 9,95
PR65581	bekershouders	€ 8,95
PR65582	rietjeshouder (per 10 stuks)	€ 1,50



BEKER STANDAARD



Deze transparante plastic beker heeft twee handgrepen en is bedoeld voor personen met een tremor of een geringe grijpkracht. Inclusief tuitdeksel om morsen te voorkomen.



PR65616	beker inclusief deksel	€ 29,95
PR65617	los tuitdeksel	€ 14,95

CARING MUG



Transparante drinkbeker met 2 grote voorgevormde handgrepen voor een goede grip. Inclusief tuitdeksel.



HCAA5710W	€ 32,95
------------------	---------

DIGNITY DRINKBEKER



Een unieke keramische mok met twee extra grote handgrepen. Geschikt voor personen met geringe grijpkracht of behendigheid om de mok met één hand vast te houden.



PO9050	€ 27,95
---------------	---------

HEIDI BEKER



Deze beker met kraagdeksel is een doseerbeker die onder andere wordt gebruikt bij slijkspasmen. Door de vorm van het deksel doseert u de vloeistof en voorkomt u morsen. Het uitstromen van vloeistof kan eenvoudig worden gestopt door het luchtgaatje in het deksel met de vinger te blokkeren. Aanduiding van de inhoud per 50 ml. Autoclaveerbaar.



AL540 € 9,95

KENNEDY DRINKBEKER



De Kennedy beker is een lichtgewicht anti-lek drinkbeker en wordt gebruikt met een rietje. Geschikt voor alle leeftijden. Speciaal ontworpen om morsen te voorkomen. De beker vullen met maximaal 200 ml warme of koude vloeistof. Als het schroefdeksel bevestigd is, kan er geen vloeistof meer uit de beker lopen, ook al wordt de beker ondersteboven gehouden. Voorzien van een groot handvat. Exclusief rietje.



PR65025 € 17,95

TUIMELBEKER

Door de bolle bodem van de tuimelbeker komt de beker steeds terug in een rechte positie en valt niet om. Inclusief een deksel met tuitje waardoor de kans op morsen minimaal is. De gebogen handgrepen maken het gemakkelijker om de beker vast te houden. Ideaal voor personen met coördinatieproblemen. De rode tuimelbeker werkt bevorderend voor personen met Alzheimer en de beker met de "Glow in the dark" bodem is goed zichtbaar in het donker.



PR65138-GR groen € 29,95
PR65138-R rood € 29,95



*glow in the dark

PR65138-W wit € 29,95
PR65139 blauw * € 33,95

DRINKBEKER MET HANDVAT

Een stevige transparante drinkbeker met een groot open handvat en twee verschillende deksels. De bekens zijn vaatwasbestendig, de deksels niet.



PR65100 € 16,95



TASTY BEKER

Een lichtgewicht beker met eenvoudige grip. Ideaal voor personen met een verminderde coördinatie. De beker kan op verschillende manieren worden vastgepakt, ook met twee handen. De robuuste afmetingen verzekeren dat de beker stabiel op tafel staat. Inclusief houder en tuitdeksel.



etac
Creating Possibilities

ALM80404042 € 33,95



OPKLAPBARE DOUCHEZITTING



Opklapbare kunststof douchezitting met brede zitting bedoeld voor iedereen die meer ondersteuning nodig heeft tijdens het douchen. De anti-slip zitting is gemaakt van polyethyleen, kleur mat wit. Het frame is gemaakt van gecoat aluminium met RVS bevestigingsscharnieren. Robuust, hygiënisch en duurzaam. Verkrijgbaar met en zonder steunpoten. Exclusief montage-materiaal. Afmeting B 42 x D 51 cm.



PR50321	douchezitting	125 kg	€ 119,95
PR50954	douchezitting met steunpoten	175 kg	€ 239,95

OPKLAPBAAR DOUCHEZITJE MET VLOERSTEUNEN



NORMBAU
PASSION FOR CARE

Stevig douchezitje met brede kunststof zitting (44 x 39,5 cm). Automatische vastzetting bij het opklappen, 8 cm vooruitspringend in opgeklapte stand. Kunststof montagesteun. De aluminium vloersteunen zijn 2 cm in hoogte instelbaar. Inclusief montage-materiaal.



170 kg

NB1844440 € 196,95

ETAC RELAX WANDGEMONTEERDE DOUCHEZITTINGEN



etac
Creating Possibilities

De Etac Relax wandgemonteerde douchezitting kan eenvoudig worden aangepast aan uw wensen met comfortabele accessoires zoals een rugleuning, armleuning en extra steunpoten.

Ergonomisch en comfortabel ontwerp. Met drie montagepunten gemakkelijk te monteren.



Verkrijgbaar in verschillende modellen en in de kleuren wit en grijs.

Afmeting: breedte 40 cm, breedte met armsteunen 53 cm, diepte op-/neergeklapt 8/45 cm.



ALM81703010	douchezitting	125 kg	€ 309,95
ALM81703050	douchezitting compleet	150 kg	€ 579,95

ABLE2 MOBIELE DOUCHE- EN TOILETSTOEL

De Able2 mobiele douche- en toiletstoel is gemaakt van hoogwaardige materialen.

De mobiele douche- en toiletstoel is licht en gemakkelijk te manoeuvreren mede door de ergonomische handgreep en wendbare wielen. Inclusief ergonomische rugleuning en comfortabele zitting.

De zitting heeft een opening aan de achterzijde voor maximale hygiëne tijdens het douchen of toiletgebruik. De opening kan worden afgedekt met het bijbehorende deksel.

De vergrendelbare armsteunen zijn afneembaar voor een eenvoudige transfer. De voetsteun is verstelbaar in vijf posities en volledig wegklapbaar onder de stoel.

Alle wielen hebben een individueel instelbare rem. De stoel kan over een toilet geplaatst kan worden, maar is ook perfect te gebruiken als toiletstoel. Inclusief toiletemmer.

Accessoires los verkrijgbaar.



150 kg

PR45115

€ 399,95

PR45115-CS

zachte gesloten zitting

€ 76,95

PR45115-OS

zachte open zitting

€ 76,95

PR45115-SB

veiligheidsgordel

€ 51,95

DOUCHESTOEL

Deze lichtgewicht douchestoel is veilig en comfortabel en heeft een epoxy gecoat aluminium frame met geperforeerde kunststof zitting. Dit zorgt voor een goede drainage en vermindert het risico op glijpartijen. Verkrijgbaar in een verrijdbaar model en een in hoogte verstelbaar model zonder wieltjes. Het verrijdbare model heeft 4 wieltjes waarvan 2 geremd, een opklapbare voetensteun en een duwstang. Hierdoor kan de patiënt eenvoudig verplaatst worden.

Zithoogte:

Vast model: in hoogte verstelbaar van 48 – 54 cm

Verrijdbaar model: 54 cm

HE540300 verrijdbaar € 289,95

HE540350 in hoogte verstelbaar € 259,95



100 kg

ETAC DOUCHEKRUKKEN EN -STOELN



- Ontworpen met functionaliteit en eenvoud in gedachten
- Lichtgewicht en voorzien van anti-slip zitting
- Geschikt voor niet-vlakke vloeren dankzij de vier in hoogte verstelbare poten met kunststof vloerdoppen
- Eenvoudig en zonder gereedschap te monteren
- In hoogte verstelbaar van 42 – 57 cm

ETAC SWIFT

Verkrijgbaar als douchebak, douchebak met armsteunen en als complete douchestoel. De basis douchebak kan eenvoudig worden getransformeerd naar een douchestoel door armsteunen en een rugleuning toe te voegen. Inclusief uitsparing aan de voorzijde voor persoonlijke hygiëne. Kleur grijs. Afmeting B 54 x D 50 cm.



ALM81701410	douchebak	€ 192,95
ALM81701420	douchebak met armsteunen	€ 261,95
ALM81701430	douchestoel	€ 324,95

ETAC SMART



Stabiele lichtgewicht douchebak met rechthoekige zitting. Afmeting zitting: 43 x 38 cm.



ALM81951010 grijs € 158,95

ETAC EASY



Stabiele lichtgewicht douchebak met ronde zitting. Diameter zitting: 45 cm.



ALM81901010 grijs € 136,95

ETAC EDGE



Comfortabele driehoekige douchebak die perfect in een hoek past en weinig ruimte inneemt. Breedte zitting: 45 cm.



ALM81801010 grijs € 127,95

ATLANTIS DOUCHEKRUKKEN EN -STOELEN

De lichtgewicht Atlantis douchekrukken en -stoelen zijn ontworpen om meer veiligheid en onafhankelijkheid te bieden tijdens het douchen. Door het elegante en moderne design passen de douchekrukken en -stoelen in ieder badkamerinterieur.

- Robuust, hygiënisch en slijtvast
- Anti-slip kunststof zitting met drainage gaatjes
- Aluminium frame en brede rubberen doppen
- Geschikt voor niet- vlakke vloeren
- Eenvoudig en zonder gereedschap te monteren



ATLANTIS RECHTHOEKIGE DOUCHEKRUKKEN EN -STOELEN



Lichtgewicht rechthoekige douchekrukken en -stoelen. Verkrijgbaar in 2 modellen en 4 uitvoeringen. De uitsparing van de douchekrukken en -stoel met uitsparing kan zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde geplaatst worden.

Afmeting zitting 46 x 33,5 cm. In hoogte verstelbaar van 39 – 54 cm.



PR46070



PR46071



120 kg

PR46068	douchekruk met uitsparing	€ 76,95
PR46069	douchekruk met uitsparing met rugleuning	€ 104,95
PR46070	douchekruk met uitsparing met armsteunen	€ 109,95
PR46071	douchestoel met uitsparing compleet	€ 142,95



LOSSE ACCESSOIRES

De douchekruk kan uitgebreid worden met accessoires voor extra ondersteuning.



PR50936



PR50937



120 kg

PR46077	armsteunen	€ 39,95
PR46078	rugleuning	€ 39,95

PR50936	douchekruk	€ 73,95
PR50937	douchekruk met rugleuning	€ 102,95
PR50938	douchekruk met armsteunen	€ 112,95
PR50939	douchestoel compleet	€ 139,95

ATLANTIS DOUCHEKRUK – VIERKANT



Deze vierkante douche­kruk is verkrijgbaar in een vaste (43 cm) en verstelbare hoogte (39 – 54 cm). Afmeting zitting 30,5 x 30,5 cm. De zachte zitting is los verkrijgbaar.



PR46059	vast	€ 51,95
PR46060	verstelbaar	€ 62,95
PR46061	zachte zitting licht blauw	€ 32,95
PR46063	zachte zitting licht grijs	€ 32,95

ATLANTIS DOUCHEKRUK – ROND



Ronde douche­kruk met een vaste hoogte van 43 cm. Diameter zitting 33 cm. De zachte zitting is los verkrijgbaar.



PR46073	vast	€ 52,95
PR46065	zachte zitting licht blauw	€ 32,95
PR46067	zachte zitting licht grijs	€ 32,95

ATLANTIS DOUCHEKRUK – DRIEHOEK



Deze driehoekige douche­kruk is verkrijgbaar in een vaste (43 cm) en verstelbare hoogte (39 – 54 cm). Afmeting zitting 40 x 37 x 37 cm. De zachte zitting is los verkrijgbaar.



PR50933	vast	€ 47,95
PR50934	verstelbare hoogte	€ 58,95
PR50935-BL	zachte zitting licht blauw	€ 33,95
PR50935-GR	zachte zitting licht grijs	€ 33,95

CONTOUR DOUCHEKRUK



Deze gebogen doucheleuk is robuust en licht tegelijk. De comfortabele zitting is geperforeerd voor een goede drainage en heeft grepen aan beide zijkanten voor steun en stabiliteit. De doucheleuk is gemaakt van lichtgewicht aluminium.

In hoogte verstelbaar van 35 - 53 cm.
Afmeting zitting: 50 x 30 cm.
Afmeting rugleuning: 39 x 22 cm.
Verkrijgbaar met of zonder rugleuning.



PR46043	€ 59,95
PR46043-B met rugleuning	€ 72,95

RECHTHOEKIGE DOUCHEKRUK

Lichtgewicht doucheleuk met aluminium frame en kunststof anti-slip zitting. Afmeting zitting 46 x 33,5 cm. In hoogte verstelbaar van 39 - 54 cm.



PR50936	€ 73,95
----------------	---------

DOUCHEKRUK

Lichtgewicht doucheleuk van aluminium met een ronde zitting. In hoogte verstelbaar van 35 - 52 cm. Diameter 33 cm.



PR46032	€ 54,95
----------------	---------

OPVOUWBARE DOUCHEKRUK

Lichtgewicht aluminium doucheleuk met comfortabel gevormde plastic zitting. Voorzien van handgrepen voor extra steun.

Opvouwbaar en eenvoudig op te bergen. Ook te gebruiken als badzitje. In hoogte verstelbaar van 37 - 41 cm. Breedte 48 cm.



PR46034	€ 74,95
----------------	---------

LUXE DOUCHEKRUK MET DRAAIBARE ZITTING

Aluminium doucheleuk met een draaibare kunststof zitting. De draaibare zitting maakt een transfer eenvoudiger en zorgt voor extra gemak en comfort bij het douchen. Inclusief handig opbergplateau om uw douchespullen bij de hand te hebben. In hoogte verstelbaar van 42 - 52 cm. Diameter zitting 34,5 cm.



PR46055	€ 74,95
----------------	---------

ABLE2 BADLIFT

Met de Able2 opblaasbare badlift kunt u genieten van een aangenaam bad.

U wordt op een luchtkussen tot op de bodem van uw bad neergelaten. Daar kunt u kiezen of u een kleine hoeveelheid lucht in het kussen laat voor extra stabiliteit en steun in de rug. Of u laat alle lucht uit het kussen zodat u liggend kunt genieten van het nemen van een normaal bad. Na afloop kunt u het kussen oppompen tot de bovenkant van het bad. Werkt op een accu dus u hoeft geen elektriciteit in de badkamer te gebruiken. Gemakkelijk op te bergen.

Mangar
INTERNATIONAL



PR46080

€ 1199,95

BADRANDBEUGEL



Een beugel met twee handgrepen voor aan de badrand. Geeft extra veiligheid bij zitten en staan. De breedte van de klem kan versteld worden van 7,6 tot 17,7 cm.

ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

PR45422

€ 54,95

BADPLANK MET HANDGREEP



Uitstekende badplank met stevige handgreep, perforaties voor waterafvoer en een comfortabel gevormde zitting. De lengte is verstelbaar door de rubberen anti-slip doppen te verplaatsen. Afmeting: L 67,5 x B 27,5 cm.



PR46409

€ 84,95

BADPLANK FRESH



De zijkenen van de badplank zijn breed uitgevoerd voor een maximale ondersteuning bij transfers, terwijl het midden smal is voor een eenvoudige persoonlijke verzorging. Inclusief handvat. Afmeting: L 74 cm x B 36-27-30 cm. Dikte 4 cm.



ALM81600024

€ 118,95

etac
Creating Possibilities

ANTI-SLIP RONDJES & STRIPS




Deze zelfklevende anti-slip rondjes en strips zijn speciaal ontworpen voor gebruik in natte ruimtes. Geschikt voor in bad, douche, badkamervloeren en andere oppervlaktes waar het regelmatig nat en glibberig wordt. Rol van 3 meter.



PR61668-D	rondjes	€ 15,95
PR61668-S	strips	€ 15,95

ANTI-SLIP BAD- EN DOUCHEMATTEN



PR45125



PR45126


ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

Veilige douche- en badmatten met zuignappen. Gemaakt van milieuvriendelijk en recyclebaar plastic. Bevat geen PVC, BPA of ftalaten. Leverbaar in diverse kleuren.



PR45127

Badmat	75 x 35 cm	
PR45125-W	badmat wit	€ 17,95
PR45125-BL	badmat blauw	€ 17,95
PR45125-LB	badmat licht blauw	€ 17,95

Douchemat	54 x 54 cm	
PR45126-W	douchemat wit	€ 18,95
PR45126-BL	douchemat blauw	€ 18,95
PR45126-LB	douchemat licht blauw	€ 18,95

Kleine badmat	54 x 35 cm	
PR45127-W	badmat klein wit	€ 16,95
PR45127-BL	badmat klein blauw	€ 16,95
PR45127-LG	badmat klein lime groen	€ 16,95

BAD- EN DOUCHEMATTEN

Deze rubberen bad- en douche-matten hebben een geribbeld oppervlak voor meer grip. De zuignappen zorgen ervoor dat de mat niet wegglijdt. Het water op de mat loopt vanzelf weg.



PR45047	74 x 34 cm	€ 18,95
PR45051	53 x 53 cm	€ 19,95

ANTI-SLIP FIGUREN

De vrolijke anti-slip figuren met zuignapjes zorgen voor extra veiligheid in bad of douche. Kleur blauw.



PR46057	bigfoot	30 x 17,5 cm	€ 9,95
PR46056	voet	14 x 9 cm	€ 9,95
PR46058	ster	13 cm	€ 9,95



2 stuks



6 stuks



6 stuks



StayPut

StayPut™




anti-slip bad- en douchematten

Able2
 EXCLUSIVE

De StayPut™ bad- en douchematten zijn zacht en comfortabel. Waterdoorlatend met aan de bovenkant een lichte structuur en aan de onderkant sterke zuignappen voor houvast en grip.

De bad- en douchematten zijn uitgevoerd met het unieke PER®formance materiaal (Polymer Environmental Resin) van StayPut™ in combinatie met een antimicrobieel bestanddeel op basis van Silver Technology. Het PER®formance materiaal is niet-toxisch en rubber- en latexvrij. Vrij van nare geurtjes en giftige chemicaliën of gassen. Het 'Silver' bestanddeel stremt de groei van schimmel en bacteriën. Hoge anti-slip werking.

Onafhankelijk getest door verschillende laboratoria.



- Sterke zuignappen voor houvast en grip
- Inclusief ophanghaak


ANTI-SLIP DOUCHEMAT



Afmeting: 50,8 x 50,8 cm

PR45121-W	wit	€ 24,95
PR45121-BL	blauw	€ 24,95

ANTI-SLIP BADMAT



Afmeting: 43 x 90 cm

PR45120-W	wit	€ 32,95
PR45120-BL	blauw	€ 32,95

ANTI-SLIP DOUCHEMAT HOEK



Afmeting: 59,7 x 59,7 cm

PR45122-W	wit	€ 26,95
-----------	-----	---------

LIMBO BESCHERMHOES

Limbo, dé waterdichte beschermhoes

De Limbo beschermhoes is uitermate geschikt om gips, verband of protheses te beschermen tijdens douchen, baden en zwemmen. De neopreen elastische afsluiting is comfortabel en veroorzaakt geen drukplekken. Eenvoudig zelf aan te trekken en gaat minimaal de gipsdraagtijd mee. Verkrijgbaar in meerdere maten en lengtes.



LIM60



LIM100

Art.nr.	omschrijving	lengte	gipsomtrek	prijs
LIM20	volwassene voet S	33 cm	20 - 25 cm	€ 34,95
LIM25	volwassene voet M/L	40 cm	23 - 34 cm	€ 34,95
LIM60	volwassene 1/2 arm	53 cm	25 - 29 cm	€ 33,95
LIM70	volwassene hele arm	69 cm	30 - 39 cm	€ 34,95
LIM76	volwassene 1/2 been S	73 cm	35 - 39 cm	€ 38,95
LIM80	volwassene 1/2 been M/L	73 cm	39 - 54 cm	€ 38,95
LIM100	volwassene heel been	96 cm	52 - 65 cm	€ 42,95
LIM65	volwassene elleboog S	26 cm	25 - 29 cm	€ 37,95
LIM75	volwassene elleboog M/L	26 cm	30 - 39 cm	€ 37,95
LIMITT	volwassene hand	30 cm	22 - 25 cm	€ 29,95
LIFA23	kind arm 2-3 jaar	31 cm	16 - 22 cm	€ 29,95
LIFA45	kind arm 4-5 jaar	43 cm	16 - 22 cm	€ 29,95
LIFA67	kind arm 6-7 jaar	49 cm	22 - 25 cm	€ 29,95
LIFA810	kind arm 8-10 jaar	58 cm	22 - 25 cm	€ 29,95
LIBEM1113	kind 1/2 arm 11-13 jaar	43 cm	22 - 25 cm	€ 29,95
LIFL3	kind been 3 jaar	53 cm	25 - 34 cm	€ 34,95
LIFL45	kind been 4-5 jaar	58 cm	25 - 34 cm	€ 34,95
LIFL67	kind been 6-7 jaar	61 cm	35 - 39 cm	€ 34,95
LIFL810	kind been 8-10 jaar	73 cm	39 - 54 cm	€ 34,95
LIFL1113	kind 1/2 been 11-13 jaar	61 cm	35 - 39 cm	€ 34,95



LIM75

Limbo®
The original waterproof protector



LIFA67



LIMITT



LIM25

ATLANTIS GIPSHOEZEN



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

PR45083

Beschermt uw gips tijdens het douchen en baden. Gemakkelijk aan te brengen. Meerdere malen te gebruiken. Niet gebruiken bij open en onbedekte wonden. Niet geschikt om mee te zwemmen.



PR45080

PR45081

PR45086

PR45080	volwassene heel been	€ 21,95
PR45081	volwassene 1/2 been	€ 17,95
PR45083	volwassene hele arm	€ 17,95
PR45084	volwassene 1/2 arm	€ 17,95
PR45086	volwassene voet-enkel	€ 17,95
PR45087	volwassene hand	€ 12,95
PR45088	kind 1/2 arm	€ 14,95
PR45089	kind hele arm	€ 17,95
PR45090	kind 1/2 been	€ 17,95
PR45091	kind heel been	€ 17,95



PR45088



PR45084



PR45087

OPSTAP PRIMA



Stap makkelijker in en uit bad met dit opstapje. Modulair systeem met losse delen waardoor u de ideale hoogte kunt bepalen. Anti-slip oppervlak voor extra grip. Eenvoudig in elkaar te zetten. Afmetingen: B 44,5 x D 35 cm. Set: bovenstuk H 5 cm + 2 losse delen H 2,5 cm. Losse verhoger H 2,5 cm.



PR46292 set 10 cm € 144,95
PR46292-R losse verhoger € 34,95

ASHBY STEP TWO



Een makkelijke en veilige manier om het bad in en uit te stappen. De anti-slip structuur verkleint de kans op uitglijden. De ene kant van het opstapje is 10 cm hoog en de andere kant is 15 cm hoog. Groot genoeg om er met beide voeten op te staan. Afmeting: 52 x 33 x 15 cm.



PR46291 € 149,95

VERSTELBAAR OPSTAPJE



Een ideaal hulpmiddel om in en uit bad te komen. Het krukje is in hoogte verstelbaar en heeft veilige anti-slipdoppen. In hoogte verstelbaar van 20,5 tot 26 cm. Afmeting: 41 x 23 cm.



PR46293 € 74,95

HAARWASBAK OPBLAASBAAR



Eindelijk kunt u uw haren spettervrij wassen in bed. Geeft een comfortabele ondersteuning aan hoofd en nek tijdens het wassen van het haar. Deze luxe haarwasbak heeft twee opblaasunits en voorkomt spetteren. Inclusief afvoerslang van 119 cm. Afmeting: L71 x B 61 x H 15 cm.



PR45016 € 33,95

HAARWASBAK VOOR ROLSTOEL



Kunststof haarwasbak met nekuitsparing. Ideaal om zittend uw haren te wassen. Plaats voor de waterafvoer de achterkant van de haarwasbak in de gootsteenbak of wastafel. Inclusief 2 banden om de haarwasbak op zijn plaats te houden. Kleur wit/blauw. Afmeting 45 x 34 x 4 cm.

SU47090 € 29,95

BAD- EN SCHROBSPONZEN



Deze populaire sponzen zijn leverbaar in verschillende modellen en lengtes. De schrob spons is rond en heeft aan één zijde een golvende structuur. Lengte 56 cm.



PR45033	rond	€ 11,95
PR45034	gevormd	€ 11,95
PR45037	schrob spons	€ 14,95

BADBORSTEL



Lichte badborstel waarmee u uw rug en benen beter kunt bereiken. De zachte borstelharen reinigen uw huid zonder krassen. Aan de steel zit een ophanglus waaraan de borstel opgehangen kan worden om te drogen. Lengte 38 cm.

PR46052	€ 26,95
----------------	---------

BEAUTY BADSPONS GEBOGEN

Deze badspons met gebogen steel is ontworpen om het lichaam eenvoudig te bereiken en te reinigen. Inclusief zachte schuimrubber spons met een afneembare, wasbare hoes. Inclusief anti-slip handvat. Lengte 79 cm.



ALM80210080	€ 45,95
ALM80210104	extra hoes 2 stuks € 21,95

BEAUTY BADSPONS



Deze badspons heeft een rechte steel en helpt personen met een beperkt bereik. Effectief wassen met een zachte schuimrubber spons gecombineerd met een afneembare, wasbare nylon hoes. Inclusief anti-slip handvat. Lengte 38 cm.

ALM80210076	€ 35,95
ALM80210103	extra hoes 2 stuks € 23,95

WASBAND & -HAND

Ideaal voor personen die door verminderde flexibiliteit hun rug en andere lichaamszones niet kunnen bereiken. De band heeft aan één kant een zachte badstof laag en voelt comfortabel aan bij het wassen. Aan de andere kant zit een grovere schuimlaag die gebruikt kan worden om te scrubben. Goede grip door de plastic handgrepen. Het bijpassende washandje heeft net als de band een zachte badstof laag en een grovere schuimlaag.



Lengte van de band: 80 cm.
Lengte inclusief handgrepen: 94 cm.
Breedte: 10 cm.

PR46051	€ 36,95
----------------	---------

BADKUSSEN



Opblaasbaar PVC badkussen met badstofvoering. Geeft verzachting tussen het bad en de huid. Vier zuignappen zorgen ervoor dat het kussen niet wegglijdt. Afmeting: L 51 x B 38 x H 5 cm

PR45982

€ 14,95

OPBLAASBAAR ZITKUSSEN BAD



Dit opblaasbaar zitkussen biedt comfort tijdens het baden. Vier zuignappen houden het kussen op zijn plaats. Afmeting: L 48 x B 48 cm

PR46053

€ 21,95

TEENWASSER OP STEEL



Ideaal voor wassen tussen de tenen. Frame bedekt met een wit badstof hoesje. Buigbare steel. Lengte 71 cm. Inclusief twee hoesjes.



PR46049

€ 19,95

VOETMATJE MET PUIMSTEEN



Was uw voeten zonder naar voren te hoeven buigen. Te gebruiken in bad of douche en vast te zetten met de zuignapjes. Gebruik de pumisteen om uw voeten te scrubben. Lengte 28 cm.

PR45061

€ 17,95

VOETENBORSTEL



Ontworpen voor personen met een beperkte mobiliteit. U kunt tussen uw tenen wassen zonder voorover te buigen. Inclusief 2 extra sponsjes en borstel voor uw voeten.

PR45060

€ 19,95

BODY CARE SET PLUS



Multifunctionele set voor huid-verzorging met drie verschillende opzetstukken; lotion/crème verdeler, badspons en schrub-spons. Door de gebogen steel is elk lichaamsdeel te bereiken. De steel bestaat uit drie delen, is variabel in lengte te gebruiken en makkelijk mee te nemen.

SGL2019

€ 41,95

LOTION/CREME VERDELER



Breng lotions en crèmes aan en masseer tegelijkertijd uw huid. Naadloze, roterende kogels zorgen voor een gelijkmatige verdeling. Lengte 44 cm.



PR45072

€ 16,95

BEAUTY HAARSCHROBBER



Personen met een beperkt bereik kunnen met deze haarschrobber zelfstandig hun haar wassen. De rubberen uiteinden masseren zachtjes de hoofdhuid. Het handvat is licht gebogen. Het rubberen anti-slip handvat zorgt voor een comfortabele grip. Totale lengte 36 cm, lengte handvat 25 cm.

ALM80210078

€ 35,95

BEAUTY SET



Unieke set verzorgingsproducten bestaande uit een ergonomisch gevormde kam, een schrobborstel en een nagelvijlhouder inclusief vijlen. Verpakt in een handige opbergtas.

ALM80210066

€ 39,95

KAM EN BORSTEL MET LANGE HANDGREEP



Kam en borstel met lange handgreep. Ergonomische kam en borstel met anti-slip handvat. Zorgt voor een maximaal bereik met minimale inspanning. Gemakkelijk te reinigen. Latexvrij. Lengte 38 cm.

PR45014	kam	€ 24,95
---------	-----	---------

PR45015	borstel	€ 24,95
---------	---------	---------

BEAUTY KAM / BORSTEL

De Beauty kam en borstel met lange steel zijn ideaal voor personen met een beperkte schouderfunctie. Door de gebogen vorm wordt de lijn van het hoofd gevolgd. Hierdoor kan het handvat vlakbij het hoofd gehouden worden zonder verlies aan kracht of bereik.



ALM80210068	kam kort 31 cm	€ 31,95
-------------	----------------	---------

ALM80210070	kam lang 37 cm	€ 35,95
-------------	----------------	---------

ALM80210072	borstel kort 30 cm	€ 35,95
-------------	--------------------	---------

ALM80210074	borstel lang 36 cm	€ 35,95
-------------	--------------------	---------

OORPOMPJE



Hulpmiddel voor het reinigen van het oor. In het oorpompje kan water worden ingebracht om de gehoorgang schoon te spoelen. Gemaakt van zacht PVC materiaal. BPA vrij.

AC400003

€ 6,95

DENTAMIN FLEXIBELE TANDENSTOKERS

Flexibele plastic tandenstoker die niet breekt tussen de tanden. Met een klein haakje waardoor men ook achter de kiezen kan schoonmaken.



50 stuks

BR6131

€ 5,95

NAILMAID

NailMaid, de veilige, ideale en eenvoudige manier om uw nagels te verzorgen.

De NailMaid is een uniek hulpmiddel voor het vijlen van nagels. Het apparaat heeft geen gevaarlijke scherpe en roterende randen. De NailMaid werkt op batterijen (inbegrepen) en door de nagels in de groeven te plaatsen op de vijlschijf krijgt u mooie en gelijkmatige nagels. De nagellengte is te bepalen door de verschillende groeven. Geschikt voor éénhandig gebruik en voor links- en rechtshandige personen. Ook geschikt voor langere nagels door het gebruik van de speciale vormgevende profielsjablonen.

Ideaal voor ouderen met een verminderde handspierkracht of personen met een beperking. Ook geschikt voor jonge kinderen.

PR45099

€ 62,95



BEAUTY NAGELVIJLHOUDER



etac
Creating Possibilities

De zacht rubberen handgreep houdt de nagelvijl vast en ligt lekker in de hand. Ideaal voor personen met een beperkte grip. Geleverd met 3 standaard vijlen. Openen voor vijl 1,3 cm.

ALM80210082

€ 15,95

TEENNAGELSCHAAR OP LANGE STEEL



Door deze lange gehoekte teennagelschaar heeft u meer bereik en hoeft u niet ver voorover te buigen. De schaar heeft ergonomische gevormde handgrepen met soft-touch grip. Licht comfortabel in de hand en verdeelt de kracht voor de knipbeweging over de pink, midden- en ringvinger.

PR63006

€ 22,95

NAGELSCHAAR OP BLOK

Nagelschaar op blok met zuignapjes aan de onderkant voor extra stabiliteit. Comfortabele grip door het brede vingerplaatje. Afmeting blok: L 10 x B 5,6 x H 1,4 cm.



PR63042

€ 14,95

NAGELBORSTEL OP ZUIGNAPPEN

Schrobben met één hand. Zeer geschikt om nagels of kunstgebit te reinigen. De rubberen zuignappen zorgen dat de borstel op de meeste oppervlakken blijft zitten. Afmeting: L 10 x B 5,5 cm.



PR45045

€ 8,95



Incontinentieproducten

Able²
EXCLUSIVE

VIDA PVC BESCHERMBROEKJES

Voor extra bescherming. Deze plastic waterdichte beschermbroekjes zitten zacht en comfortabel. Geschikt voor zowel heren als dames. Per stuk verpakt.



PR52179-S	small	81 - 86 cm	€ 29,95
PR52179-M	medium	91 - 96 cm	€ 29,95
PR52179-L	large	102 - 106 cm	€ 29,95
PR52179-XL	X-large	112 - 117 cm	€ 29,95
PR52179-XXL	XX-large	122 - 132 cm	€ 29,95

VIDA WASBARE BESCHERMBROEKJES MET INLEGSTUK



Deze beschermbroekjes hebben een inlegstuk voor uitneembaar incontinentiemateriaal. Te gebruiken in combinatie met wegwerp- of wasbare pads die zorgen voor extra opvangcapaciteit. Comfortabel en duurzaam. Verkrijgbaar in een heren- en damesmodel. De wasbare pads zijn apart verkrijgbaar.

VIDA WASBARE BESCHERMBROEKJES



Deze wasbare beschermbroekjes zijn bijzonder geschikt bij licht urineverlies. De binnenkant is voorzien van een extra absorberende en ademende laag zodat de huid droog blijft. De broekjes hebben een absorptievermogen van ongeveer 300 ml. Ze zitten comfortabel en bieden de juiste bescherming. Verkrijgbaar in een heren- en damesmodel.

PR52229-S	heren small	81 - 86 cm	€ 29,95
PR52230-S	dames small	81 - 86 cm	€ 29,95
PR52229-M	heren medium	91 - 96 cm	€ 29,95
PR52230-M	dames medium	91 - 96 cm	€ 29,95
PR52229-L	heren large	102 - 106 cm	€ 29,95
PR52230-L	dames large	102 - 106 cm	€ 29,95
PR52229-XL	heren X-large	112 - 117 cm	€ 29,95
PR52230-XL	dames X-large	112 - 117 cm	€ 29,95
PR52229-XXL	heren XX-large	122 - 132 cm	€ 29,95
PR52230-XXL	dames XX-large	122 - 132 cm	€ 29,95

PR52227-S	heren small	81 - 86 cm	€ 29,95
PR52228-S	dames small	81 - 86 cm	€ 29,95
PR52227-M	heren medium	91 - 96 cm	€ 29,95
PR52228-M	dames medium	91 - 96 cm	€ 29,95
PR52227-L	heren large	102 - 106 cm	€ 29,95
PR52228-L	dames large	102 - 106 cm	€ 29,95
PR52227-XL	heren X-large	112 - 117 cm	€ 29,95
PR52228-XL	dames X-large	112 - 117 cm	€ 29,95
PR52227-XXL	heren XX-large	122 - 132 cm	€ 29,95
PR52228-XXL	dames XX-large	122 - 132 cm	€ 29,95

VIDA WASBARE PADS



3 stuks

Deze wasbare pads zijn speciaal ontworpen voor de wasbare incontinentiebroekjes met inlegstuk, zowel voor heren als voor dames. De pads hebben een absorptievermogen van ongeveer 300 ml.

PR52231

€ 29,95

DR. HELEWA HYGIËNISCHE OPVANGZAKKEN

Hypoallergene en dermatologisch geteste opvangzakken voor een veilige en hygiënische opvang van urine, ontlasting en braaksel. De opvangzakken zijn voorzien van de gepatenteerde Alveol-Technology® inlegger die de uitscheiding ultrasnel omzet in een vaste gel (600 ml) en de geur neutraliseert. Deze innovatieve inlegger verspreidt bovendien geen microcellulose of absorberende poeder in de zak of op de huid. Inclusief geïntegreerde houder aan de urine- en braakselopvangzak.

dr.helewa  CARE



DH1000



DH1010



DH1020



DH1030



DH1000	bedpan opvangzakken	€ 19,95
DH1010	toiletstoel opvangzakken	€ 19,95
DH1020	toilet opvangzakken	€ 21,95
DH1030	urine opvangzakken	€ 19,95
DH1040	braaksel opvangzakken	€ 19,95

DR HELEWA URINEOPVANGZAKHOUDER

Houder ten behoeve van de Dr helewa urineopvangzakken. De houder is uitgerust met een handvat die het vasthouden van de opvangzak vergemakkelijkt, voor zowel de gebruiker als voor de zorgverlener. Met het handvat is de houder ook aan het bed te hangen.



DH1035

€ 8,95

DR HELEWA BRAAKSELOPVANGZAKHOUDER



Houder ten behoeve van de Dr helewa braakselopvangzakken. De houder is uitgerust met twee handvatten die het vasthouden van de opvangzak vergemakkelijkt, zowel voor de gebruiker als voor de zorgverlener. Met deze handvatten is de houder ook aan het bed te hangen.

DH1045

€ 8,95

DR. HELEWA VOCHTIGE WASHANDJES MET BESCHERMLAAG

Kwalitatieve vochtige washandjes voor verzorgend & beschermd wassen. Afspoelen met water en afdrogen is niet nodig. Bevatten een hydraterende en hypoallergene lotion voor een optimale reiniging en verzorging van lichaam of haar. Dermatologisch getest. Op te warmen in de magnetron. Voor éénmalig gebruik.

De washandjes zijn aan de binnenkant voorzien van een ondoordringbare plastic barrièrefilm voor hygiëne, infectiepreventie en een goede bescherming van de handen van de zorgverlener. Ideaal voor gebruik in zorginstellingen en de thuiszorg.

DH3000	lichaam	€ 7,95
DH3010	haar	€ 9,95



12 stuks

DR. HELEWA VOCHTIGE ECO WASHANDJES

Deze vochtige washandjes zijn thuis, onderweg, op reis of na het sporten te gebruiken om de huid verzorgend te wassen. Bovendien breed inzetbaar in zorginstellingen. Hypoallergeen en bevatten aloë vera en groene thee extract. Gemaakt van super zacht materiaal. Latexvrij. Gemakkelijk op te warmen in de magnetron. Voor éénmalig gebruik.

DH4000	€ 3,50
--------	--------

12 stuks



COMFORT PLASZAK

De oplossing als er behoefte is aan een plaspaauze en er geen toilet in de buurt is. De plaszak is geschikt voor dames, heren en kinderen. Te gebruiken in zittende en staande positie. Binnen 5 seconden veranderen de polymeren in gel. Lekvrij en geurloos. Inclusief hersluitbare strip. Absorptievermogen 600 ml.

DH8000	€ 7,95
--------	--------



4 stuks

URIBAG

Handig en herbruikbaar urinaal voor onderweg. Bestaat uit een kunststof koker met anti-lekdop en een opvouwbare latex opvangzak. Na leging en reiniging (met water en/of zeep) vouwt u de opvangzak weer eenvoudig terug in de koker. Verkrijgbaar in een herenmodel en anatomisch gevormd damesmodel.



UR1000	heren	€ 24,95
UR1500	dames	€ 26,95

1,1L

SQUAT-N-GO OPVOUWBAAR TOILETKRUKJE



Het Squat-n-Go toiletkrukje zorgt voor een natuurlijke en gezonde toilethouding. Plaats het krukje voor het toilet en zet uw voeten op het krukje terwijl u op het toilet zit. Het vermindert persen en verkleint de kans op constipatie en aambeien.

OP1500

€ 25,95

ZACHTE TOILETZITTING



Zachte schuimrubberen toiletzitting voorzien van een wasbare vinylhoes. Eenvoudig over eigen toiletbril te plaatsen en blijft op zijn plaats d.m.v. een inkeping.

PR50648

€ 23,95

BEDPAN KUNSTSTOF



Ø 31 cm

Kunststof bedpan inclusief deksel.

RE08480229

€ 15,95

BEDPAN RVS



Ø 30 cm

Roestvrijstalen bedpan inclusief deksel.

RE08480212

€ 82,95

KUNSTSTOF BEDPAN MET DEKSEL



Ergonomisch gevormde bedpan gemaakt van stevig kunststof. Door de schuin aflopende voorzijde is de bedpan gemakkelijk onder de gebruiker te plaatsen. Inclusief handvat en los deksel. Afmeting 42 x 29,5 x 2 / 11,5 cm. Autoclaveerbaar. Kleur wit.

SU47173

€ 17,95

BIDET KUNSTSTOF

Een handig hulpmiddel voor het wassen van het onderlichaam. Het bidet past in de meeste toiletten. Niet te gebruiken in combinatie met een toiletverhoger.


PR50006

€ 12,95

EASYWIPE

De Easywipe is handig voor personen met een beperkte reikbaarheid. De Easywipe grijpt het toiletpapier stevig vast en verwijdert het door het indrukken van de knop aan de achterkant. Te gebruiken met toiletpapier of vochtige doekjes. Het opvouwbare model wordt geleverd met een opbergbox. Lengte 38 cm.



*lengte in box 22 cm



PR50562

PR50562

€ 75,95

PR50562-F opvouwbaar*

€ 84,95

URINAAL



PR50564



PR50565



PR50564-H



Handige urinalen voor zowel mannen als vrouwen. Inclusief maatvoering en voorzien van sluitdop. Te reinigen tot 80°C. Deze urinalen passen in urinaalhouder PR50566.

PR50564	man, melkwit	€ 6,95
PR50564-H	man, transparant	€ 6,95
PR50565	vrouw, melkwit	€ 6,95

URINAALHOUDER

Urinaalhouder gemaakt van geplastificeerd metaal. Eenvoudig aan het bed op te hangen.



PR50566	€ 12,95
----------------	---------

URSEC URINAAL MAN



Het lekvrije Ursec urinaal heeft een unieke terugloopbeveiliging zodat er geen vocht uitloopt als de urinaal omrolt. Eenvoudig in gebruik en goed zichtbaar vanwege het "Glow in the dark" handvat. Gemaakt van helder kunststof en inclusief maatvoering.

SU47295	urinaal	€ 83,95
SU47320	urinaalhouder	€ 13,95

URINAAL VOOR MANNEN



Deze melkwitte urinefles met blauwe dop heeft een handig handvat. Eenvoudig te legen. Niet autoclaveerbaar.

PR50558	€ 4,95
----------------	--------

URINEFLESBORSTEL



Handige borstel voor het reinigen van urinalen. Gevormd model. Lengte 45 cm. Diameter borstel 6 cm.

SU47350	€ 5,95
----------------	--------

COMFORT URINAAL MAN



Deze driehoekige urinaal kan zowel staand als liggend gebruikt worden. Ideaal voor bedlegerige personen. Voorzien van maatvoering en volledig afsluitbaar door de sluitdop. Te reinigen/steriliseren tot 121 °C.



DH8500	€ 5,95
---------------	--------

URINESCHUITJE VROUW



Een urineschuitje met afsluitdop voor vrouwen. Zowel zittend als liggend te gebruiken. Autoclaveerbaar.

PR50004	€ 44,95
----------------	---------

P-GUARD

De P-Guard voorkomt onhygiënische ongelukjes tijdens het zittend plassen bij mannen. Het kunststof bakje zorgt ervoor dat de urine terug de wc in loopt.



PR50341	€ 52,95
----------------	---------

ETAC MY-LOO TOILETVERHOGER VASTE MONTAGE

Etac My-Loo is een comfortabele toiletverhoger, vastgemonteerd op de plaats van de normale toiletbril. De verhoogde toiletbril en stabiele armsteunen maken het zitten en opstaan eenvoudiger. Bij weinig ruimte in de badkamer kan er ook gekozen worden om één of twee armsteunen te demonteren. Geschikt voor de meeste toilettypen. Inclusief bril en deksel. Verkrijgbaar in verschillende zithoogtes en met of zonder armsteunen. Voor extra comfort is er een zachte zitting los verkrijgbaar.



150 kg

ALM80301510	2 cm met armsteunen	€ 359,95
ALM80301511	6 cm met armsteunen	€ 359,95
ALM80301512	10 cm met armsteunen	€ 359,95
ALM80301513	6 cm	€ 234,95
ALM80301514	10 cm	€ 234,95
ALM80301604	zachte zitting	€ 116,95



etac[®]
Creating Possibilities

MY-LOO TOILETVERHOGER AFNEEMBAAR

De Etac My-Loo is een functionele en comfortabele toiletverhoger. De zachte lijnen en de grote opening maken de toiletverhoger geschikt voor de meeste gebruikers. Snel en gemakkelijk te installeren en eenvoudig schoon te maken. Verkrijgbaar in 2 hoogtes met of zonder deksel.



190 kg

ALM80301520	6 cm	€ 79,95
ALM80301521	10 cm	€ 79,95
ALM80301522	6 cm met deksel	€ 91,95
ALM80301523	10 cm met deksel	€ 91,95



etac[®]
Creating Possibilities

PRIMA LIFT

Een discrete manier om de bestaande toiletbril omhoog te brengen. De Prima Lift biedt een verhoging van 5 cm. Wordt geleverd met alle bevestigingen die nodig zijn om het artikel tussen de toiletspot en de bestaande toiletbril te bevestigen. Eenvoudig verstelbaar en past op een rond, ovaal en vierkant toilet. Gemakkelijk schoon te maken.



190 kg

PR50320	€ 89,95
---------	---------



ATLANTIS TOILETVERHOGER



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

Zachte
toiletzitting.



200 kg

Deze toiletverhoger van polypropyleen is duurzaam en sterk en wordt stevig vastgezet met twee verstelbare klemmen. Door de gladde afwerking is de toiletverhoger eenvoudig te reinigen. Autoclaveerbaar. Verkrijgbaar met of zonder deksel en in 5, 10 of 15 cm hoogte.

Voor extra comfort is er een zachte toiletzitting verkrijgbaar. Eenvoudig op de toiletverhoger te bevestigen met een kliksysteem.

PR50922	5 cm	€ 37,95
PR50924	10 cm	€ 39,95
PR50926	15 cm	€ 42,95
PR50922-L	5 cm met deksel	€ 49,95
PR50924-L	10 cm met deksel	€ 49,95
PR50926-L	15 cm met deksel	€ 53,95
PR50932-GR	zachte toiletzitting licht grijs	€ 39,95
PR50932-BL	zachte toiletzitting licht blauw	€ 39,95

ZACHTE TOILETZITTING

Zachte comfortabele zitting gemaakt van antibacterieel en schimmelwerend materiaal. Eenvoudig over de eigen toiletbril te plaatsen en blijft op zijn plaats d.m.v. een inkeping.



250 kg

PR50941 € 69,95

ZACHTE TOILETVERHOGER

Een zachte en comfortabele toiletverhoger, gevuld met schuimrubber en voorzien van een wasbare witte vinylhoes. Met klittenband te fixeren aan eigen toiletbril.



ATLANTIS
BATHROOMSOLUTIONS

PR50646	5 cm	€ 48,95
PR50647	10 cm	€ 61,95

TOILETVERHOGER COMPLEET

Deze toiletverhoger met deksel wordt bevestigd op de plaats van de normale toiletbril en kan op drie verschillende hoogtes ingesteld worden: 8 cm, 12 cm en 15 cm. De armleuningen bieden steun en zijn opklapbaar en te demonteren. Breedte 56 cm, zitbreedte 38 cm.



120 kg

PR50548 € 162,95

CONTACT PLUS TOILETVERHOGER

Deze zachte toiletverhoger van polyurethaan is hygiënisch en beschermt tegen bacteriën. Past op de meeste toiletputten zonder gereedschap. Inclusief uitsparing aan de voorzijde voor persoonlijke hygiëne.



185 kg

PR50001	11 cm	€ 89,95
PR50001-14	14 cm	€ 123,95

TOILETSTOEL

Deze stijlvolle toiletstoel heeft een waterafstotende, zachte en comfortabele bekleding. De ergonomische rugleuning en sterke armleuningen zorgen voor een goede ondersteuning. Verkrijgbaar in 2 modellen en 2 verschillende kleuren.

Afmetingen:

Vast model:

B 63 x H 85,5 cm.

Zithoogte 50 cm,

zitbreedte 56 cm.



180 kg

Verstelbaar model:

B 62,5 x H 82,5 - 87 cm.

Verstelbare hoogte

zitting 46 - 62 cm.

Zitbreedte 55,5 cm.



150 kg

PR50545	blauw verstelbaar	€ 177,95
PR50543	lichtgrijs verstelbaar	€ 177,95
PR50545-S	blauw vast	€ 139,95
PR50543-S	lichtgrijs vast	€ 139,95
PR50544	losse toiletemmer	€ 18,95



SWIFT COMMODE MULTIFUNCTIONEEL



etac
Creating Possibilities

In hoogte verstelbaar
van 42 - 57 cm.
Breedte zitting 54 cm.
Breedte tussen
armsteunen 45 cm.
Totale breedte 56 cm.

Een multifunctioneel drie-in-één product: kan ingezet worden als toiletstoel, douchestoel en vrijstaande toiletverhoger. Zeer comfortabel en wordt standaard met zit- en rugbekleding en toiletemmer geleverd. De toiletemmer heeft een goed afsluitende deksel welke automatisch sluit wanneer de toiletemmer wordt uitgenomen.



130 kg

ALM81702030

€ 342,95

TOILETSTOEL CLUB



Totale hoogte 83 cm.
Zithoogte 50 cm.
Gewicht 7 kg.

Deze toiletstoel Club heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding. Het frame is gemaakt van gecoat metaal en de zitting, rugleuning en armsteunen zijn bedekt met een waterafstotende zachte bekleding. De toiletemmer kan via de bovenkant geplaatst en verwijderd worden. Kleur blauw.



130 kg

HE320023

€ 129,95

TOILETSTOEL MOBIEL

Verrijdbare toiletstoel met afneembare en wegklapbare voetsteunen. Inclusief twee geremde wielen en een afdekplaat voor de zitting. De kleur van het frame is blauw. Het chromen frame kan als toiletstoel of toiletverhoger over het toilet gebruikt worden. De armsteunen zijn naar beneden te halen voor de transfer.



110 kg

PR50585

€ 184,95



TIMBERRY SCANDI TOILETSTOEL

Een strak, elegant, discreet en een doordacht ontworpen meubelstuk. Het toiletgedeelte is namelijk volledig aan het zicht onttrokken. De houten toiletstoel heeft strakke Scandinavische lijnen, stevige armsteunen en een zachte rugleuning. Het gestoffeerde zitkussen is scharnierend en door het naar achteren te schuiven komt het verborgen toiletgedeelte tevoorschijn. De toiletemmer met deksel staat in een uitneembare cassette, waardoor deze gemakkelijk schoon te maken is.

PR50322 beuk-blauw € 742,95

PR50323 beuk-groen € 742,95

PR50324 walnut-blauw € 742,95

PR50325 walnut-groen € 742,95



160 kg

ATLANTIS TOILETSTOELEN

Lichtgewicht toiletstoelen gemaakt van kwalitatief kunststof met een aluminium frame. Brede anti-slip zitting met centrale opening. Eenvoudig en zonder gereedschap te monteren. Geschikt voor oneffen vloeren doordat de poten op verschillende hoogtes instelbaar zijn. Wordt geleverd zonder toiletemmer. De toiletemmer is los verkrijgbaar en kan bevestigd worden onder de toiletstoel in de daarvoor bestemde houder. Zithoogte verstelbaar van 39 - 54 cm. Zitting 50 x 40 cm.

PR50958 € 92,95

PR50959 met armsteunen € 129,95

PR50960 compleet € 162,95

PR50961 emmer met deksel € 19,95



120 kg

TOILETFRAME

In hoogte verstelbaar aluminium frame met comfortabele arm-steunen. Dit lichtgewicht toiletframe is een vrijstaand model en plaatst u rondom het toilet. Biedt de gebruiker ondersteuning bij het opstaan. In hoogte verstelbaar van 66,5 - 76 cm.



125 kg



PR50305

€ 99,95



PRIMA HOEFIJZER TOILETFRAME

Dit toiletframe inclusief zitting in hoefijzervorm geeft extra steun bij het opstaan of gaan zitten op het toilet. Eenvoudig over het toilet te plaatsen en te gebruiken als vrijstaande toiletverhoger. Door de opening aan de voorzijde is de intieme zone beter bereikbaar.

PR50312 frame inclusief zitting € 191,95

PR50315 toiletemmer en houder € 74,95

In hoogte verstelbaar:
zitting 41 – 61 cm,
frame 61 – 81 cm.
In combinatie met
de toiletemmer en
houder ook te gebruiken
als toiletstoel.



190 kg



PRIMA ZUIGNAP

Een innovatieve zuignap om een douche- of toiletstoel aan de vloer vast te zetten. De zuignap wordt bevestigd aan de poten van het product en aan de vloer bevestigd zonder schade aan de vloer te veroorzaken. Veiliger in gebruik en vermindert het risico op verschuiven en omvallen. De Prima zuignap kan doppen van vrijwel alle ronde frames vervangen.

PR50321 € 119,95

Er worden drie verschillende
opzetstukken meegeleverd;
19 mm, 21 mm en 25 mm.
Plaatsen op een schoon en
droog oppervlak.



OPVOUWBARE TOILETSTEUN

Opvouwbaar en in hoogte verstelbare toiletsteun. Eenvoudig te plaatsen en op te bergen. Voorzien van een voetsteun zodat het frame stabiel blijft staan tijdens het opstaan en gaan zitten. Inclusief zachte armsteunen. Draagtas is los verkrijgbaar. Verstelbare hoogte 62 – 74 cm.

PR50303 € 209,95

PR50303-B draagtas € 59,95



ECO CARE OPKLAPBARE TOILETBEUGEL

**NORMBAU**

PASSION FOR CARE

Deze sterke toiletbeugel is gemaakt van roestvrijstaal en voorzien van een witte poedercoating. Eenvoudig omhoog te klappen, 22 cm vooruitspringend. Diameter buis 3,2 cm. RVS bevestigingsplaat (10 x 25 cm) inclusief rozetten voor verborgen bevestiging. Montageset en toiletrolhouder zijn los verkrijgbaar.



100 kg

NB1447060	60 cm	€ 244,95
NB1447070	72,5 cm	€ 259,95
NB1447080	85 cm	€ 279,95
NB1449210	toiletrolhouder	€ 21,95
NB1470440	montageset	€ 13,95

ATLANTIS OPKLAPBARE TOILETBEUGEL



Deze opklapbare toiletbeugel van gecoat staal biedt ondersteuning rondom het toilet. In opgeklapte stand vergrendelt de steun. De muurplaat wordt op 6 punten aan de muur bevestigd. Inclusief toiletrolhouder. Lengte 76 cm.



70 kg

**PR50070**

€ 67,95

OPKLAPBARE TOILETBEUGEL



Opklapbare toiletbeugel voor extra ondersteuning rondom het toilet. Verkrijgbaar in een gecoat stalen en RVS uitvoering. In opgeklapte stand vergrendelt de beugel. Diameter buis 3,2 cm. Montagemateriaal niet inbegrepen.



125 kg

PR50949-60	gecoat staal 60 cm	€ 84,95
PR50949-70	gecoat staal 70 cm	€ 91,95
PR50949-80	gecoat staal 80 cm	€ 102,95
PR50950-60	RVS 60 cm	€ 114,95
PR50950-70	RVS 70 cm	€ 126,95
PR50950-80	RVS 80 cm	€ 139,95

OPTIMAL TOILETARMLEUNING



Optimal is een elegante opvouwbaar steun. De poot zorgt voor stabiliteit en door de kleine muurbevestiging kunt u de leuning vlakbij het toilet monteren. Optimal is eenvoudig tegen de muur aan te vouwen en blijft opgevouwen tot u hem met de grijze hendel naar beneden laat. Afmeting: L 73,5 x H 80 cm.




150 kg

ALM80303006

€ 194,95

WANDBEUGEL RVS




Sterke wandbeugels gemaakt van gepolijst RVS.
Diameter bevestigingsrozetten 6,5 cm.
Diameter buis 3,2 cm.
Afstand van de muur 9,2 cm.
Montagemateriaal niet inbegrepen.



150 kg

PR50944-30	30 cm	€ 42,95
PR50944-45	45 cm	€ 47,95
PR50944-60	60 cm	€ 58,95
PR50947	135° gehoeft 30 x 30 cm	€ 58,95
PR50948-L	90° gehoeft 30 x 60 cm links	€ 73,95
PR50948-R	90° gehoeft 30 x 60 cm rechts	€ 73,95

WANDBEUGEL GECOAT STAAL



Sterke stalen wandbeugels voorzien van een witte poedercoating. Door de kunststof bevestigingsrozetten (diameter 6,5 cm) is er geen elektrisch contact mogelijk.
Diameter buis 3,2 cm.
Afstand van de muur 9,2 cm.
Montagemateriaal niet inbegrepen.



150 kg

PR50943-30	30 cm	€ 29,95
PR50943-45	45 cm	€ 32,95
PR50943-60	60 cm	€ 36,95
PR50945	135° gehoeft 30 x 30 cm	€ 39,95
PR50946-L	90° gehoeft 30 x 60 cm links	€ 53,95
PR50946-R	90° gehoeft 30 x 60 cm rechts	€ 53,95

WANDBEUGEL KUNSTSTOF

Voor extra steun in badkamer, hal, trappengat, keuken, etc. Gemaakt van sterk kunststof (PVC). Extra grip door geribbeld oppervlak.



- diameter buis 3,5 cm
- afstand van de muur 7 cm
- diameter afdekplaatje 8 cm

Inclusief montage materiaal.



100 kg

PR45712	25 cm	€ 13,95
PR45716	35 cm	€ 15,95
PR45718	40 cm	€ 16,95
PR45724	55 cm	€ 18,95



ECO CARE STEUNGREEP



NORMBAU
PASSION FOR CARE

Stevige RVS steungrepen voorzien van een witte poedercoating. De bevestigingsrozetten zijn voorzien van nylon voor een vlakke wand montage. Onzichtbare montage door ø 7 cm afdekrozetten. Diameter buis 3,2 cm. Inclusief montage materiaal.



175 kg

NB1453030	30 cm	€ 49,95
NB1453040	40 cm	€ 57,95
NB1453050	50 cm	€ 63,95
NB1453060	60 cm	€ 71,95

WANDBEUGEL PRIMA

Deze sterke wandbeugel is gemaakt van een uit één stuk gegoten kunststof, versterkt door een interne buis van aluminium.

Voorzien van zacht anti-slip materiaal voor een betere grip, ook als de handen nog vochtig zijn. Kleur wit. Exclusief montage materiaal.



160 kg

PR60288	30 cm	€ 26,95
PR60289	40 cm	€ 31,95
PR60290	45 cm	€ 34,95
PR60291	60 cm	€ 49,95
PR60292	33 cm gehoeft	€ 34,95
PR60293	40 cm gehoeft	€ 48,95



MOBELI® MOBIELE WANDBEUGELS

Geniaal, flexibel en veilig

Het gepatenteerde Mobeli® systeem van ROTH is een praktisch en overal toepasbaar hulpmiddel. De ideale en meest betrouwbare oplossing voor personen die niet mogen of willen boren!

Alle wandbeugels zijn vervaardigd van hoogwaardig materiaal en getest volgens de huidige ISO 17966: 2016 standaard voor medische hulpmiddelen. Ze hebben een zeer grote hechtcracht (doorsnede zuignap 120 mm) en zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar. Eenvoudig te bevestigen op een gladde, niet poreuze en vlakke ondergrond. De Mobeli® mobiele wandbeugels zijn eenvoudig uit elkaar te halen en mee te nemen.

De belastbaarheid wordt met maximaal gebruikersgewicht aangegeven. De mobiele wandbeugels zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de natuurlijke beweging. Ze zijn niet ontworpen om het volledige lichaamsgewicht te dragen. De Mobeli® wandbeugels worden geleverd met veiligheidsindicator die de hechtcracht meet en controleert. Een veilig gevoel!

Mobeli® werkt voortdurend aan de uitbreiding van het product-assortiment. Denk aan wandbeugels, mobiliteitshulpen, ondersteuningssystemen, badwandverkorters, badbeugels en accessoires.



MOBELI®

Werking van de Mobeli® veiligheidsindicator:



Maximale veiligheid



Attentie: De wandbeugel direct opnieuw vastmaken!

Wanneer de veiligheidsindicator in de hendel is verzonken, heeft de veiligheidsbeugel de optimale trekkracht bereikt en is de greep volledig belastbaar.

Als de veiligheidsindicator omhoog komt en het rode randje zichtbaar wordt, moeten de zuignappen ontkoppeld worden en opnieuw worden vastgezet.

STARTERSKIT


Deze starterskit is ideaal voor ergotherapeuten om de mogelijkheden en de hulpstukken van de Mobeli® wandbeugel te demonstreren.




PR45356

€ 199,95

MOBELI® WANDBEUGELS




MOBELI®



		maat A	maat B		prijs
PR45307	wandbeugel	110 mm	330 mm	105 kg	€ 126,95
PR45312	wandbeugel	210 mm	430 mm	100 kg	€ 134,95
PR45314	wandbeugel	350 mm	570 mm	95 kg	€ 159,95
PR45316	wandbeugel	650 mm	870 mm	95 kg	€ 179,95
PR45308	verstelbare wandbeugel	220 - 345 mm	440 - 565 mm	85 kg	€ 179,95
PR45309	verstelbare wandbeugel	340 - 465 mm	560 - 685 mm	85 kg	€ 204,95
PR45310	verstelbare wandbeugel	440 - 565 mm	660 - 785 mm	85 kg	€ 209,95
PR45311	verstelbare wandbeugel	665 - 790 mm	885 - 1010 mm	80 kg	€ 219,95
PR45315	wandbeugel chroomlook	350 mm	570 mm	95 kg	€ 229,95
PR45317	wandbeugel chroomlook	650 mm	870 mm	95 kg	€ 264,95

QUATTROPOWER STEUN


De QuattroPower biedt een stevige ondersteuning precies waar u die nodig heeft. Positioneer het QuattroPower systeem, haal de kiephendel over en klaar. Het QuattroPower ondersteuningsysteem met vier zuignappen is een speciale constructie en vermindert trek- en schuifkrachten.



MOBELI®

	maat		prijs
PR45328	565 mm	80 kg	€ 434,95
PR45329	met handgreep 565 mm	80 kg	€ 445,95

QUATTROPLUS MOBILITEITSHULP



De QuattroPlus is de variant met een hogere belasting door de vier zuignappen en kan aan de muur en in een hoek worden bevestigd. De geïntegreerde kruisverbindingen maken de QuattroPlus zeer flexibel. De QuattroPlus kan als horizontale trainingsstang worden gebruikt.

 150 kg	maat A	maat B	
PR45320	200 - 325 mm	360 - 485 mm	€ 339,95
PR45321	420 - 545 mm	280 - 625 mm	€ 347,95
PR45322	665 - 790 mm	580 - 705 mm	€ 358,95

QUATTROPOWER BADBEUGEL




Met het Quattro Power systeem voor de badwand stapt u veilig in en uit bad.



PR45324	maximale breedte 870 mm	€ 431,95
PR45326	maximale breedte 740 mm	€ 428,95

HANDRAIL MET VERSTELBARE HOEK



Deze mobiele wandbeugel is een unieke combinatie van een horizontale en verticale beugel in één. Dankzij de verstelbare hoek kan deze beugel in veel posities worden geplaatst en bijvoorbeeld gebruikt worden als hulpmiddel om uit het bad op te staan of als steun in de douchecabine. Grote actieradius en veelzijdig inzetbaar. Flexibel, kan eenvoudig omgezet worden naar een losse wandbeugel. Verkrijgbaar in een vaste en verstelbare versie.



PR45354	vast 350 mm	95 kg	€ 284,95
PR45342	vast 650 mm	95 kg	€ 318,95
PR45355	verstelbaar 340 - 465 mm	85 kg	€ 339,95
PR45343	verstelbaar 440 - 565 mm	85 kg	€ 337,95

SCHARNIEREN



Creëer extra flexibiliteit door scharnieren tussen de zuignap en de handgreep in te voegen

PR45338	hoekverbinding-scharnierset	€ 88,95
PR45337	hoekverbinding-scharnierset voor QuattroPlus	€ 104,95

MOBELI® WANDBEUGEL KINDERGREEP

Deze mobiele wandbeugel is ideaal voor kinderhandjes. De diameter van de handgreep is 26 mm in plaats van de gebruikelijke 35 mm.



PR45318	wandbeugel	170 mm	75 kg	€ 136,95
PR45319	wandbeugel	310 mm	75 kg	€ 159,95

QUATTROPOWER STEUN VOOR KINDEREN

QuattroPower biedt ondersteuning voor kinderen bij het toilet. De diameter van de beugel is 26 mm en daarom ideaal voor kinderhandjes. Maat 565 mm.




PR45328-kind		60 kg	€ 418,95
PR45329-kind	met handgreep	60 kg	€ 429,95

DOUCHEKOPHOUDER

De instelbare douchekophouder is verkrijgbaar als vast model of met zwenkarm.

PR45300	douchekophouder	€ 89,95
PR45349	douchekophouder met zwenkarm	€ 129,95

DOUCHEARM

De scharnierende douchearm met geïntegreerde rem is in iedere positie te plaatsen en zwenkt naar elke richting, afhankelijk van de montage. Het douchescherm voorkomt spatten en geeft privacy.

PR45352	zonder gordijn	L 72 cm	€ 299,95
PR45303	met gordijn	L 105 cm	€ 386,95

KIEPHENDELSTOP VEILIGHEIDSSLOT

Door dit veiligheids-slot is de mobiele wandbeugel niet van het oppervlak te verwijderen. Ideaal voor dementerende personen en kinderen. Ook ideaal voor beveiliging tegen diefstal in openbare ruimtes.



PR45341		€ 39,95
----------------	--	---------

ZELFKLEVENDE RVS PLATEN

Deze RVS platen zijn ideaal om te gebruiken bij tegels kleiner dan 14 cm of oppervlakken die niet poriëndicht zijn. Verkrijgbaar per stuk of per paar. Afmeting 145 x 145 mm.



PR45345	per stuk	€ 25,95
PR45346	per paar	€ 46,95

EASYRAIL TRANSFERBEUGEL

Transferhulp die onder het matras te schuiven is. Speciaal voor bedden met een bedombouw waar het matras invalt. Eenvoudig in en uit elkaar te halen. De dubbele uitvoering heeft aan beide zijden een handgreep en heeft een verstelbare lengte.



127 kg



PR60236	enkel:	H 47 x L 67 x B 45 cm	€ 189,95
PR60236TH	dubbel:	H 47 x L 97 - 157,5 x B 45 cm	€ 389,95


BEDPAPEGAAI

Met deze bedpapegaai op vloerstatief kunnen bedlegerige personen zichzelf eenvoudig optrekken of verplaatsen in bed. Inclusief verstelbare band en handgreep. Neerklapbaar en eenvoudig te monteren met twee schroeven. Gemaakt van epoxy gecoat staal.

Hoogte 179 cm.
Afmeting vloerstatief:
66,5 x 89 x 5 cm
Gewicht: 11,6 kg



130 kg



HE430915	€ 199,95
-----------------	----------

RUGGENSTEUN VERSTELBAAR



Deze poeder gecoate ruggensteun is verstelbaar in 6 schuine standen. Het frame is bekleed met een luchtdoorlatende nylon stof. Inclusief kussentje.

PR30230-NL	€ 72,95
-------------------	---------

DEKENBOOG

Deze metalen dekenboog met plastic coating voorkomt dat het gewicht van beddengoed op de benen of voeten rust.

De basis van de dekenboog schuift u onder de matras. Het beddengoed plaatst u over het frame. In hoogte verstelbaar van 46 - 69 cm.



PR60220	€ 59,95
----------------	---------

HOME BEDSTEUN



Deze beugel biedt ondersteuning aan personen die moeite hebben met het in en uit bed gaan. Geschikt voor boxsprings en bedden zonder bedombouw. In hoogte verstelbaar van 83 - 93 cm. Breedte 50,8 cm.



114 kg

PR60242	€ 81,95
----------------	---------

BEDTOUWLADDER



STANDER
BE INDEPENDENT

Stevige bedtouwladder van duurzaam nylon met ergonomische handgrepen van anti-slip materiaal. Biedt een helpende hand om tot een zittende positie te komen in bed. In lengte verstelbaar van 122 tot 213 cm.

PR60229	€ 34,95
----------------	---------

VERSTELBAAR BEDHEK



Dit verstelbare bedhek is gemakkelijk in lengte uit te schuiven, ook vanuit bed. Te gebruiken als handgreep en als bedhek ter voorkoming van valpartijen. Eenvoudig naar beneden te klappen. Inclusief veiligheidsriem ter bevestiging. Breedtes verstelbaar 66 cm, 86 cm en 107 cm.



PR60231

€ 199,95

BEDSTEUN ADVANTAGE



De handigste, opklapbare lichtgewicht bedsteun op de markt! Eenvoudig zonder gereedschap te bevestigen en handig mee te nemen. Ideaal voor transfers in en uit bed. Past op alle bedtypes en de handige opberghoes houdt uw spullen dichtbij. Inclusief veiligheidsriem ter bevestiging.



PR60233

€ 124,95

BEDSTEUN ECONORAIL



Deze lichtgewicht bedsteun is vergelijkbaar met de Advantage. De Econorail is eenvoudig te monteren en demonteren. Handig om mee te nemen op reis.



PR60226

€ 109,95

BEDSTEUN MOBILITY



Bedhek met zwenkbare handgreep om eenvoudig in en uit bed te komen. Zowel de poten van het bedhek als de handgreep zijn in hoogte verstelbaar. Inclusief handige opberghoes met 4 vakken. Geschikt voor boxsprings en bedden zonder bedombouw. Breedte 45 cm.



PR60227

€ 179,95

PT BED CANE



Ondersteunt bij transfers in en uit bed. Inclusief organizer. Bevestiging met veiligheidsstrip. Geschikt voor alle bedtypes. Past op matrassen met een dikte van 25 tot 43 cm. Verstelbare hoogte vanaf matrasbodem: 48 tot 64 cm. Breedte handgreep: 16,5 cm.



PR60187

€ 152,95

BEDLEESTAFEL

Deze verrijdbare bedleestafel heeft een kantelbaar (60 x 40 cm) en een vast blad (20 x 40 cm). Het kantelbaar blad heeft een rand aan de voor- en achterzijde en kantelt naar beide zijden in elke gewenste leeshoek. In hoogte verstelbaar van 71,5 - 117 cm.



PR60171-P

€ 149,95

BEDLEESTAFEL

Eenvoudige bedleestafel met houten werkblad dat in verschillende posities ingesteld kan worden. Voorzien van een rand om te voorkomen dat spullen wegglijden. Inclusief geremde zwenkwielletjes. In hoogte verstelbaar van 65 - 98 cm. Afmeting werkblad: B 60 x L 40 cm.



PR60196

€ 149,95

BED- EN STOELVERHOOGERS

Ter verhoging van stoel of bed om gemakkelijk tot zit te komen en op te staan. Verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 en 14 cm. Sterk en stabiel. Gemaakt van sterk polypropyleen.



130 kg



4 stuks

PR60707-L

PR60707-S

PR60706-S hoogte 9 cm € 29,95

PR60706-L hoogte 14 cm € 29,95

BEDLEESTAFEL LUXE



Kwalitatief hoogwaardige bedleestafel. Het werkblad (40 x 60 cm) heeft 6 kantelbare posities en is belastbaar tot 10 kg. Het frame is kantelbaar in 3 posities. Plateau (40 x 20 cm) is optioneel. In hoogte verstelbaar van 64 - 100 cm.

HE421400	wit	€ 174,95
HE421414	walnoten	€ 174,95
HE421700	plateau, wit	€ 62,95
HE421714	plateau, walnoten	€ 62,95

BAMBOO BED- EN STOELVERHOOGERS

Stijlvolle verhogers van Bamboe materiaal. Meubilair is snel en eenvoudig in hoogte te verstellen. Waterafstotend en slijtvast door de transparante laklaag. Verkrijgbaar in 2 hoogtes: 9 cm en 14 cm. In het model van 9 cm zitten 3 verschillende openingen zodat er poten van verschillende breedtes in passen. De verhoger van 14 cm heeft een bredere onderkant.



4 stuks

PR60707-4 hoogte 9 cm € 79,95

PR60707-6 hoogte 14 cm € 129,95

OLIFANT POTEN BED- EN STOELVERHOOGERS

Sterke verhogers die eenvoudig te plaatsen zijn ter verhoging van stoel of bed. Extra brede bovenkant (diameter 9 cm). Gemaakt van hard, grijs plastic. Sterk en stabiel.



4 stuks

PR60700 hoogte 9 cm € 46,95

PR60740 hoogte 14 cm € 51,95

WARMTEDEKEN

Deze wasbare warmte-deken geeft een comfortabele warmte af. Gemaakt van extra dun en geweven materiaal. 3 temperaturniveaus. Automatische uitschakeling na 3 uur. Eenvoudige bevestiging aan het matras door 4 elastische banden.

Aanbevolen voorverwarming: 20 minuten.
Afmeting: 150 x 80 cm. 60 Watt.



SGL4653

€ 52,95



WARMTEDEKEN MET 3 WARMTEZONES

Deze wasbare warmte-deken heeft 3 comfortabele warmtezones die qua temperatuur van schouder tot voeten oplopen. Gemaakt van extra dun en geweven materiaal. 3 temperaturniveaus. Automatische uitschakeling na 2 uur.

Aanbevolen voorverwarming: 30 minuten.
Inclusief dubbele beveiliging tegen oververhitting.

Afmeting: 150 x 80 cm. 100 Watt.



SGL4652

€ 92,95



SCHOUDE- EN NEKWARMTEKUSSEN



Warmtekussen gevuld met fijne glaspereels die het lichaamscontact maximaliseren. Warmte tot hoog in de nek. 4 temperaturniveaus. Handige magneetsluiting. 100 Watt.



SGL4689

€ 88,95

SCHOUDE- EN NEKWARMTEKUSSEN XL



Comfortabel, zacht warmtekussen met extra groot warmteoppervlak. Bedekt de rug, schouders en hoog in de nek. 4 temperaturniveaus. Handige magneetsluiting. 100 Watt.



SGL4688

€ 99,95

VERZWAARDE DEKENS



Het gewicht van een verzwaarde deken geeft een zachte druk op het lichaam, vergelijkbaar met lichamelijk contact en een knuffel. Hierdoor worden gevoelens van rust en ontspanning ervaren. De diepe druk van de verzwaarde deken vermindert het aantal prikkels die het lichaam ervaart en geeft een kalmerend en geborgen effect. Ideaal voor volwassenen en kinderen met slaapproblemen, angst- en/of gedragsstoornissen en concentratieproblemen. Daarnaast kan een verzwaarde deken wat tegendruk geven bij zeer bewegelijke personen.

Het effect van de verzwaarde deken kan overdag ook in de vorm van een kraag of vest worden ervaren. Een verzwaarde kraag kan de spanning in schouders en nek verlichten.

**Verkrijgbaar in 2 materialen:**

Katoen: 65% polyester en 35% katoen. Kleur beige.

PU: 45% PE / 55% PU. Kleur grijs.

Dit materiaal is ondoordringbaar, ademend, bi-elastisch, anti-huistofmijt, schimmelwerend en brandvertragend.

Vulling: Gepolijste glasparels - grootte 0.8-1 mm. Vervaardigd uit gerecycleerd glas.

Andere maten en gewichten op aanvraag verkrijgbaar.



FI11904	deken 70 x 120 katoen 4 kg	€ 112,95
FI11906	deken 70 x 120 katoen 6 kg	€ 124,95
FI21904	deken 70 x 120 PU 4 kg	€ 179,95
FI21906	deken 70 x 120 PU 6 kg	€ 189,95
FI12904	deken 140 x 200 katoen 4 kg	€ 211,95
FI12906	deken 140 x 200 katoen 6 kg	€ 219,95
FI22904	deken 140 x 200 PU 4 kg	€ 334,95
FI22906	deken 140 x 200 PU 6 kg	€ 344,95
FI13310	kraag junior 25 x 25 katoen 1 kg	€ 54,95
FI13323	kraag volwassenen 38 x 38 katoen 2,3 kg	€ 65,95

FI13908	vest junior maat 128 katoen	€ 284,95
FI13910	vest junior maat 140 katoen	€ 294,95
FI13912	vest junior maat 155 katoen	€ 308,95



IMMEDIA SATINSHEET SYSTEEM


De Immedia glijlakens bieden voor elke fase een oplossing, van zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning. De glijlakens blijven in bed liggen waardoor extra fysieke belasting voor de zorgverlener wordt voorkomen en het meer comfort biedt voor de cliënt.



immedia
by Etac



Fase 1: Cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed. SatinSheet Basislakens



Basislaken Midi Corner



Basislaken Maxi Corner



Basislaken Maxi Fit

ALMIM4157S	Midi Corner	85 x 200 cm	glijoppervlak: 65 x 140 cm	€ 124,95
ALMIM4107S	Maxi Corner	85 x 200 cm	glijoppervlak: 65 x 200 cm	€ 143,95
ALMIM4112S	Maxi Fit	90 x 200 cm	glijoppervlak: 65 x 140 cm	€ 161,95

Fase 2: Zorgverlener of mantelzorger helpt cliënt.

De cliënt kan in alle richtingen verplaatst worden.



SET



SET EXTRA



SET INCO

ALMIM4231SRCNL	SatinSheet SET 1x basislaken + 1x 4D treklaken	€ 334,95
ALMIM4237S	SatinSheet SET EXTRA 1x basislaken + 2x 4D treklaken	€ 531,95
ALMIM4240S	SatinSheet SET INCO 1x Basislaken + 1x 4D INCO treklaken	€ 375,95

Fase 3: Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners

Kies voor het complete in-bed systeem **4WayGlide**.

Een compleet in-bed systeem voor het draaien en positioneren van (zwaarlijvige) cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. De 4WayGlide bestaat uit twee delen: een Glide Matrass (treklaken) en een NylonSheet (basislaken) met blokkeermechanisme voor gecontroleerde verplaatsing in alle richtingen.



ALMIM4309	4WayGlide set	€ 531,95
------------------	---------------	----------

Zie ook de Immedia Keuzehulp op de website van Able2


PROTECT-A-BED EN ALLERZIP® MATRASBESCHERMERS



De Protect-a-Bed matrasbeschermer beschermt uw matras tegen transpiratie en urine en voorkomt de groei van bacteriën en huisstofmijt.

De AllerZip® matrasbeschermer gaat om het gehele matras en sluit af met een rits. Biedt een effectieve bescherming bij problemen zoals allergieën, astma en eczeem.

- 100% katoenen bovenlaag
- waterdicht, maar toch ademend
- super absorberend
- ultra-dun
- stretchbaar



Protect-a-Bed		
PR52171	90 x 200 cm	€ 49,50
PR52173	150 x 200 cm	€ 69,95
PR52174	180 x 200 cm	€ 84,95
PR52175	kussensloop 2 stuks 50 x 75 cm	€ 44,95

AllerZip®		
PR52183	90 x 200 cm	€ 113,95
PR52186	150 x 200 cm	€ 169,95
PR52187	180 x 200 cm	€ 189,95
PR52189	kussensloop 2 stuks 50 x 75 cm	€ 121,95

MOLTON INCONTINENTIELAKEN



Hypoallergeen molton bedlaken met waterdichte onderzijde. Bovenzijde gemaakt van aangenaam zacht katoen en onderzijde van waterdicht PVC. Bloed-, water- en urinebestendig.



RE04908765	50 x 90 cm	€ 18,95
RE04908771	70 x 100 cm	€ 21,95
RE04908788	90 x 150 cm	€ 37,95

BADSTOF INCONTINENTIELAKEN



Waterdicht incontinentielaken. Bovenzijde gemaakt van badstof en een waterdichte urinebestendige PVC onderzijde.



RE04908831	50 x 90 cm	€ 17,95
RE04908848	70 x 100 cm	€ 22,95
RE04908989	90 x 150 cm	€ 39,95



Incontinentieproducten

Able²
EXCLUSIVE

VIDA WATERDICHTE BESCHERMING VOOR IN BED

Duurzame waterdichte PVC bescherming voor in bed. Beschermt het matras, dekbed of hoofdkussen tegen transpiratie, vocht, vlekken en urine. De matrasbeschermers zijn als een hoelaken om het matras te stoppen. De dekbed- en hoofdkussenbeschermers zijn slopen zodat uw bedden-goed volledig wordt beschermd. Het materiaal is behandeld met een antibacterieel en anti-schimmelmiddel en is brandvertragend en latexvrij.



PR52161	eenpersoonsmatras	95 x 200 x 23 cm	€ 18,95
PR52162	tweepersoonsmatras	140 x 200 x 23 cm	€ 26,95
PR52163	dekbed	140 x 200 cm	€ 24,95
PR52164	hoofdkussen	50 x 74 cm	€ 6,95



VIDA MATRASBESCHERMERS

De Vida wasbare en herbruikbare matrasbeschermers beschermen uw matras tegen vocht en andere vloeistoffen. De bovenlaag is gemaakt van speciaal materiaal dat vocht snel opneemt en hierdoor droog en comfortabel aan blijft voelen. Door de waterafstotende onderlaag van polyurethaan kan er geen vocht doordringen naar het matras. Verkrijgbaar met of zonder instopstroken, in 2 verschillende maten en 2 verschillende absorptievermogens. Kleur roze.



PR52251	70 x 90 cm	absorptie max. 2 ltr	€ 31,95
PR52251-T	70 x 90 cm met instopstroken	absorptie max. 2 ltr	€ 37,95
PR52252	70 x 90 cm	absorptie max. 3 ltr	€ 37,95
PR52252-T	70 x 90 cm met instopstroken	absorptie max. 3 ltr	€ 41,95
PR52253-T	90 x 90 cm met instopstroken	absorptie max. 2 ltr	€ 44,95
PR52254-T	90 x 90 cm met instopstroken	absorptie max. 3 ltr	€ 49,95



Matras-
beschermer
met instopstroken.

VIDA STOELBESCHERMERS

De Vida wasbare en herbruikbare stoelbeschermers beschermen uw stoel tegen vocht en andere vloeistoffen. De bovenlaag is van speciaal materiaal dat vocht snel opneemt en hierdoor droog en comfortabel aan blijft voelen. Door de waterafstotende onderlaag van polyurethaan kan er geen vocht doordringen naar de stoel. Afmeting 50 x 60 cm. Absorptievermogen 1 liter. Verkrijgbaar in 4 kleuren.



PR52250-PK	roze	€ 16,95	PR52250-BL	blauw	€ 16,95
PR52250-WN	rood	€ 16,95	PR52250-BR	bruin	€ 16,95



NEW BEDDING® DISPOSABLE HOESLAKENS



Ultrazachte disposable hoeslakens voorzien van meerdere afneembare lagen, gemaakt van natuurlijke viscose- en bamboevezels. Wanneer het bed verschoond dient te worden kan één laag eenvoudig van het hoeslaken worden afgescheurd zonder het totale hoeslaken te wisselen. Dit bespaart tijd en de belasting is minimaal voor zowel zorgverlener als gebruiker.

Elke laag van het hoeslaken bestaat uit een zachte 'ademende' bovenlaag en een waterdichte onderlaag. Hierdoor dringen lichaamsvloeistoffen en uitscheiding niet door naar een onderliggende laag of naar het matras. Dit vermindert de kans op infecties.



Ideaal om te gebruiken bij lekkage van incontinentiemateriaal of bedlegerige personen die zo min mogelijk belast moeten worden of personen waarbij het wisselen van het hoeslaken veel inspanning vergt.

DH2000	200 x 90 x 25 cm	standaard bed	3 lagen	€ 23,95
DH2010	200 x 90 x 25 cm	standaard bed	5 lagen	€ 31,95
DH2020	130 x 70 x 15 cm	kinderbed	5 lagen	€ 28,95
DH2030	200 x 140 x 25 cm	groot bed	5 lagen	€ 42,95

Verkrijgbaar voor een eenpersoonsbed, een kinderbed of een groot bed.

MYBEDMAKER BEDOPMAAKHULP



De MyBedMaker is een innovatieve oplossing voor het eenvoudig vervangen van uw dekbedovertrek. Plaats de MyBedMaker steunen aan het hoofdeinde onder het matras. Steek de hoeken van het dekbed in de overtrek en plaats deze hoeken in de steunen. De MyBedMaker houdt het geheel voor u vast. Vervolgens kunt u eenvoudig het overtrek over het dekbed trekken.



DB1000

€ 34,95

HARLEY HOOFDKUSSENS

Met een Harley hoofdkussen neemt u een ontspannen slaaphouding aan. Wanneer het hoofd goed ligt, zullen ook de nek en rug ontspannen. Harley hoofdkussens zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: Harley Original en Harley Designer.

Harley Original:

- gegoten polyurethaan schuim voor extra ondersteuning
- anatomisch gevormd
- optimale ventilatie
- ongeëvenaard comfort

Harley Designer:

- gegoten visco-elastisch schuim voor betere drukverdeling
- anatomisch gevormd
- optimale ventilatie
- ongeëvenaard comfort
- drukverlagend

Beide uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar als reiskussen. Klein dus makkelijk mee te nemen met de bijgeleverde draagtas. 2 jaar garantie.

SP14000	original Standaard	45 x 32 x 13 cm	€ 49,95
SP14006	original Plus	51 x 36 x 13 cm	€ 57,95
SP14056	original Lo-Line	45 x 32 x 10 cm	€ 48,95
SP14280	original Lo-Line Plus	51 x 36 x 10 cm	€ 58,95
SP14059	designer Standaard	43 x 32 x 13 cm	€ 85,95
SP14003	designer Plus	51 x 36 x 13 cm	€ 89,95
SP14077	designer Lo-Line	45 x 32 x 10 cm	€ 76,95
SP14281	designer Lo-Line Plus	51 x 36 x 10 cm	€ 91,95
SP14079	original reiskussen		€ 71,95
SP14080	designer reiskussen		€ 72,95
SP14002	losse hoes Standaard kussen		€ 13,95
SP14033	losse hoes Plus kussen		€ 14,95
SP14135	losse hoes Lo-Line kussen		€ 13,95
SP14318	losse hoes Lo-Line Plus kussen		€ 13,95

Harley



Lo-Line



Standaard



Reiskussen

MEDIZON HOOFDKUSSEN - ANTI EPILEPSIE

Dit speciale kussen is dooradembaar en zeer geschikt voor personen met epilepsie en andere specifieke doelgroepen. Ook geschikt voor personen met overmatige transpiratie. De vulling bestaat uit CMHR polyschuimstaafjes. Inclusief een vaste katoenen hoes. Om de werking van het hoofdkussen te behouden, wordt het gebruik van een normale kussensloop afgeraden. Afmeting: 60 x 70 cm.



JANTJE

Handig kussentje om te gebruiken voor positionering in zowel bed als stoel. Het kussentje is gevuld met CMHR polyschuimstaafjes en is zacht, ventilerend en drukverdelend. Inclusief incontinentiehoes met rits. Zeer geschikt voor de zorgsector. Het kussentje is wasbaar op 90 °C, de losse incontinentiehoes op 60 °C. Afmeting: 35 x 40 cm.



ST610

€ 79,95



ST620A

€ 44,95

THERALINE HOEFIJZERKUSSENS

Het Theraline hoefijzerkussen, ook wel voedingskussen genoemd, is geschikt voor multifunctioneel gebruik, bijvoorbeeld voor ontspanning, positionering en borstvoeding. De vulling bestaat uit EPS microparels en voelen aan als fijn zand. Het kussen is hypo-allergeen, bevat geen toxische stoffen en is goed te vormen.

Het hoefijzerkussen is navulbaar dus duurzaam in gebruik. Het hoefijzerkussen wordt geleverd zonder hoes. De hoezen zijn in verschillende kleuren en motieven verkrijgbaar. Naast de bestaande hoezen van bijzonder zacht, hoogwaardig katoen zijn nu ook aangename jersey hoezen verkrijgbaar.



TH00020	hoefijzerkussen	€ 72,95
TH00105	hoes wolkenwit	€ 39,95
TH00200	hoes inco	€ 59,95
TH00205	hoes ezel blauw-wit	€ 42,95
TH00210	hoes ezel geel-wit	€ 42,95
TH00225	hoes retrobloem rood	€ 34,95
TH00230	hoes jersey lila	€ 34,95
TH00240	hoes jersey cappuccino	€ 39,95
TH00255	hoes jersey ivoor	€ 39,95
TH00275	hoes sterrenlucht wit	€ 34,95
TH00280	hoes kruisjes	€ 34,95




HARLEY BEENGOOT



Comfortabele en ondersteunende beengoot. Het Original kussen is gemaakt van hoogwaardig polyurethaan schuim en het Designer kussen heeft een extra visco-elastische toplaag. Inclusief stretchbare, waterdichte hoes. Lengte 61 cm.

SP54133	designer	€ 119,95
SP54134	original	€ 99,95

HARLEY ABDUCTIEKUSSEN



Abductiekussen gemaakt van hoogwaardig polyurethaan schuim voor een optimale ondersteuning. Geschikt voor gebruik na heupoperaties. Inclusief stretchbare waterdichte hoes. Afmeting: L 55 x H 15 x B 10 > 49 cm.

SP54148	€ 149,95
----------------	----------

HARLEY T-ROL



Gevormd kussen voor het positioneren en stabiliseren van de onderbenen en ter ondersteuning van de heupabductie. Hoogwaardig polyurethaan schuim. Inclusief stretchbare waterdichte hoes. Afmeting: B 68 x H 42 cm.

SP54251	€ 169,95
----------------	----------

Harley

Positioneringskussens

**Able2
EXCLUSIVE****HARLEY BED RELAXER**

Ondersteuning terwijl u zit of slaapt in bed. Op twee manieren te gebruiken: om te lezen of voor personen die niet horizontaal kunnen slapen. Kan geplaatst worden onder een normaal kussen. Inclusief wasbare hoes gemaakt van katoen/ fleece. Afm: L 56 x B 45 x H 19 > 3 cm.

SP14027	€ 78,95
SP14099 losse hoes	€ 39,95

HARLEY BATWING KUSSEN

Speciaal gevormd kussen met drie lagen. Het lumbale gedeelte biedt de ideale rugondersteuning en de zijanten bieden zijdelingse steun. In bed of favoriete stoel te gebruiken. Exclusief hoes.

SP14213	€ 45,95
SP14214 losse hoes	€ 28,95

HARLEY V-KUSSEN

Zeer comfortabel kussen met uitstekende ondersteuning voor de schouders en nek. Zowel zittend als liggend te gebruiken. Exclusief hoes.

SP14222	€ 36,95
SP14223 losse hoes	€ 21,95

HARLEY LEG RAISER

Ergonomisch gevormd kussen ter ondersteuning van de achterkant van de knie en hiel. Stimuleert de bloedcirculatie en vermindert de druk van de onderrug. Inclusief wasbare hoes gemaakt van katoen/ fleece. Afmeting: L 63 x B 45 x H 18 > 13 cm.

SP14028	€ 99,95
SP14125 losse hoes	€ 42,95

HARLEY MATRASTILTER

Plaats de matrastilter onder het bestaande matras om het met 12 cm te verhogen. Vermindert de symptomen van oedeem, spataderen en lage rugpijn. Ook aan het hoofdeind te gebruiken. Inclusief wasbare hoes van katoen/fleece. Kleur crème.

SP14030 45 x 63 x 13 cm	€ 64,95
SP14098 losse hoes	€ 34,95

HARLEY KNIE SUPPORT

Neemt de druk weg van de lage rug en de heupen waardoor de wervelkolom zijn natuurlijke vorm aanneemt. Inclusief wasbare hoes met klittenbandsluiting van katoen/fleece. Afmeting: 26 x 26 cm.

SP14029 original	€ 41,95
SP14250 designer	€ 53,95
SP14126 losse hoes	€ 24,95

SLIPLIFT



De Sliplift is een handig hulpmiddel om uw slip aan en uit te trekken. Geschikt voor personen die moeilijk hun voeten kunnen bereiken, zoals bij heup- of rugproblemen, obesitas en artrose. Ook een handig hulpmiddel voor zwangere vrouwen.

AL71433

€ 58,95

AANKLEEDSTOK




Deze lichtgewicht aankleedstok met geplastificeerde duw- en trekhaak helpt u bij het aan- en uittrekken van shirts, jasjes, broeken en sokken. Ideaal voor personen met een beperkte mobiliteit.

PR55030-27

69 cm

€ 9,95

GOOD GRIPS KNOPENHAAK



De knopenhaak maakt uw knopen eenvoudig vast. Het verdikte handvat is gemaakt van rubberachtig materiaal en heeft flexibele ribbels die comfortabel zijn voor elke greep.

PR55020

€ 19,95

RITSRING OPENER/SLUITER



Ijzeren ring voor de ritssluiting waardoor u meer grip heeft. Ideaal voor personen met reuma, beperkte handvaardigheid of een slecht knijpvermogen.

 3 stuks

PR55049

€ 5,95

RITSRING OPENER/SLUITER



Plastic ring voor aan de ritssluiting zodat u eenvoudig uw rits kunt openen en sluiten. Diameter 2,5 cm. Kleur zwart.

 6 stuks

PR55021

€ 14,95

KNOPENHAAK



Handig hulpmiddel om knopen vast te maken en ritsen te openen/sluiten. Voorzien van een roestvrijstalen haak aan de ene zijde en een C-vormige haak aan de andere zijde.

PR55050

€ 7,95

EASY PULL SOKAANTREKKER



De Easy Pull sokaantrekker heeft een flexibele kern waardoor deze zich goed naar uw voet vormt. De lange lussen aan het eind van de sterke bandjes (81 cm) zijn ideaal voor personen met weinig grip. De voering is van nylon dus uw voet glijdt er gemakkelijk in. De buitenkant is van badstof waardoor de sok of kous goed blijft zitten.

PR55005 € 17,95

SOKAANTREKKER



De unieke vorm van de flexibele sokaantrekker houdt de sok op de sokaantrekker tot de sok over de voet getrokken is. Gebruik van twee handen vereist.

PR55319 € 6,95

PANTYAANTREKKER



De pantyaantrekker is identiek aan de sokaantrekker, maar heeft twee muilen. De lange aantrekbanden kunnen op maat geknipt worden.

PR55320 € 16,95

SOKAANTREKKER MET TELESCOPISCHE HENDELS



Ideaal hulpmiddel voor het aantrekken van sokken en kousen waardoor bukken onnodig is. De sokaantrekker heeft telescopische hendels. De unieke vorm van het flexibele gedeelte houdt de sok op de sokaantrekker tot de sok over de voet getrokken is. Hendels verstelbaar van 39 - 58,5 cm.

PR55318 € 19,95

AANTREKHULP STEUNKOUSEN



Deze aantrekhulp maakt het gemakkelijk om uw steunkousen aan te trekken. Plaats de kous over de middensteun, steek de tenen erin en trek de kous in één beweging op. Gemaakt van staal met een gladde plastic afwerking.

PR55321 € 63,95

SOCK-ASSIST



Hulpmiddel om eenvoudig sokken, kousen en licht elastische kousen aan te trekken. Met de Sock-Assist trekt u de sok op tot op de kuit in plaats van tot aan de enkels. Door het vlakke oppervlak rolt de Sock-Assist niet weg. Plakt niet aan de huid. Voorzien van twee touwen met handvat. De lengte (61 cm) kan op maat worden afgeknipt. Geschikt voor brede voeten.

PR55024 € 30,95

KRULVETERS



Door de elastische krulveters kunnen schoenen aan- en uitgetrokken worden zonder te strikken en blijft de schoen goed zitten. De krulveters kunnen losser of vaster gemaakt worden. Past door maximaal acht paar vetergaten.



PR55001	zwart	€ 7,95
PR55002	bruin	€ 7,95
PR55003	wit	€ 7,95
PR55004	blauw	€ 7,95

ELASTISCHE SCHOENVETERS



Deze elastische schoenveters zorgen ervoor dat een strikshoer een instapper wordt. Door de elasticiteit kunnen schoenen aan- en uitgetrokken worden zonder te strikken. Lengte 61 cm.



PR55000	zwart	€ 6,95
PR55022	bruin	€ 6,95
PR55023	wit	€ 6,95

RVS SCHOENLEPEL



Hoogwaardige stalen schoenlepel. Zorgt ervoor dat u uw schoenen gemakkelijk aan kunt trekken. In verschillende kleuren en 2 lengtes verkrijgbaar.

PR55053	31 cm zilvergrijs	€ 5,95
PR55053-BL	31 cm blauw	€ 5,95
PR55053-RD	31 cm bordeaux	€ 5,95
PR55053-WI	31 cm wit	€ 5,95
PR55054	58 cm zwart	€ 8,95
PR55054-GR	58 cm grijs	€ 8,95
PR55054-WI	58 cm wit	€ 8,95

SCHOENLEPEL MET VEER



Luxe, metalen schoenlepel waarbij net boven de lepel een veer zit waardoor de schoenlepel buigt en makkelijk achter de hiel te plaatsen is. Comfortabel handvat. Inclusief ophanghaak. Lengte 59,5 cm.

PR55051	€ 16,95
----------------	---------

GOOD GRIPS SCHOENLEPEL



Stevige stalen schoenlepel. Het handvat is gemaakt van latexvrij rubberachtig materiaal voor een goede grip. Ideaal voor personen met verminderde spierkracht en mobiliteitsproblemen. In 2 lengtes verkrijgbaar.

PR55010	46 cm	€ 28,95
PR55011	61 cm	€ 31,95

KUNSTSTOF SCHOENLEPEL



Schoenlepel met gebogen handvat voor een comfortabele grip. De haak kan gebruikt worden om sokken op te trekken. Lengte: 41 cm.

PR55028	€ 4,95
----------------	--------

QUICKSHOELACES

De snelste & meest praktische manier om uw veters te strikken

Schoenen met veters zijn niet voor iedereen ideaal. Om ze te strikken heeft u beide handen nodig, wat het voor sommige personen erg moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. Quickshoelaces zijn de oplossing!

Quickshoelaces zijn elastische veters met een ring die u van boven naar beneden door de gaatjes van uw schoen steekt. Vervolgens knipt u de veter af op de gewenste lengte. De veter heeft een universele lengte van 1,2 m en past in alle veterschoenen. Clip de veter met één hand vast aan de metalen knopjes die u in de bovenste vetergaatjes van uw schoen bevestigt - en klaar. De veters zijn door iedereen te dragen: kinderen, personen met beperkingen, blinden en/of slechtzienden en ouderen. Geschikt voor éénhandig gebruik. Verkrijgbaar in drie collecties en in allerlei verschillende kleuren.



 2 stuks

Casual: € 19,95



Prestige: € 24,95



Neon: € 19,95

Casual collectie met metalen knopjes

QS1000	rood
QS1010	blauw
QS1020	bruin
QS1030	crème
QS1040	grijs
QS1050	donkerblauw
QS1060	zwart
QS1070	paars
QS1080	turquoise
QS1090	violet
QS1100	wit
QS1110	geel
QS1120	goud
QS1130	brons
QS1140	zilver

Prestige collectie met goud vergulde knopjes

QS3000	goud
QS3010	donkerblauw
QS3020	zwart
QS3030	paars
QS3040	wit
QS3050	turquoise
QS3060	violet
QS3070	neon roze
QS3080	brons
QS3090	zilver

Neon collectie met metalen knopjes

QS2000	neon groen
QS2010	neon oranje
QS2020	neon roze
QS2030	neon geel
QS2040	neon rainbow



SPEELKAARTEN GROOT LOGO

Speelkaarten met extra grote opdruk. Bijzonder geschikt voor personen met een visuele beperking.



PR70004

PR70008

PR70004	normaal formaat	€ 4,95
PR70008	extra groot 10 x 15 cm	€ 16,95

KAARTENHOUDER



Eenvoudige kunststof kaartenhouder voor speelkaarten. Afmeting: L 25 x B 5 x H 6,5 cm.

PR70007	€ 15,95
---------	---------

SENSEWORKS SPEELKAARTEN

Normaal formaat speelkaarten met grote cijfers en letters. Type Jumbo is voorzien van afbeeldingen, type extra visible heeft geen afbeeldingen. Twee sets van 52 kaarten en 2 jokers.



WV750500



WV750502



2 stuks

WV750500	jumbo	€ 9,95
WV750502	extra visible	€ 9,95

KAARTENHOUDER



4 stuks

Driehoekige kaartenhouder voor het gemakkelijk vasthouden van speelkaarten. De kaarten klemmen tussen 2 plastic schijven die bijeengehouden worden door een veer. Ideaal voor personen met een beperkte grijpkracht. Afmeting: 8,5 x 2,5 x 8 cm.

PR70009	€ 7,95
---------	--------

BOEKBUTLER HOUT

Mooi vormgegeven boekensteun gemaakt van Canadees elzenhout. In 3 standen te zetten voor een ontspannen houding. Ook ideaal voor gebruik in de keuken.



PR70095	34 x 24 cm	€ 66,95
---------	------------	---------

KAARTEN-STANDAARD HOUT



Gebogen houten kaartenhouder gemaakt van beukenhout.

HO750817	35 cm	€ 7,95
HO750809	50 cm	€ 9,95

TUINGEREEDSCHAP

Dit tuingereedschap heeft een pistoolgriphandvat die de pols in een natuurlijke houding houdt en zorgt voor een stevige grip. Speciaal ontworpen om de inspanning bij tuinieren weg te nemen.

Het tuingereedschap met een extra lange steel is ideaal voor tuinders die werken vanuit een zittende positie of problemen hebben met bukken. Lengte 80 cm. Gemaakt van roestvrijstaal met een gevormd handvat. Het lange tuingereedschap heeft een plastic handvat, het handvat van het normale tuingereedschap is voorzien van comfortabel anti-slipmateriaal.

De armondersteuning past op de achterkant van al het tuingereedschap en biedt extra ondersteuning voor tuinders met zwakke handen of polsen.

PR70050	vork	€ 27,95
PR70051	schep	€ 27,95
PR70052	hark	€ 27,95

PR70050L	vork lang	€ 79,95
PR70051L	schep lang	€ 79,95
PR70052L	hark lang	€ 79,95
PR70052SL	schoffel lang	€ 79,95
PR70053	armondersteuning	€ 18,95



TUINGEREEDSCHAP - HANDGREEP LOS

Deze handgrepen kunnen gemonteerd worden op een breed scala van tuingereedschap waardoor u een stevige grip hebt en een comfortabele rechte werkhouding. Diameter tot 4 cm.

PR70054	€ 34,95
----------------	---------

 2 stuks



WHIPPER DUBBELE DRAAD DOORHALER



Haal eenvoudig de draad door de naald met dit apparaatje. Ideaal voor personen met een beperkt gezichtsvermogen of trillende handen. Voor verschillende maten naalden.

PR70056	€ 7,95
----------------	--------

ROKERSSCHORT

De brandvertragende rokersschort biedt bescherming tegen brandgaten in kleding en brandwonden op de huid ten gevolge van smeulende sigar(ett)enas. Gemaakt van de originele Nomex 111 stoffen. De verstelbare ronde halssluiting sluit perfect aan bij de hals zodat voorkomen wordt dat brandend as onder de schort op de kleding of huid valt.

De luxe versie heeft een extra laag brandwerende stof op schoothoogte voor dubbele bescherming. Lengte 90 cm.



PR70010-S		€ 66,95
PR70010-SL	luxe	€ 78,95

VERGROOTGLAS ROND



Lichtgewicht ronde vergrootglazen met een heldere acryl lens.

7,5 cm: vergroot 2,5 maal en de bifocaal 5 maal.

9 cm: vergroot 2 maal en de bifocaal 4,5 maal.

11 cm: vergroot 2 maal en de bifocaal 3,5 maal.

CAJS40 Ø 7,5 cm € 10,95

CAJS36 Ø 9 cm € 12,95

CAJS24 Ø 11 cm € 15,95

VERGROOTGLAS ROND MET LEDVERLICHTING



Rond vergrootglas met ultra heldere ledverlichting.

9 cm: vergroot 2,5 maal en de bifocaal 7 maal.

10,5 cm: vergroot 2 maal en de bifocaal 7 maal.

Batterijen (2x AAA) niet inbegrepen.

CAAS90 Ø 9 cm € 25,95

CAAS95 Ø 10,5 cm € 29,95

VERGROOTGLAS RECHTHOEK




Dit vergrootglas kunt u in de hand houden of wegzetten door de metalen pootjes uit te klappen zodat de handen vrij zijn voor andere activiteiten. Vergroot 2 maal en de bifocaal 11,5 maal. Inclusief beschermhoesje. Afmeting 8,5 x 5 cm.

CASG16 € 22,95

VERGROOTGLAS STAAND MET LEDVERLICHTING

Dit vergrootglas heeft een buigbaar handvat. Los te gebruiken of in combinatie met houder zodat de handen vrij zijn voor andere activiteiten.

Vergroot 2 maal en bifocaal 3,5 maal. Inclusief ledverlichting.



Ø 11 cm

CAGN55 € 26,95

VERGROOTGLAS OP STAANDAARD



Vergrootglas op standaard met een verzwaarde basis. De draaibare arm zorgt ervoor dat het vergrootglas op verschillende posities gebruikt kan worden. Ideaal voor lezen, schrijven, naaiwerk etc. Vergroot 2 maal.

PR70057 € 67,95

VERGROOTGLAS NEKMODEL

Dit vergrootglas hangt aan een verstelbaar koord om de nek van de gebruiker en wordt met het ondersteel tegen het lichaam geplaatst. Hierdoor zijn de handen vrij voor lezen of andere activiteiten. Vergroot 2 maal en de bifocaal 3,5 maal.



Ø 11 cm

CAHF25 € 21,95

LEESLINIAAL



Plaats het leesliniaal direct op het leesmateriaal. Ideaal voor het lezen van kleine lettertjes, de krant, spreadsheets enz. Voorzien van maatvoering in centimeters en inches. Vergroot 1,5 maal. Lengte 31 cm.

CAMR20 € 9,95

VERGROOTGLAS PLAT

Deze vergrootglazen helpen u bij het lezen van boeken, kranten enz. Vergroot 2 maal. Verkrijgbaar in een harde en 2 flexibele versies.

CADM21 hard 28 x 21,5 cm € 12,95

PR70086 flex. 19 x 13 cm € 8,95

PR70107 flex. 28 x 21,5 cm € 7,95



VERZWAARDE PEN

Deze pen ziet er elegant en professioneel uit en is verzaard om de hand bij het schrijven te stabiliseren. Ideaal voor personen met trillende handen, coördinatiestoornissen of met handzwakte. De ergonomisch ontworpen grip voorkomt dat de pen uit uw hand glijdt en is zacht en comfortabel. De pen schrijft met zwarte inkt (navulbaar).

NC21038-2 € 76,95

REUMA-PEN

Met deze pen hoeft u maar weinig druk uit te oefenen. De hele pen is verdikt waardoor deze goed in de hand ligt. Inclusief een lichte uitsparing voor de duim, een clip en dop. Kleur groen.

PR70017 € 8,95

SCHRIJFHULP - STANDAARD

Ideaal voor personen met verminderde spierkracht in de handen. Plaats uw hand op het muisgedeelte en maak schrijfbewegingen door uw bovenarm te bewegen. De pennenhouders zelf is 360 graden draaibaar en op de gewenste schrijfstand in te stellen. Geschikt voor zowel links- en rechtshandigen.

PR70003 € 29,95

RINGPEN

Vermindert de kans op het carpaal tunnel syndroom. Geen 3-vingergrasp nodig. Urenlang schrijven zonder vermoeidheid. Losse vullingen verkrijgbaar.

AL2020 € 16,95

AL2028 vulling 5 stuks € 8,95

PENVERDIKKERS - GEVORMD

Deze zachte gevormde verdickers hebben een anti-slip gedeelte en liggen door de vormgeving comfortabel in de hand. Geschikt voor links- en rechtshandigen. Te gebruiken voor pen en potlood. Variabele kleuren.

PR70032 € 15,95

PENVERDIKKERS - STANDAARD

Deze driehoekige bolvormige verdickers van soepel plastic passen op alle pennen en potloden van normale dikte. Het zachte kussentje zorgt voor een comfortabele en natuurlijke schrijfhouding en rolt niet af.

PR70022 € 6,95

POTLOODVERDIKKERS

Reduceert vermoeidheid bij het schrijven. Deze driehoek verdickers zijn geschikt voor dunne potloden en pennen en maken het schrijven eenvoudiger.



PR70891 € 5,95

PENVERDIKKERS - SPONS

Het sponzige kussentje van de penverdickers voorziet dunne pennen en potloden van een comfortabele anti-slip greep. Drijnt vermoeidheid bij het schrijven terug. Kleuren zijn variabel.



PR70030 € 4,95



BBRAIN SPREKENDE KALENDERKLOK



Deze kalenderklok geeft in grote letters en cijfers de digitale tijd, datum en dagdeel weer. Ook wordt er na een druk op de knop de tijd en het dagdeel uitgesproken ("De tijd is: donderdag, ochtend, 6 minuten voor elf"). Herinneringsberichten kunnen worden ingesteld om dagelijks, wekelijks of eenmalig uitgesproken te worden of als alarmsignaal af te gaan, met een bijbehorend plaatje ter verduidelijking. Er is keuze uit vijf verschillende displays en drie achtergrondkleuren voor een maximale leesbaarheid en contrast. Beschikbaar in twee kleuren en 6 talen. Ideaal voor mensen die structuur nodig hebben en voor blinden en slechtzienden.

BB6500-RO	rood	€ 99,00
BB6500-ZW	zwart	€ 99,00

RADIOGRAFISCHE KLOK MET TEMPERATUURWEERGAVE



Zeer overzichtelijke klok met geschreven weekdag in 7 talen, tijd- en datumvermelding, twee alarmtijden, snoozefunctie en binnentemperatuur. Om op te hangen of neer te zetten.

Afmeting: B 19,5 x H 19,5 x D 2,7 cm.

TF1000	€ 52,95
---------------	---------

BBRAIN MUZIEKSPELER



Muziek brengt veel vreugde in het leven en heeft een krachtige en kalmerende invloed. De BBrain muziekspeeler is dankzij de eenvoudige functies en gekleurde knoppen gemakkelijk te bedienen. Ideaal voor senioren en personen die lijden aan dementie. Het niveau van gebruiksgemak is in te stellen door bepaalde knoppen af te schermen. Beschikt over een moderne DAB+ digitale radio. Inclusief stereo hoofdtelefoonaansluiting en een gratis USB stick.

BB6000-RO	rood	€ 179,00
BB6000-GE	geel	€ 179,00
BB6000-GR	groen	€ 179,00

RADIOGRAFISCHE KLOK MET TEMPERATUUR XL



Grote radiografische klok met tijdsweergave en alarm met snoozefunctie. Weergave van weekdag in 8 talen, datum, tijdzone en binnentemperatuur. Om op te hangen of neer te zetten.

Afmeting: B 36,8 x H 23 x D 3 cm.

TF1020	€ 129,95
---------------	----------

TWEMCO ALARM- EN KALENDERKLOKKEN

De Twemco klokken zijn grote, overzichtelijke klokken voorzien van een Duits quartz uurwerk met automatische kalender volgens de zogeheten flip-over methode (valcijfers). De klok houdt automatisch rekening met het aantal dagen van elke maand. Verder staat Twemco bekend om de hoge precisie, scherpe contrastkleuren en stevige ABS kunststof behuizing. Op alle klokken (met uitzondering van de alarmklok) wordt ook de dag en datum getoond. Zeer geschikt voor senioren, slechtzienden en mensen met dementie.

KALENDERKLOK GROOT ANALOOG BQ-12A



Zeer grote Twemco kalenderklok met grote, analoge wijzerplaat en cijfers van 3 cm hoog. De kalender-aanduiding (dag, datum en maand) heeft valcijfers van 2,5 cm hoog. Wandmodel. Verkrijgbaar in de kleur zwart en wit. Afmeting: 38 x 30,5 x 7,5 cm.

TWE00012	wit NL	TWE00112	zwart NL	€ 199,95
TWE01012	wit FR	TWE01112	zwart FR	€ 199,95
TWE02012	wit ES	TWE02112	zwart ES	€ 199,95

KALENDERKLOK ANALOOG BQ-38



Deze grote kalenderklok heeft een analoge wijzerplaat met cijfers van 1 cm hoog. De kalender-aanduiding (dag, datum en maand) heeft valcijfers van 2,5 cm hoog. Zowel staand als hangend te gebruiken. Verkrijgbaar in de kleur zwart en wit. Afmeting: 43 x 11 x 7,5 cm.

TWE00038	wit NL	TWE00138	zwart NL	€ 149,95
TWE01038	wit FR	TWE01138	zwart FR	€ 149,95
TWE02038	wit ES	TWE02138	zwart ES	€ 149,95

KALENDERKLOK DIGITAAL QD35



Deze digitale kalenderklok heeft witte valcijfers van 3,5 cm hoog op een zwarte achtergrond. Digitale tijd, dag, datum en maandaanduiding. Zowel staand als hangend te gebruiken. Met verwijderbare standaard voor wandmontage. Verkrijgbaar in kleur wit. Afmeting: 30,5 x 21,5 x 8 cm.

TWE00035	NL	€ 209,95
-----------------	----	----------

ALARMKLOK AL-30



Compacte alarmklok met valcijfers van 3 cm hoog voor de tijdsaanduiding. Voorzien van bedienbare verlichting en alarm met beepsignaal. Afmeting: 20 x 10,5 x 7,5 cm.

TWE00030	wit	€ 79,95
TWE00130	zwart	€ 79,95

SENSEWORKS NEDERLANDSPREKENDE ALARMKLOK/DRUKKNOP



Deze eenvoudige alarmklok bestaat uit slechts één grote blauwe drukknop. Door de knop in te drukken wordt de tijd, alarm, dag en datum geheel uitgesproken. Wanneer het ingestelde alarm afgaat (de tijd wordt uitgesproken) drukt u op de drukknop om het alarm uit te schakelen. De volgende dag zal het alarm op hetzelfde tijdstip weer afgaan. Nederlands-talig. Ideaal voor blinden en slechtzienden.

WV610101 € 34,95

SENSEWORKS NEDERLANDSPREKENDE WEKKER/ALARMKLOK



Nederlandsprekend alarmklokje met een groot digitaal display en een "spraak" knop aan de bovenzijde die de tijd uitspreekt wanneer deze indrukt wordt. Keuze voor uitspraak in 12 of 24 uursklok. Functies zoals tijd, alarm, sluimer- en uurfunctie worden geheel uitgesproken. Afmeting: 13 x 10 x 6,5 cm

WV610105 € 29,95

SENSEWORKS ZENDER- GESTUURDE NEDERLANDS- SPREKENDE ALARMKLOK



Nederlandsprekende wekker/ alarmklok met een grote, witte en verlichte wijzerplaat, groene fluoriserende wijzers en zwarte cijfers. Door de knop aan de bovenzijde in te drukken wordt de tijd, alarm, dag en datum uitgesproken. Keuze voor uitspraak in 12 of 24 uursklok. De alarmklok is zendergestuurd, dus wordt de tijd zeer nauwkeurig weergegeven en de zomer- en wintertijd automatisch verzet.

WV610150 € 79,95

SENSEWORKS NEDERLANDS- SPREKENDE ALARMKLOK/ SLEUTELHANGER



Rechthoekige sleutelhanger met klein digitaal display. Met een druk op het knopje aan de voorzijde wordt de tijd uitgesproken. Mogelijkheid tot het elk uur automatisch uitspreken van de tijd (uurfunctie) en het instellen van een alarm- en sluimertijd. Keuze voor uitspraak in 12 of 24 uursklok.

WV610301 € 29,95

RADIOGRAFISCHE WEKKER MET TRILALARM



Deze draadloze wekker heeft een extra luid alarm, lichtsignaal en een trilalarm. Deze functies kunnen gecombineerd worden. De trilunit is aan de wekker verbonden met een kabel en onder het kussen te plaatsen. Inclusief nachtverlichting en snoozefunctie. Ideaal voor vaste slapers en slechtthorenden.

TF1040 € 77,95

WAKE 'N SHAKE CURVE WEKKER MET TRILKUSSEN



Wekker met een groot gebogen LED-scherm (11 x 5 cm) met rode cijfers op een zwarte achtergrond. Met een lichtsignaal, het extra luide volume (90 dB) en het trilkussen dat onder een kussen te plaatsen is, bent u altijd op tijd wakker. Deze functies kunnen gecombineerd worden. Geschikt voor slechtthorenden en slechtzienden.

TF5000 € 69,95

SENSEWORKS NEDERLANDSSPREKEND HORLOGE



Nederlandssprekend zwart kunststof horloge met digitaal display. Met meerdere functies zoals het automatisch uitspreken van de tijd op elk uur (uurfunctie), alarm, sluimertijd en het uitspreken van de tijd na een druk op de knop. Keuze voor tijd- en alarmuitspraak in 12 of 24 ursklok.

WV690105

€ 29,95

SENSEWORKS ZENDERGESTUURD NEDERLANDSSPREKEND HORLOGE



Nederlandssprekend horloge gemaakt van metaal met een zwart leren band. Functies zoals tijd, alarm, dag en datum worden met zeer professionele stem uitgesproken. Het horloge is zendergestuurd wat betekent dat de tijd absoluut nauwkeurig wordt weergegeven en de zomer- en wintertijd automatisch wordt verzet. Met keuze voor tijd- en alarmuitspraak in 12 of 24 ursklok.

WV690165

€ 109,95

DIANATALKS PRIME SPREKEND HORLOGE



Sprekend horloge van hoogwaardige kwaliteit, 10 talig waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. De tijd en de dag van de week kan zowel digitaal als analoog uitgesproken worden. Chroomkleurig met een zwart leren band. Witte ronde wijzerplaat met contrasterende zwarte wijzers en cijfers.

VIT20100 large wijzer-plaat ø 37 mm € 104,95

VIT20200 small wijzer-plaat ø 33 mm € 104,95

DIANATALKS PRIME ROYAL SPREKENDE HORLOGE



Sprekend horloge met dezelfde kenmerken als de DianaTalks Prime. Dit model is robuuster en heeft een grotere wijzerplaat van 43 mm.

VIT20400

€ 104,95

DIANATALKS PRIME TOUCH SPREKEND HORLOGE



Sprekend horloge van hoogwaardige kwaliteit, 10 talig waaronder Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans. De uitspraak wordt geactiveerd door het glazen touchscreen aan te raken. Ideaal voor mensen die volledig blind zijn. De tijd en de dag van de week kan zowel digitaal als analoog uitgesproken worden. Zwart horloge met chroomkleurige buitenzijde en een zwart leren band. Diameter wijzerplaat 33 mm.

VIT20300 small - zwart € 104,95

VO-BOX VOOR VERGROTING VAN TV-ONDERTITELING

Hulpmiddel voor het vergroten van de TV-ondertiteling. Vergroot twee maal en geeft meer contrast. Keuze uit een combinatie van verschillende lettertypes, letters- en achtergrondkleur. Werkt op de reguliere zenders maar ook op Netflix, Videoland, Discovery, Uitzending gemist en National Geographic. Schakelt automatisch mee met de zenders. Aansluiting via HDMI kabel. Inclusief afstandsbediening, HDMI kabel, USB-audiostick, adapter en 2x AAA batterijen.


SEN10000

€ 649,00

SEKI AFSTANDBEDIENINGEN

Eenvoudige en overzichtelijke universele afstandsbedieningen die de signalen van de huidige infrarode afstandsbediening over neemt voor ontvangst van TV, teletekst, decoder en audioapparatuur. Met grote voelbare toetsen met een hoog contrast. Zeer geschikt voor senioren en slechtzienden.



①



②



③



④



⑤



⑥

① MH030789	Slim	met 6 toetsen voor 1 apparaat	zilver	€ 12,95
② MH081674	Slim	met 6 toetsen voor 1 apparaat	wit	€ 12,95
③ MH311802	Easy	met 8 toetsen voor 1 apparaat	zilver	€ 21,95
④ MH071929	Medium	met 8 toetsen voor 2 apparaten	zilver	€ 21,95
⑤ MH311803	Easy Plus	met cijfertoetsen voor 1 apparaat	zilver	€ 24,95
⑥ MH071932	Grande	met cijfertoetsen voor 2 apparaten	zilver	€ 24,95

SBR DAGLICHTLAMPEN

Merkt u dat kleuren moeilijk te onderscheiden zijn en het contrast niet duidelijk meer te zien is? Of dat de verlichting tekort schiet om een boek te lezen of een hobby uit te oefenen? Met deze SBR tafel/bureaulampen kan men effectief en comfortabel werken. De lampen verlichten een zeer groot gebied op uw bureau of werkplek en zijn ideaal voor slechthzienden, thuiswerkers, kunstenaars en professionals.

TO GO OPLAADBARE TAFEL/BUREAULAMP

Lichtgewicht oplaadbare acculamp. Inklapbaar, gemakkelijk mee te nemen en overal te plaatsen en te gebruiken. Inclusief nachtlampje aan de achterzijde. 3 lichtkleuren. Oplaadbaar door meegeleverde USB-kabel. Kleur zwart/wit. 5 W.



SBR01723

€ 49,95

FLEX TAFEL/BUREAULAMP MET USB AANSLUITING

De Flex lamp heeft vijf lichtkleuren, variërend van warm geel tot helder daglicht. Volledig verstelbaar. Dankzij de geïntegreerde USB poort zijn andere apparaten op te laden. Dimbaar in 7 stappen. Kleur zwart. 11 W.



SBR01623

€ 69,95

DELUXE DAGLICHTLAMP

Luxe daglichtlamp met 3 lichtkleuren. De grote lamp (58 cm) verlicht een groot gebied. De lange arm kan horizontaal, verticaal en lateraal worden versteld. Dimbaar in 4 standen. Inclusief tafelklem, geschikt voor tafels tot 6 cm dik. 24 W.



SBR01222 zwart

€ 139,00

SBR01212 wit

€ 139,00

PROFESSIONAL DAGLICHTLAMP

Deze professionele daglichtlamp produceert maar liefst 3500 lumen. Door de extra grote lamp (67 cm) en de lange arm wordt een zeer groot gebied verlicht. 5 lichtkleuren van geel licht naar daglicht. Dimbaar in 5 stappen. Inclusief tafelklem, geschikt voor tafels tot 6 cm dik. Kleur zwart. 45 W.



SBR02228

€ 239,00

SBR GLOW BUREAULAMP

Bureaulamp met buigbare arm, 2 verstelbare LED lampen en 3 lichtkleuren. Dimbaar in 4 stappen. Kleur zwart. 11 W.



SBR05422

€ 59,95

SBR GLOW VLOERLAMP

Vloerlamp met buigbare arm, verstelbare hoogte en 2 verstelbare LED lampen. Traploos dimbaar. De verzwaarde voet zorgt voor stabiliteit en de timer zorgt voor automatische uitschakeling. 3 lichtkleuren. Kleur zwart. 11 W.



SBR05423

€ 74,95

PUCK KEYSAFE

Puck Keysafe is de veiligste sleutelkluis met cijfercombinatie!

Met de Puck Keysafe sleutelkluis kan een huissleutel veilig buiten de woning worden opgeborgen. Deze sleutelkluis heeft een SKG** keurmerk en voldoet het aan de strenge eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Met de los verkrijgbare bevestigingsbeugel kan de Puck Keysafe op het kozijn bevestigd worden als muurbevestiging niet mogelijk is. Eenvoudig en snel in te stellen met het 4-cijferige combinatieslot, 10.000 combinaties mogelijk. De code verdwijnt automatisch bij openen. Anti-meeleeskap. Veilig door de blokkade op het mechanisme bij een aanval en de gehard stalen cover. Eenvoudig te installeren, inclusief montage materiaal en handleiding.



Bevestigingsbeugel

PUCK1000		€ 194,95
PUCK2000	bevestigingsbeugel	€ 49,95

MASTERLOCK SLEUTELKLUIS 5415

Deze sleutelkluis met versterkte beveiliging biedt een veilige opbergplaats aan diverse huissleutels en toegangskaarten. Heeft een solide metalen behuizing en dubbele blokkeerhendels voor extra weerstand. Vrij in te stellen 4-cijferige combinatiecode. De extra beschermkap beschermt de combinatie toetsen tegen weersinvloeden, vuil en stof. Aan de muur te bevestigen (inclusief bevestigingsmateriaal).

Ideaal om uw sleutels te delen met bijvoorbeeld kinderen die uit school komen, de oppas, de werkster, vrienden, familie en medewerkers van de thuiszorg.



MALO5415	€ 56,95
-----------------	---------

MASTERLOCK SLEUTELKLUIS 5481

Wandmonteerbare sleutelkluis met stevige constructie, een resistente metalen behuizing en een grote opslagcapaciteit. De weerbestendige beschermkap beschermt de combinatie toetsen.

Vrij in te stellen 4-cijferige combinatiecode. Aan de muur te bevestigen (inclusief bevestigingsmateriaal).



MALO5481	€ 69,95
-----------------	---------

UPEASY STA-OP-HULP

Blijf zelfstandig met de UpEasy

- Speciaal ontworpen voor personen met lichte tot gemiddelde 'sta-op' problemen
- Makkelijk mee te nemen
- Standaard en elektrische modellen
- Levelift™ technologie voor een veilige voorzichtige en geleidelijke "lift" omhoog
- Werkt het beste op stevige fauteuils met armleuningen



UpEasy Power Seat Elektrisch

Een elektrische zitting die tot een gewicht van 136 kg 100% naar boven lift. Eenvoudige bediening. Comfortabele zitting gemaakt van PU kwaliteitsschuim inclusief wasbare hoes. Gewicht 5,4 kg.



UpEasy Standaard

Dit zitkussen lift tot maximaal 70% naar boven zodra de gebruiker omhoog komt. Handmatig instelbaar. Geen batterijen of elektriciteit nodig. Keuze uit een standaard PU zitkussen of een visco-elastisch foamkussen. Gewicht 4,1 kg.



PR30357	UpEasy Standaard	maximale belasting: 36 - 100 kg	€ 224,95
PR30358	UpEasy Standaard + V-Foam	maximale belasting: 36 - 104 kg	€ 274,95
PR30359	UpEasy Plus	maximale belasting: 88 - 154 kg	€ 224,95
PR30360	UpEasy Plus + V-Foam	maximale belasting: 88 - 159 kg	€ 274,95
PR30361	UpEasy Power Seat Elektrisch	maximale belasting: tot 136 kg	€ 459,95

ASSIST-A-TRAY

Met deze ergonomische handgreep staat u veilig en makkelijk op uit uw stoel of bank. Het draaibare plateau is multifunctioneel te gebruiken. Inclusief bekerhouder. In lengte en hoogte verstelbaar.

Afmeting plateau:
40 x 45 cm.



PR60189

€ 314,95

STOELEESTAFEL

Met deze stoelleestafel heeft u altijd een handige, verrijdbare tafel bij de hand. Gemaakt van gecoat staal met een houten werkblad dat in iedere gewenste hoek te zetten is. Ideaal voor lezen, eten enz.

In hoogte verstelbaar.
Afmeting tafelblad:
60 x 40 cm.



PR60195

€ 149,95

BARI RELAXFAUTEUIL MET STA-OP FUNCTIE




Heerlijk ontspannen zitten in deze relaxfauteuil met elektrische relax- en sta-op functie. Met behulp van de afstandsbediening is de stoel eenvoudig in een comfortabele positie te plaatsen. Traploos instelbaar. Moeite met opstaan? Dan biedt de sta-op functie de juiste ondersteuning. Voorzien van 2 motoren waarmee de rugleuning en voetensteun onafhankelijk van elkaar versteld kunnen worden.

Kenmerken:

Materiaal: Stof Mozart 100 % polyester
Verkrijgbare kleuren: Dark grey en Marble grey
Basis: Massief hout, houtvezelplaat

Ondersteuning: Nosag veren en elastische banden

Poten: PVC
Vulling: - Zitting: Polyurethaan schuim 32kg/m³ densiteit
- Rug- en armleuning: Polyurethaan schuim 28kg/m³ densiteit



BQFX004	dark grey	€ 1195,00
BQFX007	marble grey	€ 1195,00






OSLO RELAXFAUTEUIL MET STA-OP FUNCTIE



Geniet van ultieme ontspanning in deze relaxfauteuil met elektrische relax- en sta-op functie. De rugleuning en armsteunen hebben comfortabele en royale vormen en bieden een fijne ondersteuning. Ook beschikt de fauteuil over een extra lange voetensteun. Ervaar het gemak van opstaan met de ondersteunende sta-op functie. Met de afstandsbediening is de stoel moeiteloos in de juiste positie te plaatsen. Deze fauteuil is uitgerust met 2 motoren.

Kenmerken:

Materiaal:	Stof Hydro 100 % polyester
Verkrijgbare kleuren:	blauw en grijs
Basis:	Massief hout en multiplex
	Mechanisme van metaal
Ondersteuning:	Nosag veren en elastische singelband
Poten:	PVC
Vulling:	- Zitting: Polyurethaan schuim 33kg/m ³ densiteit
	- Rug- en armleuning: Polyurethaan schuim 18kg/m ³ densiteit



BQUF920-BL	blue	€ 1495,00
BQUF920-GR	grey	€ 1495,00



PRIMA ZITKRUK 3 -1



Lichtgewicht zitruk gemaakt van aluminium met kunststof rugleuning, zitting en armsteunen. Veelzijdig in gebruik door de afneembare rug- en armleuningen, zonder gebruik van gereedschap. Zithoogte verstelbaar van 41 – 56 cm. Breedte zitting 40 cm.



125 kg

PR60263-AL

€ 204,95

PRIMA ZITKRUK COMPLEET



Deze zitruk heeft een schuine zitting en in hoogte verstelbare poten waardoor uw voeten altijd stabiel op de vloer staan. Veelzijdig in gebruik door de afneembare arm- en rugsteun. Gemaakt van plastic gecoate stalen buizen. Eenvoudig te reinigen. In hoogte verstelbaar (zitting) van 50 - 62 cm aan de voorzijde en 55 - 67 cm aan de achterzijde. Breedte zitting: 40 cm. Breedte tussen armsteunen: 45 cm.



125 kg

PR60263

€ 158,95

ZITKRUK 4-1



Deze veelzijdige zitruk kan op 4 manieren gebruikt worden. Als zitruk, zitruk met rugleuning, zitruk met armleuningen en compleet met arm- en rugleuning. Voorzien van plastic gecoate stalen buizen en zachte gepolsterde zitting en rugleuning. In hoogte verstelbaar (zitting) van 55 - 77 cm. Breedte tussen armleuningen 51 cm. Breedte zitting 35 cm.



114 kg

PR60266

€ 129,95

LAP TRAY – SCHOOTKUSSEN



Onder deze praktische tray zit een zacht kussen dat zich naar uw benen zal vormen. Comfortabel en handig. Ideaal voor ontbijt op bed of dineren op de bank. Het stevige blad is met een doekje te reinigen en heeft een rand zodat er geen voorwerpen af kunnen schuiven. Verkrijgbaar in 2 motieven. Afmeting: B 43 x L 33 x H 10 cm.

PR61727 wereldkaart € 44,95

PR61731 aqua blauw € 44,95

Harley

Zitkussens en rugondersteuning

Able2
EXCLUSIVE**HARLEY LUMBAAL KUSSEN**

Door de anatomische vormgeving biedt dit kussen maximale steun. De lendenwervels blijven recht, terwijl de laterale ondersteuning eventuele spanning reduceert. Inclusief elastische bevestigingsband. Afmeting: 40 x 38 cm.

SP24005	original	€ 69,95
SP24078	designer (visco-elastisch)	€ 74,95

HARLEY DESIGNER RUGONDERSTEUNING

Een basis van polyurethaan schuim versmolten met een visco-elastische schuimlaag. Voor comfort, juiste drukverdeling en maximale ondersteuning van de rug. Inclusief elastische bevestigingsband. Afmeting: 38 x 41 cm.

SP24024		€ 79,95
---------	--	---------

HARLEY HOOFD- EN RUGONDERSTEUNING

Zachte en effectieve ondersteuning voor hoofd, nek of rug. Dit kussen kan in meerdere zithoudingen de juiste ondersteuning geven. De speciale gebalanceerde band zorgt ervoor dat het kussen op de juiste hoogte blijft. Inclusief velours hoes met rits. Afmeting: 30 x 18 cm.



SP94074		€ 39,95
---------	--	---------

HARLEY DESIGNER D-ROL

De visco-elastische vulling van dit lumbaalkussen zorgt voor comfort en een juiste drukverdeling. De D-vormige rol is ideaal voor stoelen met rechte rugleuning. Inclusief elastische bevestigingsband. Afmeting: L 30 x B 13 x H 6 cm.

SP24082		€ 49,95
---------	--	---------

HARLEY LUMBAAL ONDERSTEUNING

De geïntegreerde zijsteunen van dit lumbaal kussen geven extra gebalanceerde ondersteuning. Ideaal voor in een bureaustoel of stoelen met rechte rugleuning. Inclusief elastische bevestigingsband. Afmeting: 32 x 15 cm.

SP24011	original	€ 34,95
SP24292	designer (visco-elastisch)	€ 44,95



HARLEY COMFORT PLUS ZITKUSSEN

Harley




Een lichtgewicht zitkussen gemaakt van hoogwaardig foam. Inclusief stretchbare en waterdichte Leatherette/Vinyl hoes met ritssluiting.



115 kg

SP44504	40 x 40 x 5 cm	€ 46,95
SP44971	40 x 40 x 8 cm	€ 51,95
SP44669	40 x 40 x 10 cm	€ 55,95
SP44152	43 x 43 x 5 cm	€ 49,95
SP44750	43 x 43 x 8 cm	€ 54,95
SP44597	43 x 43 x 10 cm	€ 60,95

HARLEY PROFORM ZITKUSSEN



SP44365



SP44366



SP44367

Zitkussen van hoogwaardig foam met eierdopstructuur voor een goede luchtcirculatie. Werkt drukverlagend. Verkrijgbaar als standaard uitvoering of met een coccyx of combi uitsparing. Voorzien van een luxe Suedette hoes. Afmeting 43 x 43 x 8 cm.



115 kg


SP44365	standaard	€ 63,95
SP44366	coccyx	€ 68,95
SP44367	combi	€ 68,95

Harley

DEZE HARLEY ZITKUSSENS ZIJN IN MEERDERE MATEN VERKRIJGBAAR
ALLE HARLEY ZITKUSSENS KUNNEN WORDEN GELEVERD MET VERSCHILLENDE HOEZEN.
VOOR MEER INFORMATIE RAADPLEEG WWW.ABLE2.NL

Able2
EXCLUSIVE

HARLEY PRESSURE-TEX ZITKUSSEN



115 kg

Dit zitkussen is geometrisch verdeeld in lagen die elk afzonderlijk hun werk doen. Dit zorgt voor maximale gewichtsverdeling en luchtcirculatie. Inclusief waterdichte ademende Dartex hoes.

SP44234	40 x 40 x 6 cm	€ 69,95
SP44235	40 x 40 x 8 cm	€ 74,95
SP44236	40 x 40 x 10 cm	€ 82,95
SP44069	43 x 43 x 6 cm	€ 76,95
SP44237	43 x 43 x 8 cm	€ 76,95
SP44068	43 x 43 x 10 cm	€ 87,95

HARLEY VISCO-TEX ZITKUSSEN



115 kg

Dit zitkussen heeft dezelfde kenmerken als het Pressure-Tex kussen, maar heeft echter twee lagen, een laag polyurethaan schuim en een laag visco-elastisch schuim. Dit zorgt voor een stabiele zitpositie, effectieve drukvermindering en de juiste ondersteuning.

SP46337	40 x 40 x 6 cm	€ 79,95
SP46338	40 x 40 x 8 cm	€ 85,95
SP46339	40 x 40 x 10 cm	€ 91,95
SP46340	43 x 43 x 6 cm	€ 88,95
SP46341	43 x 43 x 8 cm	€ 94,95
SP46342	43 x 43 x 10 cm	€ 99,95

HARLEY DESIGNER ECONOMY V-ZITKUSSENS



115 kg

Een zitkussen met een uitzonderlijke prijskwaliteit-verhouding. Bestaat uit een basis van hoogwaardig polyurethaan foam met een toplaag van visco-elastisch foam. Inclusief waterdichte, ademende Dartex hoës.

SP45918	40 x 40 x 6 cm	€ 67,95
SP45919	40 x 40 x 8 cm	€ 72,95
SP45920	40 x 40 x 10 cm	€ 78,95
SP44934	43 x 43 x 6 cm	€ 73,95
SP44935	43 x 43 x 8 cm	€ 79,95
SP44936	43 x 43 x 10 cm	€ 86,95

HARLEY DESIGNER SUPER V-ZITKUSSENS



125 kg

Dit uniek gegoten zitkussen van visco-elastisch foam zorgt voor drukvermindering en een stabiele en correcte zithouding. Inclusief waterdichte, ademende Premium Dartex hoës met anti-slip basis.

SP44174	40 x 40 x 6 cm	€ 162,95
SP44205	40 x 40 x 8 cm	€ 162,95
SP44173	40 x 40 x 10 cm	€ 154,95
SP44180	43 x 43 x 6 cm	€ 162,95
SP44206	43 x 43 x 8 cm	€ 162,95
SP44179	43 x 43 x 10 cm	€ 154,95

Harley

DEZE HARLEY ZITKUSSENS
ZIJN IN MEERDERE MATEN
VERKRIJGBAAR

HARLEY VISCO-GEL ZITKUSSENS



145 kg

Dit ultieme drukverlichtende kussen heeft een uniek gel-inlegstuk. De polyurethaan foam basis zorgt voor de noodzakelijke stabiliteit en steun. Een laag visco-elastisch foam dekt het gehele bovenoppervlak af en zorgt voor comfort, drukvermindering en bescherming. Inclusief waterdichte, ademende Premium Dartex hoës met anti-slip basis.

SP46728	40 x 40 x 8 cm	€ 449,95
SP46729	40 x 40 x 10 cm	€ 459,95
SP46731	43 x 43 x 8 cm	€ 459,95
SP46732	43 x 43 x 10 cm	€ 459,95
SP46734	46 x 46 x 8 cm	€ 467,95
SP46735	46 x 46 x 10 cm	€ 479,95

HARLEY ERGOFORM KUSSEN



130 kg

Gegoten zitkussen met een extra visco-elastische foamlag bij het stuitgedeelte. Door de anatomische vormgeving met ingebouwde abductor heeft u een stabiele zitpositie. Inclusief Dartex hoës met anti-slipbasis. Het standaard kussen is gemaakt van polyurethaan foam, het designer kussen van visco-elastisch foam.

SP44263	standaard 43 x 43 x 8 cm	€ 84,95
SP44264	designer 43 x 43 x 10 cm	€ 147,95

HARLEY DESIGNER BARI-CARE ZITKUSSENS




250 kg

Een zitkussen met een stevige foambasis en een toplaag van ultra visco-elastisch foam. Voor een juiste drukverdeling. Inclusief waterdichte, ademende Premium Dartex hoës met anti-slip basis.

SP94410	recht 56 x 46 x 10 cm	€ 193,95
SP94411	gevormd 56 x 46 x 15 cm	€ 232,95

HARLEY WIGKUSSENS



Harley

Door de hoek van 11 graden zorgt dit wigkussen ervoor dat het bekken in de juiste positie kantelt. De ruggengraat blijft in een natuurlijke houding staan waardoor pijn in de onderrug en de benen aanzienlijk vermindert. Gemaakt van een polyurethaan schuim. Ook verkrijgbaar met bevestigingsband en met een Coccyx uitsparing aan de achterzijde. Afmeting : 36 x 36 x 10 cm.

SP24015	wigkussen	€ 36,95
SP24015-S	met band	€ 49,95
SP24050	coccyx	€ 36,95
SP24050-S	coccyx met band	€ 49,95

HARLEY DESIGNER WIGKUSSEN



De ideale hoek van 8 graden zorgt ervoor dat de natuurlijke S vorm van de wervelkolom in stand wordt gehouden. Gemaakt van hoog veerkrachtig schuim met een toplaag van visco-elastisch traagschuim. Met of zonder Coccyx uitsparing aan de achterzijde.

SP24083	36 x 36 x 7 cm	€ 66,95
SP24023	coccyx	€ 67,95

HARLEY DESIGNER RINGKUSSEN

Gegoten ringkussen van visco-elastisch foam voor comfort en de juiste drukverdeling. Hoes is los verkrijgbaar.



120 kg 44 cm

SP44233		€ 57,95
SP44266	badstof hoes zwart	€ 19,95
SP44266-TAR	geruite hoes	€ 20,95

HARLEY ORIGINAL RINGKUSSEN

Gegoten ringkussen van polyurethaan schuim voor optimale drukverdeling. Hoes is los verkrijgbaar.



140 kg 44 cm

SP44837		€ 44,95
SP44266	badstof hoes zwart	€ 19,95
SP44266-TAR	geruite hoes	€ 20,95

HARLEY RINGKUSSEN

Dit kussen is gemaakt van geometrisch verdeeld polyurethaan foam. Dit zorgt voor een constante luchtstroom en neemt de druk weg van gevoelige plekken. Inclusief geruite hoes.



90 kg 41 cm

SP44289		€ 44,95
----------------	--	---------

OPBLAASBAAR RUBBEREN RINGKUSSEN

Dit opblaasbare ringkussen wordt gebruikt om drukpijnen te voorkomen en het genezingsproces te versnellen. Verkrijgbaar in 2 maten. Pompje is los verkrijgbaar.



PR20616	Ø 41 cm	€ 24,95
PR20618	Ø 46 cm	€ 26,95
SU41500	pompje	€ 13,95



Able2 pillendozen

Able2
EXCLUSIVE

ABLE2 PILLENSPLIJTER

Met deze pillen-splijter kunt u zonder krachtsinspanning pillen en tabletten halveren of verder opdelen in de juiste dosering. Inclusief opbergvakje.



PR61555-BL blauw

€ 3,95

ABLE2 PILLENVERGRUIZER

Maakt medicijnen tot poeder zodat de voorgeschreven medicatie makkelijker kan worden ingenomen. Geschikt voor personen met slikproblemen. Inclusief opbergvakje voor medicatie.



PR61556-BL blauw

€ 3,95

ABLE2 PILLENBOX 1 WEEK



Met de pillenbox 1 week houdt u overzicht over pillen en tabletten die u of iemand anders moet innemen in een bepaalde periode. De pillenbox heeft 7 dagdoosjes voor de zeven dagen van de week. Ieder dagdoosje heeft een aantal vakjes voor bepaalde tijdstippen. Er zijn twee uitvoeringen:

4 vaks

PR61550-N NL € 14,95

PR61550-F FR € 14,95

3 vaks

PR61551-N NL € 12,95

PR61551-F FR € 12,95

ABLE2 PILLENDOS 1 WEEK



De pillendoos voor 1 week heeft zeven vakjes. Elke dag heeft een eigen vakje.

PR61552-WHN

NL transparant wit € 4,95

PR61552-WHF

FR transparant wit € 4,95

PR61552-WHS

ES transparant wit € 4,95

PR61552-BLN

NL transparant blauw € 4,95

PR61552-BLF

FR transparant blauw € 4,95

PR61552-BLS

ES transparant blauw € 4,95

ABLE2 PILLENDOS 1 DAG



De pillendoos voor 1 dag heeft vakjes voor verschillende tijdstippen op de dag, zoals ochtend, middag, avond en nacht. Transparant. Er zijn twee uitvoeringen:

4 vaks

PR61553-RDN NL rood € 3,95

PR61553-BLN NL blauw € 3,95

PR61553-RDF FR rood € 3,95

PR61553-BLF FR blauw € 3,95

2 vaks

PR61554-RDN NL rood € 2,95

PR61554-BLN NL blauw € 2,95

PR61554-RDF FR rood € 2,95

PR61554-BLF FR blauw € 2,95

ANABOX® VIDA 4



Medicijnbox met 7 dagboxen in een houder voor iedere dag van de week. Iedere dagbox heeft 4 vakken met een afsluitbaar dekseltje.



AL70060	NL	€ 39,95
AL70065	FR	€ 39,95

ANABOX® VIDA 7



Medicijnbox met 7 dagboxen in een houder voor iedere dag van de week. Iedere dagbox heeft 7 vakken met een afsluitbaar dekseltje. Ideaal voor het uitzetten van medicatie voor een hele week.



AL70070	NL	€ 47,95
AL70075	FR	€ 47,95

ANABOX® COMFORT PLUS



Medicijnbox voor een gehele maand inclusief Anabox® pillensplijter. In de vijf weekboxen is voor elke dag van de maand een vak beschikbaar. Afsluitbaar met een dekseltje. Per vak genummerd voor de juiste dag van de maand. Het vak is onderverdeeld in twee delen voor 2 inname tijden, maar aanpasbaar naar 1 groot vak.



AL70050	NL	€ 49,95
AL70055	FR	€ 49,95

ANABOX® 7 DAGEN IN EEN BOX



Medicijnbox met 7 dagboxen voor iedere dag van de week. Iedere dagbox heeft vijf vakken. Te openen en sluiten door het deksel te verschuiven. De lege dagbox plaatst u achteraan in de houder.



AL70010	NL	€ 19,95
AL70015	FR	€ 19,95

ANABOX® WEEKBOX

Medicijnbox voor 7 dagen met per dag 1 vak met een afsluitbaar dekseltje. Voorzien van Nederlandse en Franse tekst. Variabele kleuren.



AL70025	per stuk	€ 9,95
AL70020	display 12 stuks	€ 116,95

ANABOX® DAGBOX

Medicijnbox voor 1 dag met 5 vakken. Te openen en sluiten door het deksel te verschuiven. Voorzien van Nederlandse en Franse tekst. Variabele kleuren.



AL70035	per stuk	€ 5,95
AL70030	display 16 stuks	€ 74,95

ANABOX® PILLENSPLIJTER

Met deze gebruiksvriendelijke pillensplijter kunnen pillen worden gehalveerd of verder worden opgedeeld. Praktisch en veilig. Door het unieke design is deze pillensplijter ideaal voor personen met verminderde motoriek.



AL70500	€ 9,95
---------	--------

ANABOX® 2GO

Drinkfles met de Anabox® weekbox vastgeklit in de drinkfles. Zo heeft u altijd uw medicatie en vloeistof bij u. Inclusief praktische drukknoop. Hoogte 29 cm. Diameter 8 cm.



AL70250-GE	geel	€ 29,95
AL70250-MI	mint	€ 29,95
AL70250-BO	bordeaux	€ 29,95

SILENT KNIGHT MEDICIJNVERMALER



Ontwikkeld voor eenvoudige verpulvering van medicatie tot poeder. Het mechanisme is stil, soepel en effectief. Comfortabele ergonomische handgreep. Schokabsorberende werking. Ideaal voor gebruik in zorgcentra, ziekenhuizen en thuiszorg.

De Silent Knight dient in combinatie met de Silent Knight pilzakjes gebruikt te worden. Wordt geleverd met 50 pilzakjes.

AL600008	Silent Knight	€ 138,95
AL600010	pilzakjes 1000 stuks	€ 119,95

PILTASJE



Piltasje met vier vakken voor de ochtend, middag, avond en nacht. Met ritssluiting. Makkelijk op te vouwen en mee te nemen. Afmeting open: L 42 x B 12,5 cm. Afmeting gevouwen: L 12,5 x B 8,5 x H 2 cm.

PR61444	€ 9,95
----------------	--------

PILLEDOOS MET ALARM



Klein formaat pillendoos met twee vakken om uw pillen in op te bergen. Inclusief nekkoord en tijdsaanduiding. Eén alarm in te stellen, inclusief een visueel en akoestisch signaal.

PR61433	€ 19,95
----------------	---------

PILLEDOOS EXTRA GROOT



Een grote dispenser om per dag uw pillen in te bewaren. De grote letters en hokjes zijn duidelijk voor visueel gehandicapten en personen met een beperkte handigheid. Elke dag heeft een apart vakje, voorzien van Engelse tekst. Afmeting: L 23 x B 4,5 x H 2,7 cm.

PR61430	€ 3,95
----------------	--------

MEDICIJNAGENDA



Medicijnagenda voor 7 dagen. Per dag voorzien van een los uitneembaar doosje met 4 vakjes.

AL710135	€ 21,95
-----------------	---------

PILLBASE – TRAVEL CASES

Compacte en veilige Travel Cases voor het opbergen van medicatie in drukstrips, tubes, flesjes, alsook verzorgings- & hygiënische producten en kleine voorwerpen. Met de opbergvakjes die u naar eigen voorkeur kunt indelen en de gekleurde labels creëert u een duidelijk en georganiseerd geheel. Inclusief lusjes voor kleine voorwerpen. Stevige, harde en waterafstotende buitenzijde met handig polsbandje.

Pillbase travel

PB1000-ZB 20 x 13,5 x 7 cm zwart/blauw € 21,95

Pillbase travel mini

PB1500-ZO 12,3 x 12,3 x 6,7 cm zwart/oranje € 19,95



BOOKSTYLE MEDICIJNTAS



Medicijnen en toebehoren veilig en overzichtelijk op 1 plek. Deze (volledig) geïsoleerde medicijntas beschermt tot wel 7 medicijnen tegen vocht, warmte en koude. Overzichtelijke, doorzichtige ritsvakken, ruim voorvak en een medisch ID kaartje. Inclusief polsbandje en handvat. Afmeting: 7 x 12 x 19 cm.

MEDI1332	zwart	€ 29,95
MEDI1335	grijs	€ 29,95

ROLETUI MEDICIJNTAS



Praktische medicijntas voor medicijnen in blisterverpakking. Oprolbaar tot een klein pakketje en afsluitbaar met een elastische klittenbandsluiting. Medicijnen zijn overzichtelijk mee te nemen in de 5 transparante ritsvakken. In ieder vak passen 2 tot 3 pillenstrips, de verpakking en de bijsluiter. Inclusief ophanghaakje, polsband en medisch ID kaartje. Afmeting: 7 x 12 x 19 cm.

MEDI1333	zwart	€ 24,95
MEDI1336	grijs	€ 24,95

SLEUTELHANGER MEDICIJNTAS

De sleutelhanger is handig voor het discreet meenemen van (nood)medicatie. Door de isolatie aan de binnenzijde is de medicatie goed beschermd tegen warmte en koude. Gemakkelijk te bevestigen aan een sleutelbos of een lusje van een broek. Hierdoor is noodmedicatie snel te herkennen en bereiken door derden in geval van nood. Afmeting: 1 x 7 x 11 cm.

MEDI1334	zwart	€ 12,95
MEDI1337	grijs	€ 12,95



BLISTERPEN

Deze blisterpen heeft in plaats van een vulling een metalen punt. Hierdoor kunt u gemakkelijk de folie van uw medicijnen openen.




AL520100

€ 14,95

TUITBEKER VOOR DE INNAME VAN PILLEN

Deze gepatenteerde beker is ontwikkeld om de inname van pillen en capsules te vergemakkelijken. Wanneer u drinkt wordt de pil of capsule automatisch met de vloeistof door de keel "gespoeld". De tuit-beker is zowel zittend als liggend te gebruiken.



SGL3055

€ 18,95

DIGITALE KOORTSTHERMOMETER

Voor een exacte meting van de lichaamstemperatuur. Zowel axillair, oraal of rectaal te gebruiken. Met geluidssignaal en geheugen-functie. Inclusief reisverpakking en batterijen.



DH5000

€ 6,95

INHALATOR PREMIUM

Deze eenvoudige stoominhalator geeft verlichting bij luchtweginfecties. Te vullen met heet water en plant-aardige toevoegingen zoals bijvoorbeeld kamille of eucalyptus. Inclusief twee zachte opzetstukken. Diameter 12 cm, hoogte 26 cm. Kleur grijs.



SGL3003

€ 21,95



DRUPPELBRIL



Met deze druppelbril kunt u zelf, zonder hulp, uw ogen druppelen. Voorzien van verschillende openingen voor bijna alle gangbare maten flesjes en pompjes. Druppelbril Dex is geschikt voor speciale oogdruppelflacons die voorgeschreven worden na staaroperaties.

DRU10000

€ 14,95

DRU15000 DEX

€ 16,95

POLYSEM NITRIL ONDERZOEKSHANDSCHOENEN



Gekwalificeerd als Persoonlijk beschermingsmiddel categorie III. Conform EN 455 1-4, EN 374 1-5, EN 16523-1, EN 420. ISO 16604.

Voor een optimale bescherming tegen micro-organismen en virussen. Poeder- en latexvrij. Hoge treksterkte, soepele pasvorm, uitstekende gevoeligheid, goede grip door het speciale patroon op de vingertoppen en ruime bestendigheid tegen chemische stoffen en cytostatica.

Geschikt voor gebruik in ziekenhuizen, zorgcentra, de thuiszorg, de levensmiddelenindustrie, laboratoria en bij schoonmaakwerkzaamheden. Verpakt per 100 stuks (XL 90 stuks). Kleur blauw.

DH6000-XS

€ 8,95

DH6000-S

€ 8,95

DH6000-M

€ 8,95

DH6000-L

€ 8,95

DH6000-XL

€ 8,95

OORDOPJES

Gehoorscherming met geavanceerde akoestische filters. De hoogwaardige mesh- of membraanfilters in de oordopjes verminderen hard geluid en ruis terwijl essentieel geluid en spraak behouden blijven. De zachte oordopjes zijn gemaakt van medische kwaliteit TPE. Ze hebben een hoogwaardige geluidsdemping, optimaal comfort, zijn ventilerend, hygiënisch, wasbaar en herbruikbaar.

Geluidsreductie - voorkomt beschadiging van het gehoor door het geluid terug te brengen naar een veilig niveau.

Comfortabele pasvorm - oordopjes gemaakt van medische kwaliteit materiaal.

Ventilatie van het oor - de open structuur van het filter laat ventilatie van de oren toe.

Omgevingsbewustzijn - behoud van ruimtelijkheid, omgeving en richtingsgevoel voor geluid.

Spraakhelderheid - verbetert de communicatie door het onderdrukken van achtergrondgeluiden.

Natuurlijk horen - de geavanceerde akoestische filters zorgen voor een natuurlijke geluidsoverdracht.



CRE1010	slapen	€ 19,95
CRE1020	reizen	€ 19,95
CRE1030	evenementen	€ 19,95
CRE1040	zwemmen	€ 19,95
CRE1050	werken	€ 19,95
CRE1060	kinderen	€ 19,95
CRE2000	display 4 x 4	€ 299,95

In elk doosje zitten 2 paar oordopjes in 2 verschillende maten. Hierdoor kan er gekozen worden voor de best passende oordop. Ook wordt er een handige opbergetui meegeleverd.

HIPSHIELD

Hipshield: reduceert het risico op heupfracturen

De Hipshield is ontworpen om bescherming te bieden bij een val. De protector vangt de klap op na een val of botsing. De technologie is oorspronkelijk ontwikkeld voor de bescherming van motorrijders.

De protector heeft een honingraatstructuur gevuld met luchtcellen. Deze cellen vormen samen een serie minischokbrekers die de schok absorberen en verspreiden. De beschermer wordt gedragen in de Hipshield onderbroeken en is discreet en comfortabel.

Verkrijgbaar voor zowel heren als dames. Bepaal de maat door uw tailleomtrek te meten. De onderbroeken zijn ook los te bestellen.



De Hipshield vangt de klap op van een eventuele val en beschermt hierdoor uw heup.



1-pak:	2 protectors en 1 onderbroek	€ 57,95
3-pak:	2 protectors en 3 onderbroeken	€ 122,95
Losse onderbroek		€ 34,95
PR20399	Hipshield protector los per paar	€ 24,95



Hipshield dames

PR20300	S	66 - 71 cm	1-pak
PR20300-3	S	66 - 71 cm	3-pak
PR20300-B	S	66 - 71 cm	losse broek
PR20301	M	71 - 76 cm	1-pak
PR20301-3	M	71 - 76 cm	3-pak
PR20301-B	M	71 - 76 cm	losse broek
PR20302	L	76 - 81 cm	1-pak
PR20302-3	L	76 - 81 cm	3-pak
PR20302-B	L	76 - 81 cm	losse broek
PR20303	XL	81 - 86 cm	1-pak
PR20303-3	XL	81 - 86 cm	3-pak
PR20303-B	XL	81 - 86 cm	losse broek
PR20304	XXL	86 - 91 cm	1-pak
PR20304-3	XXL	86 - 91 cm	3-pak
PR20304-B	XXL	86 - 91 cm	losse broek
PR20320	XXXL	91 - 96 cm	1-pak
PR20320-3	XXXL	91 - 96 cm	3-pak
PR20320-B	XXXL	91 - 96 cm	losse broek

Hipshield heren

PR20305	S	76 - 81 cm	1-pak
PR20305-3	S	76 - 81 cm	3-pak
PR20305-B	S	76 - 81 cm	losse broek
PR20306	M	83 - 89 cm	1-pak
PR20306-3	M	83 - 89 cm	3-pak
PR20306-B	M	83 - 89 cm	losse broek
PR20307	L	91 - 96 cm	1-pak
PR20307-3	L	91 - 96 cm	3-pak
PR20307-B	L	91 - 96 cm	losse broek
PR20308	XL	99 - 104 cm	1-pak
PR20308-3	XL	99 - 104 cm	3-pak
PR20308-B	XL	99 - 104 cm	losse broek
PR20309	XXL	106 - 112 cm	1-pak
PR20309-3	XXL	106 - 112 cm	3-pak
PR20309-B	XXL	106 - 112 cm	losse broek
PR20321	XXXL	111 - 116 cm	1-pak
PR20321-3	XXXL	111 - 116 cm	3-pak
PR20321-B	XXXL	111 - 116 cm	losse broek

MSF COMFORTSCHOENEN

Voor personen met probleemvoeten is het vaak lastig om geschikte schoenen te vinden. De MSF comfortschoen is een comfortabele en zachte stretchschoen die zich direct aanpast aan uw voet. Verkrijgbaar in diverse dames- en herenmodellen en in verschillende kleuren en maten.

Uitermate geschikt voor hallux valgus, hamertenen, knobbeltenen, artrose, reuma of oedeem in de voeten, pijnlijke voetsoorten en eelt. Door de uitneembare inlegzool zijn de comfortschoenen ook geschikt voor orthopedische steunzolen.

Loopzool

- Soepele latex zool
- Ultra-licht materiaal
- Anti-slip zool
- Ideale hoogte ($\pm 2,5$ cm) voor goede stand en afloop van de voet en ter preventie van rugklachten
- Bevordert de afloop van de voet



Materiaal

- Soft-touch stretch materiaal: flexibel en zeer rekbaar, met zowel goede elastische als trekvraste eigenschappen
- Huidvriendelijk en ademend materiaal voor een gelijkmatige voeten temperatuur
- Hygiënisch fris en waterafstotend
- Anti-bacteriologisch en geurabsorberend
- De schoen keert na het dragen en wassen terug naar de originele pasvorm
- Ultra-lichtgewicht
- Voldoet aan de hoge kwaliteits- en keuringseisen

Uitneembare inlegzool

- Visco-elastisch materiaal in combinatie met leer
- Drukverdelend
- Optimale schokabsorptie



Inclusief medisch certificaat voor geteste materialen.

MSF COMFORTSCHOEN KARINA

MSF COMFORTSCHOEN MELINA



maat	zwart	taupe	
36	MS4908Z-36	MS4908B-36	€ 84,95
37	MS4908Z-37	MS4908B-37	€ 84,95
38	MS4908Z-38	MS4908B-38	€ 84,95
39	MS4908Z-39	MS4908B-39	€ 84,95
40	MS4908Z-40	MS4908B-40	€ 84,95
41	MS4908Z-41	MS4908B-41	€ 84,95
42	MS4908Z-42	MS4908B-42	€ 84,95

maat	zwart	taupe	
36	MS4929Z-36	MS4929B-36	€ 89,95
37	MS4929Z-37	MS4929B-37	€ 89,95
38	MS4929Z-38	MS4929B-38	€ 89,95
39	MS4929Z-39	MS4929B-39	€ 89,95
40	MS4929Z-40	MS4929B-40	€ 89,95
41	MS4929Z-41	MS4929B-41	€ 89,95
42	MS4929Z-42	MS4929B-42	€ 89,95

MSF COMFORTSCHOEN SANNE

maat	beige	
36	MS80072-36	€ 99,95
37	MS80072-37	€ 99,95
38	MS80072-38	€ 99,95
39	MS80072-39	€ 99,95
40	MS80072-40	€ 99,95
41	MS80072-41	€ 99,95
42	MS80072-42	€ 99,95
43	MS80072-43	€ 99,95

MSF COMFORTSCHOEN ALEXANDER

maat	zwart	bruin	
39	MS8502Z-39	MS8502B-39	€ 99,95
40	MS8502Z-40	MS8502B-40	€ 99,95
41	MS8502Z-41	MS8502B-41	€ 99,95
42	MS8502Z-42	MS8502B-42	€ 99,95
43	MS8502Z-43	MS8502B-43	€ 99,95
44	MS8502Z-44	MS8502B-44	€ 99,95
45	MS8502Z-45	MS8502B-45	€ 99,95
46	MS8502Z-46	MS8502B-46	€ 99,95

MSF COMFORTSCHOEN DIANA

maat	zwart	taupe	
36	MS8102Z-36	MS8102B-36	€ 99,95
37	MS8102Z-37	MS8102B-37	€ 99,95
38	MS8102Z-38	MS8102B-38	€ 99,95
39	MS8102Z-39	MS8102B-39	€ 99,95
40	MS8102Z-40	MS8102B-40	€ 99,95
41	MS8102Z-41	MS8102B-41	€ 99,95
42	MS8102Z-42	MS8102B-42	€ 99,95
43	MS8102Z-43	MS8102B-43	€ 99,95

MSF COMFORTSCHOEN OLIVIA

maat	zwart	taupe	
36	MS8103Z-36	MS8103B-36	€ 99,95
37	MS8103Z-37	MS8103B-37	€ 99,95
38	MS8103Z-38	MS8103B-38	€ 99,95
39	MS8103Z-39	MS8103B-39	€ 99,95
40	MS8103Z-40	MS8103B-40	€ 99,95
41	MS8103Z-41	MS8103B-41	€ 99,95
42	MS8103Z-42	MS8103B-42	€ 99,95
43	MS8103Z-43	MS8103B-43	€ 99,95

MSF PANTOFFEL

De stijlvolle en comfortabele MSF pantoffels hebben een grote wijde opening en een handige klittenbandsluiting. Hierdoor zijn de pantoffels gemakkelijk aan en uit te trekken. Ideaal voor personen met gezwollen of dikke voeten. De pantoffels zijn voorzien van een duurzame anti-slip zool.

Verkrijgbaar in diverse modellen en kleuren voor zowel dames als heren.

- Het soft-touch materiaal zorgt voor een aangenaam draagcomfort
- Comfortabele pasvorm door de brede leest en klittenbandsluiting
- Schokdempende rubberen loopzool met anti-slip profiel
- De gekleurde modellen hebben een uitneembare inlegzool, de geruite modellen niet.
- De geruite modellen zijn voorzien van een zachte voering

MSF DAMESPANTOFFEL LAAG



Kleur blauw

MS6002BL-36	maat 36	€ 44,95
MS6002BL-37	maat 37	€ 44,95
MS6002BL-38	maat 38	€ 44,95
MS6002BL-39	maat 39	€ 44,95
MS6002BL-40	maat 40	€ 44,95
MS6002BL-41	maat 41	€ 44,95
MS6002BL-42	maat 42	€ 44,95

Kleur bordeaux

MS6002R-36	maat 36	€ 44,95
MS6002R-37	maat 37	€ 44,95
MS6002R-38	maat 38	€ 44,95
MS6002R-39	maat 39	€ 44,95
MS6002R-40	maat 40	€ 44,95
MS6002R-41	maat 41	€ 44,95
MS6002R-42	maat 42	€ 44,95

MSF DAMESPANTOFFEL HOOG



Kleur blauw

MS6003BL-36	maat 36	€ 44,95
MS6003BL-37	maat 37	€ 44,95
MS6003BL-38	maat 38	€ 44,95
MS6003BL-39	maat 39	€ 44,95
MS6003BL-40	maat 40	€ 44,95
MS6003BL-41	maat 41	€ 44,95
MS6003BL-42	maat 42	€ 44,95

Kleur bordeaux

MS6003R-36	maat 36	€ 44,95
MS6003R-37	maat 37	€ 44,95
MS6003R-38	maat 38	€ 44,95
MS6003R-39	maat 39	€ 44,95
MS6003R-40	maat 40	€ 44,95
MS6003R-41	maat 41	€ 44,95
MS6003R-42	maat 42	€ 44,95

MSF PANTOFFEL GERUIT LAAG

MS9515R-39	maat 39	€ 44,95
MS9515R-40	maat 40	€ 44,95
MS9515R-41	maat 41	€ 44,95
MS9515R-42	maat 42	€ 44,95
MS9515R-43	maat 43	€ 44,95
MS9515R-44	maat 44	€ 44,95
MS9515R-45	maat 45	€ 44,95
MS9515R-46	maat 46	€ 44,95

MSF PANTOFFEL GERUIT HOOG

MS8535R-39	maat 39	€ 49,95
MS8535R-40	maat 40	€ 49,95
MS8535R-41	maat 41	€ 49,95
MS8535R-42	maat 42	€ 49,95
MS8535R-43	maat 43	€ 49,95
MS8535R-44	maat 44	€ 49,95
MS8535R-45	maat 45	€ 49,95
MS8535R-46	maat 46	€ 49,95

MSF HERENPANTOFFEL LAAG ZWART

MS9514BK-39	maat 39	€ 44,95
MS9514BK-40	maat 40	€ 44,95
MS9514BK-41	maat 41	€ 44,95
MS9514BK-42	maat 42	€ 44,95
MS9514BK-43	maat 43	€ 44,95
MS9514BK-44	maat 44	€ 44,95
MS9514BK-45	maat 45	€ 44,95
MS9514BK-46	maat 46	€ 44,95

MSF HERENPANTOFFEL HOOG ZWART

MS7001BK-39	maat 39	€ 44,95
MS7001BK-40	maat 40	€ 44,95
MS7001BK-41	maat 41	€ 44,95
MS7001BK-42	maat 42	€ 44,95
MS7001BK-43	maat 43	€ 44,95
MS7001BK-44	maat 44	€ 44,95
MS7001BK-45	maat 45	€ 44,95
MS7001BK-46	maat 46	€ 44,95

NATURE COMFORT VERBANDSCHOEN VICTORY

- Eenvoudig aan te trekken door de lange opening aan de voorkant
- Opening aan de achterkant voor goede aansluiting
- Extra versteviging bij de enkel voor een goede stabiliteit
- Heeft verder dezelfde specificaties als de luxe pantoffel
- Hoog model, kleur zwart



zwart	maat	PI02141-BK	41
PI02136-BK	36	PI02142-BK	42
PI02137-BK	37	PI02143-BK	43
PI02138-BK	38	PI02144-BK	44
PI02139-BK	39	PI02145-BK	45
PI02140-BK	40	PI02146-BK	46

€ 99,95

NATURE COMFORT PANTOFFELS

Cameron: laag model

beige	zwart	maat
PI00835-BE	PI00835-BK	35
PI00836-BE	PI00836-BK	36
PI00837-BE	PI00837-BK	37
PI00838-BE	PI00838-BK	38
PI00839-BE	PI00839-BK	39
PI00840-BE	PI00840-BK	40
PI00841-BE	PI00841-BK	41
PI00842-BE	PI00842-BK	42
PI00843-BE	PI00843-BK	43
PI00844-BE	PI00844-BK	44
PI00845-BE	PI00845-BK	45

Luxe pantoffel

- Verstelbare klittenbandsluiting
- Brede schacht en pasvorm
- Zachte uitneembare binnenzool
- Stevige anti-slip zool
- Unisex, geschikt voor heren en dames

- Voering 80% katoen, 20% polyester
- Verkrijgbaar in een laag en hoog model
- Verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en beige

Cameron
€ 59,95

Cameron



Gabriel: hoog model

beige	zwart	maat
PI00935-BE	PI00935-BK	35
PI00936-BE	PI00936-BK	36
PI00937-BE	PI00937-BK	37
PI00938-BE	PI00938-BK	38
PI00939-BE	PI00939-BK	39
PI00940-BE	PI00940-BK	40
PI00941-BE	PI00941-BK	41
PI00942-BE	PI00942-BK	42
PI00943-BE	PI00943-BK	43
PI00944-BE	PI00944-BK	44
PI00945-BE	PI00945-BK	45



Gabriel

€ 61,95



Gabriel

TEENSPREIDER - DUN

Deze polymergel teen spreiders zijn ontworpen ter verlichting van druk en om de tenen te spreiden.



PR55037-SM	S/M	€ 5,95
PR55037-ML	M/L	€ 5,95

TEENSPREIDER - DIK

Deze dikke polymergel teen spreiders zijn ontworpen ter verlichting van druk en om overlapping van de tenen te voorkomen.



PR55041-SM	S/M	€ 5,95
PR55041-ML	M/L	€ 5,95

TEENBESCHERMER - TUBE

Deze 10 cm lange polymergel buis zorgt voor volledige bescherming rondom de teen. Voorkomt druk en wrijving. De buis is op maat te knippen.

PR55038-SM	S/M	€ 5,95
PR55038-ML	M/L	€ 5,95

TEENKAP

Deze polymergel teenkappen zijn zacht en comfortabel, perfect voor bescherming en demping van pijnlijke tenen.



PR55040-SM	S/M	€ 5,95
PR55040-ML	M/L	€ 5,95

TEENBESCHERMER

Deze polymergel teenbeschermer verlicht pijn en druk veroorzaakt door klauw- en hamertenen. Past comfortabel tussen de bal van uw voet en tenen en vermindert de belasting op de tenen.



PR55039-SM	S/M	€ 5,95
PR55039-ML	M/L	€ 5,95

EELTKNOBBELBESCHERMER

Deze comfortabele polymergel eeltknobbelschermers zijn ontworpen ter verlichting van druk en pijn van de hallux valgus. Universele maat.



PR55036		€ 5,95
---------	--	--------

NEO G HALLUX VALGUS SPLINT

Deze nachtsplank immobiliseert de hallux valgus optimaal voor een goede genezing. Het middenvoetsbeentje en de grote teen worden op de juiste wijze ondersteund. Verstelbaar. Universele maat.

PR79061-L	links	€ 22,95
PR79061-R	rechts	€ 22,95

NEO G HALLUX VALGUS SOFT SUPPORT

Deze zachte, in omvang verstelbare support ondersteunt de hallux valgus en corrigeert standafwijkingen van de grote teen. Verlicht irritaties en ontstekingen van de hallux valgus. Universele maat.



PR79074-L	links	€ 22,95
PR79074-R	rechts	€ 22,95

MEDISOLE® MEDISCHE INLEGZOLEN

Medisole® medische inlegzolen zijn speciaal ontwikkeld voor de vijf meest voorkomende voetklachten. Iedere specifieke inlegzool biedt de juiste ondersteuning aan de voet voor het onderliggende probleem. Medisole® medische inlegzolen verlichten en verhelpen in de meeste gevallen de klachten bij het lopen zonder daarvoor een medisch traject te ondergaan. Een snelle en makkelijke weg naar comfort en bewegingsvrijheid.

Medisole® ontwikkelde de medische inlegzolen in nauwe samenwerking met vooraanstaande voetspecialisten. Deze inlegzolen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en worden onder strenge controle geproduceerd. De werking van de inlegzolen is mede afhankelijk van de kwaliteit van de schoen. Voor het beste resultaat wordt een stevige schoen met goede pasvorm en uitneembare binnenzool geadviseerd.

medisole®
specialist in medische inlegzolen



Comfortabel
Zachte en verende inlegzool voor specifieke ondersteuning en optimaal comfort.



Speciaal gevormd voetbed
Speciaal gevormde inlegzool voor ondersteuning. Ontspannende en preventieve werking.




Vochtabsorberend
Inlegzool met hoog vocht-absorberend vermogen en vochtafvoer.



Schokdempend
Inlegzool met hoog dempingsvermogen voor optimaal comfort.



Unieke gelpad
Inlegzool met speciaal ontwikkelde gelpad.



Extra stabiele basis
De sterke stabiele basis van de zool geeft extra ondersteuning.


ACHILLES KLACHTEN



Deze inlegzool heeft een iets verhoogde hak. In combinatie met de meegeleverde wedge wordt de achillespees ontlast. De dempende werking van de zool is optimaal voor een geïrriteerde achillespees. Met deze inlegzool zullen uw achillesklachten verminderen.

mt	dames	mt	heren	
36	ME4036-DA	40	ME5040-HE	€ 59,95
37	ME4037-DA	41	ME5041-HE	€ 59,95
38	ME4038-DA	42	ME5042-HE	€ 59,95
39	ME4039-DA	43	ME5043-HE	€ 59,95
40	ME4040-DA	44	ME5044-HE	€ 59,95
41	ME4041-DA	45	ME5045-HE	€ 59,95
42	ME4042-DA	46	ME5046-HE	€ 59,95
		47	ME5047-HE	€ 59,95
		48	ME5048-HE	€ 59,95

HIELSPOOR KLACHTEN



Deze inlegzool geeft een juiste ondersteuning aan de hiel en zorgt voor ontlasting en extra dempende steun onder de hak. Het hielbeen wordt hiermee ontzien en zal minder pijnlijk worden. Met deze inlegzool zullen uw hielspoorklachten verminderen.

mt	dames	mt	heren	
36	ME6036-DA	40	ME7040-HE	€ 59,95
37	ME6037-DA	41	ME7041-HE	€ 59,95
38	ME6038-DA	42	ME7042-HE	€ 59,95
39	ME6039-DA	43	ME7043-HE	€ 59,95
40	ME6040-DA	44	ME7044-HE	€ 59,95
41	ME6041-DA	45	ME7045-HE	€ 59,95
42	ME6042-DA	46	ME7046-HE	€ 59,95
		47	ME7047-HE	€ 59,95
		48	ME7048-HE	€ 59,95

COMFORT PLUS ONDERSTEUNING



Deze inlegzool biedt extra ondersteuning, comfort en een uitgebalanceerde steun aan de voet. Zorgt voor het gelijkmatig verdelen van de druk onder de gehele voet. Door een nieuwe technologie toe te passen onder de grote teen creëert de zool een extra

stabilisatie. De ondersteuning aan de voetboog voorkomt inzakken van de voet met als resultaat het vermijden van hoge druk onder de voorvoet en de gehele voet. Ideaal bij algehele vermoeidheid na een lange dag staand werken, voetklachten door ondeugdelijk schoeisel of overgewicht.

mt	dames	mt	heren	
36	ME0036-DA	40	ME1040-HE	€ 59,95
37	ME0037-DA	41	ME1041-HE	€ 59,95
38	ME0038-DA	42	ME1042-HE	€ 59,95
39	ME0039-DA	43	ME1043-HE	€ 59,95
40	ME0040-DA	44	ME1044-HE	€ 59,95
41	ME0041-DA	45	ME1045-HE	€ 59,95
42	ME0042-DA	46	ME1046-HE	€ 59,95
		47	ME1047-HE	€ 59,95
		48	ME1048-HE	€ 59,95

DIABETES & REUMA KLACHTEN



Deze inlegzool is specifiek ontwikkeld voor diabetes- en reumapatiënten en geeft ondersteuning en stabiliteit aan de voet. Zorgt voor het gelijkmatig verdelen van de druk onder de gehele voet. De ondersteunende werking van de zool uit zich in

minder pijn en vermoeidheid van de voeten. Ideaal voor de pijnlijke gewrichten van reumapatiënten en de gevoelige diabetische voet met verhoogd risico op beschadiging van het weefsel.

mt	dames	mt	heren	
36	ME8036-DA	40	ME9040-HE	€ 59,95
37	ME8037-DA	41	ME9041-HE	€ 59,95
38	ME8038-DA	42	ME9042-HE	€ 59,95
39	ME8039-DA	43	ME9043-HE	€ 59,95
40	ME8040-DA	44	ME9044-HE	€ 59,95
41	ME8041-DA	45	ME9045-HE	€ 59,95
42	ME8042-DA	46	ME9046-HE	€ 59,95
		47	ME9047-HE	€ 59,95
		48	ME9048-HE	€ 59,95

VOORVOET KLACHTEN



Deze inlegzool verdeelt optimaal de druk onder de voorvoet. Geeft een uitstekende ondersteuning aan de voetboog en voorkomt inzakken van de voet met als resultaat het vermijden van hoge druk onder de

voorvoet. Ideaal bij klachten zoals pijn onder en/of boven de bal van de voet (onder de grote teen) en scherpe pijn op de top van de voorvoet, met name tussen de hoofden van de middenvoetsbeentjes.

mt	dames	mt	heren	
36	ME2036-DA	40	ME3040-HE	€ 59,95
37	ME2037-DA	41	ME3041-HE	€ 59,95
38	ME2038-DA	42	ME3042-HE	€ 59,95
39	ME2039-DA	43	ME3043-HE	€ 59,95
40	ME2040-DA	44	ME3044-HE	€ 59,95
41	ME2041-DA	45	ME3045-HE	€ 59,95
42	ME2042-DA	46	ME3046-HE	€ 59,95
		47	ME3047-HE	€ 59,95
		48	ME3048-HE	€ 59,95

NORCO HANDPALM-BESCHERMER



Deze zachte handpalmbeschermers zijn gemaakt van foam bekleed met een synthetische schapenvacht. Beschermt de handpalm en voorkomt contracturen en huidbeschadiging. Klittenbandbevestiging.



NC52250	links	€ 35,40
NC52251	rechts	€ 35,40

ELLEBOOG & HIEL BESCHERMER - FOAM



Deze rekbare kous heeft een vaste foampad met een diameter van 15 cm ter bescherming van elleboog of hiel. Meet de omtrek van de hiel of elleboog op het buigbare gedeelte.



NC58801-1	23 cm	€ 14,33
NC58801-2	28 cm	€ 14,33
NC58801-3	33 cm	€ 14,33

ELLEBOOG & HIEL BESCHERMER - GEL



Rekbare kous met uitneembare gelpad (9 x 16 cm) ter bescherming van elleboog of hiel. Latexvrij. Meet de omtrek van de hiel of elleboog op het buigbare gedeelte.



NC58800-1	23 cm	€ 49,70
NC58800-2	28 cm	€ 49,70
NC58800-3	33 cm	€ 49,70

ANTI-SLIP SOKKEN



Anti-slip sok met uitstekende pasvorm en een slijtvaste rubberen onderlaag. Verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en blauw.



artikelnr.	kleur	maat	
AL4410	zwart	35 - 38	€ 15,95
AL4411	zwart	39 - 42	€ 15,95
AL4412	zwart	43 - 45	€ 18,95
AL4413	blauw	35 - 38	€ 15,95
AL4414	blauw	39 - 42	€ 15,95
AL4415	blauw	43 - 45	€ 18,95

ECOSOX BAMBOESOKKEN

Ecosox bamboesokken zijn gebreid van bamboe viscosevezels en zijn voorzien van extra vulling op de zool voor comfort en extra duurzaamheid. De sokken zijn ultrazacht, houden uw voeten droog, bestrijden zweetvoeten en vermoeidheid, voorkomen blaren en zijn thermoregulerend.

Ecosox compressiesokken

Deze hoge kwaliteit compressiesokken geven extra druk aan het onderbeen om de ophoping van vocht tegen te gaan. Ideaal bij lang staan, zwangerschap of tijdens reizen.

ECO200-B	maat 36 - 42	zwart	€ 23,95
ECO210-B	maat 43 - 47	zwart	€ 23,95
ECO202-N	maat 36 - 42	blauw	€ 23,95
ECO212-N	maat 43 - 47	blauw	€ 23,95
ECO204-T	maat 36 - 42	beige	€ 23,95
ECO214-T	maat 43 - 47	beige	€ 23,95



Ecosox diabetessokken

Deze diabetessokken zijn ontworpen om de bloedcirculatie in tact te houden, ook bij gezwollen benen. De diabetessokken rekken uit zodra benen beginnen te zwellen en zakken niet af. Maximaal comfort.

ECO100-B	maat 36 - 42	zwart	€ 19,95
ECO110-B	maat 43 - 47	zwart	€ 19,95
ECO102-N	maat 36 - 42	blauw	€ 19,95
ECO112-N	maat 43 - 47	blauw	€ 19,95
ECO104-T	maat 36 - 42	beige	€ 19,95
ECO114-T	maat 43 - 47	beige	€ 19,95

AIRFLOW ARMSLING

Deze luchtdoorlatende armsling is verstelbaar en gemaakt van ademend materiaal. Helpt het schouder- en sleutelbeengewricht te immobiliseren en zo een comfortabele positionering te vinden voor de genezing van het gewricht. Universele maat. Geschikt voor de linker- of rechterarm.

**PR79073**

€ 34,95

SCHOUDER/ARM SLING

Een mitella (schouder/nek bandage) ter ondersteuning van de onder-, bovenarm en schouder. Een universele op maat te maken uitvoering. Inclusief klittenband-sluiting. Latexvrij. L 112 x B 5 cm.

**PRUPS**

€ 9,95

HALSKRAAG

Deze halskraag is ideaal ter ondersteuning en stabilisatie van de nek en hals. Gemaakt van een volledig wasbaar foam. Latexvrij en verkrijgbaar in 4 verschillende maten.



PRBC1	S	7,5 x 43 cm	€ 17,95
PRBC2	M	9 x 47 cm	€ 17,95
PRBC3	L	9 x 51 cm	€ 17,95
PRBC4	XL	10 x 51 cm	€ 17,95

NORCO OEDEEMHANDSCHOENEN

Voorkomt oedeemvorming en gewrichtspijnen door middel van warmte en compressie. De naden zitten aan de buitenkant voor een gelijkmatige druk. Gemaakt van een zacht zijdeachtig Nylon Lycra®.



Meet de hand zoals
aangegeven.



XS ≤ 18 cm
S 18 - 20 cm
M 19 - 22 cm
L 20 - 25 cm

**Halve vingers over de pols**

NC53220	XS links	€ 19,95
NC53221	XS rechts	€ 19,95
NC53222	S links	€ 19,95
NC53223	S rechts	€ 19,95
NC53224	M links	€ 19,95
NC53225	M rechts	€ 19,95
NC53226	L links	€ 19,95
NC53227	L rechts	€ 19,95

Hele vingers over de pols

NC53210	XS links	€ 19,95
NC53211	XS rechts	€ 19,95
NC53212	S links	€ 19,95
NC53213	S rechts	€ 19,95
NC53214	M links	€ 19,95
NC53215	M rechts	€ 19,95
NC53216	L links	€ 19,95
NC53217	L rechts	€ 19,95

Hele vingers, polslengete

NC53200	S links	€ 19,95
NC53201	S rechts	€ 19,95
NC53202	M links	€ 19,95
NC53203	M rechts	€ 19,95
NC53204	L links	€ 19,95
NC53205	L rechts	€ 19,95

COMFORT COOL DUIMBRACE

Biedt zachte compressie en zorgt voor pijnverlichting. Ideaal voor artritis van de duim, peesontsteking, instabiliteit van de duim en RSI. De gevormde band rondom het duimgewricht biedt steun en zorgt dat de handfunctie optimaal blijft. Gemaakt van een 'geperforeerd' neopreen met een badstof laagje. Houdt de huid koel en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij.



Meet de hand zoals aangegeven.



PR79562	S	links	17 - 18 cm	€ 59,95
PR79563	S	rechts	17 - 18 cm	€ 59,95
PR79564	M	links	18 - 20 cm	€ 59,95
PR79565	M	rechts	18 - 20 cm	€ 59,95
PR79566	L	links	20 - 24 cm	€ 59,95
PR79567	L	rechts	20 - 24 cm	€ 59,95

COMFORT COOL POLSBRACE

De polsbrace geeft een comfortabele ondersteuning. De voorgevormde uitneembare aluminium spalk biedt extra ondersteuning aan de pols en kan aangepast worden. Ideaal voor polsaandoeningen zoals carpaal tunnel syndroom, artritis en tendinitis. Gemaakt van een geperforeerd neopreen met een badstof laagje. Houdt de huid koel en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij. Om uw maat te bepalen, meet u de omtrek van de pols.



PR52962	S	links	15 - 17 cm	€ 49,95
PR52963	S	rechts	15 - 17 cm	€ 49,95
PR52964	M	links	17 - 19 cm	€ 49,95
PR52965	M	rechts	17 - 19 cm	€ 49,95
PR52966	L	links	20 - 22 cm	€ 49,95
PR52967	L	rechts	20 - 22 cm	€ 49,95

COMFORT COOL POLS & DUIM CMC BRACE



Geeft direct ondersteuning aan het CMC (carpometacarpale) gewricht van de duim. Gelijktijdig kunnen de vingers volledig worden gebruikt. Deze langere spalk wikkelt u om uw pols en geeft ondersteuning bij tendinitis, artritis, syndroom van De Quervain, instabiliteit van gewrichten en postoperatief letsel aan pols en duim. Dankzij verstevigingen bij de naden kan de brace desgewenst onder het MP gewricht van de duim afgeknipt worden. De brede neopreen band geeft extra ondersteuning en druk om de pols. Gemaakt van een geperforeerd neopreen met een badstof laagje. Houdt de huid koel en comfortabel. Antimicrobieel en latexvrij.

Om uw maat te bepalen, meet u de omtrek van de handpalm.



NC79570	S	links	15 - 18 cm	€ 64,95
NC79571	S	rechts	15 - 18 cm	€ 64,95
NC79572	M	links	18 - 20 cm	€ 64,95
NC79573	M	rechts	18 - 20 cm	€ 64,95
NC79574	L	links	20 - 23 cm	€ 64,95
NC79575	L	rechts	20 - 23 cm	€ 64,95
NC79576	XL	links	23 - 25 cm	€ 64,95
NC79577	XL	rechts	23 - 25 cm	€ 64,95

NEO G AIRFLOW

**NEO
G**
Medical & Lifestyle
Innovation

ELLEBOOG SUPPORT SUPPORT DE COUDE

S	21 - 24 cm PR79077-S
M	24 - 27 cm PR79077-M
L	27 - 30 cm PR79077-L
XL	30 - 33 cm PR79077-XL
€ 23,95	



- Unisex, lichtgewicht en slimline ondersteuning, past zowel links als rechts
- Helpt bij verrekkingen, verstuikingen, instabiliteit en gewrichten met artritis
- Speciaal ademend weefsel helpt bij de vochtregulering
- Biedt ondersteuning bij spierblessures en zwakke spieren en/of gewrichten tijdens sportactiviteiten en dagelijkse werkzaamheden

Maten: Voor de juiste maat de omtrek op de aangegeven plaats meten



AIRFLOW



POLS / DUIM SUPPORT

S	13 - 16 cm PR79078-S
M	16 - 19 cm PR79078-M
L	19 - 23 cm PR79078-L
€ 22,95	



KUIT / SCHEENBEN SUPPORT

S	32 - 36 cm PR79079-S
M	36-40 cm PR79079-M
L	40-44 cm PR79079-L
XL	44-48 cm PR79079-XL
€ 22,95	



KNEE SUPPORT

S	30 - 34 cm PR79081-S
M	34 - 38 cm PR79081-M
L	38 - 43 cm PR79081-L
XL	43 - 48 cm PR79081-XL
€ 23,95	



ENKEL SUPPORT

S	15 - 19 cm PR79080-S
M	19 - 23 cm PR79080-M
L	23 - 28 cm PR79080-L
XL	28 - 33 cm PR79080-XL
€ 23,95	





POLSBRACE



Helpt bij instabiliteit en om de symptomen te verlichten bij verrekking of verstuiking van de pols. Biedt ondersteuning en comfort bij letsel waarbij extra ondersteuning en warmtetherapie vereist is. Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik.

PR79050 € 24,95

Exclusieve neopreen braces speciaal ontwikkeld voor preventief, ondersteunend en revaliderend gebruik door middel van variabele compressietechnieken.

Te combineren met de Neo G hot & cold packs, zie pagina 166.

STABILISERENDE POLSBRACE

Deze polsbrace heeft een verwijderbare metalen lepel die op maat gemaakt kan worden. De lepel stabiliseert de pols in de juiste houding en de elastische band geeft de gewenste compressie. Ondersteunt bij RSI klachten, verstuiking, instabiliteit van de pols en het carpaal tunnelsyndroom.

PR79055-L links € 31,95
PR79055-R rechts € 31,95

- Universele maat
- Unieke variabele compressietechnieken
- Warmtetherapie
- Altijd de gewenste ondersteuning op maat
- Duurzaam klittenband



TENNISARM/ GOLFELLEBOOGBAND



Helpt bij epicondylitis (tennisarm/ golfelleboog) en andere verstuikingen. Het neopreen materiaal helpt de spieren en gewrichten warm te houden. Inclusief schokabsorberende pad.

PR79064 € 27,95

DUIMBRACE



Bedoeld om de duim steun en comfort te bieden, de vingers vrij te laten bewegen en het carpaal tunnelsyndroom te voorkomen. Biedt ondersteuning aan zwakke of geblesseerde polsen. Geschikt voor de linker- en rechterduim.

PR79063 € 28,95

RUGBAND



Biedt steun bij een rugblessure, zwakke rug of artritis tijdens het sporten en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Ontwikkeld om ongewenste draaiende bewegingen te verminderen. Het neopreen materiaal helpt de spieren en gewrichten warm te houden.

PR79054 € 41,95

RUGBAND MET BALEINVERSTEVIJING



Het grote verschil met de normale rugband zijn de 4 baleinen die in dit model verwerkt zitten. Daarnaast biedt de tweede elastische band extra compressie en rugondersteuning. Ideaal voor personen die voor hun beroep of sport regelmatig moeten tillen.

PR79062 € 62,95

ELLEBOOGBRACE

Deze brace biedt compressie en verwarmt de gewrichten en spieren zonder de bewegingsvrijheid te beperken. Helpt bij epicondylitis (tennisarm/golfelleboog) en andere verstuikingen en RSI klachten. Geschikt voor links- en rechtshandig gebruik.

PR79059 € 31,95

OPEN KNIEBRACE

Deze kniebrace is voorzien van een opening met gestikte ronding die extra ondersteuning biedt rondom de patella. Beperkt de beweging van de patella en helpt pijnklachten te verminderen. Helpt ook bij verrekkingen, kraakbeenschade en instabiliteit.

PR79052 € 31,95

STABILISERENDE OPEN KNIEBRACE

Deze kniebrace biedt een hoger ondersteuningsniveau middels 4 verwijderbare metalen spiralen van 24 cm lang. Verhoogt de stabiliteit rondom de knie zonder de bewegingsvrijheid te beperken. De bovenste en onderste elastische band zijn instelbaar voor extra comfort en de juiste ondersteuning.

PR79056 € 55,95

PATELLABAND

Helpt bij patellaire tendinitis, instabiliteit en Osgood-Schlatter. Het neopreen materiaal helpt de spieren en gewrichten warm te houden. Inclusief siliconen pad voor extra bescherming, compressie en stabilisatie.

PR79067 € 25,95

KUIT/SCHEENBEENBRACE

Helpt bij verrekkingen, verstuikingen en shin splints (ook wel medial tibial stress syndrome genoemd). Ondersteunt bij blessures aan kuit en scheenbeen tijdens het sporten en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden.

PR79068 € 31,95

ENKELBRACE

Helpt bij verrekkingen, verstuikingen en instabiliteit. Biedt ondersteuning en stabilisatie van enkelblessures, zwakke enkels of enkels met artritis tijdens het sporten en het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden.

PR79053 € 31,95

Able²
EXCLUSIVE
Harley

Topmerk voor orthopedische producten

HARLEY RUGONDER- STEUNING PLUS



Stabiliseert de heupen, het bekken en de wervelkolom door middel van een zachte en flexibele ondersteuning. Extra compressie door de elastische band. Uitneembare steunplaat. Voorzien van een klittenbandsluiting. Maatvoering: taillemaat.



SP24032	S	56 - 69 cm	€ 103,95
SP24046	M	71 - 84 cm	€ 107,95
SP24047	L	86 - 99 cm	€ 109,95
SP24048	XL	102 - 114 cm	€ 113,95

HARLEY RUGONDER- STEUNING



Geeft ondersteuning aan de rug. Met uitneembare steunplaat. Hoogte voor 13 cm en achter 20 cm. Maatvoering: taillemaat.



SP24031	S	56 - 69 cm	€ 75,95
SP24043	M	71 - 84 cm	€ 76,95
SP24044	L	86 - 99 cm	€ 76,95
SP24045	XL	102 - 114 cm	€ 77,95

HARLEY SCHOUDER- ONDERSTEUNING



Vermindert pijn van de hoge rug en corrigeert een slechte houding van de schouders. Aan de voorkant vast te maken. Maatvoering: borstomvang.



SP24108	S	76 - 86 cm	€ 73,95
SP24156	M	89 - 102 cm	€ 75,95
SP24157	L	104 - 117 cm	€ 76,95
SP24158	XL	120 - 132 cm	€ 76,95

HARLEY SACRUM ONDERSTEUNING



Stabiliseert het heiligbeen en geeft steun aan het bekken. Door het aanspannen van de elastische band wordt extra compressie geboden. Maatvoering: heupmaat ongeveer 18 cm onder de taille.



SP24249	S	76 - 86 cm	€ 36,95
SP24273	M	89 - 102 cm	€ 37,95
SP24274	L	104 - 117 cm	€ 39,95
SP24275	XL	120 - 132 cm	€ 41,95

HARLEY RUGONDERSTEUNING UNIVERSEEL



Stabiliseert heup en bekken. Door het aanspannen van de afneembare elastische band wordt extra compressie geboden. Hoogte 16 cm. Maatvoering: taillemaat.



SP24106	S	56 - 69 cm	€ 69,95
SP24114	M	71 - 84 cm	€ 71,95
SP24117	L	86 - 99 cm	€ 71,95
SP24120	XL	102 - 114 cm	€ 71,95

SGL RUGBAND STANDAARD

Deze rugband biedt ondersteuning bij lichte rugpijn. Ondersteunt de buik, ribben en wervelkolom en geeft extra bescherming bij spierzwakte. Gemaakt van comfortabel en huidvriendelijk materiaal met klittenbandsluiting. Geschikt voor taillemaat van 70 tot 150 cm.

SGL2501

€ 26,95

SGL RUGBAND STRONG

De rugband strong heeft een extra elastische band op de rug voor extra compressie. Ondersteunt de buik, ribben en wervelkolom en geeft extra bescherming bij spierzwakte. Gemaakt van comfortabel en huidvriendelijk materiaal met klittenbandsluiting. Geschikt voor taillemaat van 70 tot 150 cm.

SGL2502

€ 36,95

SGL RUGBAND EXTRA STRONG

Deze rugband heeft naast de extra elastische band op de rug een extra aan te spannen elastische band voor nog meer compressie. Ondersteunt de buik, ribben en wervelkolom en geeft extra bescherming bij spierzwakte. Gemaakt van comfortabel en huidvriendelijk materiaal met klittenbandsluiting. Geschikt voor taillemaat van 70 tot 150 cm.

SGL2503

€ 49,95

SGL RUGBAND MET GEÏNTEGREERDE WARMTE

Voor effectieve pijnverlichting zonder medicatie. Verlicht rugklachten door ondersteuning en therapeutische warmte. Rekbaar warmteoppervlak gemaakt van zacht materiaal. Voorzien van klittenbandsluiting. Instelbaar op 4 warmtestanden door middel van meegeleverde afstandsbediening. Automatische uitschakeling na 120 minuten. Taillemaat 70 tot 135 cm.

SGL4691

€ 108,95

SCHOUDER- EN NEKWARMTEKUSSEN

Warmtekussen gevuld met fijne glasparels die het lichaamscontact maximaliseren. Warmte tot hoog in de nek. 4 temperatuurniveaus. Handige magneetsluiting. 100 Watt.

SGL4689

€ 88,95

SCHOUDER- EN NEKWARMTEKUSSEN XL

Comfortabel, zacht warmtekussen met extra groot warmteoppervlak. Bedekt de rug, schouders en hoog in de nek. 4 temperatuurniveaus. Handige magneetsluiting. 100 Watt.

SGL4688

€ 99,95

NEO G HOT & COLD PACKS

Herbruikbare Hot & Cold packs met een dubbele functie: verkoelende en warmtetherapie. Blijft flexibel, ook bij lage temperaturen. Inclusief beschermhoes. Te combineren met Neo G braces.




PR79076-P pack 26 x 13 cm € 13,95

PR79076-D disc Ø14,5 cm € 10,95

ICE PACK

Altijd directe koeling bij de hand! De instant Ice Pack vermindert zwelling, verlicht hoofdpijn en overige pijnen. Voor éénmalig gebruik. Breng vloeistof in beweging en schud om de inhoud te mengen.

**PR15150**

€ 6,95

HOT & COLD PACKS

Herbruikbare Hot & Cold pack voor verkoelende of warmtetherapie. Voorzien van een positioneringszak. Verkrijgbaar in drie maten.



PR15153-S 18,5 x 9 cm € 11,95

PR15153-M 22 x 14 cm € 12,95

PR15153-L 26 x 15 cm € 15,95

TARWEZAK LAVENDEL

Deze tarwezakken ruiken naar lavendel en zijn ideaal tegen krampen, hoofdpijn, migraine, pijn, spanning en stress.

Eenvoudig op te warmen in de magnetron. Beschikbaar in 2 kleuren.



Lengte 41 cm.
Breedte 13,5 cm.

PR15095-T tartan fleece € 19,95

PR15095-P purple fleece € 19,95

PROPEAQ LICHTTHERAPIEBRIL



De Propeaq lichttherapiebril kan gebruikt worden voor:

Slaap & winterblues

- Slaap goed en ondersteun zo uw gezondheid
- Verhoog de kwaliteit van uw nachtrust
- Verhoog uw energie in donkere dagen
- Verbeter uw slaapritme

Nachtwerk & ritme

- Gezonder leven
- Geen dip tijdens nachtdiensten
- Voorkom een jetlag

Sport & timing

- Stel uw biologische klok af op topprestaties
- Piek op het juiste moment
- Optimale prestaties

Met het blauwe licht van de Propeaq kan het slaaphormoon melatonine onderdrukt worden. Het beïnvloedt uw slaap- en waakritme. De oranje glazen daarentegen zullen de natuurlijke melatonine aanmaak juist stimuleren zodat u makkelijker kunt slapen.

De Propeaq lichttherapiebril is gebruiksvriendelijk, praktisch en heeft een hoog draagcomfort.

- Eenvoudige bediening
- Hoog draagcomfort
- Inclusief compacte opbergcase, handig om mee te nemen
- Oplaadbaar via elke willekeurige USB poort
- Extra uitneembare oranje glazen voor slaapverbetering
- Met 2 gratis Apps voor Android en iOS:
Propeaq – de App voor persoonlijke instructies om een jetlag te voorkomen
Propeaq Shiftwork – de App voor persoonlijke instructies om de dip tijdens nachtdienst tegen te gaan.

CH1500

€ 199,00

CIRCULATION MAXX REFLEXOLOGY



Deze elektrische spier-stimulator combineert EMS-technologie met voetreflexologie om de spieren in de onderbenen te ontspannen. Vanuit de reflexologie wetenschap is het doel is het bereiken van een natuurlijk evenwicht in het gehele lichaam. De Circulation Maxx Reflexology bereikt dit via EMS techniek. De pompende werking van de spieren, veroorzaakt door deze impulsen, heeft een gunstige invloed op de bloedsomloop, ondersteunt het herstellend vermogen en draagt bij aan het behoud van een gezond lichaam. Inclusief een gratis TENS-apparaat dat op andere delen van het lichaam gebruikt kan worden.

OP3500

€ 179,95

LEGEX BEENTRAINER



De LegEX beentrainer is geschikt voor iedereen die graag zijn spieren actief houdt en voor personen die wat minder mobiel zijn. Deze beentrainer heeft twee gemotoriseerde voetpedalen die onafgebroken heen en weer schuiven. Hierdoor maken de benen een loopbeweging. De beentrainer is gewoon te gebruiken vanuit de stoel, bank of werkplek. De voeten worden op de pedalen geplaatst en de LegEX doet het werk. Inclusief afstandsbediening en 3 verschillende snelheden.

OP4000

€ 109,95

VIBRATION BEENTRAINER



Dit 2-in-1 beenmassageapparaat combineert oscillatie (trilling) en acupressuur massage in één apparaat voor de ultieme ontspanning en pijnverlichting. Het vibratie systeem is perfect afgestemd op de zool van de voeten. Pijn in vermoeide benen en voeten wordt verlicht, de bloedsomloop wordt verbeterd en de kracht in de spieren neemt toe. Tevens verlicht de vibratie voetmassage ongemakken die veroorzaakt worden door spataderen. 20 vibratie snelheden en 5 verschillende programma's. Multifunctioneel te gebruiken voor het hele lichaam. Inclusief afstandsbediening.

OP6000

€ 52,95

SHIATSU NEK MASSAGE APPARAAT



Dit oplaadbare massagekussen met warmtefunctie bootst een Shiatsu massage na. De drukpuntmassage is ideaal voor een intensieve massage van uw nek. Ook te gebruiken voor de schouders, rug, buik, boven- en onderbenen. Bevordert de bloedsomloop, vermindert pijn en verlicht druk en stress. Perfect tegen vermoeidheid en helpt om optimaal te ontspannen. 4 draaiende massagekoppen en 2 massage rotatie opties. De verwarmingsfunctie geeft extra warmte voor een diepere massage. Compact en gemakkelijk mee te nemen. Afmeting L 72 x B 42 x H 39 cm.

OP5000

€ 129,95

FIETSTRAINER



Compacte fietstrainer voor thuis. Herstelt de spierkracht, circulatie en coördinatie van onderbenen en armen. Verchroomd, duurzaam stalen frame met anti-slipdoppen. Instelbare trapweerstand.

PR15341

€ 48,95

FIETSTRAINER MET ELEKTRONISCH DISPLAY



Een ideaal hulpmiddel om de conditie te verbeteren, de bloedcirculatie te stimuleren en armen en benen sterker te maken. Het elektronisch display maakt de inspanningen en vorderingen inzichtelijk. Tijdsweergave, activiteit, omwentelingen per minuut en calorieverbranding. Opvouwbaar.

PR15342

€ 69,95

BEKKENBODEMTRAINER



Is ontwikkeld om de onderlichaam- en bekkenbodemspieren te trainen. Versterking van deze spieren heeft een positief effect bij incontinentieproblemen, een zwakke blaas, na zwangerschap of een prostaatbehandeling. Ook bil- en dijspieren kunnen door dagelijkse training meer spierkracht opbouwen.

SGL3031

€ 29,95

HAPPYLEGS PREMIUM

De Happylegs automatische looptrainer verbetert de gezondheid van personen die uren achter elkaar zitten en niet veel beweging hebben. Door de beweging van het apparaat wordt de loopbeweging geïmiteerd. Happylegs heeft 3 snelheden. Inclusief afstandsbediening.

- verstevigt en traint de beenspieren
- herstelt de mobiliteit van gewrichten
- vermindert opgezwollen benen, knieën en voeten

Cardiologen erkennen de doeltreffende werking van dit apparaat bij de behandeling van diabetes, verminderde mobiliteit, overgewicht en een zittende levensstijl. Ideaal voor gebruik tijdens zittend werk.

Tevens te gebruiken in combinatie met een pacemaker of indien u lijdt aan chronische vaatandoeningen.



Wij adviseren Happylegs 30 tot 40 minuten te gebruiken in de ochtend en nog een sessie later op de dag.

PR61412

€ 371,95

ARMTRAINER DEURMONTAGE LUXE

Deze armtrainer helpt om de boven-lichaamspieren aan te sterken na bijvoorbeeld een CVA. Eenvoudig aan de deur te bevestigen middels een metalen beugel. Ideaal voor passief oefenen. Inclusief 2,6 m touw.



PR15057 € 29,95

ARMTRAINER DEURMONTAGE TOUW

Dit pull-systeem wordt als hulpmiddel gebruikt voor het vergroten en onderhouden van de beweeglijkheid in de schouders en bovenrug. Leg het nylon koord met verdikking over de deur heen en sluit de deur. Volg de aanwijzingen van uw therapeut of maak gebruik van de oefenvoorbeelden in de verpakking.



PR15057-NL € 16,95

NORCO THERAPIEBALLEN

Deze therapieballen zijn onder andere te gebruiken voor balanstreining en revalidatieoefeningen. Gemaakt van sterk nylon met een anti-slip laag. Inclusief pomp en instructiekaart. Geschikt voor zowel kinderen als volwassenen. Aanbevolen maatvoering is gebaseerd op de lengte van de gebruiker.

Art. nr.	lengte gebruiker	diameter bal	
PR15200	1.40 - 1.52	45 cm	€ 44,95
PR15201	1.55 - 1.68	55 cm	€ 46,95
PR15202	1.70 - 1.80	65 cm	€ 51,95
PR15203	1.83 - 1.91	75 cm	€ 59,95
PR15204	1.91 - 2.03	85 cm	€ 67,95

**WOBBLE BOARD PLASTIC**

Ideaal hulpmiddel om uw balans te trainen. Dit wobble board heeft een brede en vlakke basis en is hierdoor zeer gebruiksvriendelijk. Ideaal voor beginnende of gevorderde revalidatiepatiënten. Ook geschikt voor kinderen.

36 cm 100 kg

PR15080 € 43,95

WOBBLE BOARD HOUT

Ideaal hulpmiddel om uw balans en coördinatie te trainen. Verbetert de spierkracht en versnelt hierdoor het herstelproces. Het wobble board heeft een scherpe kanteling van 16 graden en kleine houten bal aan de onderkant. Geschikt voor gevorderde gebruikers. Eenvoudig te reinigen anti-slip PVC bovenlaag.

PR15081-40 Ø 40 cm € 59,95

PR15081-50 Ø 50 cm € 95,95

RAINBOW PUTTY



Creëer individuele handoefeningen met Rainbow Putty. Ideaal voor de ontwikkeling van handspierkracht. Oefenen verbetert de bewegingsmogelijkheden, vergroot de knijpkracht en verbetert de spier/pees beweging.

De kleuren staan voor de verschillende weerstanden.

PR15011	soft, oranje	57 gr	€ 11,95
PR15012	soft, oranje	85 gr	€ 16,95
PR15017	medium-soft, roze	57 gr	€ 11,95
PR15018	medium-soft, roze	85 gr	€ 16,95
PR15023	medium, groen	57 gr	€ 11,95
PR15024	medium, groen	85 gr	€ 16,95
PR15029	medium sterk, blauw	57 gr	€ 11,95
PR15030	medium sterk, blauw	85 gr	€ 16,95
PR15034	sterk, paars	57 gr	€ 11,95
PR15035	sterk, paars	85 gr	€ 16,95

ANTI-STRESS BALLEN

De anti-stressbal is geschikt voor hand- en vingeroefeningen. Zorgen voor een ontspannende werking en het verbeteren van de circulatie en spieren. Variabele kleuren.



7 cm

RE00946823	per stuk	€ 4,95
RE20002276	display 12 stuks	€ 49,95

EGELBALLEN

Deze ballen met nopjes zijn ontworpen om de bloedcirculatie te stimuleren en voor massage en ontspanning. Ook ideaal voor hand- en vingeroefeningen. Kleuren kunnen variëren.



PR15086-5	groen	5 cm	€ 3,95
PR15086-6	oranje	6 cm	€ 3,95
PR15086-7	groen	7 cm	€ 4,95
PR15086-8	geel	8 cm	€ 4,95
PR15086-9	rood	9 cm	€ 4,95
PR15086-10	blauw	10 cm	€ 5,95

HANDTRAINER GELBALLEN

Door de variabele weerstand zijn deze gelballen geschikt voor training van de hand, vingers en onderarm. U traint voor een krachtigere greep, betere behoudigheid en vingersterkte.



5 cm

PR15220-P	extra soft, roze	€ 5,75
PR15220-BL	soft, blauw	€ 5,75
PR15220-G	medium, groen	€ 5,75
PR15220-O	sterk, oranje	€ 5,75
PR15220-BK	extra sterk, zwart	€ 5,75

RAINBOW HANDTRAINERS

Makkelijk te hanteren handtrainer met veren. Verkrijgbaar in verschillende weerstanden. Grote plastic handvaten voorzien van anti-slip. Afmeting: 12 x 7,3 x 2,9 cm.



PR15091-O	oranje	4,5 kg	€ 26,95
PR15091-P	roze	6,8 kg	€ 26,95
PR15091-G	groen	14 kg	€ 26,95
PR15091-B	blauw	20 kg	€ 26,95
PR15091-PU	paars	27 kg	€ 26,95

LIFEWATCHER ALARMERINGSHORLOGES

LifeWatcher alarmeringshorloges, altijd dichtbij!

Kwalitatieve, betrouwbare en veilige alarmeringshorloges. In een noodsituatie kan met één druk op de knop hulp worden geregeld. Het horloge belt de contactpersoon en u kunt direct spreken met degene die u helpt. Inclusief een gratis App voor IOS en Android.



Kenmerken:

- Nauwkeurige locatiebepaling door GPS en Wifi positionering
- Mobiele netwerkdekking binnen Europa
- Prepaid systeem, inclusief Simkaart met €15,- tegoed
- IP67 Spatwaterdicht
- Herinneringsfunctie, bijvoorbeeld voor medicatie
- Zowel analoge als digitale tijd

Kijk voor meer informatie op www.able2.nl

De **Senior 4G** is geschikt voor senioren die beperkte ervaring hebben met mobiele elektronica. Zonder overbodige functies.

De **Active** is ideaal voor de actieve senior die gewend is om met mobiele elektronica om te gaan. Inclusief telefoonboek met 10 nummers, het verzenden van tekst of gesproken berichten naar contactpersonen en een stapenteller.



LWS2000



LWA2100

LWS2000	Senior 4G zwart	€ 129,95
LWA2100	Active zwart/zilver	€ 139,95

SPOTTER X10 GPS TRACKER MET SOS KNOP

Met de geavanceerde Spotter GPS tracker is er altijd toegang tot locatiegegevens. Bekijk locaties online op het Spotter account of in de App. Bescherm wat u dierbaar is, of het nu gaat om senioren, kinderen, voer- of vaartuigen of andere kostbare bezittingen.

In geval van nood is hulp in te schakelen via de SOS-knop. Met één druk op de knop worden vooraf ingestelde contacten op de hoogte gebracht.

Belfunctie voor communicatie op afstand. Mogelijkheid tot het instellen van zones en ontvang meldingen bij het binnenkomen en uitgaan.

Ondersteunt zowel 2G als 4G. Werkt op prepaid basis. Inclusief geïntegreerde beveiligde simkaart. Afmeting 6 x 4,5 x 1,5 cm.



SPOT1000	€ 169,95
----------	----------

DORO SMARTWATCH IP68 64MB

De Doro Watch is de ideale metgezel voor gezondheidsbewaking en activiteitentracking. Ontworpen om gemakkelijk te gebruiken met grote pictogrammen en eenvoudige navigatie. Eenvoudig af te lezen dankzij een helder display met hoog contrast. Het horloge kan worden gekoppeld aan een Doro-smartphone (Android 10.0 of recenter) om de alarmtoets van het horloge te gebruiken voor het waarschuwen van familieleden wanneer hulp nodig is. Inclusief oplader. Verkrijgbaar in de kleur roze en zwart.

Kijk voor meer informatie op www.able2.nl



DOWATCH-PI	roze	€ 120,00
DOWATCH-Z	zwart	€ 120,00

DORO TABLET

Deze gebruiksvriendelijke Doro tablet heeft een scherm met hoog contrast. Vier luidsprekers zorgen voor een volumineus geluid. De unieke interface met grote pictogrammen en tekst, Doro-instructies en Google Assistant, maakt alles gemakkelijker. Bovendien is de TeamViewer-app al op de Doro tablet geïnstalleerd, zodat er eenvoudig hulp op afstand van een vertrouwde persoon gevraagd kan worden. Wordt geleverd met een handige houten standaard om handenvrij te kunnen kijken en te videobellen. Een toetsenbord is apart verkrijgbaar. Besturingssysteem Android 12, scherm 10,4 inch, camera voorzijde 5 MP, achterzijde 8 MP, intern geheugen RAM 4 GB, totale opslagcapaciteit 32 GB.



DOTABLET-G		€ 339,99
DOTABKEY	toetsenbord	€ 99,00

DORO SMARTPHONE

Eenvoudige en gemakkelijk bedienbare smartphone voor senioren.


Net als bij andere smartphones kunt u met deze smartphone ook surfen, e-mailen, foto's nemen en delen, apps downloaden en de weg vinden met de GPS, maar dit alles op een veel eenvoudigere manier. De behulpzame Doro interface maakt het eenvoudiger om te doen wat de gebruiker wil, dankzij de gebruiksvriendelijke navigatie en met behulp van grote aanpasbare pictogrammen. Ook kan er met Google Assistant spraakopdrachten gebruikt worden in plaats van typen op het touchscreen, bijvoorbeeld om berichten op te stellen, op internet te zoeken, herinneringen in te stellen en meer.

Smartphone 8200 64GB 4G:

Besturingssysteem Android 12, 64 GB geheugen, Bluetooth 5.2, alarmknop, geïnstalleerde TeamViewer-app en HAC ondersteuning voor gehoorapparaten.

SmartPhone 8100 32GB 4G:

Besturingssysteem Android 11, 32 GB geheugen, Bluetooth 4.2, alarmknop, geïnstalleerde TeamViewer-app en HAC ondersteuning voor gehoorapparaten.



DO8100



DO8200

DO8100	8100 32GB 4G	€ 229,00
DO8200	8200 64GB 4G	€ 300,00

PHONE-EASY 311C SENIORENTELEFOON



Gebruiksvriendelijke vaste senioren telefoon met grote toetsen. Met gemakkelijke bediening en versterkt geluid. Instelbaar volume. 3 directe geheugentoetsen.

PHONE-EASY 312CS SENIORENTELEFOON



Telefoon met een groot helder display, versterkt geluid en grote knoppen voor gemakkelijke bediening. Door het lichtsignaal is het zichtbaar als er iemand belt. Andere handige functies zijn nummerweergave (afhankelijk van de netwerkondersteuning en abonnement) en een luidspreker.

PHONE-EASY 331PH SENIORENTELEFOON MET 3 FOTOKNOPPEN



Gebruiksvriendelijke senioren telefoon met 3 foto geheugenknoppen. Met één druk op de knop is verbinding mogelijk met belangrijke personen. Dankzij de grote toetsen is het kiezen van een nummer eenvoudig. Duidelijk zichtbaar beldsignaal. Instelbaar volume. Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.).



DOEASY311-W	€ 39,99	DOEASY312-W	€ 59,99	DOEASY331-W	€ 49,99
--------------------	---------	--------------------	---------	--------------------	---------

DORO MOBILE TELEFOON 780X 4G

Gebruiksvriendelijke mobiele telefoon met vereenvoudigd toetsenbord. Spatwaterbestendige (IP54) mobiele telefoon met drie grote snelkeuzetoetsen met naamlabels om met één simpele druk op de knop contactpersonen te bellen. Andere veiligheidsfuncties zijn een veiligheidstimer en een alarmknop om een alarm met gps-positie te versturen wanneer hulp nodig is. Hoorapparaat compatibel M3/T4.

**DO780X-Z**

€ 169,99

DORO MOBILE TELEFOON 1880 4G

Gebruiksvriendelijke mobiele telefoon met groot beeldscherm, ruim opgezet toetsenbord, voorleesfunctie van de toetsen en een optisch belsignaal. Met de assistentieknop zijn betrouwbare contactpersonen te waarschuwen wanneer hulp nodig is. Inclusief camera, agenda, GPS functie, FM radio en zaklamp. Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.).

DO1880-Z zwart

€ 79,99

DO1880-R rood

€ 79,99

DORO MOBILE TELEFOON 2820 4G

Met deze mobiele klapteléfono wordt er niet onbedoeld gebeld, als de telefoon dicht is kunnen er geen toetsen worden ingedrukt. Oproepen zijn eenvoudig te beantwoorden en beëindigen door de telefoon open of dicht te klappen. Met de assistentieknop zijn betrouwbare contactpersonen te waarschuwen wanneer hulp nodig is. Inclusief voorleesfunctie toetsen, camera, agenda, GPS functie en zaklamp. Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.).

DO2820-B blauw/wit

€ 89,99

DO2820-R rood/wit

€ 89,99

DORO MOBILE TELEFOON 2880 4G

Het externe display van deze mobiele klapteléfono geeft de tijd, dag, nummerweergave en meldingen weer zonder de telefoon te openen. Oproepen zijn eenvoudig te beantwoorden en beëindigen door de telefoon open of dicht te klappen. Met de assistentieknop zijn betrouwbare contactpersonen te waarschuwen wanneer hulp nodig is. Inclusief voorleesfunctie toetsen, camera, agenda, GPS functie en zaklamp. Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.).

DO2880-Z zwart/wit

€ 99,99

DO2880-R rood/wit

€ 99,99

PHONE-EASY 100W DRAADLOZE TELEFOON

Zeer gebruiksvriendelijke draadloze DECT telefoon met groot display met grote tekens, grote toetsen en een extra luid in te stellen volume.

De duoset bevat 2 draadloze DECT telefoons. Verkrijgbaar in de kleur zwart en wit.



DOPE100W-Z	zwart	€ 49,99
DOPE100W-W	wit	€ 49,99
DOPE100WD-Z	duo set zwart	€ 75,00
DOPE100WD-W	duo set wit	€ 75,00

PHONE-EASY 110 DRAADLOZE TELEFOON MET SPREKENDE CIJFERTOETSEN

Zeer gemakkelijke, draadloze telefoon voor slechtzienden. Met de grote, sprekende cijfertoetsen is het gemakkelijker om nummers te kiezen. Verlicht display met ultrahoog contrast en duidelijke naam- en nummerweergave. De Doro TrueSound kwaliteit garandeert een goed en helder geluid door de luidspreker met erg hoog volume.

De duoset bevat 2 draadloze DECT telefoons. Verkrijgbaar in de kleur zwart en wit.



DOPE110-Z	zwart	€ 69,99
DOPE110-W	wit	€ 69,99
DOPE110D-Z	duo set zwart	€ 99,99
DOPE110D-W	duo set wit	€ 99,99

BUTTON "IK BEN SLECHTZIEND"



Button met de tekst: IK BEN SLECHTZIEND. Verkrijgbaar met een bevestiging met een speld of een magneetje. Kleur geel met zwarte opdruk.



BU156210	speld	€ 4,95
BU156325	magneet	€ 5,95

SENSEWORKS HERKENNINGSPLAATJE



Herkenbaar wit/rood herkenningsplaatje voor slechthorenden of slechthorenden. Met de letters S - Z voor slechthorenden of S - H voor slechthorenden. Geschikt voor bevestiging op de fiets, rolstoel of rollator. Exclusief bevestigingsmateriaal. Afmeting: 15 x 10 cm.

WV099992	slechthorende	€ 15,95
WV099994	slechthorende	€ 15,95

SENSEWORKS SLEUTEL- ZOEKER KEYFINDER



Deze sleutelzoeker reageert op een fluitsignaal met een piep- en lichtsignaal. Zo kunt u uw sleutels of andere producten gemakkelijk terugvinden. Ook is de sleutelzoeker te gebruiken om een locatie te bepalen, bijvoorbeeld als deze bij een deur wordt weggelegd.

WV099925	€ 8,95
-----------------	--------

RELIEFRONDJES



Reliëfrondjes kunnen als herkenningstekens worden aangebracht op verschillende apparaten, zoals wasmachines, thermostaten en

dergelijke. Op deze manier wordt het voor blinden en slechthorenden eenvoudiger om te vinden wat ze zoeken.

	kleur	diameter	dikte	aantal	
PER08248	transparant	8 mm	2 mm	48 stuks	€ 11,95
PER11556	transparant	11 mm	5 mm	56 stuks	€ 11,95
PER82856	zwart	8 mm	2,8 mm	56 stuks	€ 11,95
PER08324	oranje	8 mm	3 mm	24 stuks	€ 8,95

MERKPASTA TULIP SLICK



De merkpastava bevindt zich in een penflesje, wat het eenvoudig maakt om markeringen, lijnen en vormen aan te brengen op diverse materialen.



IL459300	oranje	€ 6,95
IL459301	zwart	€ 6,95
IL459302	wit	€ 6,95

GROTE DOBBELSTENEN MET VOELBARE PUNTEN



Grote kunststof dobbelstenen met opliggende braille-punten in verzonken vakken. Goed zicht- en voelbaar voor blinden en slechtzienden.

IL303302	zwart met witte punten	3 cm	€ 34,95
IL282002	wit met zwarte punten	2 cm	€ 10,95

DOMINO MET VOELBARE PUNTEN



Extra grote (5 x 2,5 cm) domino stenen gemaakt van witte kunststof met zwarte, opliggende punten. Goed zicht- en voelbaar voor blinden en slechtzienden. Set van 28 stenen inclusief kunststof opbergdoos.

IL000105	€ 39,95
-----------------	---------

HALMA BORDSPEL HOUT



Sterhalma (Chinees dammen) bordspel gemaakt van blank hout in een ronde vorm. Inclusief 60 gekleurde houten pionnen, geschikt voor 2 tot 6 personen. Diameter bord 28 cm.

HO793102	€ 24,95
-----------------	---------

KEEZEN BORDSPEL HOUT



Dubbelzijdig speelbord voor het spel Keezen, gemaakt van blank gelakt multiplex (40 x 40 cm). Met verdiepte velden voor de pionnen. Compleet met gekleurde houten pionnen en speelkaarten. Geschikt voor 4 en 6 spelers.

HO791210	€ 32,95
-----------------	---------

DEURTJE OPEN, DEURTJE DICT DOBBELSPEL HOUT

Deurtje open, deurtje dicht oftewel Shut the box is een dobbelspel voor 2 personen. De houten bak (34 x 24 x 3 cm) is bekleed met groen vilt en voorzien van de cijferreeks 1 t/m 9. Inclusief 2 dobbelstenen.



HO735818	€ 21,95
-----------------	---------

De hulpmiddelen van Medimpex Systems maken het leven aangenamer en makkelijker. Ze zijn toegankelijk en hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding.

In deze mini catalogus vindt u slechts een kleine greep uit het complete assortiment.

Op onze website www.medimpex.nl vindt u een accuraat en up-to-date overzicht van alle producten die wij aanbieden. Ook vindt u hier, van tijd tot tijd, aanbiedingen en biedt deze website een goed overzicht van wat wij voor de gehele zorgmarkt kunnen aanbieden.

Positioneringsmaterialen

Intern transport

Medicijndistributie

**Hygiëne Infectie
en Preventie**

VERBANDWAGENS

Weegstoel

**Rolstoel
weegplateau**

Zitkrukken

Douche/Toiletstoelen

Wasverzamelaars

HEELPROTECTOR

Kijk voor alle producten & aanvullende informatie op www.medimpex.nl

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen geldig tot 31 maart 2025.

Producent, ontwikkelaar en importeur van innovatieve producten
ten behoeve van de totale zorgsector

Al meer dan 40 jaar uw partner in de zorg!



Faradaystraat 14-01
NL 4004 JZ Tiel

T +31 (0)344-615300
F +31 (0)344-623784
E info@medimpex.nl

www.medimpex.nl

