

Multifunctionele wagen Preciso

Een multifunctionele wagen die zowel qua afmeting, indeling en kleur veel mogelijkheden heeft waaruit deze kan worden samengesteld en daardoor geschikt is voor iedere afdeling.



De coating van de wagen is milieuvriendelijk en makkelijk te reinigen met alle schoonmaakmiddelen zonder te verkleuren. Daarnaast is de wagen beschermt tegen verkleuring door UV licht. Bovendien is de coating antibacterieel en stopt de ontwikkeling van bacteriën. De wagens kunnen met de meest gangbare middelen worden gedesinfecteerd.

Zowel het brede werkvlak als de basis, inclusief bumper, is op innovatieve wijze gemaakt door het spuitgieten van PC/ABS kunststof. Aan drie zijdes is de wagen voorzien van duwbeugels met ronden hoeken en stootrand. Tevens heeft de wagen een zijwaarts uitschuifbaar werkblad. Dit alles in het parel grijs uitgevoerd.

De wagen is uit te rusten met lades met een telescopische geleiding of lades in een ISO-rasterwand. Deze lades zijn in vier verschillende hoogtes te verkrijgen, namelijk 76, 156, 256 en 316 mm. Daarnaast is het mogelijk om voor de lades een lang- en dwarsverdelers of kant en klare inzettrays met vakverdeling te verkrijgen.

De wagens zijn goed afsluitbaar door een centraal slotsysteem in standaard sleutelslotuitvoering of indien gewenst met een elektronisch (code)slotsysteem.

De vier dubbele zwenkwielen met een diameter van 125 mm, niet markerend, zijn voorzien van kogellagers waarvan twee geremd. De Preciso is in verschillende hoogtematen te leveren, namelijk 920, 1000, 1080 en 1100 mm. De breedte is 830 mm en de diepte 650 mm.

De Preciso is naast de standaard grijze aluminium uitvoering ook tegen meerprijs in diverse kleuren leverbaar. Zie onderstaande afbeelding. Deze kleuren kunnen op de hoeken worden gebruikt, maar ook op het zijpaneel of de gehele zijkant.



Bekijk deze wagens en de catalogus op onze website www.medimpex.nl/medicijnwagens