

## Onderzoekstafel elektronisch verstelbaar 195x70 cm

Bij de ontwikkeling van de MME onderzoekbank is optimaal rekening gehouden met de werksituatie en de beschikbare ruimte in de gemiddelde Nederlandse huisartsenpraktijk. Dit model heeft een traploos uitschuifbaar voetengedeelte zodat de afmeting kan worden terug gebracht naar 150x70 cm. Het uitschuifgedeelte is zodanig geconstrueerd, dat een patiënt hierop kan plaatsnemen zonder gevaar voor kiepen van de bank.

De standaard papierrol is onder het hoofdvlak weggewerkt en biedt plaats voor een papierrol tot een breedte van 60 cm.

### Technische gegevens

- afmetingen met uitgeschoven voetendeel 195 x 70 cm
- afmetingen met ingeschoven voetendeel 150 x 70 cm
- elektrische hoog-laag verstelling van 60 tot 100 cm
- verstel snelheid bij een belasting van 100 kg 1,4 cm per seconde.
- elektrisch verstelbare rugsteun tot 60 graden. Korte of lange rug
- Keuze uit poot, wiel of wiel/poot verstelling
- Hoogwaardig kwaliteit
- model MME is CE gecertificeerd
- Lage opstap
- Zeer stabiel
- Gebruik vriendelijk
- Centraal geremde wielen
- Hoofd ondersteunende rugleuning
- Tot 300kg belastbaar

Onderzoekbank	MMEZL
Afmeting (lengte x Breedte)	195x70cm
Hoogte minimaal	50 cm
Hoogte maximaal	95 cm
Afmeting langerug	65x70cm
Afmeting korte rug	80x70cm
Electrische voetbediening	ja
Electrische handbediening	Optie
CE gecertificeerd	ja
Traploos verstelbare rugsteun	standaard
Papierrolhouder	standaard
Belastbaarheid	300kg
Centraal geremde wielen	standaard



De Mini Multo Electric Zonder Laden is een onderzoeksbank die voor veel taken is in te zetten en daarnaast degelijk en tegelijk comfortabel is.