

Open modulaire verpleegwagens

Deze modulaire verpleegwagens zijn geschikt voor alle gangbare EURONORM bakken, manden en legborden.



Deze open modulaire verpleegwagens zijn ontworpen conform de EuroNorm standaard 600 x 400 mm. Vervaardigd uit staal en afgewerkt in een hoogwaardig 100% polyester poederlak. Deze afwerking biedt een goede UV-bestendigheid, is krasbestendig en is bestand tegen de meeste chemische producten.

De verpleegwagen is gemonteerd op vier grijze vlekvrrije zwenkwielen met rem en is zeer licht en wendbaar. De vlekvrrije zwenkwielen hebben een doorsnede van 100 mm. Naast het feit dat de verpleegwagens in verzorgings- en ziekenhuizen toegepast worden, kunnen ze ook goed gebruikt worden in een apotheek, centraal magazijn of als transportwagentje.

De voordelen van deze nylon geleiders ten opzichte van metalen:

- Zijn te gebruiken voor alle gangbare EURONORM bakken, manden en legborden.
- De geleiders zijn voorzien van een geïntegreerde stop.
- Geluidsarm transport.

Deze verpleegwagen is licht en wendbaar, het draagvermogen bedraagt 150 kg.