

## PI-NERO Multifunctionele wagen


PI-NERO (nero betekent zwart in het Italiaans) is in feite een hele handige multifunctionele wagen met 2 of 3 schappen waarop ook één of twee duwhandvatten kunnen worden gemonteerd.

Maar het potentieel is veel groter: Er is een mogelijkheid om accessoire rails te monteren waaraan bijvoorbeeld een vloeistof dispenser, handschoenenhouder of een afvalbak gemonteerd kan worden. Ook is de wagen uit te rusten met ABS lades.


Deze lades zijn weer indeelbaar waardoor je een hele praktische behandelwagen creëert.

PI-NERO is gemaakt van ABS-kunststof schappen en aluminium staanders waardoor hij ook nog eens lichtgewicht is.


Draagvermogen per schap 25 kg  
 Afmetingen B 758 x D 532 x H 902 mm



**K6V6-1M / 2M**



**K4V4-1M / 2M**



**Verdeelschotjes**

## PI-NERO Multifunctionele wagen

---

PNBW319-M Multifunctionele wagen 3 legschappen + Duwbeugel

### Veelgevraagde accessoires

CP6B-1M	ABS lade wit met handgreep en labelhouder H. 76 mm
CP6B-2M	ABS lade wit met handgreep en labelhouder H. 156 mm
CP6T-1M	ABS lade transparant met handgreep en labelhouder H. 76 mm
CP6T-2M	ABS lade transparant met handgreep en labelhouder H. 156 mm
PN-G	Rails per paar tbv ABS lade
K6V6-1M	Ladeverdeelset 6 bakjes 400 x 82 x 58 mm smal laag
K6V6-2M	Ladeverdeelset 6 bakjes 400 x 82 x 138 mm smal hoog
K4V4-1M	Ladeverdeelset 4 bakjes 400 x 142 x 58 mm breed laag
K4V4-2M	Ladeverdeelset 4 bakjes 400 x 142 x 58 mm breed hoog
DIV6-1M	Verdeelschotjes smal laag (10)
DIV6-2M	Verdeelschotjes smal hoog (10)
DIV6-1M	Verdeelschotjes breed laag (10)
DIV6-1M	Verdeelschotjes breed hoog (10)
ET10	Etikethouders (10)
PNSABU	Accessoirerail tbv PI-NERO
CLT34	Mand 350x120x210 mm tbv accessoirerail
SBWAL	Ophangbeugel tbv Wally 8L
WAL1-8	Wally kniebedienbare afvalbak 8L wit
19010-0007	Naaldcontainerhouder met strapband voor fixatie
SPG1	Handschoendoos houder 1 vaks
PNMSPIN-R	Extra duwbeugel tbv PI-NERO
PNOV2B	Overbridge met 2 accessoiresrails
PCMDS	Desinfectiedispenser