




Mini Multo MMB

De Mini Multo Basis is door de vernuftige constructie een eenvoudige onderzoeksbank met een perfecte balans tussen kosten en kwaliteit.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

De Mini Multo Basis bank is een eenvoudige maar zeer functionele onderzoeksbank.

Door zijn slimme constructie is deze onderzoeksbank zeer stevig en precies op uw werkhoogte. Voor deze bank worden onze hoogwaardigste producten gebruikt.

Een rugleuning is traploos te verstellen waardoor u de patiënt in een comfortabele houding kunt zetten. Standaard is deze bank uitgerust met een papierrolhouder die u zowel aan het hoofd- als aan het voeteneind kunt plaatsen.



Standaard model:

Geleverd in doos
Eenvoudige montage
Papierrolhouder (55 cm)
Standaard zwart kunstleer
Afmeting H 80 x L 195 x B 69 cm
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Antibacterieel en brandvertragend kunstleer (128 kleuren)

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website




Mini Multo MME-2D

De Mini Multo Electric 2 Delig is een comfortabele, degelijke en betrouwbare onderzoeksbank in een ideale combinatie. Een professionele uitstraling die niets te wensen overlaat.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

Een onderzoeksbank die verrassend veel comfort biedt door de lange rug en het 5 cm dikke koudschuim. Ideaal wanneer de patiënt ook wel eens langer op een onderzoeksbank moet plaats nemen. De brede bank (70 cm) in combinatie met de 5 cm dikke koudschuim geeft de patiënt de comfort die nodig is om zich relaxt te voelen. U kunt ook kiezen voor kniesteunhouders waarmee u de onderzoeksbank ook voor gynaecologische behandeling kunt gebruiken. Een lange rug verstelling is naar gelang uw voorkeur te verstellen door middel van een elektromotor of een snelle gasveer. Uiteraard kunt u, door de standaard aanwezige papierrolhouders, een papierrol plaatsen. Een handbediening wordt standaard bijgeleverd maar heeft u de voorkeur voor een voetbediening dan is die optioneel ook mogelijk.



Standaard model:

Poot of wielsysteem
Papierrolhouder (60 cm)
Handbediening
Afmeting 160 x 70 cm
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische kniesteunhouders
Voetbediening en/of handbediening
Ademgat uitsparing in hoofddeel
80 cm breed

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website




Mini Multo MMEL

De Mini Multo Electric met Lade is een degelijke en betrouwbare alleskunner met opvallend veel opbergruimte die de hoge verwachtingen meer dan waarmaakt.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

Met recht een alleskunner want alle denkbare behandelingen zijn op deze onderzoeksbank te realiseren. Liggend, zittend of gynaecologisch houding alles is mogelijk met deze onderzoeksbank. Gecombineerd met een ruime lade waar verbazingwekkend veel in kan, is deze onderzoeksbank een ideale oplossing om klein materiaal snel bij de hand te hebben. Met de optionele extra lade heeft u zelfs geen sta-in-de-weg ladeblok meer nodig. Uiteraard is ook deze bank breed genoeg (70 cm) om genoeg comfort aan uw patiënt te bieden. De lange of korte rug kan naar gelang uw voorkeur uitgerust worden met een elektrische verstelling of snelle gasveerbediening. U kunt eenvoudig de voetsteunen uitschuiven als het voetendeel neergeklapt is of u gebruikt deze ter ondersteuning wanneer u de bank in zijn volle lengte nodig heeft. Met de optionele kniesteunhouders kunt u ook gebruikmaken van de traditionele gynaecologische kniesteunen.



Standaard model:

Poot of wielsysteem
Papierrolhouder (60 cm)
Handbediening
Voetsteunen
Afmeting 160 x 70 cm (ingeklapt)
Afmeting 195 x 70 cm (uitgeklapt)
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische kniesteunhouders
Voetbediening en/of handbediening
Extra dik (5 cm) comfortabel koudschuim
80 cm breed
Ademgat uitsparing in hoofddeel
Extra lade

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website




Mini Multo MME-ML

De Mini Multo Electric Met Lade is een degelijke en multi inzetbare onderzoeksbank met verrassend veel opbergruimte, zeer betrouwbaar en comfortabel.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

Een zeer complete onderzoeksbank waarbij alle eigenschappen samen komen; klein, comfortabel en veelzijdig. Bij deze bank wordt de veeleisende gebruiker op zijn wenken bediend. Het handige inschuifbare voetendeel is gecombineerd met verrassend veel opbergmogelijkheden. Er is plaats voor een optioneel 2e lade waarmee de opbergmogelijkheden verdubbeld worden. Of heeft u liever een lade die in de lengterichting wordt geplaatst? Geen probleem, dat is bij dit model ook mogelijk. Alle bekende voordelen van de Mini Multo banken zijn aanwezig. De brede ligging van 70 cm voor een comfortabel gevoel van uw patiënt, maar uiteraard ook de korte of lange rug waarvoor u kunt kiezen. Voor de verstelling van de rugleuning kan naar gelang uw voorkeur gekozen worden voor een elektrische of snellere gasveerverstelling. Met de optionele kniesteunhouder maakt u in een handomdraai van deze onderzoeksbank een gynaecologische onderzoeksbank. Door het inschuiven van het voetendeel zit u bij de behandeling ook comfortabel.



Standaard model:

Poot of wielsysteem
Papierrolhouder (60 cm)
Handbediening
Afmeting 160 x 70 cm (ingeschoven)
Afmeting 195 x 70 cm (uitgeschoven)
(voetdeel is 55cm breed)
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische kniesteunhouders
Voetbediening en/of handbediening
Ophoogkussen voetendeel
Ademgat uitsparing in hoofddeel
Extra lade
Lade in lengterichting onder voetendeel

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie;




Mini Multo MMEN

De Mini Multo Electric Neerklapbaar is een degelijke en betrouwbare onderzoeksbank waarbij professionaliteit en comfort voor patiënt en behandelaar uitstekend gecombineerd zijn.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

De Mini Multo MMEN combineert professionaliteit en degelijkheid moeiteloos met comfort voor een ontspannen patiënt. Door de 70 cm brede bank ligt de patiënt ontspannen en met het optionele extra dikke koudschuim zijn ook langere behandeling comfortabel. De onderzoeksbank kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden, zowel in zit- als in lighouding. Ook is deze bank te gebruiken voor gynaecologische behandelingen met de standaard voetsteunen of de kniesteunen door de optionele kniesteenhouders.

Standaard is de Mini Multo MMEN voorzien van papierrolhouder en handbediening.

Het standaard elektrisch geleidend wiel geeft extra zekerheid en maakt dat de bank voor alle behandeling gebruikt kan worden.



Standaard model:

Poot of wielsysteem
Papierrolhouder (60 cm)
Handbediening
Voetsteunen
Afmeting 160 x 70 cm (ingeklapt)
Afmeting 195 x 70 cm (uitgeklapt)
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische kniesteunhouders
Voetbediening en/of handbediening
Extra dik (5 cm) comfortabel koudschuim
80 cm breed
Ademgat uitsparing in hoofddeel

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website




Mini Multo MME-ZL

De Mini Multo Electric Zonder Laden is een onderzoeksbank die voor veel taken is in te zetten en daarnaast degelijk en tegelijk comfortabel is.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

Een onderzoeksbank die voor vele toepassingen inzetbaar is, voor zowel gewone behandelingen als ook gynaecologische behandelingen. Door het handige inschuifbare voetendeel is deze bank overal te plaatsen. Ook geeft het brede liggedeelte (70 cm) veel houvast en comfort aan uw patiënt. Daardoor kunt u uw werk doen zonder dat de patiënt de handen op de buik moet leggen. U kunt kiezen voor een model met lange rug of korte rug en beide kunt u naar gelang uw voorkeur uitvoeren met een handige elektronische bediening of een snelle gasveerbediening. Door de optie kniesteunhouders tovert u de bank in een handomdraai om in een gynaecologische behandelbank en door het voetendeel in te schuiven zit deze uw voeten niet in de weg.



Standaard model:

Poot of wielsysteem
Papierrolhouder (60 cm)
Handbediening
Afmeting 150 x 70cm (ingeschoven)
Afmeting 195 x 70cm (uitgeschoven)
(voetdeel is 55 cm breed)
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische kniesteunhouders
Voetbediening en/of handbediening
Ophoogkussen voetendeel
Ademgat uitsparing in hoofddeel

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website




Mini Multo MMS

De Mini Multo Standaard is de meest bekende onderzoeksbank, ideaal voor kleine locaties en voorzien van alle gemakken.



ijzersterke constructies
waarover is nagedacht



niet alleen in zwart grijs
of blauw leverbaar



duurzaamheid en kwaliteit
gaan perfect samen



de beste materialen
garanderen topkwaliteit

De alom bekende en meest gebruikte onderzoeksbank in de praktijk, de Mini Multo Standaard, is nog steeds erg populair. Dit type is zonder twijfel de beste onderzoeksbank in zijn klasse. Door het vernuftige weg te schuiven voetendeel is deze onderzoeksbank ideaal voor kleine behandelkamers. De breedte van de bank zorgt er voor dat de patiënt comfortabel ligt tijdens een behandeling. Het model is zeer compleet en daardoor voor meerdere doeleinden te gebruiken zowel in zit- als lighouding. De standaard voetsteunen maken het tevens mogelijk om gynaecologische behandelingen te doen. Uiteraard is de mogelijkheid voor het plaatsen van een papierrol standaard aanwezig.



Standaard model:

Papierrolhouder (55 cm)
Voetsteunen
Afmeting ingeschoven H 80 x B 69 x L 120 cm
Afmeting uitgeschoven H 80 x B 69 x L 195 cm
(voetdeel is 82cm breed)
Coating RAL9016

Opties/accessoires:

Gynaecologische knieleunhouders
Lade unit met 2 lades, (max 2 per bank)
Onderblad
Ophoogkussen voetendeel
Ademgat uitsparing in hoofddeel
Wielen per set van 4 (incl. inkorten)

Bekleding leverbaar in 1 van de 128 beschikbare kleuren (geen meerprijs), maar ook in kleurencombinatie; zie onze website