

Mensen die maar **één arm kunnen gebruiken** hebben grote moeite met zelfstandig eten. Hierdoor gaat niet alleen veel tijd verloren, maar het verlaagt ook het gevoel van eigenwaarde van deze mensen.

Theomatik® is een tafelhulp lunchbord zodat mensen met één functionele arm weer **zelfstandig kunnen eten**. Zowel thuis als onderweg.

Theomatik® helpt om deze mensen hun beperkingen draaglijk te maken, minder merkbaar, en weer zorgeloos te zijn. **Theomatik® maakt eten weer makkelijker en leuker** waardoor het weer om de personen draait en niet om hun probleem.

We hebben er bewust een **zeer tastbaar en zintuiglijk product** van gemaakt, omdat de fijne motoriek en het ergotherapeutische element van cruciaal belang zijn in het bevorderen van het vermogen van ouderen en/of **mensen in revalidatie** om hun dagelijkse routines en rollen weer te kunnen vervullen. We hebben ook bewust gekozen voor de kleur oranje omdat dit de beste kleur is voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met dementie.


Naast het teruggeven van hun **onafhankelijkheid, waardigheid en vrijheid** door mensen in staat te stellen weer zelfstandig te eten, helpt Theomatik® ook met het **verlichten van de werkdruk van zorgpersoneel**, zodat zij zich kunnen richten op andere taken in plaats van het smeren van boterhammen. Theomatik® biedt niet alleen toegevoegde waarde aan de gebruiker, maar biedt ook een sterk investeringsrendement voor het inkopende ziekenhuis, bejaardentehuis, woonzorgcentrum of revalidatiecentrum.



Bouncer™ helpt met hun inclusieve producten en hulpmiddelen voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) de zelfredzaamheid van mensen te verhogen.




HENRY VAN
DE VELDE
AWARDS
WINNER 17




Van boter- en confituurpotjes, van yoghurt tot drankblikjes

De conische openingen zijn ontworpen om potjes vast te klemmen met een diameter variërend van 20 tot 70 mm.




Stapelbaar dienblad

Het stapelbaar dienblad is ontworpen om makkelijk te stapelen met oog voor optimale ruimtebenutting.



Verpakkingssnijder

Dit kleine veilige snijmesje helpt bij het openen van alle verpakkingen en zakjes zoals van suiker, thee, kaas of ham, allemaal met één hand.




Antislip

Voor stabiliteit op tafels en dienbladen, is de onderzijde van elke Theomatik® voorzien van antislip. Deze helpt voor een gefixeerd dienblad bij het openen van potjes of het snijden van uw boterham.

Klein lunchbord

In het kleine lunchbord kunt u een boterham klemmen tussen de 4 opstaande randen. Het lunchbord is ook voorzien van antislip aan de onderzijde en heeft voorgevormde snijvormen in de 4 opstaande zijden zodat u makkelijk uw boterham kunt doorsnijden.



Specificaties

Vaatwasmachinebestendig

Gewicht - 900 gram

Polypropyleen - TPE - Roestvrij staal - zonder BPA

Afmeting - (L) 36,5 x (B) 18,8 x (H) 3 cm

